

medisana®

PRODUKTKATALOG



DEINE GESUNDHEIT IN GUTEN HÄNDEN



Gesundheits- kontrolle

medisana®



Take
control of
your health

- ✓ Einstufung der Messwerte mit Ampel-Farbskala
- ✓ Leicht ablesbares LC-Display mit weißer Hintergrundbeleuchtung
- ✓ Hochwertiges Design mit extra großen Knöpfen für eine einfache Bedienung



Handgelenk- Blutdruckmessgerät BW 345

Art-Nr. 51073 | EAN 40 15588 51073 1

Blutdruck-Klassifizierung –
Einstufung der Messwerte mit Ampel-Farbskala

FUNKTION | ANWENDUNG

- Präzise Blutdruckmessung am Handgelenk
- Displayanzeige: Systole, Diastole, Puls, Datum, Uhrzeit
- Anzeige von unregelmäßigem Herzschlag
- Je 199 Speicherplätze für 2 Benutzer
- Berechnung des Durchschnittswerts basierend der letzten 3 gespeicherten Werte
- Handgelenkmanschette für 13,5 – 19,5 cm Handgelenksumfang
- Meldung bei Anwendungsfehler
- Mit Aufbewahrungsbox
- Inkl. 2 x 1,5 V AAA Batterien
- Automatische Abschaltung
- Zertifiziertes Medizinprodukt*

*Zertifiziert nach MDR Klasse IIa (Medizinprodukteverordnung)

TECHNISCHE DATEN

- Größe: ca. 8,39 x 2,55 x 6,59 cm
- Gewicht: ca. 0,115 kg
- Messmethode: Oszillometrisch
- Messbereich:
Blutdruck:
0 – 295 mmHg
Puls: 40 – 199 Schläge/Min.
- Batterien: 2 x 1,5 V (AAA)

PACKUNGSGEHALT

- Handgelenk-Blutdruckmessgerät mit Handgelenkmanschette für 13,5 – 19,5 cm Handgelenksumfang
- Aufbewahrungsbox
- Batterien 2 x 1,5 V (AAA)
- Gebrauchsanweisung

LOGISTISCHE DATEN

Verkaufsverpackung
1 Stück | 9,5 x 10,5 x 11 cm | 0,3 kg

VPE
4 Stück | 20 x 11,5 x 23 cm | 1,5 kg

Handgelenk-Blutdruckmessgerät BW 320

Art.-Nr. 51074 | EAN 40 15588 51074 8

- Präzise Blutdruckmessung am Handgelenk
- Anzeige von unregelmäßigem Herzschlag
- Je 120 Speicherplätze für 2 Benutzer
- Besonders großes, leicht ablesbares Display



Funktion | Anwendung

- Präzise Blutdruckmessung am Handgelenk
- Anzeige von unregelmäßigem Herzschlag
- Je 120 Speicherplätze für 2 Benutzer
- Besonders großes, leicht ablesbares Display
- Displayanzeige: Systole, Diastole, Puls, Datum, Uhrzeit
- Einstufung der Messwerte durch Ampel-Farbskala
- Berechnung des Durchschnittswerts der letzten 3 gespeicherten Werte
- Batteriestandsanzeige
- Extra große Handgelenkmanschette für 12,5 – 21,5 cm Handgelenkumfang
- Zertifiziertes Medizinprodukt*

Technische Daten

- Größe: ca. 7,5 × 6,4 × 2,9 cm
- Gewicht: ca. 0,117 kg
- Stromversorgung: 2 × 1,5V (AAA Batterien)
- Messmethode: oszillometrisch
- Messbereich:
Blutdruck: 30 – 280 mmHg
Puls: 40 – 200 Schläge/Min.

Packungsinhalt

- Handgelenk-Blutdruckmessgerät
- Gebrauchsanweisung
- Aufbewahrungsbox
- Batterien

Logistische Daten

Verkaufsverpackung

1 Stück | 8,9 × 10,9 × 9,7 cm | 0,33 kg

VPE

4 Stück | 20,6 × 20,6 × 12,2 cm | 1,44 kg

*Zertifiziert nach MDD (Medizinprodukterichtlinie)

Easy
monitoring of
your health

- ✓ Risiko-Indikator: Ampelklassifizierung mit Display-Hintergrundbeleuchtung in 3 verschiedenen Farben
- ✓ Großes, leicht ablesbares LC-Schwarzdisplay mit Touch-Tasten
- ✓ Bluetooth® Datenübertragung an die VitaDock+ App



Bluetooth®

Handgelenk- Blutdruckmessgerät BW 360 connect



Art.-Nr. 51076 | EAN 40 15588 51076 2

Hoher | Erhöhter | Normaler
Blutdruck

ANWENDUNG | FUNKTION

- Präzise Blutdruckmessung am Handgelenk
- Displayanzeige: Systole, Diastole, Puls, Datum, Uhrzeit
- Anzeige von unregelmäßigem Herzschlag
- Je 199 Speicherplätze für 2 Benutzer
- Berechnung des Durchschnittswerts basierend der letzten 3 gespeicherten Werte
- Handgelenkmanschette für 13,5 – 19,5 cm Handgelenksumfang
- Meldung bei Anwendungsfehler
- Mit Aufbewahrungsbox
- Inkl. 2 x 1,5 V AAA Batterien
- Automatische Abschaltung
- Zertifiziertes Medizinprodukt*

Zertifiziert nach MDR Klasse IIa (Medizinprodukteverordnung)

TECHNISCHE DATEN

- Größe: ca. 7,96 x 2,68 x 7 cm
- Gewicht: ca. 0,126 kg
- Messmethode: Oszillometrisch
- Messbereich:
Blutdruck:
0 – 295 mmHg
Puls: 40 – 199 Schläge/Min.
- Batterien: 2 x 1,5 V (AAA)

PACKUNGSGEHALT

- Handgelenk-Blutdruckmessgerät mit Handgelenkmanschette für 13,5 – 19,5 cm Handgelenksumfang
- Aufbewahrungsbox
- Batterien 2 x 1,5 V (AAA)
- Gebrauchsanweisung

LOGISTISCHE DATEN

Verkaufsverpackung
tbd

VPE
tbd

Oberarm-Blutdruckmessgerät BU 512

Art.-Nr. 51162 | EAN 4015588 51162 2

- Präzise Blutdruckmessung am Oberarm
- Anzeige von unregelmäßigem Herzschlag
- Je 90 Speicherplätze für 2 Benutzer
- Leichte Lesbarkeit dank besonders großer Ziffern (bis zu 22 mm Höhe)



Funktion | Anwendung

- Präzise Blutdruckmessung am Oberarm
- Je 90 Speicherplätze für 2 Benutzer
- Anzeige von unregelmäßigem Herzschlag
- Leichte Lesbarkeit dank besonders großer Ziffern (bis zu 22 mm Höhe)
- Displayanzeige: Systole, Diastole, Puls, Datum, Uhrzeit
- Blutdruck-Klassifizierung - Einstufung der Messwerte durch Ampel-Farbskala
- Berechnung des Durchschnittswerts aller gespeicherten Werte
- Batteriebetrieb
- Oberarmmanschette für 22 - 36 cm Armumfang
- Zertifiziertes Medizinprodukt*

Technische Daten

- Größe: ca. 13 × 11 × 6 cm
- Gewicht: ca. 0,30 kg
- Messmethode: oszillometrisch
- Messbereich:
 - Blutdruck: 0-299 mmHg
 - Puls: 40-199 Schläge/Min.
- Batterien: 4 × 1,5 V (AAA)

Packungsinhalt

- Oberarm-Blutdruckmessgerät
- Manschette (22 - 36 cm)
- Batterien
- Aufbewahrungstasche
- Gebrauchsanweisung

Logistische Daten

Verkaufsverpackung

1 Stück | 16 × 8,5 × 13 cm | 0,6 kg

VPE

4 Stück | 34,8 × 16,4 × 13,4 cm | 2,5 kg

*Zertifiziert nach MDD (Medizinprodukterichtlinie)

Oberarm-Blutdruckmessgerät BU 535 VOICE

Art.-Nr. 51178 | EAN 4015588 51178 3

- Präzise Blutdruckmessung am Oberarm
- Anzeige von unregelmäßigem Herzschlag
- Je 120 Speicherplätze für 2 Benutzer
- Sprachausgabe in Landessprache wählbar:
Art. 51178: DE, GB, NL, FR, IT, TR
Art. 51179: GB, FR, RU, ES, GR, AR (arabisch)
- Leichte Lesbarkeit dank besonders großer Ziffern



Smartphone nicht im Lieferumfang enthalten

Funktion | Anwendung

- Präzise Blutdruckmessung am Oberarm
- Sprachausgabe in Landessprache wählbar:
Art. 51178: DE, GB, NL, FR, IT, TR
Art. 51179: GB, FR, RU, ES, GR, AR (arabisch)
- Anzeige von unregelmäßigem Herzschlag
- Je 120 Speicherplätze für 2 Benutzer
- Leichte Lesbarkeit dank besonders großer Ziffern
- Displayanzeige: Systole, Diastole, Puls, Datum, Uhrzeit
- Blutdruck-Klassifizierung Einstufung der Messwerte mit Ampel-Farbskala
- Berechnung des Durchschnittswerts der letzten 3 gespeicherten Werte
- Besonders großes Display
- Flaches Design
- Oberarmmanschette für 22 - 36 cm Armumfang
- Inklusive Aufbewahrungsbeutel

- Zertifiziertes Medizinprodukt*

Technische Daten

- Größe: ca. 15 × 9,5 × 4,1 cm
- Gewicht: ca. 0,23 kg
- Messmethode: oszillometrisch
- Messbereich:
- Blutdruck: 40 – 260 mmHg
- Puls: 40 – 180 Schläge/Min.
- Batterien: 4 × 1,5 V (AAA)

*Zertifiziert nach MDD (Medizinprodukterichtlinie)

Packungsinhalt

- Oberarm-Blutdruckmessgerät
- Manschette (22 – 36 cm)
- Batterien
- Aufbewahrungstasche
- Gebrauchsanweisung

Logistische Daten

Verkaufsverpackung

1 Stück | 11,8 × 17,8 × 8,9 cm | 0,59 kg

VPE

4 Stück | 26,4 × 19,9 × 17,9 cm | 2,42 kg

Inkl.
kostenloser
VitaDock+
App

- ✓ Schnellere Messergebnisse dank Inflating-Technologie – Blutdruck wird bereits während des Aufpumpens der Manschette gemessen
- ✓ Besonders großes, leicht ablesbares Display
- ✓ Präzise Blutdruckmessung am Oberarm mit Blutdruck-Klassifizierung

Oberarm- Blutdruckmessgerät BU 570 connect weiß

Art. Nr. 51203 | EAN 40 15588 51203 2



Einstufung der Messwerte mit
Ampel-Farbskala

FUNKTION | ANWENDUNG

- Bluetooth® Datenübertragung an die VitaDock+ App für iOS und Android und an VitaDock® Online
- Großes LCD Display (7,3 × 6,0 cm) mit Hintergrundbeleuchtung
- Je 120 Speicherplätze für 2 Benutzer
- Berechnung des Durchschnittswerts der letzten 3 gespeicherten Werte
- Anzeige von unregelmäßigem Herzschlag
- Blutdruck-Klassifizierung - Einstufung der Messwerte mit Ampel-Farbskala
- Zertifiziertes Medizinprodukt

TECHNISCHE DATEN

- Größe: ca. 9,26 × 12,95 × 3,03 cm
- Gewicht: ca. 188 g
- Stromversorgung:
Batterien: 4 × 1,5 V (AAA)
- Messbereich:
Blutdruck: 0 – 299 mmHg
Puls: 40 – 199 Schläge/Min.
- Genauigkeit:
Druck: 5°C–40°C ± 3 mmHg;
Puls: ± 5% vom Messwert
- Schlauchlänge: 60 cm

PACKUNGSGEHALT

- Oberarm-Blutdruckmessgerät
- Manschette (22 – 42 cm)
- Gebrauchsanweisung
- 4 × 1,5 V Batterien (AAA)
- Aufbewahrungsbeutel

LOGISTISCHE DATEN

Verkaufsverpackung
1 Stück | 10,5 × 9,8 × 16 cm | 585 g

VPE
4 Stück | 22 × 20,5 × 17,2 cm | 2,5 kg

Anzeige
von unregel-
mäßigem
Herzschlag

- ✓ Schnellere Messergebnisse dank Inflating-Technologie – Blutdruck wird bereits während des Aufpumpens der Manschette gemessen
- ✓ Großes LCD Display (7,3 × 6 cm) mit Hintergrundbeleuchtung
- ✓ Klein und flaches Design im Taschenformat

Oberarm- Blutdruckmessgerät BU 565

Art. Nr. 51207 | EAN 40 15588 51207 0



Einstufung der Messwerte
mit Ampel-Farbskala

FUNKTION | ANWENDUNG

- Präzise Blutdruckmessung am Oberarm mit Blutdruck-Klassifizierung
- Je 120 Speicherplätze für 2 Benutzer
- Berechnung des Durchschnittswerts der letzten 3 gespeicherten Werte
- Einstufung der Messwerte mit Ampel Farbskala
- Besonders großes, leicht ablesbares Display
- Zertifiziertes Medizinprodukt

TECHNISCHE DATEN

- Größe: ca. 9,26 × 12,95 × 3,03 cm
- Gewicht: ca. 188 g
- Stromversorgung:
Batterien: 4 × 1,5 V (AAA)
- Messbereich:
Blutdruck: 0 – 299 mmHg
Puls: 40 – 199 Schläge/Min.
- Genauigkeit:
Druck: 5°C–40°C ± 3 mmHg;
Puls: ± 5% vom Messwert
- Schlauchlänge: 60 cm

PACKUNGSGEHALT

- Oberarm-Blutdruckmessgerät
- Manschette (22 – 42 cm)
- Gebrauchsanweisung
- 4 x 1,5 V Batterien (AAA)
- Aufbewahrungsbeutel

LOGISTISCHE DATEN

Verkaufsverpackung
1 Stück | 10,5 × 9,8 × 16 cm | 585 g

VPE
4 Stück | 22 × 20,5 × 17,2 cm | 2,5 kg

Oberarm-Blutdruckmessgerät BU 584 connect

Art.-Nr. 51584 | EAN 40 15588 51584 2

- Elegant klassisches Design
- Großes LCD-Display mit blauer Hintergrundbeleuchtung und extra großen Ziffern (40 mm)
- Bewegungsmelder für exakte Messergebnisse



Anbindung an
VitaDock+ App



Funktion | Anwendung

- Schnellere Messergebnisse dank Inflating-Technologie – Blutdruck wird bereits während des Aufpumpens der Manschette gemessen
- Integrierter Bewegungssensor zur Sicherstellung genauer Messergebnisse
- Hinweis auf Anwendungsfehler
- Blutdruck-Klassifizierung – Einstufung der Messwerte mit Ampel-Farbskala
- Anzeige von unregelmäßigem Herzschlag
- Bluetooth® Datenübertragung an die VitaDock+ App für iOS und Android und an VitaDock® Online
- Großes LCD Display (8,6 × 7,8 cm) mit Hintergrundbeleuchtung
- Extragroße Ziffern (40 mm)
- Je 120 Speicherplätze für 2 Benutzer
- Besonders große Oberarmmanschette (23 – 43 cm Armumfang)

- Inkl. Batterien (4 x 1.5V AAA)
- Inkl. Aufbewahrungsbeutel
- Zertifiziertes Medizinprodukt*

Technische Daten

- Größe: ca. 13,7 × 9,85 × 5,25 cm
- Gewicht: ca. tbd
- Messmethode: Oszillometrisch
- Messbereich:
Blutdruck: 40 – 280 mmHg
Puls: 40 – 199 Schläge/min.
- Batterien: 4 × 1.5V (AAA)

* Zertifiziert nach MDD (Medizinprodukteverordnung)

Packungsinhalt

- Oberarm-Blutdruckmessgerät
- Oberarmmanschette für 23 – 43 cm Armumfang
- Batterien
- Aufbewahrungsbeutel
- Gebrauchsanweisung

Logistische Daten

Verkaufsverpackung

1 Stück | 12,6 × 13,7 × 16,8 cm | tbd

VPE

4 Stück | 28,3 × 26,1 × 17,8 cm | tbd

Oberarm-Blutdruckmessgerät BU 586 voice

Art.-Nr. 51586 | EAN 40 15588 51586 6

- Sprachausgabe in wählbaren Sprachen:
DE, GB, NL, FR, IT, TR
- Elegant klassisches Design inkl. großem LCD-Display
mit extra großen Ziffern (40 mm)
- Bewegungsmelder für exakte Messergebnisse



Funktion | Anwendung

- Schnellere Messergebnisse dank Inflating-Technologie – Blutdruck wird bereits während des Aufpumpens der Manschette gemessen
- Sprachausgabe in Landessprache wählbar: DE, GB, NL, FR, IT, TR
- Integrierter Bewegungssensor zur Sicherstellung genauer Messergebnisse
- Hinweis auf Anwendungsfehler
- Blutdruck-Klassifizierung – Einstufung der Messwerte mit Ampel-Farbskala
- Anzeige von unregelmäßigem Herzschlag
- Großes LCD Display
- Je 120 Speicherplätze für 2 Benutzer
- Besonders große Oberarmmanschette (23 – 43 cm Armumfang)
- Inkl. Batterien (4 × 1.5V AAA)
- Inkl. Aufbewahrungsbeutel
- Zertifiziertes Medizinprodukt*

Technische Daten

- Größe: 13,7 × 9,85 × 5,25 cm
- Gewicht: tbd
- Messmethode: Oszillometrisch
- Messbereich:
Blutdruck: 40 – 280 mmHg
Puls: 40 – 199 Schläge/min.
- Batterien: 4 × 1.5V (AAA)

* Zertifiziert nach MDD (Medizinprodukterichtlinie)

Packungsinhalt

- Oberarm-Blutdruckmessgerät
- Oberarmmanschette für 23 – 43 cm Armumfang
- Batterien
- Aufbewahrungsbeutel
- Gebrauchsanweisung

Logistische Daten

Verkaufsverpackung

1 Stück | 12,6 × 13,7 × 16,8 cm | tbd

VPE

4 Stück | 28,3 × 26,1 × 17,8 cm | tbd

Infrarot-Multifunktions- thermometer TM 760

Art.-Nr. 76121 | EAN 4015588 76121 8

- Präzise, berührungslose Messung der Körpertemperatur
- Zusatzfunktion: Messung von Umgebungstemperatur und Oberflächen (0 – 100° C)
- Optischer und akustischer Fieberalarm –
grün: Temperatur ok, rot: erhöhte Temperatur



Funktion | Anwendung

- Präzise, berührungslose Messung der Körpertemperatur
- Zusatzfunktion: Messung von Umgebungstemperatur und Oberflächen (0 – 100° C)
- Optischer und akustischer Fieberalarm – grün: Temperatur ok, rot: erhöhte Temperatur
- Besonders großes, leicht ablesbares Display
- LED Tracking-Licht zur Kennzeichnung des richtigen Messpunktes
- Akustisches Signal bei Messbereitschaft und Messende (abschaltbar, um Störungen im Schlaf zu vermeiden)
- Automatische Speicherung der letzten 30 Messwerte
- Anzeige von Datum und Uhrzeit
- Umstellung von °C auf °F
- Ergonomisches und leichtes Design

- Inklusive Aufbewahrungsbeutel
- Zertifiziertes Medizinprodukt*

Technische Daten

- Größe: 15,8 × 4,2 × 4,3 cm
- Gewicht: 67 g
- Messbereich: 0 – 100°C
- Skalierung: 0,1°C
- Batterie: 1 × CR2032

*Zertifiziert nach MDD (Medizinprodukteverordnung)

Packungsinhalt

- Infrarot-Multifunktions-thermometer
- Aufbewahrungsbeutel
- Batterie

Logistische Daten

Verkaufsverpackung

1 Stück | tbd | tbd

VPE

4 Stück | tbd | tbd


Infrarot-Multifunktions-Thermometer TM 750

Art.-Nr. 76140 | EAN 40 15588 76140 9

- Präzise, sekundenschnelle Messung der Körpertemperatur an der Stirn und im Ohr
- Zusatzfunktion: Messung von Umgebungstemperatur, Flüssigkeiten und Oberflächen (0 – 100 °C)



Optischer Fieberalarm durch Farbwechsel
– grüne LED: Temperatur ok, rote LED: erhöhte Temperatur



Funktion | Anwendung

- Präzise, sekundenschnelle Messung der Körpertemperatur an der Stirn und im Ohr
- Zusatzfunktion: Messung von Umgebungstemperatur, Flüssigkeiten und Oberflächen (0 – 100 °C)
- Automatische Speicherung der letzten 30 Messwerte
- Optischer Fieberalarm durch Farbwechsel – Grün: Temperatur ok, Rot: erhöhte Temperatur
- Akustisches Signal bei Messbereitschaft und Messende
- Anzeige von Datum und Uhrzeit
- Inklusive Aufbewahrungstasche
- Inklusive Batterien 2 × 1,5V (AAA)
- Zertifiziertes Medizinprodukt*

Technische Daten

- Größe: ca. 13,4 × 4,2 × 4,7 cm
- Gewicht: ca. 0,065 kg
- Messbereich:
Körper: 34 – 43 °C
Objekt: 0 – 100 °C
- Messgenauigkeit:
Stirn: ± 0,3 °C (34 – 43 °C)
Ohr: ± 0,3 °C (35,5 – 42 °C)
Objekt: ≤30 ±1,5 °C / >30 ±5%
- Batterien: 2 × 1,5V (AAA)

Packungsinhalt

- Multifunktions-Thermometer
- Batterien
- Aufbewahrungstasche
- Gebrauchsanweisung

Logistische Daten

Verkaufsverpackung

1 Stück | 10,8 × 16,6 × 6 cm | 0,26 kg

VPE

4 Stück | 18,2 × 25,2 × 11,7 cm | 1,18 kg

Infrarot-Multifunktions-Thermometer TM 750 black

Art.-Nr. 76142 | EAN 40 15588 76142 3

- Präzise, sekundenschnelle Messung der Körpertemperatur an der Stirn und im Ohr
- Zusatzfunktion: Messung von Umgebungstemperatur, Flüssigkeiten und Oberflächen (0-100°C)



Optischer Fieberalarm durch Farbwechsel
– grüne LED: Temperatur ok, rote LED: erhöhte Temperatur



Funktion | Anwendung

- Präzise, sekundenschnelle Messung der Körpertemperatur an der Stirn und im Ohr
- Zusatzfunktion: Messung von Umgebungstemperatur, Flüssigkeiten und Oberflächen (0-100°C)
- Automatische Speicherung der letzten 30 Messwerte
- Optischer Fieberalarm durch Farbwechsel
– Grün: Temperatur ok, Rot: erhöhte Temperatur
- Akustisches Signal bei Messbereitschaft und Messende
- Anzeige von Datum und Uhrzeit
- Inklusive Aufbewahrungstasche
- Inklusive Batterien 2 × 1,5V (AAA)
- Zertifiziertes Medizinprodukt*

Technische Daten

- Größe: ca. 13,4 × 4,2 × 4,7 cm
- Gewicht: ca. 0,065 kg
- Messbereich:
Körper: 34-43°C
Objekt: 0-100°C
- Messgenauigkeit:
Stirn: ± 0,3°C (34-43°C)
Ohr: ± 0,3°C (35,5-42°C)
Objekt: ≤30 ±1.5°C / >30 ±5%
- Batterien: 2 × 1,5V (AAA)

Packungsinhalt

- Multifunktions-Thermometer
- Batterien
- Aufbewahrungstasche
- Gebrauchsanweisung

Logistische Daten

Verkaufsverpackung

1 Stück | 16,6 x 10,8 x 6 cm | 0,3 kg

VPE

4 Stück | 25 x 11,5 x 18 cm | 1,27 kg

*Zertifiziert nach MDD (Medizinprodukterichtlinie)

Multifunktions-Thermometer TM 750 Connect

Art.-Nr. 76145 | EAN 40 15588 76145 4

- Präzise, sekundenschnelle Messung der Körpertemperatur an der Stirn und im Ohr
- Zusatzfunktion: Messung von Umgebungstemperatur, Flüssigkeiten und Oberflächen (10 – 100°C)
- Bluetooth® 4.0 Datenübertragung an die VitaDock+ App für iOS und Android und an VitaDock® Online
- Optischer Fieberalarm durch Farbwechsel:
 - Grün: Temperatur ok
 - Rot: erhöhte Temperatur



Optischer Fieberalarm durch Farbwechsel



inkl. kostenfreier
VitaDock+ App

Smartphone nicht im Lieferumfang enthalten

Funktion | Anwendung

- Präzise, sekundenschnelle Messung der Körpertemperatur an der Stirn und im Ohr
- Zusatzfunktion: Messung von Umgebungstemperatur, Flüssigkeiten und Oberflächen (10 – 100°C)
- Bluetooth® 4.0 Datenübertragung an die VitaDock+ App für iOS und Android und an VitaDock® Online
- Automatische Speicherung der letzten 30 Messwerte
- Optischer Fieberalarm durch Farbwechsel:
 - Grün: Temperatur ok,
 - Rot: erhöhte Temperatur
- Akustisches Signal bei Messbereitschaft und Messende
- Anzeige von Datum und Uhrzeit
- Inklusive Aufbewahrungstasche
- Inklusive Batterien 2 x 1,5V (AAA)
- Zertifiziertes Medizinprodukt*

Technische Daten

- Größe: ca. 13,4 x 4,2 x 4,7 cm
- Gewicht: ca. 0,65 kg
- Messbereich:
 - Körper: 34 – 43°C
 - Objekt: 10 – 100°C
- Messgenauigkeit:
 - Stirn: ± 0,3°C (34 – 43°C)
 - Ohr: ± 0,3°C (35,5 – 42°C)
 - Objekt: ≤30 ±1,5°C / >30 ±5%
- Batterien: 2 x 1,5V (AAA)

*Zertifiziert nach MDD (Medizinprodukteverordnung)

Packungsinhalt

- Multifunktions-Thermometer
- Aufbewahrungstasche
- Batterien
- Gebrauchsanweisung

Logistische Daten

Verkaufsverpackung

1 Stück | 11 x 16,7 x 7 cm | 0,26 kg

VPE

4 Stück | 18,1 x 25,5 x 41,6 | 1,14 kg

Kompatibilität

iOS: iPhone 6S und neuer, iPad Air 2, iPad Mini 4 und neuer. **Android:** Geräte, die Google-Android-Version 6.x und die Bluetooth 4.0 Technologie unterstützen.



Thermometer TM 705

Art.-Nr. 77042 | EAN 4015588 77042 5

- Präzise Messung der Körpertemperatur: oral, axillar, rektal
- Flexible Spitze
- Messergebnis in 10 Sekunden
- Mit Fieberindikator:

- grün: normale temperatur
- gelb: leicht erhöhte temperatur
- rot: erhöhte temperatur

Flexible Spitze



Mit Fieberindikator:
grün: 35,8 – 37,1 °C
gelb: 37,2 – 37,8 °C
rot : 37,9 – 42,9 °C



Application | Features

- Präzise Messung der Körpertemperatur: oral, axillar, rektal • Flexible tip
- Flexible Spitze
- Messergebnis in 10 Sekunden
- Wasserdicht
- Mit Fieberindikator: grün: 35,8 – 37,1 °C; gelb: 37,2 – 37,8 °C; rot: 37,9 – 42,9 °C
- Akustischer Fieberalarm
- Akustisches Signal bei Messbereitschaft und Messende
- Abschaltautomatik nach 10 Minuten
- LCD-Display mit digitaler Anzeige
- Umstellung von °C auf °F
- Einfacher Batteriewechsel

- Mit Aufbewahrungsbox
- Inkl. Batterie (1x 1.5V AG3/LR41)
- Zertifiziertes Medizinprodukt*

*Zertifiziert nach MDD (Medizinprodukte Richtlinie)

Technische Daten

- Größe: ca. 13,9 × 2,2 × 1,3 cm
- Gewicht: ca. 0,011 kg
- Messbereich: 32-42,9°C
- Skalierung: 0,1°C
- Batterie: 1 x 1,5V (AG3/LR41)

Packungsinhalt

- Fieberthermometer
- Batterien: 1x 1.5V (AG3/LR41)
- Aufbewahrungsbox

Logistische Daten

Verkaufsverpackung

1 Stück | 9,0 × 16,5 × 2,9 cm | 0.065 kg

Packungseinheit

6 Stücke | 19,0 × 13,0 × 7,5 cm | 0.43 kg

Elegantes
und
schlankes
Design

- ✓ Pulsoximeter zur Messung der Blutsauerstoffsättigung (SpO2%) und der Herzfrequenz (Puls)
- ✓ Messdarstellung auf beleuchtetem OLED-Display
- ✓ Schlankes Design dank Betrieb mit nur einer Batterie



Pulsoximeter PM 180

Art.-Nr. 79493 | EAN 40 15588 79493 3



NEXT GENERATION

Schlankes Design dank Betrieb mit nur einer Batterie

FUNKTION | ANWENDUNG

- Sauerstoffsättigung (SpO2) und Pulsfrequenz können in Balken- oder Wellenform dargestellt werden
- 4-fach drehbare Bildschirmanzeige für den linken und rechten Zeigefinger
- Automatische Abschaltung nach 8 Sekunden
- Batteriewechselanzeige
- Zertifiziertes Medizinprodukt

TECHNISCHE DATEN

- Größe ca.: 6,8 × 3,8 × 2,7 cm
- Gewicht: ca. 36 g (Inklusive Batterie)
- Messgenauigkeit:
 - SpO2: 70 % ~ 100 % ± 2 %
 - Pulse: 30 – 250 ±2 or ± 2 % Schläge/Min.
- Batterie: 1 × 1,5 V (AAA)

PACKUNGSGEHALT

- Pulsoximeter
- Trageband
- Beutel
- Batterie
- Gebrauchsanweisung

LOGISTISCHE DATEN



Verkaufsverpackung
1 Stück | 7,5 x 11,3 x 5,6 cm | 0,12 kg

VPE
4 Stück | 16,3 x 12,1 x 12,3 cm | 0,51 kg

Pulsoximeter PM 100 connect

Art.-Nr. 79456 | EAN 4015588 79456 8

- Pulsoximeter zur Messung der Blutsauerstoffsättigung (SpO₂%) und der Herzfrequenz (Puls)
- Messwertdarstellung auf OLED-Display
- Automatische Abschaltung nach 8 Sek.
- Bluetooth® 4.0 Datenübertragung an die VitaDock+ App für iOS und Android und an VitaDock Online



inkl. kostenfreier
VitaDock+ App



Smartphone nicht im Lieferumfang enthalten

Funktion | Anwendung

- Pulsoximeter zur Messung der Blutsauerstoffsättigung (SpO₂%) und der Herzfrequenz (Pulsfrequenz)
- Messwertdarstellung auf OLED-Display
- Einfache „One Touch“-Bedienung – ideal auch für unterwegs
- Sauerstoffsättigung (SpO₂) und Pulsfrequenz können in Balken- oder Wellenform dargestellt werden
- Bluetooth® 4.0 Datenübertragung an die VitaDock+ App für iOS und Android und an VitaDock Online
- Automatische Abschaltung nach 8 Sek.
- Batteriestandsanzeige
- Inklusive Batterien 2 × 1,5 V (AAA)
- Inklusive Trageband
- Zertifiziertes Medizinprodukt*

Technische Daten

- Größe: ca. 5,8 × 3,4 × 3,5 cm
- Gewicht: ca. 55 g
- Messbereich: SpO₂: 70% ~ 100%
Puls: 30-235 Schläge/Min.
- Batterien: 2 × 1,5V (AAA)

Packungsinhalt

- Pulsoximeter
- Batterien
- Trageband

Logistische Daten

Verkaufsverpackung

1 Stück | 12,6 × 18 × 6,6 cm | 0,3 kg

VPE

4 Stück | 37 × 14,5 × 13 cm | 1,2 kg

Kompatibilität

iOS: iPhone 6S und neuer, iPad Air 2, iPad Mini 4 und neuer. **Android:** Geräte, die Google-Android-Version 6.x und die Bluetooth Smart 4.0 Technologie unterstützen.



*Zertifiziert nach MDD (Medizinprodukteverordnung)

Blutzuckermessgerät MEDITOUCH 2

mg/dL Artikel-Nr. 79030 | EAN 40 15588 79030 0

mmol/L Artikel-Nr. 79034 | EAN 40 15588 79034 8

- Präzise Messgenauigkeit entsprechend der neuen ISO 15197: 2015 dank neuer Teststreifen-Technologie (GDH-FAD)
- Unterfüllungserkennung
- Akustische Testerinnerung
- Speicher für 480 Messergebnisse



Inklusive Starterset



Funktion | Anwendung

- Präzise Messgenauigkeit entsprechend der neuen ISO 15197: 2015 dank neuer Teststreifen-Technologie (GDH-FAD)
- Unterfüllungserkennung
- Akustische Testerinnerung
- Speicher für 480 Messergebnisse
- Durchschnittswert-Anzeige für 7/14/30/90 Tage
- Markierungsfunktion für Messwerte vor und nach der Mahlzeit
- Automatische Ketonwarnung
- Nur ca. 5 Sekunden Messzeit
- 0,6 µl Blutmenge
- Besonders großes, leicht ablesbares Display
- Inklusive Batterien (2 × 3V CR2032)
- Zertifiziertes Medizinprodukt*
- Inklusive Starterset: 10 Teststreifen, Stechhilfe, 10 Lanzetten, AST-Kappe, Kontrolllösung und Etui

Technische Daten

- Größe: ca. 5 × 9,8 × 1,1 cm
- Gewicht: ca. 0,3 kg
- Batterien: 2 × 3V (CR 2032)

*Zertifiziert nach MDD (Medizinprodukterichtlinie)

Packungsinhalt

- Blutzuckermessgerät
- Starterset
- Batterien
- Gebrauchsanweisung

Logistische Daten

Verkaufsverpackung

1 Stück | 17,7 × 7,3 × 11,8 cm | 0,24 kg

VPE

4 Stück | 30,5 × 18,7 × 13,4 cm | 1,6 kg

Blutzuckermessgerät MEDITOUCH 2 CONNECT

mg/dL Art.-Nr. 79044 | EAN 40 15588 79044 7


mmol/L Art.-Nr. 79046 | EAN 40 15588 79046 1

dual Art.-Nr. 79048 | EAN 40 15588 79048 5

- Präzise Messgenauigkeit entsprechend der neuen ISO15197: 2015 dank neuer Teststreifen-Technologie (GDH-FAD)
- Unterfüllungserkennung
- Akustische Testerinnerung
- Speicher für 480 Messergebnisse
- Bluetooth® 4.0 Datenübertragung an die VitaDock+ App für iOS und Android und an VitaDock® Online



Inklusive Starterset:



inkl. kostenfreier
VitaDock+ App

Smartphone nicht im Lieferumfang enthalten

Funktion | Anwendung

- Präzise Messgenauigkeit entsprechend der neuen ISO 15197: 2015 dank neuer Teststreifen-Technologie (GDH-FAD)
- Unterfüllungserkennung
- Akustische Testerinnerung
- Speicher für 480 Messergebnisse
- Bluetooth® 4.0 Datenübertragung an die VitaDock+ App für iOS und Android und an VitaDock® Online
- Markierungsfunktion für Messwerte vor und nach der Mahlzeit
- Automatische Ketonwarnung
- Nur ca. 5 Sekunden Messzeit
- 0,6 µl Blutmenge
- Besonders großes, leicht ablesbares Display
- Inklusive Diabetiker-Tagebuch
- Inklusive Starterset: 10 Teststreifen, Stechhilfe, 10 Lanzetten, AST-Kappe, Kontrolllösung und Etui

- Inklusive Batterien (2 × 3V CR2032)
- Zertifiziertes Medizinprodukt*

Technische Daten

- Größe: ca. 5 × 9,8 × 1,1 cm
- Gewicht: ca. 0,47 kg
- Batterien: 2 × 3V (CR 2032)

* Zertifiziert nach MDD (Medizinprodukteverordnung)

Packungsinhalt

- Blutzuckermessgerät mit Kurzanleitung
- 10 Teststreifen, 10 Lanzetten, Stechhilfe, AST-Kappe, Kontrolllösung, Etui
- Diabetiker-Tagebuch
- Batterien

Logistische Daten

Verkaufsverpackung

1 Stück | 17,7 × 7,3 × 11,8 cm | 0,24 kg

VPE

4 Stück | 30,5 × 18,7 × 13,4 cm | 1,6 kg

Kompatibilität

iOS: iPhone 6S und neuer, iPad Air 2, iPad Mini 4 und neuer. Android: Geräte, die Google-Android-Version 6.x und die Bluetooth Smart 4.0 Technologie unterstützen.



Zubehör MediTouch® 2

MediTouch® 2 Blutzuckerteststreifen

Art.-Nr. 79038 | EAN 40 15588 79038 6



MediTouch® Lanzetten

Art.-Nr. 79028 | EAN 40 15588 79028 7



MEDISANA® Stechhilfe

Art.-Nr. 79002 | EAN 40 15588 79002 7



MEDISANA® Kontrolllösung

Art.-Nr. 79039 | EAN 40 15588 79039 3



Funktion | Anwendung

MediTouch® 2 Blutzuckerteststreifen (2 x 25 Stück)

Zur Blutzuckerselbstbestimmung mit dem Blutzuckermessgerät MediTouch® 2 von MEDISANA®

MediTouch® Lanzetten (100 Stück)

Sterile Lanzetten (Typ 10ea, 28G)

Einfach in der Handhabung

Zur einmaligen Verwendung

MEDISANA® Stechhilfe

In 5 Stufen einstellbar

Einfach in der Handhabung

MEDISANA® Kontrolllösung (1 x 4,0 ml)

4,0 ml Glucose normal

Lösung für MediTouch® 2 Blutzuckermessgerät und Teststreifen

*Zertifiziert nach MDD (Medizinprodukte-richtlinie)

Logistische Daten

MediTouch® 2 Blutzuckerteststreifen

Verkaufsverpackung

1 Stück | 10,9 x 5,5 x 10,9 cm | 0,09 kg

VPE

10 Stück | 52,2 x 18 x 7,3 cm | 0,9 kg

MediTouch® Lanzetten

Verkaufsverpackung

1 Stück | 11 x 10,7 x 5,5 cm | 0,08 kg

VPE

10 Stück | 33 x 11,3 x 18 cm | 0,8 kg

MEDISANA® Stechhilfe

Verkaufsverpackung

1 Stück | 12 x 2,5 x 2,5 cm | 0,02 kg

MEDISANA® Kontrolllösung

Verkaufsverpackung

1 Stück | 3,2 x 3,2 x 6,2 cm | 0,015 kg

VPE

10 Stück | 16,7 x 6,7 x 6,6 cm | 0,175 kg

Analoge Personenwaage PSD

Art.-Nr. 40461 | EAN 40 15588 40461 0

- Trendiges Retrodesign
- Batteriefreie, mechanische Funktionsweise
- Große analoge Vollsichtskala



Funktion | Anwendung

- Trendiges Retrodesign
- Batteriefreie, mechanische Funktionsweise
- Große analoge Vollsichtskala
- Rutschfeste Trittfläche
- Stabiles Metallgehäuse

Technische Daten

- Größe: ca. 28,5 × 42,5 × 8,5 cm
- Gewicht: ca. 3,6 kg
- Gewichtsanzeige: bis zu 150 kg
- Teilung: 500 g

Packungsinhalt

- Analoge Personenwaage
- Bedienungsanleitung

Logistische Daten

Verkaufsverpackung

1 Stück | 46,2 × 31,6 × 11,2 cm | 3,6 kg

VPE

3 Stück | 47,5 × 35 × 33 cm | 12 kg

Personenwaage PS 425

Art.-Nr. 40448 | EAN 40 15588 40448 1

- Sprachausgabe in 4 Sprachen:
DE, GB, FR, ES
- Leicht, lesbares LCD-Display
- Bequeme „step-on“-Einschaltung
- Energiesparende Abschaltautomatik



Funktion | Anwendung

- Sprachausgabe in 4 Sprachen:
DE, GB, FR, ES
- Leicht, lesbares LCD-Display
- Bequeme „step-on“-Einschaltung
- Energiesparende Abschaltautomatik
- Trittfläche aus 6 mm Sicherheitsglas
mit abgerundeten Ecken
- 4 hochpräzise DMS-Sensoren
für genaue Messergebnisse
- Umschaltbar zwischen kg und lb
- Überlastungsanzeige
- Batteriewechselanzeige
- Maximale Tragkraft 180 kg

Technische Daten

- Größe: ca. 30 × 30 × 3,2 cm
- Gewicht: ca. 1,8 kg
- Gewichtsanzeige: bis 180 kg, 396 lb,
28 st 4 lb
- Teilung: 100 g, 0,2 lb, 1/4 lb
- Batterien: 3 × 1,5V (AAA)

Packungsinhalt

- Personenwaage
- Batterien
- Gebrauchsanweisung

Logistische Daten

Verkaufsverpackung

1 Stück | 32,5 × 33,1 × 3,7 cm | 2,18 kg


VPE

1 Stück | 34,6 × 34,7 × 17,1 cm | 9,08 kg

Glas-Personenwaage PS 400

Art.-No. 40455 | EAN 40 15588 40455 9

- 4 hochpräzise DMS-Sensoren für genaue Messergebnisse
- Trittfläche aus 6 mm Sicherheitsglas
- Maximale Tragkraft: 150 kg
- Besonders flaches Design



Funktion | Anwendung

- Bequeme „step-on“-Einschaltung
- Trittfläche aus 6 mm Sicherheitsglas
- Großes, leicht lesbares LCD-Display
- Umschaltbar zwischen kg, lb und st
- Vier hochpräzise DMS-Sensoren für genaue Messergebnisse
- Automatische Abschaltung nach 12 Sekunden
- Besonders flaches Design
- Maximale Tragkraft: 150 kg

Technische Daten

- Größe: ca. 30 x 30 x 1,7 cm
- Gewicht: ca. 1,5 kg
- Gewichtsanzeige bis 150 kg, 330 lb, 24 st
- Teilung: 100 g, 0,2 lb, 1/4 lb
- Displaygröße: 72 mm x 30,5 mm
- Batterie: 1 Knopfzelle (CR2032)

Packungsinhalt

- Personenwaage
- Batterien
- Gebrauchsanweisung

Logistische Daten

Verkaufsverpackung

1 Stück | 31,8 x 32,1 x 2,8 cm | 1,7 kg

VPE

4 Stück | 33 x 14,3 x 34,3 cm | 7,8 kg

Körperanalysewaage BS 444 connect

Art.-Nr. 40444 | EAN 40 15588 40444 3

- Messung von Gewicht, Körperfett, Körperwasser, Muskelanteil und Knochengewicht
- Ermittlung des BMI-Wertes
- Integrierte Kalorienbedarfsanalyse (BMR)
- Bluetooth® Datenübertragung an die VitaDock+ App für iOS und Android und an VitaDock® Online



FUNKTION | ANWENDUNG

- Messung von Gewicht, Körperfett, Körperwasser, Muskelanteil und Knochengewicht
- Ermittlung des BMI Wertes
- Integrierte Kalorienbedarfsanalyse (BMR)
- Automatische Erkennung von bis zu 8 Nutzern auf der Waage
- Bluetooth® Datenübertragung an die VitaDock+ App für iOS und Android und an VitaDock® Online
- Hochwertige Edelmetallelektroden
- Bequeme „step-on“-Einschaltung
- Großes, leicht lesbares LCD-Display
- Umschaltbar zwischen kg, lb und st
- 4 hochpräzise DMS-Sensoren für genaue Messergebnisse
- Je 30 Speicherplätze für 8 Anwender
- Teilung: 100g, 0,2lb, 1/4lb
- Maximale Tragkraft: 180 kg

- Körperanalyse bei Personen mit medizinischen Implantaten (z. B. Herzschrittmacher) nicht anwendbar

TECHNISCHE DATEN

- Größe: ca. 30 × 30 × 2,3 cm
- Gewicht: ca. 1,6 kg
- Gewichtsanzeige von 5 bis 180 kg
- Teilung: 100g, 0,0 lb, 1/4 lb
- Analysefunktionen:
 - Gewicht (kg), Fettanteil (%), Muskelanteil (%), Wasseranteil (%)
- Verbindung über verschlüsseltes Bluetooth®
- Displaygröße: 7,3 × 4,8 cm
- Batterien: 3 × 1,5 V (AAA)

PACKUNGSGEHALT

- Körperanalysewaage
- Batterien

LOGISTISCHE DATEN

Verkaufsverpackung

1 Stück | 33,4 × 33,2 × 4,2 cm | 2,12 kg

4 Stück | 35,1 × 34,3 × 18,2 cm | 8,98 kg


Körperanalysewaage BS 450 connect

Art.-Nr. 40510 | EAN 40 15588 40510 5

- Connect-Gerät mit LED-Display
- Messung von Gewicht, Körperfett, Körperwasser, Muskelanteil und Knochengewicht
- Ermittlung des BMI-Wertes
- Integrierte Kalorienbedarfsanalyse (BMR)
- Automatische Erkennung von bis zu 8 Nutzern auf der Waage
- Bluetooth® Datenübertragung an die VitaDock+ App für iOS und Android und an VitaDock Online



Unsichtbares LED Display - Anzeige nur beim Wiegen



inkl. kostenfreier VitaDock+ App



Smartphone nicht im Lieferumfang enthalten

Funktion | Anwendung

- Messung von Gewicht, Körperfett, Körperwasser, Muskelanteil und Knochengewicht
- Ermittlung des BMI-Wertes
- Integrierte Kalorienbedarfsanalyse (BMR)
- Automatische Erkennung von bis zu 8 Nutzern auf der Waage
- Bluetooth® Datenübertragung an die VitaDock+ App für iOS und Android und an VitaDock Online
- Aufgedampfte ITO-Elektroden
- Bequeme „Step-on“-Einschaltung
- Unsichtbares LED Display - Anzeige nur beim Wiegen
- Umschaltbar zwischen kg, lb und st
- 4 hochpräzise DMS-Sensoren für genaue Messergebnisse
- Je 30 Speicherplätze für 8 Anwender

- Körperanalyse bei Personen mit medizinischen Implantaten (z. B. Herzschrittmacher) nicht anwendbar
- Maximale Tragkraft: 180 kg
- Inklusive Batterien (4 × 1,5V AAA)
- Sensor-Touch Tastenfelder
- Komplett geschlossener Unterboden für eine höhere Stabilität

Technische Daten

- Größe: ca. 31,9 × 31,9 × 2,3 cm
- Gewicht: ca. 1,7 kg
- Displaygröße: 7,4 × 2,9 cm
- Gewichtsanzeige: bis 180 kg, 396 lb, 28 st 4 lb
- Teilung: 100 g, 0,2 lb, 1/4 lb
- Batterien: 4 × 1,5V (AAA)

Packungsinhalt

- Körperanalysewaage
- Batterien
- Gebrauchsanweisung

Logistische Daten

Verkaufsverpackung

1 Stück | 33,6 x 34,6 x 3,7 cm | 2,10 kg

VPE

4 Stück | 35,8 x 35,7 x 17,3 cm | 9,54 kg

Kompatibilität

iOS: iPhone 6S und neuer, iPad Air 2, iPad Mini 4 und neuer. **Android:** Geräte, die Google-Android-Version 6.x und die Bluetooth 4.0 Technologie unterstützen.



XL-Personenwaage PS 470

Art.-Nr. 40547 | EAN 40 15588 40547 1

- Extra großes LCD-Display mit großen Ziffern (71 mm hoch)
- Trittpläche aus extra weißem Sicherheitsglas mit abgerundeten Ecken
- Energiesparende Abschaltautomatik



Funktion | Anwendung

- Extra großes LCD-Display mit großen Ziffern (71 mm hoch)
- Trittpläche aus extra weißem Sicherheitsglas mit abgerundeten Ecken
- Energiesparende Abschaltautomatik
- 4 hochpräzise DMS-Sensoren für genaue Messergebnisse
- Bequeme „Step-on“ Einschaltung
- Umschaltbar zwischen kg, lb und st
- Überlastungsanzeige
- Batteriewechselanzeige
- Maximale Tragkraft: 250 kg
- Inklusive Batterien (1 × CR2032)

Technische Daten

- Größe: ca. 30 × 30 × 2,1 cm
- Gewicht: ca. 1,5 kg
- Gewichtsanzeige: bis 180 kg, 396 lb, 28 st 4 lb
- Teilung: 100 g, 0,2 lb, 1/4 lb
- Batterien: 1 × CR2032

Packungsinhalt

- XL-Personenwaage
- Gebrauchsanweisung
- Batterie

Logistische Daten

Verkaufsverpackung

1 Stück | 32,1 × 32,5 × 2,7 | 1,72 kg

VPE

4 Stück | 33,8 × 33,7 × 14,2 | 7,1 kg



**Therapie &
gesundes Zuhause**

Inhalator IN 155

Art.-Nr. 54555 | EAN 40 15588 54555 9

- Vernebelung mit Kompressor-Drucklufttechnologie
- Zuverlässige Linderung von Atemwegsbeschwerden
- Effiziente Inhalation durch hohe Verneblungsleistung (ca. 0,35 ml/min.)
- Mit Stickern zum Selbstgestalten und Postkarten zum Ausmalen
- Motiv-Masken für Kinder ermöglichen eine einfache Inhalation



Inklusive Sticker – Set



FUNKTION | ANWENDUNG

- Für die gezielte Behandlung der oberen und unteren Atemwege (z.B. Asthma oder Erkältungen) bei Kindern und Erwachsenen
- 2-in-1: Inhalator und Nasendusche
- Inklusive Aufbewahrungsbeutel
- Umfangreiches Zubehör für Kinder und Erwachsene
- Zertifiziertes Medizinprodukt*

TECHNISCHE DATEN

- Größe: ca. 18 × 14 × 9,4 cm
- Gewicht: ca. 1,45 kg
- Stromversorgung: 230 V~ 50 Hz
- Leistung: 100 Watt
- Kabellänge: 180 cm
- Maximaler Druck: ca. 2,3 bar
- Partikelgröße: ca. 3 µm
- Vernebelung: ca. 0,35 ml/min.
- Füllvolumen: max. 8 ml
- Schlauchlänge: ca. 180 cm

PACKUNGSGEHALT

- Inhalator
- Umfangreiches Zubehör: Zerstäuberflasche, 2 Luftschläuche (ca. 180 cm), 2 Motiv-Masken für Kinder in unterschiedlichen Größen, Erwachsenenmaske, abgewinkeltes Mundstück, Nasenstück, Nasenspüler, 5 Ersatzfilter, Aufbewahrungsbeutel, Sticker, 3 Postkarten
- Gebrauchsanweisung

LOGISTISCHE DATEN

Verkaufsverpackung

1 Stück | 19 x 18 x 18,5 cm | 2,6 kg

VPE

4 Stück | 39,7 × 37,7 × 21,5 | 8,9 kg

* Zertifiziert nach MDD (Medizinprodukteverordnung)

Inhalator IN 165

Art.-Nr. 54556 | EAN 40 15588 54556 6

- Hoher Wirkungsgrad durch innovative Mikrokompressortechnik
- Zuverlässige Linderung von Atemwegsbeschwerden
- Wiederaufladbarer Akku:
Ideal für die Anwendung unterwegs
- Mit Stickern zum Selbstgestalten
und Postkarten zum Ausmalen
- Motiv-Masken für Kinder ermöglichen
eine einfache Inhalation



Inklusive Sticker - Set



FUNKTION | ANWENDUNG

- Für die gezielte Behandlung der oberen und unteren Atemwege (z. B. Asthma oder Erkältungen) bei Kindern und Erwachsenen
- Geräuscharme Vernebelung
- Automatische Abschaltung bei leerem Wirkstofftank
- Inklusive Aufbewahrungstasche
- Umfangreiches Zubehör für Kinder und Erwachsene
- Zertifiziertes Medizinprodukt*

TECHNISCHE DATEN

- Größe: ca. 10,8 x 7,2 x 4,4 cm
- Gewicht: ca. 0,24 kg
- Spannungsversorgung:
Input: 100-240V / 50~60Hz
Output: DC 5V/2A
- Maximaler Druck: ca. 1,25 bar
- Partikelgröße: ca. 2,9 µm
- Verneblung: 0,25 ml/min.
- Füllvolumen: max. 6 ml
- Ladekabel: Micro USB
- Kabellänge: 150 cm
- Ladezeit: ca. 4 Stunden
- Schlauchlänge: 80 cm

PACKUNGSGEHALT

- Inhalator
- Umfangreiches Zubehör:
Zerstäuberflasche, 2 Luftschläuche (ca. 80 cm), 2 Motiv-Masken für Kinder in unterschiedlichen Größen, Erwachsenenmaske, abgewinkeltes Mundstück, Nasenstück, 5 Ersatzfilter, Aufbewahrungstasche, Sticker, 3 Postkarten
- Ladekabel: Micro USB
- Gebrauchsanweisung

LOGISTISCHE DATEN

Verkaufsverpackung

1 Stück | 19,6 x 9 x 18,6 cm | ca. 0,92 kg

VPE

4 Stück | 38,5 x 21,1 x 21,1 cm |
ca. 4,1 kg

* Zertifiziert nach MDD (Medizinprodukteverordnung)

Inhalator IN 520

Art.-Nr. 54548 | EAN 40 15588 54548 1

- Vernebelung mit Kompressor-Drucklufttechnologie
- Für die gezielte Behandlung der oberen und unteren Atemwege (z.B. Asthma oder Erkältungen)
- Umfangreiches Zubehör

ZUBEHÖRTEILE

Zerstäuberflasche, 2 Luftschläuche,
Erwachsenen-, Kinder- und
Babymaske, abgewinkeltes
Mundstück, Nasenstück,
Nasenspüler, 5 Ersatzfilter
inkl. Schnürbeutel



Funktion | Anwendung

- Vernebelung mit Kompressor-Drucklufttechnologie
- Für die gezielte Behandlung der oberen und unteren Atemwege (z.B. Asthma oder Erkältungen)
- Umfangreiches Zubehör
- Langlebiges und modernes Design
- Einfach zu bedienen
- Inhalation mit Maske oder Mundstück - problemlos auch für Kinder
- Inklusive Aufbewahrungsbeutel
- Zertifiziertes Medizinprodukt*

Technische Daten

- Größe: ca. 18 × 14 × 9,4 cm
- Gewicht: ca. 1,45 kg
- Spannungsversorgung: 230V~ 50 Hz
- Leistung: 100 Watt
- Kabellänge: 180 cm
- Maximaler Druck: ca. 2,3 bar
- Partikelgröße: ca. 3 µm
- Vernebelung: ca. 0,30 ml/min.
- Schlauchlänge: ca. 1,8 m.

Packungsinhalt

- Inhalator
- Umfangreiches Zubehör:
Zerstäuberflasche, 2 Luftschläuche,
Erwachsenenmaske, Kindermaske,
Babymaske, abgewinkeltes Mundstück,
Nasenstück, 5 Ersatzfilter, Nasenspüler,
Schnürbeutel
- Gebrauchsanweisung

Logistische Daten

Verkaufsverpackung

1 Stück | 18,6 × 19,1 × 18,1 cm | 1,74 kg

VPE

4 Stück | 21,5 × 40,3 × 37,8 cm | 8,32 kg

* Zertifiziert nach MDD (Medizinprodukteverordnung)


Ultraschall-Inhalator IN 525

Art. Nr. 54115 | EAN 40 15588 54115 5

- Hohe Wirksamkeit durch innovative Mikro-Membran-Vernebelung (Mesh-Technologie) mit kleinsten Tröpfchen
- Für die gezielte Behandlung der oberen und unteren Atemwege (z.B. Asthma oder Erkältungen)
- Umfangreiches Zubehör
- Kurzfristige Anwendung auch über Kopf möglich



Inklusive Aufbewahrungstasche, Kinder- und Erwachsenenmaske und Mundstück



Kurzfristige Anwendung auch über Kopf möglich

Funktion | Anwendung

- Hohe Wirksamkeit durch innovative Mikro-Membran-Vernebelung (Mesh-Technologie) mit kleinsten Tröpfchen
- Für die gezielte Behandlung der oberen und unteren Atemwege (z.B. Asthma oder Erkältungen)
- Umfangreiches Zubehör
- Kurzfristige Anwendung auch über Kopf möglich
- Besonders effektiv durch hohen lungengängigen Aerosolanteil
- Inhalation mit Maske oder Mundstück – problemlos auch für Kinder
- Geräuscharme Vernebelung
- Geringer Stromverbrauch
- Automatische Abschaltung bei leerem Wirkstofftank
- Inklusive Aufbewahrungstasche
- Inklusive 2 Batterien (1,5 V AA)

- Inklusive Netzteil
- Zertifiziertes Medizinprodukt*

Technische Daten

- Größe: ca. 7,2 × 4 × 11,3 cm
- Gewicht: ca. 0,1 kg (ohne Batterie)
- Batterien: 2 × 1,5 V (AA)
- Leistung: 1.1 Watt
- Füllvolumen: max. 8 ml
- Verneblung: ≥ 0,2 ml/min
- Partikelgröße: Mittlere <5 µm

* Zertifiziert nach MDD (Medizinprodukteverordnung)

Packungsinhalt

- Ultraschall-Inhalator
- Mundstück
- Kinder- und Erwachsenenmaske
- 2 × 1,5 V Batterie
- Aufbewahrungstasche
- Gebrauchsanweisung
- inkl. Netzteil

Logistische Daten

Verkaufsverpackung


1 Stück | 13 × 6 × 12 cm | 0,45 kg

VPE

4 Stück | 17,8 × 37,0 × 17,0 cm | 2,24 kg

Für
Erwachsene
und Kinder
geeignet

- ✓ Hoher Wirkungsgrad durch innovative Mikrokompressortechnik
- ✓ Für die gezielte Behandlung der oberen und unteren Atemwege (z.B. Asthma oder Erkältungen)
- ✓ Wiederaufladbarer Akku: Ideal für unterwegs



Unter anderem zusätzliche
Erwachsenenmaske

Inhalator IN 530

Art. Nr. 54540 | EAN 40 15588 54540 5

FUNKTION | ANWENDUNG

- Umfangreiches Zubehör
- Besonders effektiv durch hohen lungengängigen Aerosolanteil
- Inhalation mit Maske oder Mundstück – problemlos auch für Kinder
- Geräuscharme Vernebelung
- Kompakt, leicht und einfach zu bedienen
- Automatische Abschaltung bei leerem Wirkstofftank
- Inklusive Aufbewahrungsbeutel
- Zertifiziertes Medizinprodukt

TECHNISCHE DATEN

- Größe: ca. 4,5 × 4,3 × 11,5 cm
- Gewicht: ca. 190 g
- Stromversorgung: Eingang: 100 – 240 V~ 50/60Hz, 0,5A
- Ausgang: DC 5 V/ 2A
- Maximaler Druck: ca. 1,1 bar
- Partikelgröße: ca. 2,9 µm
- Vernebelung (Durchschnitt): 0,25 ml/min.
- Tankkapazität: max. 6 ml
- Ladekabel: Micro USB
- Kabellänge: 150 cm
- Ladezeit: ca. 3 Stunden

PACKUNGSGEHALT

- Inhalator
- Umfangreiches Zubehör:
- Zerstäuberflasche, Erwachsenenmaske, Kindermaske, abgewinkeltes Mundstück, Nasenstück, 5 Ersatzfilter,
- Aufbewahrungsbeutel
- Gebrauchsanweisung

LOGISTISCHE DATEN

Verkaufsverpackung
1 Stück | 13 × 6 × 12 cm | 450 g

VPE
4 Stück | 18,6 × 39,3 × 20,3 cm | 3,16 kg

Hocheffizient
durch sehr präzise
Vernebelung

- ✓ Vernebelung mit Kompressor-Drucklufttechnologie
- ✓ Für die gezielte Behandlung der oberen und unteren Atemwege (z.B. Asthma oder Erkältungen)
- ✓ Umfangreicher Lieferumfang

Inhalator IN 540

Art.-Nr. 54536 | EAN 40 15588 54536 8



Inklusive Mundstück, Kinder- und Erwachsenen-maske, Verbindungsstück, Nasenadapter für Kinder und Erwachsene, 5 Ersatzfilter und Aufbewahrungsbeutel

FUNKTION | ANWENDUNG

- Besonders effektiv durch hohen lungengängigen Aerosolanteil
- Inhalation mit Maske, Mundstück oder Nasenadapter – ideal auch für Kinder
- Extra langer Schlauch – 2 m
- Inkl. Aufbewahrungsbeutel
- Zertifiziertes Medizinprodukt*

TECHNISCHE DATEN

- Größe: ca. 19,5 × 13,5 × 9,2 cm
- Gewicht: ca. 1,3 kg
- Spannungsversorgung: 230V~ 50 Hz
- Leistung: 60 Watt
- Füllvolumen: max. 10 ml
- Vernebelung: ≤ 0,2 ml/min
- Partikelgröße: >60% ≤ 5 µm
- Schlauchlänge: ca. 2 m

PACKUNGSIHALT

- Inhalator
- Mundstück
- Kinder- und Erwachsenenmaske
- Verbindungsstück
- Nasenadapter für Kinder und Erwachsene
- 5 Ersatzfilter
- Inkl. Aufbewahrungsbeutel
- Gebrauchsanweisung

LOGISTISCHE DATEN

Verkaufsverpackung
1 Stück | 21,5 × 16,5 × 15,5 cm | 1,82 kg

VPE
4 Stück | 24,2 × 35,4 × 33,5 cm | 7,78 kg

* Zertifizierung nach MDR Klasse IIa
(Medizinprodukteverordnung)



Hands-Free Inhalator IN 705

Art. Nr. 54546 | EAN 40 15588 54546 7

Inkl. auskochbarer Maske für Erwachsene und Kinder

FUNKTION | ANWENDUNG

- Vibrating-Mesh-Technologie: Hohe Verneblungsleistung und kurze Inhalationszeit
- Für die gezielte Behandlung der oberen und unteren Atemwege (z.B. Asthma oder Erkältungen)
- Wiederaufladbarer Akku: Ideal für unterwegs
- Geräuscharme Verneblung
- Automatische Abschaltung bei leerem Wirkstofftank
- Umfangreiches Zubehör: Inhalation mit Maske oder Mundstück – problemlos auch für Kinder
- Inkl. Aufbewahrungstasche
- Zertifiziertes Medizinprodukt*

TECHNISCHE DATEN

- Größe: 54 x 36 x 44 mm
- Gewicht: Approx. 45 g
- Stromversorgung: DC 5 V, 0,5 A
- Eingebaute Lithium-Batterie (Akku): Batteriekapazität: 350 mAh, Normalspannung: 3,7 V
- Nennleistung: ≤3 W
- Ultraschallfrequenz: ca. 110 kHz
- Partikelgröße: ≤ 5 µm
- Vernebelung (Durchschnitt): ≥ 0,2 ml/min
- Tankkapazität: max. 6 ml
- Ladekabel: USB-C
- Ladeanschluss: Type-C
- Ladezeit: ca. 2,5 Stunden
- Arbeitszeit pro Batterieladung: ca. 1 Std.

PACKUNGSGEHALT

- Inhalator: Mesh-Vernebler mit Medikamentenbehälter
- Kinder und Erwachsenenmaske (abkochbar)
- Mundstück
- USB-C Kabel
- Aufbewahrungsbeutel
- Gebrauchsanweisung

LOGISTISCHE DATEN

Verkaufsverpackung
1 Stück | 15 x 11 x 11 cm | 0,4 kg

VPE
4 Stück | 24 x 24 x 17 cm | 1,8 kg

* Zertifiziert nach MDD (Medizinprodukte-richtlinie)



Mit
integriertem
Hygrometer

- ✓ Elegantes Top-Fill-Design mit abnehmbarem Wassertank für einfaches Nachfüllen und Reinigen
- ✓ Der integrierte Sensor überwacht die Luft und passt die Luftfeuchtigkeit automatisch wie gewünscht an
- ✓ 4,5-Liter-Wassertank für min. 15 Stunden Betrieb mit einer Füllung

Top-Fill Luftbefeuchter AH 663

Art. No. 60066 | EAN 4015588600661



Timer-Funktion:
1 - 12 Stunden

FUNKTION | ANWENDUNG

- Effiziente Befeuchtung der Raumluft mittels Ultraschall-Technologie
- Moderne LED-Anzeige mit Touch-Control-Bedienung
- Einstellbare Luftfeuchtigkeit zwischen 45% - 75%
- 3 Intensitätsstufen wählbar (niedrig/mittel/hoch)
- Schlafmodus: Geräuscharm und energiesparend
- Automatische Abschaltung bei leerem Wassertank
- Breites Becken-Design für leichte Reinigung

TECHNISCHE DATEN

- Größe: 20,5 x 20,5 x 30,0 cm
- Nettogewicht: 1,18 kg
- Stromversorgung: AC 220-240 V 50/60 Hz
- Leistung: 25 Watt
- Fassungsvermögen Wassertank: 4,5 L
- Vernebelungsleistung max.: 300 ml/h
- Betriebsdauer: min. 15 Stunden
- Raumgröße: bis zu 30 qm
- Länge des Netzkabels: 140 cm

PACKUNGSGEHALT

- Luftbefeuchter AH 663
- Gebrauchsanweisung

LOGISTISCHE DATEN

Verkaufsverpackung

1 Stk. | 23,9 x 24,8 x 34,2 cm | 1,99 kg

Verpackungseinheit

2 Stk. | 51,5 x 25 x 36,4 cm | 4,6 kg

3 Funktionen
in einem Gerät
vereint

- ✓ 3-in-1: Luftbefeuchter mit antibakteriellem Wassertank, Wellnesslicht und Aromafach
- ✓ Mit UV-C-Licht zur Reduzierung von Keimen und Bakterien im Wasser
- ✓ Der integrierte Sensor überwacht die Luft und passt die Luftfeuchtigkeit automatisch wie gewünscht an

3-in-1 Luftbefeuchter AH 680

Art.-Nr. 60073 | EAN 4015588 60073 9



2 austauschbare Deckel
passend für jedes Raumdesign

FUNKTION | ANWENDUNG

- Effiziente Befeuchtung der Raumluft mittels Ultraschall-Technologie
- Elegantes Top-Fill-Design mit separatem, antibakteriellem Wassertank zum leichten Befüllen
- Moderne LED-Anzeige mit Touch-Control-Bedienung
- Einstellbare Luftfeuchtigkeit zwischen 45%-75%
- 3 Intensitätsstufen wählbar (niedrig/mittel/hoch)
- Schlafmodus: Geräuscharm und energiesparend
- Timer-Funktion: 1-9 Stunden
- Wellnesslicht in 8 Farben
- Automatische Abschaltung bei leerem Wassertank

- Inkl. Wasserfilter zur Entkalkung, Reinigung und Enthärtung des Wassers
- Inkl. 3 Aroma-Pads für ätherische Öle

TECHNISCHE DATEN

- Größe: 24,7 x 24,7 x 34,5 cm
- Gewicht: 1,8 kg netto
- Spannungsversorgung: 220 – 240 V ~ 50/60 Hz
- Leistung: max. 24 Watt
- Fassungsvermögen des Wassertanks: 2,6 l
- Vernebelungsleistung: max. 300 ml/Std.
- Laufzeit: bis zu 24 Std./Füllung
- Raumgröße: bis zu 30 m²
- Netzkabel: 140 cm

PACKUNGSGEHALT

- 3-in-1 Luftbefeuchter
- 2 Deckel
- 1 Wasserfilter
- 3 Aroma-Pads für ätherische Öle
- Gebrauchsanweisung

LOGISTISCHE DATEN

Verkaufsverpackung
1 Stück | 24,7 x 24,7 x 34,7 cm | tbd

VPE
2 Stück | 51,0 x 26,0 x 36,5 cm | 6.1 kg

ERSATZTEILE

- Wasserfilter
- Aroma-Pads

Mikrofeine
Zerstäubung

- ✓ Aromadiffusor für Duftöle
- ✓ Erzeugt mit Ultraschall-Technologie einen feinen Nebel, über den der Duft im gesamten Raum verteilt wird
- ✓ Wellnesslicht mit Farbwechsel in 5 Farben



Farbwechsel in 5 verschiedenen
Farben

Aromadiffusor AD 620

Art.-Nr. 60082 | EAN 40 15588 60082 1

FUNKTION | ANWENDUNG

- Timerfunktion: 2 und 4 Stunden
- Hohe Wirksamkeit durch mikrofeine Zerstäubung
- Automatische Abschaltung bei leerem Tank
- Geräuscharm und energiesparend
- Inklusive Nachfüllbehälter

TECHNISCHE DATEN

- Größe: ca. 13,2 × 13,2 × 14,5 cm
- Gewicht: ca. 250 g
- Stromversorgung: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
- DC 24 V/500 mA; 12W
- Wassertank: 300 ml
- Vernebelung: max. 30 ml/h
- Laufzeit: ca. 10 Std.

PACKUNGSGEHALT

- Aromadiffusor
- Nachfüllbehälter
- Netzadapter
- Gebrauchsanweisung

LOGISTISCHE DATEN

Verkaufsverpackung
1 Stück | 15,4 × 15,4 × 18,8 cm | 780 g

VPE
4 Stück | 32,5 × 32 × 20,5 | 2,7 kg

Aromadiffusor AD 635

Art.-Nr. 60085 | EAN 4015588 60085 2

- Dekorativer Aromadiffusor aus Milchglas für Duftöle
- Erzeugt mit Ultraschall-Technologie einen feinen Nebel, über den der Duft im gesamten Raum verteilt wird
- Wellnesslicht mit Farbwechsel in 6 Farben
- Stilvolles Wohnaccessoire ohne sichtbare Bedienelemente



Wellnesslicht mit Farbwechsel in 6 Farben



Hochwertiges
Milchglas

Funktion | Anwendung

- Dekorativer Aromadiffusor aus Milchglas für Duftöle
- Erzeugt mit Ultraschall-Technologie einen feinen Nebel, über den der Duft im gesamten Raum verteilt wird
- Wellnesslicht mit Farbwechsel in 6 Farben
- Stilvolles Wohnaccessoire ohne sichtbare Bedienelemente
- Hohe Wirksamkeit durch mikrofeine Zerstäubung
- Automatische Abschaltung bei leerem Tank
- Geräuscharm und energiesparend

Technische Daten

- Größe: ø 15 × 17,1 cm
- Gewicht: ca. 0,6 kg
- Stromversorgung: Netzadapter
- Wassertank: 100 ml
- Vernebelung: max. 16 ml/h
- Laufzeit: ca. 6 Std.

Packungsinhalt

- Aromadiffusor
- Netzadapter
- Gebrauchsanweisung

Logistische Daten

Verkaufsverpackung

1 Stück | 21,5 × 20,5 × 29,5 cm | 1,14 kg

VPE

4 Stück | 44,5 × 42,5 × 31,5 cm | 5,1 kg

Für
angenehmen
Wohlfühl-Duft

- ✓ Schafft zu Hause eine Wohlfühlatmosphäre mit exklusivem Design
- ✓ Erzeugt feinen Nebel durch Ultraschalltechnologie
- ✓ Wellnesslicht in 6 verschiedenen Farben



Aroma Diffusor AD 650

Art.-Nr. 60089 | EAN 40 15588 60089 0



Timer-Funktion:
2, 4, 6, & 8 Std.
mit LED-Anzeige

FUNKTION | ANWENDUNG

- Mikrofeine Ultraschalltechnologie für optimale Duftverteilung
- Mit komfortablem Touch-Bedienfeld
- Geräuscharm und energiesparend
- Perfekt für die Verwendung mit medisana Aromaölen oder anderen wasserlöslichen Duftstoffen (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Automatische Abschaltung bei leerem Wassertank

TECHNISCHE DATEN

- Größe: 110 x 110 x 178 mm
- AC 100-240 V, 50-60 Hz, DC 24 V 0,5 A
- Geräuschpegel: <30 dB @ 1 m Entfernung
- Nebelausstoß max.: 15-25 ml/h
- Stromverbrauch: <12 W
- Tankkapazität: 200 ml (8 Stunden Betriebszeit)

PACKUNGSGEHALT

- Aroma Diffuser
- Bambusdeckel
- Bedienungsanleitung

LOGISTISCHE DATEN

Verkaufsverpackung
1 Stück | 13,3 x 13,3 x 21,7 cm | 1,94 kg

Verpackungseinheit
4 Stück | 28 x 28 x 23,5 cm | 7,76 kg

Infrarotlampe IR 850

Art.-Nr. 88303 | EAN 40 15588 88303 3

- Intensives Infrarotlicht zur Entspannung der Muskulatur oder zur Behandlung von Erkältungen
- Dreistufiger elektronischer Timer (5, 10 oder 15 Minuten) mit LED-Anzeige
- Abkühlfunktion mit automatischer Abschaltung



Einstellbarer Neigungswinkel (- 15°-- + 35°)



Funktion | Anwendung

- Intensives Infrarotlicht zur Entspannung der Muskulatur oder zur Behandlung von Erkältungen
- Dreistufiger elektronischer Timer (5, 10 oder 15 Minuten) mit LED-Anzeige
- Abkühlfunktion mit automatischer Abschaltung
- 300 Watt
- Keramikglas zum Blockieren von 100% des schädlichen UV-Lichts
- Einstellbarer Neigungswinkel (- 15°-- + 35°)
- Empfohlene Behandlungsentfernung: 40 cm
- Beleuchtete LED-Ein/Aus-Taste
- Heißwarnzeichen
- Inklusive Leuchtmittel (Halogen)
- Zertifiziertes Medizinprodukt*

* Zertifiziert nach MDD (Medizinprodukteverordnung)

Technische Daten

- Größe: ca. 20 × 18 × 28 cm
- Gewicht: ca. 1,2 kg
- Stromversorgung: 220V~ 50 Hz
- Art der Stromversorgung: Euro-Stecker
- Leistung: 300 Watt
- Kabellänge: 200 cm

Packungsinhalt

- Infrarotlampe
- Leuchtmittel (Halogen)
- Gebrauchsanweisung

Logistische Daten

Verkaufsverpackung

1 Stück | 22 × 20,5 × 32,5 cm | 0,315 kg

VPE

2 Stück | 43,5 × 25 × 36 cm | 5 kg

Tageslichtlampe LT 460

Art.-Nr. 45220 | EAN 40 15588 45220 8

- Energiespendendes Tageslicht zur Steigerung des Energiehaushalts und zur Verminderung Symptomen der Winterdepression
- Gleichmäßige Lichtverteilung durch LED-Technologie
- 2 Lichtintensitäten wählbar



FUNKTION | ANWENDUNG

- Energiespendendes Tageslicht zur Steigerung des Energiehaushalts und zur Verminderung von Symptomen der Winterdepression
- Gleichmäßige Lichtverteilung durch LED-Technologie
- 2 Lichtintensitäten wählbar
- Lichtintensität: bis 10.000 Lux
- Komfortable Ein-Knopf-Bedienung
- Horizontal und vertikal aufstellbar
- Ideal für zu Hause oder unterwegs
- LED-Technologie
- Inklusive Aufbewahrungsbeutel
- Zertifiziertes Medizinprodukt*

TECHNISCHE DATEN

- Größe: ca. 26 × 15 × 1,7 cm
- Gewicht: ca. 0,5 kg
- Leuchtfläche: 20,5 × 12 cm
- Stromversorgung:
- Eingang: 100-240V~ 50/60 Hz, 500mA; Ausgang: 12V-1 A
- Leistung: 12 Watt
- Kabellänge: ca. 1,8 m
- Beleuchtungsstärken:
- Hohe Intensität:
- bei 10 cm Abstand ca. 10.000 Lux
- bei 20 cm Abstand ca. 5000 Lux
- bei 30 cm Abstand ca. 2500 Lux
- Niedrige Intensität:
- bei 6 cm Abstand ca. 10000 Lux
- bei 12 cm Abstand ca. 5000 Lux
- bei 20 cm Abstand ca. 2500 Lux

*Zertifiziert nach MDD (Medizinprodukterichtlinie)

PACKUNGSGEHALT

- Tageslichtlampe
- Aufbewahrungsbeutel
- Netzadapter
- Gebrauchsanweisung

LOGISTISCHE DATEN

Verkaufsverpackung

1 Stück | 19 × 8,5 × 30,5 cm | 1,04 kg

VPE

4 Stück | 39,5 × 32 × 19,5 cm | 4,68 kg

Tageslichtlampe LT 500

Art.-Nr. 45226 | EAN 40 15588 45226 0

- Energiespendendes Tageslicht zur Steigerung des Energiehaushalts und zur Verminderung von Symptomen der Winterdepression
- Gleichmäßige Lichtverteilung durch LED-Technologie
- Wellnesslicht mit Farbwechsel in 4 Farben



Funktion | Anwendung

- Energiespendendes Tageslicht zur Steigerung des Energiehaushalts und zur Verminderung von Symptomen der Winterdepression
- Gleichmäßige Lichtverteilung durch LED-Technologie
- Wellnesslicht mit Farbwechsel in 4 Farben
- Langlebige, energiesparende LED-Beleuchtung
- Lichtintensität: bis 10.000 Lux
- 2 Lichtintensitäten wählbar
- Komfortable Zwei-Knopf-Bedienung
- Zertifiziertes Medizinprodukt*

Technische Daten

- Größe: ca. 25 × 25 × 8 cm
- Gewicht: ca. 0,6 kg
- Leuchtfläche: ø 25 cm
- Stromversorgung: 220 – 240V~ 50 Hz 0,2A
- Lichtintensität: ca. 10.000 Lux bei 12 cm Abstand
- Leistung: 23 Watt
- Kabellänge: 1,8 m

Packungsinhalt

- Tageslichtlampe
- Netzteil
- Bedienungsanleitung

Logistische Daten

Verkaufsverpackung

1 Stück | 29,5 × 29,5 × 17 cm | 1,36 kg

VPE

4 Stück | 32 × 35,5 × 60,5 cm | 6,3 kg

* Zertifiziert nach MDD (Medizinprodukterichtlinie)



- ✓ Zur Behandlung von Insektenstichen oder -bissen
- ✓ 2 verschiedene Programme: Für empfindliche und normale Haut
- ✓ Wirkt ohne chemische Stoffe

Schnelle
Linderung bei
Juckreiz und
Schwellungen

Insektenstichheiler IB 100

Art.-Nr. 41050 | EAN 40 15588 41050 5



Inkl. Trageband

FUNKTION | ANWENDUNG

- Schnell aufheizende Keramikplatte
- Kompaktes und handliches Design
- Mit praktischem Trageband
- Inkl. Batterien (2 x 1,5 V AAA) für bis zu 300 Anwendungen
- Zertifiziertes Medizinprodukt*

TECHNISCHE DATEN

- Abmessungen (L x B x H): 97 x 37,5 x 20 mm
- Durchmesser keramische Heizplatte: ø 7 mm
- Max. Temperatur: 50 °C ± 2 °C
- Betriebstemperatur: 10 °C – 40 °C
- Lagerungstemperatur: -10 °C – 50 °C
- IP Klasse: IP 42

PACKUNGSGEHALT

- Insektenstichheiler IB 100
- Trageband
- 2 x 1,5 V AAA Batterien
- Gebrauchsanleitung

LOGISTISCHE DATEN

Verkaufsverpackung
1 Stk. | 10 x 3,5 x 13,6 cm | 0,143 kg

* Zertifiziert nach MDR Klasse IIa (Medizinprodukterichtlinie)

medisana®



Elektrischer Läusekamm LC 860

Art.-Nr. 41017 | EAN 40 15588 41017 8

- Einfaches Kämmen befreit von Kopfläusen und Nissen
- Ohne Nebenwirkungen, da kein Einsatz von chemischen Mitteln
- Auch für Hunde und Katzen geeignet



Auch für Hunde und Katzen geeignet



Funktion | Anwendung

- Einfaches Kämmen befreit von Kopfläusen und Nissen
- Ohne Nebenwirkungen, da kein Einsatz von chemischen Mitteln
- Auch für Hunde und Katzen geeignet
- Bei Kontakt mit den Zinken des Kamms werden die Läuse durch einen elektrischen Impuls abgetötet
- Inklusive Batterie (1,5V AAA)

Technische Daten

- Größe: ca. 19,3 × 6,6 × 2,9 cm
- Gewicht: ca. 0,095 kg
- Batterie: 1 × 1,5V (AA)

Packungsinhalt

- Elektrischer Läusekamm
- Batterie
- Gebrauchsanweisung

Logistische Daten

Verkaufsverpackung

1 Stück | 21,5 × 9,6 × 5,7 cm | 0,18 kg

VPE

4 Stück | 23,1 × 20,4 × 13,2 cm | 0,84 kg

PainShield Ultraschall-Therapie PT 100

Art. Nr. 88346 | EAN 40 15588 88346 0

- Therapeutisches, tragbares Ultraschallgerät zur Schmerztherapie für Bindegewebe und den Bewegungsbereich des Körpers
- Verbessert die Durchblutung und beschleunigt den Heilungsprozess von Schmerzen – ohne Nebenwirkungen
- Einfach zu bedienen, überall und jederzeit – zu Hause, bei der Arbeit oder sogar im Schlaf (keine klinische Einstellung notwendig)



Funktion | Anwendung

- Therapeutisches, tragbares Ultraschallgerät zur Schmerztherapie für Bindegewebe und den Bewegungsbereich des Körpers
- Verbessert die Durchblutung und beschleunigt den Heilungsprozess von Schmerzen – ohne Nebenwirkungen
- Einfach zu bedienen, überall und jederzeit – zu Hause, bei der Arbeit oder sogar im Schlaf (keine klinische Einstellung notwendig)
- Einzigartig hochentwickelte niederfrequente Ultraschalltechnologie mit geringer Intensität für eine sichere Anwendung
- Behandlung von großen, schwer zugänglichen (Körper-)Oberflächen oder Schmerzbereichen
- Keine Nebenwirkungen
- Kein Ultraschallgel erforderlich
- Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku

Technische Daten

Größe: 24 × 16 × 7 cm
Gewicht: 0,5 kg
Batterien: Lithium-Ionen-Akku
Stromversorgung: 100 – 240V~ 50/60 Hz
Leistung: 6 Watt
Artikel-Nr.: 88346

Packungsinhalt

- PainShield Treibereinheit
- Ultraschallgerät
- 30 kleine Pads
- Ladegerät
- Gebrauchsanweisung
- Schnellstart-Anweisung

Logistische Daten

Verkaufsverpackung

1 Stück | 16,5 x 23,8 x 7,5 cm | 0,6 kg

VPE

4 Stück | 16,5 x 25,5 x 35 cm | 2,9 kg

3-in-1 Elektrotherapiegerät TT 200

Art.-Nr. 88347 (west) | EAN 40 15588 88347 7

Art.-Nr. 88357 (east) | EAN 40 15588 88357 6

- TENS, EMS und Massage mit mehreren Programmen
- 22 Vorprogramme (TENS, EMS und Massage) mit einstellbarer Dauer von 5 bis 90 Minuten
- Großes Display sorgt für gute Lesbarkeit
- TENS-Therapie für 10 Körperteile: Nacken, Schulter, Arm, Hand, Rücken, Bauch, Hüfte, Bein, Fuß und Gelenk



Funktion | Anwendung

- TENS, EMS und Massage mit mehreren Programmen
- 22 Vorprogramme (TENS, EMS und Massage) mit einstellbarer Dauer von 5 bis 90 Minuten
- Großes Display sorgt für gute Lesbarkeit
- TENS-Therapie für 10 Körperteile: Nacken, Schulter, Arm, Hand, Rücken, Bauch, Hüfte, Bein, Fuß und Gelenk
- EMS-Therapie für 9 Körperteile: Nacken, Schulter, Arm, Hand, Rücken, Bauch, Hüfte, Bein und Fuß
- Für alle Körperteile stehen 3 Massageprogramme zur Auswahl: Kneten, reiben und klopfen
- Hintergrundbeleuchtung - ideal im Hellen oder Dunkeln
- 40 Intensitätsstufen
- Inkl. Batterien (3 × 1,5V AAA)

Technische Daten

- Größe: 10,9 × 5,5 × 2,3 cm
- Gewicht: 0,076 kg (ohne Batterien)
- Stromversorgung: DC 4,5V
- Leistung: Eingang 0,9W
Ausgabe: max. Leistung (at 500Ω load): 0,29 W/CM2
- Display: LCD Full Digital Display mit white color backlight
- Controller: Gerätetasten-Controller
- Kabellänge: 109 cm (Länge der Elektrodendrähte)

Packungsinhalt

- Elektrotherapiegerät
- 4 Elektrodenpads
- 2 Elektrodendrähte

- 3 Batterien (AAA)

- Gebrauchsanweisung

Logistische Daten

Verkaufsverpackung (west)

1 Stück | 9 × 7,8 × 15,5 cm | 0,47 kg

VPE Inner box

4 Stück | 19 × 16 × 17 cm | 2,06 kg

VPE Master box

16 Stück | 39 × 34 × 20 cm | 9,07 kg

Verkaufsverpackung (east)

1 Stück | 9 × 7,8 × 15,5 cm | 0,43 kg

VPE Inner box

4 Stück | 19 × 16 × 17 cm | 1,9 kg

VPE Master box

16 Stück | 39 × 34 × 20 cm | 8,43 kg

Dein
Begleiter bei
**Menstruations-
schmerzen**

- ✓ Perfekte Kombination von TENS & Wärme:
Zur Schmerzlinderung bei Menstruations-
beschwerden und Endometriose
- ✓ Flaches Design und flexible Passform: Perfekt
zum diskreten Tragen unter der Kleidung
- ✓ Kabellos dank wiederaufladbaren Akku:
Für maximale Bewegungsfreiheit



TT 250 Menstruationsschmerz-Pad mit TENS & Wärme

Zur Linderung und Entspannung
von Menstruationsschmerzen

Art.-Nr. 88352 | EAN 40 15588 88352 1

FUNKTION | ANWENDUNG

- Wärmeprogramm zuschaltbar
- 3 selbstklebende und wiederverwendbare Elektroden inklusive:
 - 1 großes Elektrodenpad
 - 2 kleine Elektroden
- 20 Intensitätsstufen wählbar
- 30 Minuten Anwendungsdauer
- Inkl. Gürtelclip
- Zertifiziertes Medizinprodukt*

TECHNISCHE DATEN

- Größe: 52 x 69 x 24 mm
- Gewicht: 44 g
- Größe des Elektroden-Wärme-Pads: 182 x 87 mm ± 0,5 mm
- Größe der separaten Elektroden: 49,5 ± 0,5 mm
- Wärmeprogramm: 43 °C ± 2 °C
- Energieversorgung: Eingebaute 3,7 V-Lithium-Akku
- Impulsform: Biphasische Rechteckimpulse
- Pulsbreite: 75 µs ~ 250 µs ± 10 %
- Ausgangsfrequenz: 8~100 Hz ± 10 %
- Ausgangsstrom: max. 35 Vp-p ± 20 % (500 Ohm Last)

PACKUNGSGEHALT

- TT 250 Wireless TENS & Heat Einheit
- 1 TENS & Wärme Pad
- 2 Elektroden
- 1 Kabel für Elektroden
- 1 USB-C Ladekabel
- Gebrauchsanweisung

LOGISTISCHE DATEN

Verkaufsverpackung
1 Stk. | 11,2 x 4 x 19,5 cm | 0,22 kg

VPE
4 Stk. | 11,8 x 16,6 x 20,7 cm | 0,96 kg

*Zertifiziert nach MDR Klasse IIA
(Medizinprodukteverordnung)



Massagegeräte

medisana®



Shiatsu-Fußmassagegerät FM 883

Art.-Nr. 88396 | EAN 40 15588 88396 5

- Wohltuende Shiatsu-Massage
- Geeignet für Füße und Rücken
- 2 Massageintensitäten



Funktion | Anwendung

- Wohltuende Shiatsu-Massage
- Geeignet für Füße und Rücken
- 2 Massageintensitäten
- 6 × 3 rotierende Massageköpfe
- Zwei höhenverstellbare Füße zur Einstellung der Massageposition
- Praktische Kabelaufwicklung unter dem Gerät
- Einfache Ein-Knopf-Bedienung

Technische Daten

- Größe: ca. 40,5 × 36,5 × 12 cm
- Gewicht: ca. 3,3 kg
- Stromversorgung: 230V~ 50/60 Hz
- Leistung: 30 Watt

Packungsinhalt

- Shiatsu-Fußmassagegerät
- Gebrauchsanweisung

Logistische Daten

Verkaufsverpackung

1 Stück | 38,5 × 43,2 × 13,7 cm | 3,74 kg

VPE

2 Stück | 40,8 × 44,7 × 29,8 cm | 8,04 kg

medisana®



Shiatsu-Fußmassagegerät FM 888

Art.-Nr. 88398 | EAN 40 15588 88398 9

- Zwei verschiedene Massagearten wählbar
- Shiatsu-Massage der Fußsohlen und Fersen
- Kompressionsmassage der Fußoberseiten
- Komfortable Größe (geeignet bis Schuhgröße 46)



Funktion | Anwendung

- Zwei verschiedene Massagearten wählbar
- Shiatsu-Massage der Fußsohlen und Fersen
- Kompressionsmassage der Fußoberseiten
- Komfortable Größe (geeignet bis Schuhgröße 46)
- Zuschaltbare Rotlicht- und Wärmefunktion
- 2 Intensitätsstufen der Kompressionsmassage wählbar
- Fördert die Durchblutung und belebt müde Füße
- Abnehmbares, waschbares Innenfutter
- Pflegeleichtes Material

Technische Daten

- Größe: ca. 41,7 × 35,7 × 22,4 cm
- Gewicht: ca. 4,1 kg
- Stromversorgung: 220 – 240V~ 50/60 Hz
- Leistung: 30 Watt

Packungsinhalt

- Fußmassage-Gerät
- Gebrauchsanweisung

Logistische Daten

Verkaufsverpackung

1 Stück | 40,6 × 45,3 × 25,5 cm | 5,54 kg

VPE

2 Stück | 42,8 × 52,9 × 47,6 cm | 12,2 kg

Fußreflexzonen-Massagegerät FM 900

Art.-Nr. 88394 | EAN: 4015588 88394 1

- ✓ Premium Fußmassagegerät für intensive Fußreflexzonenmassage
- ✓ 2in1: Kompressionsmassage für den Fußrücken und Akupressurpunkt-Massage für die Fußsohle
- ✓ Sanfte Akupressur-Massageköpfe fördern den Energiefluss, inspiriert durch die traditionelle chinesische Medizin-Therapie (TCM)
- ✓ Zuschaltbare Wärmefunktion



FUNKTION | ANWENDUNG

- Premium Fußmassagegerät für intensive Fußreflexzonenmassage
- 2in1: Kompressionsmassage für den Fußrücken und Akupressurpunkt-Massage für die Fußsohle
- Sanfte Akupressur-Massageköpfe fördern den Energiefluss, inspiriert durch die traditionelle chinesische Medizin-Therapie (TCM)
- Fördert die Durchblutung und belebt müde Füße
- Zuschaltbare Wärmefunktion
- 2 Geschwindigkeitsstufen für Akupressurpunkt-Massage
- 3 Intensitätsstufen für Kompressionsmassage
- Einfache Bedienung dank integrierter Druckknöpfe
- Pflegeleichtes Material
- Automatische Abschaltung nach 15 Minuten

TECHNISCHE DATEN

- Größe: ca. 35,6 x 33,4 x 16 cm
- Gewicht: ca. 3,5 kg
- Stromversorgung: 24 V 1,5 A
- Leistung: 30 Watt
- Kabellänge: 180 cm

PACKUNGSINHALT

- Fußmassagegerät
- Netzteil
- Gebrauchsanweisung

LOGISTISCHE DATEN

Verkaufsverpackung
1 Stk. | 36,8 x 19,5 x 39,8 cm |
ca. 4 kg

VPE
4 pcs | 83,5 x 38,5 x 42 cm |
approx. 19,5 kg



- ✓ Premium Bein- und Fußmassagegerät für intensive Schüttel- und Shiatsu-Massage
- ✓ Zwei Vibrationsplatten mit Schüttelfunktion im Fersenbereich regen die Durchblutung und den Lymphfluss der Beine an
- ✓ Shiatsu-Massage für die ganze Fußsohle fördert den Energiefluss und das Wohlbefinden



Zuschaltbare Wärmefunktion
in zwei Stufen

Energising 2in1 Fuß- und Beinmassagegerät LM 100

Art.-Nr. 88400 | EAN 40 15588 88400 9

FUNKTION | ANWENDUNG

- Stylishes und schlankes Design zur leichten Aufbewahrung
- Zwei Vibrationsplatten mit Schüttelfunktion
- 12 Shiatsu Massageköpfe
- Zwei Massageprogramme in zwei Intensitäten mit Shiatsu-Massage oder Shiatsu- und Schüttel-Massage
- Große Tasten zur Bedienung auch mit den Füßen (toe touch control)
- Integriertes Control-Panel
- Vorne zwei höhenverstellbare Füße zur Einstellung der Massageposition
- Hochwertiges Oberflächenmaterial
- Automatische Abschaltung nach 15 Minuten

TECHNISCHE DATEN

- Größe: ca. 36,8 x 33,1 x 11,5 cm
- Gewicht: ca. 3,4 kg
- Stromversorgung: 220–240V ~ 50/60 Hz
- Leistung: 60 Watt
- Kabellänge: 180 cm

PACKUNGSGEHALT

- Premium Bein- und Fußmassagegerät
- Quick Start Guide

LOGISTISCHE DATEN

Verkaufsverpackung
1 Stück | 35,8 x 15 x 41,6 cm | ca. 4,5 kg

VPE
2 Stück | 37,6 x 32 x 44,6 cm | ca. 10 kg

Fußsprudelbad FS 300

Art.-Nr. 88363 | EAN 40 15588 88363 7

- Intensive Reflexzonenmassage
- Wasser-Warmhaltefunktion
- Inklusive abnehmbare Massagerollen im mittleren Bereich des Fußsprudelbades zur Massage der Fußsohlen



FUNKTION | ANWENDUNG

- Entspannende Sprudel- und Vibrationsmassage
- Intensive Reflexzonenmassage
- Wasser-Warmhaltefunktion
- Inklusive abnehmbare Massagerollen im mittleren Bereich des Fußsprudelbades zur Massage der Fußsohlen
- Komfortable Größe (geeignet bis Schuhgröße 46)

TECHNISCHE DATEN

- Größe: ca. 41 x 34 x 17 cm
- Gewicht: ca. 1,2 kg
- Stromversorgung: 230 V, 50 Hz
- Leistung: 60 Watt

PACKUNGSGEHALT

- Fußsprudelbad
- 2 Massagerollen
- Gebrauchsanleitung

LOGISTISCHE DATEN

Verkaufsverpackung

1 Stk. | 42 x 34 x 16,5 cm |
ca. 1,7 kg

VPE

2 Stk. | 32,5 x 34,5 x 43,8 cm |
ca. 4 kg

Fußsprudelbad FS 881

Art.-Nr. 88380 | EAN 40 15588 88380 4

- Entspannende Sprudel- und Vibrationsmassage
- Wasser-Warmhaltefunktion
- Komfortable Größe



FUNKTION | ANWENDUNG

- Entspannende Sprudel- und Vibrationsmassage
- Rutschfeste Gummifüße
- Wasser-Warmhaltefunktion
- Ausgussöffnung
- Komfortable Größe (geeignet bis Schuhgröße 44)

TECHNISCHE DATEN

- Größe: ca. 39 x 33 x 13 cm
- Gewicht: ca. 1,2 kg
- Stromversorgung: 220–240V / 50 Hz
- Leistung: 60 Watt
- Länge Netzkabel: 175 cm

PACKUNGSGEHALT

- Fußsprudelbad
- Gebrauchsanweisung

LOGISTISCHE DATEN

Verkaufsverpackung

1 Stück | 34 x 15 x 39,5 cm | 1,75 kg

VPE

2 Stück | 35,5 x 32 x 41,5 cm | 4,5 kg

Fußsprudelbad FS 883

Art.-Nr. 88387 | EAN 40 15588 88387 3

- Entspannende Sprudel- und Vibrationsmassage
- Wohltuendes Rotlichtfeld
- 3in1: Automatische Wärmefunktion, Sprudel- und Warmhaltefunktion
- Wasser-Warmhaltefunktion
- 3 wechselbare Pediküreaufsätze (Hornhautentferner, Bürste, Massageaufsatz)



wechselbare Pediküreaufsätze

FUNKTION | ANWENDUNG

- Entspannende Sprudel- und Vibrations- massage
- Wohltuendes Rotlichtfeld
- 3in1: Automatische Wärmefunktion, Sprudel und Vibrationsmassage
- Wasser-Warmhaltefunktion
- 3 wechselbare Pediküreaufsätze (Horn- hautentferner, Bürste, Massageaufsatz)
- Massagerollen für Fußreflexzonen- Massage
- Massageunterstützendes Fußbett
- Trockenmassage-Funktion
- Rutschfeste Gummifüße
- Abnehmbarer Spritzschutz
- Komfortable Größe (geeignet bis Schuh- gröÙe 46)
- Inklusive 3 Pediküreaufsätzen

TECHNISCHE DATEN

- Größe: ca. 41 × 35 × 18 cm
- Gewicht: ca. 1,5 kg
- Stromversorgung: 220 – 240V~ 50/60 Hz
- Leistung: 80 Watt

PACKUNGSGEHALT

- Fußsprudelbad
- Gebrauchsanweisung

LOGISTISCHE DATEN

Verkaufsverpackung

1 Stück | 41,9 × 35,3 × 19,1 cm | 2,10 kg

VPE

2 Stück | 44,0 × 40,4 × 36,9 cm | 4,96 kg

Faltbares Fußsprudelbad FS 886

Art.-Nr. 88381 | EAN 40 15588 88381 1

- ✓ Faltbares Fußsprudelbad für einfaches und platzsparendes Verstauen
- ✓ Entspannende Sprudel- und Vibrationsmassage
- ✓ Schnelles Aufwärmen des Wassers auf bis zu 45°C
- ✓ Mit Sicherheitsbügeln, die ein Zusammenklappen während des Gebrauchs verhindern



FUNKTION | ANWENDUNG

- Faltbares Fußsprudelbad für einfaches und platzsparendes Verstauen
- Entspannende Sprudel- und Vibrationsmassage
- Schnelles Aufwärmen des Wassers auf bis zu 45°C
- Wohltuendes Rotlichtfeld
- Intensive Reflexzonenmassage
- Massagerollen im mittleren Bereich des Fußsprudelbades zur Massage der Fußunterseiten
- Mit Sicherheitsbügeln, die ein Zusammenklappen während des Gebrauchs verhindern
- 3 wechselbare Pediküre-Aufsätze (Hornhautentferner, Bürste, Massageaufsatz)
- Ausgussöffnung
- Komfortable Größe (geeignet bis Schuhgröße 45)

TECHNISCHE DATEN

- Größe: ca. 42,2 x 38,5 x 20,1 cm
- Gefaltete Größe: ca. 42,2 x 38,5 x 8,7 cm
- Gewicht: ca. 2,1 kg
- Stromversorgung: 220-240 V
50/60 Hz
- Leistung: 500 Watt

PACKUNGSGEHALT

- Fußsprudelbad
- 3 Pediküre-Aufsätze
- Gebrauchsanleitung

LOGISTISCHE DATEN

Verkaufsverpackung
1 Stk. | 38,8 x 10,5 x 43,5 cm |
ca. 2,5 kg

VPE
4 Stk. | 44 x 40,5 x 44,5 cm |
ca. 11,5 kg

Luftsprudelbad MBH

Art.-Nr. 88379 | EAN 40 15588 88379 0

- Entspannendes Luftsprudelbad zur Stimulierung der Blutzirkulation und Auflockerung der Muskeln
- Massage-/Sprudelfunktion in 3 Intensitätsstufen und Kombinationsprogramm
- Automatische Abschaltung nach 20 Minuten



Funktion | Anwendung

- Entspannendes Luftsprudelbad zur Stimulierung der Blutzirkulation und Auflockerung der Muskeln
- Massage-/Sprudelfunktion in 3 Intensitätsstufen und Kombinationsprogramm
- Automatische Abschaltung nach 20 Minuten
- Automatische Wärmefunktion
- Intensitätsstufen am Gerät oder über Fernbedienung einstellbar
- Rutschfeste Soft-Matte für angenehmen Liegekomfort
- Passend für jede Badewanne
- Integrierter Aromaspender für Duftöle
- Doppeltes Sicherheitsventil für Luftschlauch und Gerät
- Inklusive 3 Aromapads
- Inklusive Fernbedienung

Technische Daten

- Größe: Soft-Matte: ca. 120 × 36 cm
Luftschlauch: ca. 240 cm
Motor: ca. 25 × 16 × 17 cm
- Gewicht: ca. 2,7 kg (gesamt)
- Stromversorgung: 220 – 240V~ 50 Hz
Fernbedienung: 3 V CR2032
- Leistung: 450 Watt

Packungsinhalt

- Luftsprudelbad
- Motoreinheit
- Soft-Matte
- Luftschlauch
- Fernbedienung
- 3 Aromaspender
- Gebrauchsanweisung

Logistische Daten

Verkaufsverpackung

1 Stück | 37 × 27,5 × 18,5 cm | 3,36 kg

VPE

3 Stück | 57 × 39 × 30 cm | 11 kg

Luftsprudelbad BBS

Art.-Nr. 88389 | EAN 40 15588 88389 7

- Massage-/Sprudelfunktion in 3 Intensitätsstufen und Kombinationsprogramm
- Entspannendes Luftsprudelbad mit Fernbedienung
- Zuschaltbare Heizung



Funktion | Anwendung

- Entspannendes Luftsprudelbad mit Fernbedienung
- Massage-/Sprudelfunktion in 3 Intensitätsstufen und Kombinationsprogramm
- Zuschaltbare Heizung
- Große Soft-Matte (ca. 120 x 36 cm) für angenehmen Liegekomfort
- Aromaspender für Duftöle im Luftschlauch integriert
- Automatische Abschaltung
- Timer zur Programmierung der Betriebsdauer
- Besonders leise durch geräusch-optimierte Bauweise
- Passend für jede Badewanne

Technische Daten

- Größe: ca. 120 x 36 cm
- Luftschlauch: ca. 2,4 m
- Motoreinheit: ca. 31 x 21 x 31 cm
- Gewicht: ca. 4,3 kg
- Spannung: 220 – 240 V/50 HZ
- Leistung: 570 Watt

Packungsinhalt

- Motoreinheit
- Soft-Matte
- Luftschlauch
- Fernbedienung
- 3 Aroma-Pads
- Gebrauchsanweisung

Logistische Daten

Verkaufsverpackung

1 Stück | 46 x 20 x 37 cm | 4,3 kg

VPE

2 Stück | 47 x 40,5 x 38,7 cm | 11,4 kg



Contour Shiatsu-Massagekissen CL 300

Art.-No. 88700 | EAN 40 15588 88700 0

- „Ergonomic Flex Technology“ - Weiche Federung des Kissens sorgt für individuelle Anpassung der Massageköpfe an die Körperkontur
- Wohltuende Shiatsu-Massage für Schulter, Rücken, Beine und Nacken
- Multifunktionale Anwendung an verschiedenen Körperbereichen dank flexibler Kissenform
- Zuschaltbare Rotlicht- und Wärmefunktion



**DAS 1.
MASSAGEKISSEN**
MIT FLEX-TECHNOLOGIE
AUF DEM MARKT



ERGONOMIC FLEX TECHNOLOGY

Passt sich ergonomisch der Körperkontur an

Funktion | Anwendung

- „Ergonomic Flex Technology“ - Weiche Federung des Kissens sorgt für individuelle Anpassung der Massageköpfe an die Körperkontur
- Wohltuende Shiatsu-Massage für Schulter, Rücken, Beine und Nacken
- Multifunktionale Anwendung an verschiedenen Körperbereichen dank flexibler Kissenform
- 4 rotierende Massageköpfe mit automatisch wechselnder Drehrichtung
- Zuschaltbare Rotlicht- und Wärmefunktion
- Integriertes „OneTouch“-Bedienfeld
- Praktische Haltebänder auf der Rückseite zur besseren Fixierung und Handhabung während der Massage
- Kleines und handliches Design
- Pflegeleichtes Material

Technische Daten

- Größe: ca. 35 x 24 x 11 cm
- Gewicht: ca. 1,9 kg
- Stromversorgung: 100-240V~ 50-60Hz, 24V, 1.5A
- Leistung: 30 Watt

Packungsinhalt

- Massagekissen
- Netzteil
- Gebrauchsanleitung

Logistische Daten

Verkaufsverpackung

1 Stk. | 41,6 x 12 x 25,2 cm | ca. 1,8 kg

VPE

4 Stk. | 50,4 x 43,4 x 28,2 cm | ca. 7,6 kg



Shiatsu Massagekissen MC 200

Art.-No. 88954 | EAN 4015588 88954 3

- ✓ Wohltuende Shiatsu-Massage für Schulter, Rücken, Beine und Nacken
- ✓ 4 rotierende Massageköpfe
- ✓ Zuschaltbare Rotlicht- und Wärmefunktion
- ✓ Bequeme "Ein-Knopf" Bedienung
- ✓ Komfortabler und weicher Stoff



FUNKTION | ANWENDUNG

- Wohltuende Shiatsu-Massage für Schulter, Rücken, Beine und Nacken
- 4 rotierende Massageköpfe
- Zuschaltbare Rotlicht- und Wärmefunktion
- Integriertes Bedienfeld
- Bequeme "Ein-Knopf" Bedienung
- Praktisches Klettband zur Fixierung an der Stuhllehne
- Komfortabler und weicher Stoff
- Pflegeleichtes Material
- Kleines und handliches Design

TECHNICAL DATA

- Size: approx. 34 x 11 x 22 cm
- Weight: approx. 1.5 kg
- Power supply: 12V DC 2A
- Power output: 24 W
- Cable length: 180cm

PACKUNGSGEHALT

- Massagekissen
- Netzteil
- Gebrauchsanweisung

LOGISTISCHE DATEN

Verkaufsverpackung
1 Stk. | 39,9 x 11,8 x 24,2 cm |
ca. 1,8 kg

VPE
4 Stk. | 45,6 x 48 x 27,2 cm |
ca. 8 kg

Shiatsu-Massagekissen MC 850

Art.-Nr. 88947 | EAN 40 15588 88947 9

- Wohltuende Shiatsu-Massage für Schulter, Rücken, Beine und Nacken
- Massage in 2 Geschwindigkeitsstufen
- Zuschaltbare Rotlicht- und Wärmefunktion
- Mit flexibler Polsterung für eine sanftere Massage

MIT
FLEXIBLER
POLSTERUNG
FÜR EINE
SANFTERE
MASSAGE



Funktion | Anwendung

- Wohltuende Shiatsu-Massage für Schulter, Rücken, Beine und Nacken
- Mit flexibler Polsterung für eine sanftere Massage
- Massage in 2 Geschwindigkeitsstufen
- 4 rotierende Massageköpfe mit automatisch wechselnder Drehrichtung
- Zuschaltbare Rotlicht- und Wärmefunktion
- Praktisches Klettband zur Fixierung an der Stuhllehne
- Integriertes Zwei-Tasten-Bedienfeld für einfache Nutzung
- Handlich und portabel dank seitlichem Tragegriff
- Pflegeleichtes Material
- Komfortabler und weicher Stoff

Technische Daten

- Größe: ca. 34,3 x 10,4 x 22,4 cm
- Gewicht: ca. 1,3 kg
- Stromversorgung: 12V DC 2A
- Leistung: 24 W

Packungsinhalt

- Massagekissen
- Gebrauchsanleitung
- Netzteil

Logistische Daten

Verkaufsverpackung

1 Stk. | 39,9 x 10,8 x 24,2 cm | ca. 1,8 kg

VPE

4 Stk. | 45,6 x 41,7 x 27,2 cm | ca. 8 kg

medisana®



Nacken-Massagekissen NM 870

Art.-Nr. 88946 | EAN 40 15588 88946 2

- Angenehme Vibrationsmassage für Nacken und Schulter
- Ideal für Zuhause und unterwegs
- Extra weicher und flauschiger Fleece-Bezug



Funktion | Anwendung

- Nacken-Massagekissen aus elastischem Formschaum – passt sich optimal den Kopf- und Nackenkonturen an
- Angenehme Vibrationsmassage für Nacken und Schulter
- Extra weicher und flauschiger Fleecebezug
- Mit integriertem „One Touch“-Bedienfeld
- Ideal für Zuhause und unterwegs
- Mit integrierter Aufbewahrungstasche für platzsparendes Verstauen

Technische Daten

- Größe: ca. 28 × 26 × 9 cm
- Gewicht: ca. 0,425 kg
- Leistung: 3,6 Watt
- Batterien: 2 × 1,5V (AA)

Packungsinhalt

- Vibrations-Nackentherapiegerät
- Netzadapter
- Gebrauchsanleitung

Logistische Daten

Verkaufsverpackung

1 Stück | 20 × 6 × 18 cm | 0,63 kg

VPE

4 Stück | 21 × 29,5 × 19 cm | 2,64 kg



- ✓ Tiefenwirksame Knetmassage zur Entspannung und Lockerung der Nacken- und Schultermuskulatur
- ✓ Handsimulierende Massageköpfe für ein reales Massageerlebnis
- ✓ Mit zusätzlicher wohltuender Wärmefunktion



Kabelloses Nackenmassagegerät NM 990

Art.-Nr. 88963 | EAN 40 15588 88963 9

FUNKTION | ANWENDUNG

- 2 Massagemodi wählbar: Rotation im / gegen den Uhrzeigersinn
- Massage in 3 Geschwindigkeitsstufen
- Regulierung der Massagestärke durch Ziehen an den Haltebändern
- „Hands-free“ Anwendung
- Auch an Rücken, Bauch, Ober- und Unterschenkel anwendbar
- Einfache Bedienung durch integriertes Control-Panel
- Mit abnehmbarem und waschbarem Nackenbezug

TECHNISCHE DATEN

- Größe: ca. 23,5 x 15,5 x 19,5 cm
- Gewicht: ca. 1,3 kg
- Stromversorgung: 2200 mAh 7.4V aufladbare Lithium-Batterie
- Leistung: 24 W
- Farbe: Grau

PACKUNGSGEHALT

- Nackenmassagegerät NM 990
- USB-C Ladekabel
- Kurzanleitung

LOGISTISCHE DATEN

Verkaufsverpackung
1 Stk. | 23,4 x 17 x 16,6 cm | 1,7 kg

VPE
4 Stk. | 48,8 x 36 x 19,6 cm | 8 kg

Vibrations-Massagesitzauflage MCH

Art.-Nr. 88935 | EAN 40 15588 88935 6

- 4 Massagezonen im Rückenbereich und in der Sitzfläche
- 3 Massageintensitäten wählbar
- 5 Massageprogramme wählbar
- Zuschaltbare Wärmefunktion



Praktische Kabel-Fernbedienung



Funktion | Anwendung

- 4 Massagezonen im Rückenbereich und in der Sitzfläche
- 3 Massageintensitäten wählbar
- 5 Massageprogramme wählbar
- Zuschaltbare Wärmefunktion
- 5 Vibrationsmotoren
- Automatische Abschaltung nach 15 Minuten
- Praktische Kabel-Fernbedienung
- Pflegeleichtes Material
- Besonders handlich und einfach zu verstauen
- Ideal auch für die Anwendung im Büro oder im Auto
- Inklusive Autoadapter
- Convenient velcro for fastening at the back of the chair

Technische Daten

- Größe: ca. 107 × 47 × 3,5 cm
- Gewicht: ca. 1,1 kg
- Stromversorgung: 100 – 240V~ 50/60 Hz, 12V DC 800mA
- Leistung: 9,6 Watt

Packungsinhalt

- Vibrations-Massagesitzauflage
- Fernbedienung
- Netzadapter
- Autoadapter
- Gebrauchsanweisung

Logistische Daten

Verkaufsverpackung

1 Stück | 42,2 × 38,1 × 12,8 cm | 1,5 kg

VPE

4 Stück | 53,2 × 43,4 × 39,4 cm | 7,4 kg

medisana®



Shiatsu-Massagesitzauflage MCN

Art.-Nr. 88953 | EAN 40 15588 88953 0

- 3 Massagezonen wählbar: gesamter, oberer oder unterer Rücken
- Separate Nackenmassage
- Zuschaltbare Rotlicht- und Wärmefunktion
- Abnehmbarer, waschbarer Nackenbezug



Praktische
Kabel-Fernbedienung



**NEW
GENERATION**



Funktion | Anwendung

- Drei Massagezonen wählbar: gesamter, oberer oder unterer Rücken
- Shiatsu-Massage im Rückenbereich
- Separate Nackenmassage mit abnehmbarem und waschbarem Bezug
- Zuschaltbare Rotlicht- und Wärmefunktion
- Hochwertiges Design in Lederoptik
- Praktische Kabelfernbedienung
- Demo-Funktion

Technische Daten

- Größe: ca. 118 x 40 x 9 cm
- Gewicht: ca. 6,5 kg
- Stromversorgung: 220 - 240V~ 50/60 Hz
- Leistung: 48 Watt

Packungsinhalt

- Shiatsu-Massagesitzauflage
- Fernbedienung
- Gebrauchsanweisung

Logistische Daten

Verkaufsverpackung

1 Stück | 71 x 22 x 49 cm | tbd

VPE

2 Stück | 74 x 45 x 51 cm | 15,7 kg



Ultra
flach
& leicht

- ✓ Wohltuende Shiatsu-Massage für den Taillen- und Rückenbereich
- ✓ Komfortabler und flexibler Einsatz dank integriertem, wiederaufladbarem Akku
- ✓ Passt sich ergonomisch an die individuelle Körperkontur an



Mit rutschfestem
Material auf der
Rückseite

Kabelloses Shiatsu- Rückenmassagegerät MC 500

Wohltuende Shiatsu-Massage mit wiederaufladbarem Akku
Art.-Nr. 88966 | EAN 40 15588 88966 0

ANWENDUNG | FEATURES

- Zwei Massagegeschwindigkeiten wählbar
- Praktisches Bedienfeld
- Automatische Abschaltung nach 15 Minuten
- Leicht zu reinigendes Mesh-Material
- Geringes Gewicht und leiser Betrieb

TECHNISCHE DATEN

- Größe: 48,2 x 37,2 x 7,8 cm
- Gewicht: ca. 1,7 kg
- Stromversorgung: 7,4 V 2000 mAh Lithium-Ionen-Akku
- Ladezeit: ca. 2,5 Std.
- Kabellänge: ca. 100 cm

LIEFERUMFANG

- Kabelloses Shiatsu-Rückenmassagegerät
- Quick start guide
- USB-C Ladekabel

LOGISTISCHE DATEN

Verkaufsverpackung
1 Stk. | 38,9 x 8,4 x 53,3 cm | ca. 2,3 kg

VPE
4 Stk. | 40,7 x 36 x 56,3 cm | ca. 10 kg

Ultra Flach,
leicht & leise

- ✓ Extra große Massagefläche dank der neuen Generation von Mini-Massagemotoren
- ✓ Wohltuende Shiatsu-Massage für Taille, Rücken und Schulterbereich
- ✓ Massageprogramm wählbar für den ganzen, unteren oder oberen Rücken oder für gezielte Spot-Massage

Shiatsu- Rückenmassagegerät MC 600

Neue Generation von wohltuender
Shiatsu-Massage

Art.-Nr. 88967 | EAN 40 15588 88967 7



Leichter Transport
durch Tragegriff

ANWENDUNG | FEATURES

- Mit zusätzlicher Rotlicht- und Wärmefunktion
- Integriertes Bedienfeld mit Kontrollleuchten
- Automatische Abschaltung nach 15 Minuten
- Geringes Gewicht und leiser Betrieb

TECHNISCHE DATEN

- Größe: 68,5 x 41,5 x 9,8 cm
- Gewicht: ca. 2,5 kg
- Stromversorgung: 12V 2.5A Adapter
- Leistung: 24 W
- Kabellänge: ca. 180 cm

LIEFERUMFANG

- Shiatsu-Rückenmassagegerät
- Adapter
- Quick Start Guide

LOGISTISCHE DATEN

Verkaufsverpackung

1 Stk. | 71,9 x 11,4 x 44,7 cm | 3,8 kg

VPE

2 Stk. | 73,7 x 46,5 x 28,8 cm | 8,6 kg

Massagematte MM 825

Art.-Nr. 88955 | EAN 40 15588 88955 4

- 4 Massagezonen wählbar: oberer und unterer Rücken, Ober- und Unterschenkel mit je 2 Intensitätsstufen
- Angenehme Vibrationsmassage für den ganzen Körper
- Wohltuende Wärmefunktion im Rückenbereich



4 Massagezonen wählbar



Funktion | Anwendung

- 4 Massagezonen wählbar: oberer und unterer Rücken, Ober- und Unterschenkel mit je 2 Intensitätsstufen
- Angenehme Vibrationsmassage für den ganzen Körper
- Wohltuende Wärmefunktion im Rückenbereich
- 2 Intensitätsstufen für jede Massagezone
- 5 Massageprogramme wählbar
- Zuschaltbare Wärmefunktion
- Automatische Abschaltung nach 15 Minuten
- Praktische Kabel-Fernbedienung
- Extra weicher und flauschiger Fleece-Bezug
- Kissen im Kopfbereich der Matte für entspanntes Liegen

Technische Daten

- Größe: ca. 180 × 62 × 10 cm
- Gewicht: ca. 1,8 kg
- Stromversorgung: 100 – 240V~ 50/60 Hz, 12V DC 1200 mA
- Leistung: 14,4 Watt

Packungsinhalt

- Massagematte
- Fernbedienung
- Netzadapter
- Gebrauchsanweisung

Logistische Daten

Verkaufsverpackung

1 Stück | 62 × 23 × 44 cm | 2,9 kg

VPE

2 Stück | 63,5 × 47,5 × 46 cm | 7,3 kg | 0,6 kg

medisana®



Shiatsu-Akupressur-Massagesitzauflage MC 825


Art.-Nr. 88929 | EAN 40 15588 88929 5

- Innovative Akupressurmassage im Bereich der Taille
- 3 Massagezonen für Shiatsu-Massage wählbar: gesamter, oberer oder unterer Rücken oder punktgenaue Spot-Massage
- Separate, höhenverstellbare Nackenmassage

NEU
Mit **SPOT-MASSAGE**

NEW GENERATION

**TOP
SELLER**
★★★★★



Praktische Fernbedienung

Funktion | Anwendung

- Innovative Akupressurmassage im Bereich der Taille
- 3 Intensitäten der Akupressurmassage wählbar
- Intensive Shiatsu-Massage im Rückenbereich
- 3 Massagezonen für Shiatsu-Massage wählbar: gesamter, oberer oder unterer Rücken oder punktgenaue Spot-Massage
- Separate, höhenverstellbare Nackenmassage
- Zuschaltbare Rotlicht- und Wärmefunktion
- Automatische Abschaltung nach 15 Minuten
- Abnehmbarer, waschbarer Nackenbezug
- Praktisches Klettband zur Fixierung an der Stuhllehne
- Praktische Fernbedienung
- Pflegeleichtes Material

Technische Daten

- Größe: ca. 110 x 42,5 x 18 cm
- Gewicht: ca. 5,9 kg
- Stromversorgung: 220-240V~ 50/60 Hz
- Leistung: 40 Watt
- Kabellänge: 180 cm

Packungsinhalt

- Shiatsu-Akupressur-Massagesitzauflage
- Aufbewahrungsbeutel
- Gebrauchsanweisung

Logistische Daten

Verkaufsverpackung

1 Stück | 85,5 x 20,0 x 52,0 cm | ca. 9 kg

VPE

2 Stück | 86,5 x 42 x 52 cm | ca. 19 kg

medisana®



Massage Gun Mini MG 150

Art.-Nr. 88986 | EAN 40 15588 88986 8

- Tiefengewebsmassage zur Muskelaktivierung und Förderung der Muskelregeneration
- Zur Selbstmassage an verschiedenen Körperstellen, wie Schultermuskeln, Brustmuskeln, Rückenmuskeln, Gesäßmuskeln, Oberschenkelmuskeln, Wadenmuskeln etc.
- 5 leistungsstarke Vibrationsstufen für tiefe Muskelstimulation
- 6 Massageaufsätze in verschiedenen Formen für unterschiedliche Massageeffekte



Praktische
Reisegröße



Funktion | Anwendung

- Tiefengewebsmassage zur Muskelaktivierung und Förderung der Muskelregeneration
- Zur Selbstmassage an verschiedenen Körperstellen, wie Schultermuskeln, Brustmuskeln, Rückenmuskeln, Gesäßmuskeln, Oberschenkelmuskeln, Wadenmuskeln etc.
- Hilft bei Muskelermüdung und Muskelkater, regt die Durchblutung an und verkürzt die Muskelregenerationszeit
- 5 leistungsstarke Vibrationsstufen für tiefe Muskelstimulation
- Kleines Format und geringes Gewicht für einfache Kontrolle und komfortable Handhabung
- Kleiner Motor sorgt für geringes Gewicht bei gleichbleibend kraftvoller Leistung und längerer Lebensdauer
- Ergonomischer Silikongriff für besseren Halt
- Kleine Reißverschlusstasche zur einfachen und praktischen Aufbewahrung - perfekt für den Einsatz zu Hause, auf Reisen oder beim Training
- Lange Akkulaufzeit (ca. 2-3 Std. im Normalbetrieb)

- LED-Kontrollleuchten für Batteriestandsanzeige und Ladestatus
- Auto-Stop nach 10 Minuten
- USB-C Ladeanschluss
- 6 Massageaufsätze in verschiedenen Formen für unterschiedliche Massageeffekte:

- Flat:** Zur Entspannung und Lockerung von großen Muskelpartien
- Round:** Zur Anwendung an großen Muskelgruppen zur Aktivierung und Durchblutungsförderung
- Bullet:** Für die Behandlung spezifischer Bereiche wie Triggerpunkte oder kleinere Muskelgruppen
- Spinal:** Zur Entspannung der Muskulatur im Bereich der Wirbelsäule
- Finger:** Für Akupressur-Massage, ideal zur Behandlung von Triggerpunktbereichen
- Palm:** Imitiert die chinesische Massage „Tui Na“, um die Meridiane gezielt zu behandeln, Gelenkbereiche zu entspannen und die Durchblutung zu fördern

Technische Daten

Größe: ca. 15,5 x 13,8 x 4,5 cm (inkl. Aufsatz)
Gewicht: ca. 372 g (exkl. Aufsatz)
Batterie: Lithium-Ion-Akku (7,4 V 2.600 mAh)
Ladezeit: ca. 2-3 Std.

Vibrationslevel:
Level 1: 1.100 rpm
Level 2: 1.400 rpm
Level 3: 1.700 rpm
Level 4: 1.900 rpm
Level 5: 2.100 rpm

Packungsinhalt

Massage Gun Mini, 6 Massageaufsätze, USB-Kabel, Gebrauchsanweisung, Reißverschlusstasche

Logistische Daten

Verkaufsverpackung

1 Stk. | 18 x 18,3 x 8 cm | ca. 0,9 kg

VPE

4 Stk. | 36,2 x 18,5 x 16,3 cm | ca. 4 kg

Smarter
Massage-
modus

- ✓ Smart-Modus: mit zusätzlichem selbstjustierendem Massagemodus, der den Druck an die Bedürfnisse des Körpers anpasst
- ✓ Perfekte Größe für unterwegs: klein und leicht, aber mit starker Leistung
- ✓ Ergonomisches Design mit eleganter graugrüner Akzentfarbe



Mini-Massagepistole MG 200

Massage mit selbstjustierendem Smart-Modus

Art.Nr.: 88998 | EAN 40 15588 88998 1

Aufbewahrungsbox – perfekt für den Einsatz zu Hause, unterwegs oder beim Training

4 Massageaufsätze Kugelförmig, U-förmig, flach, konisch

FUNKTION | ANWENDUNG

- Anzeigeleuchten für verschiedene Intensitäts- und Akkuladestufen
- Fördert die Aktivierung und Regeneration verschiedener Muskelgruppen vor und nach dem Training
- 5 wählbare Vibrationseinstellungen
- 1 zusätzlich auswählbarer Smart-Modus: Massageintensität passt sich selbständig an den Druck auf den Körper an
- Lange Akkulaufzeit (bis zu 8 Stunden)
- USB-C-Ladeanschluss
- Superleicht, nur 370 g

TECHNISCHE DATEN

- Größe: ca. 14,7 x 12,6 x 5 cm (ohne Massageaufsatz)
- Gewicht: ca. 370 g (ohne Massageaufsatz)
- Stromversorgung: 7,4 V, 1800 mAh, Lithium-Ion-Akku
- Geräuschpegel: < 50 dB (bei einer Entfernung von 1 m)
- USB-Cable Länge: ca. 50 cm
- Ladezeit: ca. 3,5 Stunden
- Vibrationslevel: 1400 – 3000 rpm
- Stoßkraft: ca. 12 kg
- Amplitude: 8 mm
- Power Input: 5 V, 2 A

PACKUNGSINHALT

- Massage Gun
- 4 Massageaufsätze
- Quick start guide
- Aufbewahrungsbox
- USB-C charging cable

LOGISTISCHE DATEN

Verkaufsverpackung
1 Stück | 21 x 18,6 x 7,1 cm | 0,81 kg

VPE
4 Stück | 30,5 x 20 x 23 cm | 3,54 kg



Modernes
& praktisches
Design


- ✓ Mini-Handmassagegerät zur Muskelaktivierung und Förderung der Regeneration
- ✓ Geeignet für die Selbstmassage von Triggerpunkten an verschiedenen Körperteilen
- ✓ Wählbare Aufsätze und Intensitäten für ein individuelles Massageerlebnis

Verfügbar
Q4 2023

Mini-Handmassage- gerät HM 330

Art.-Nr. 88261

EAN 40 15588 88261 6



3 Aufsätze: rund, flach und Triggerpunkt-Aufsatz



FUNKTION | ANWENDUNG

- Entspannende Vibrationsmassage in zwei Intensitätsstufen
- Einfache Bedienung durch integrierten Schiebeschalter
- Mit ergonomischem Handgriff

TECHNISCHE DATEN

- Größe: ca. 13,3 x 11,1 x 4,4 cm
- Gewicht: 0,14 kg
- Batterien: 2 x AAA Batterie

Aufsätze

- Flach: Zur Entspannung und Lockerung von großen Muskelpartien
- Rund: Zur Anwendung an großen Muskelgruppen zur Aktivierung und Durchblutungsförderung
- Triggerpunkt: Für die Behandlung spezifischer Bereiche wie Triggerpunkte oder kleinere Muskelgruppen

PACKUNGSINHALT

- Mini-Handmassagegerät
- 3 Aufsätze
- Quick-Start-Guide
- Batterien: 2 x AAA Batterie

LOGISTISCHE DATEN

Verkaufsverpackung
1 Stk. | 14,6 x 6,5 x 16,2 cm | 0,28 kg

VPE
4 Stk. | 28,2 x 16,4 x 19,2 cm | 1,2 kg

medisana®

Massage Gun Pro MG 500

Art.-Nr. 88985 | EAN 40 15588 88985 1

- Tiefengewebsmassage zur Muskelaktivierung und Förderung der Muskelregeneration
- Zur Selbstmassage an verschiedenen Körperstellen, wie Schultermuskeln, Brustmuskeln, Rückenmuskeln, Gesäßmuskeln, Oberschenkelmuskeln, Wadenmuskeln etc.
- 3 leistungsstarke Vibrationsstufen für tiefe Muskelstimulation
- 4 Massageaufsätze in verschiedenen Formen für unterschiedliche Massageeffekte



Hohe Leistung für kraftvolle Tiefengewebsmassage



Funktion | Anwendung

- Tiefengewebsmassage zur Muskelaktivierung und Förderung der Muskelregeneration
- Zur Selbstmassage an verschiedenen Körperstellen, wie Schultermuskeln, Brustmuskeln, Rückenmuskeln, Gesäßmuskeln, Oberschenkelmuskeln, Wadenmuskeln etc.
- Hilft bei Muskelermüdung und Muskelkater, regt die Durchblutung an und verkürzt die Muskelerholungszeit
- 3 leistungsstarke Vibrationsstufen für tiefe Muskelstimulation
- Geringes Gewicht und ergonomische Form für einfache Kontrolle und komfortable Handhabung
- Kleiner Tragekoffer zur einfachen und praktischen Aufbewahrung - perfekt für den Einsatz zu Hause, auf Reisen oder beim Training
- Lange Akkulaufzeit (ca. 1,5 Stunden im Normalbetrieb)
- Auto-Stop nach 10 Minuten

- 4 Massageaufsätze in verschiedenen Formen für unterschiedliche Massageeffekte

- Round:** Zur Anwendung an großen Muskelgruppen zur Aktivierung und Durchblutungsförderung
- Bullet:** Für die Behandlung spezifischer Bereiche wie Triggerpunkte oder kleinere Muskelgruppen
- Spinal:** Zur Entspannung der Muskulatur im Bereich der Wirbelsäule
- Pebble:** Für die Behandlung von Gelenkpartien, Tiefengewebe, Faszien und Triggerpunktbereiche

Technische Daten

Größe: ca. 23,5 x 6 x 19 cm (inkl. Aufsatz)
Gewicht: ca. 692 g (exkl. Aufsatz)
Stromversorgung:
100-240 V, 50-60 Hz, DC 9V 1A
Batterie: Lithium-Ion-Akku (7,4 V 2.600 mAh)
Ladezeit: ca. 2-3 Std.
Vibrationslevel:
Niedrig (2.800 rpm)
Medium (3.400 rpm)
Hoch (3.900 rpm)

Packungsinhalt

Massage Gun Pro, 4 Massageaufsätze, Adapter, Gebrauchsanweisung, Tragekoffer

Logistische Daten

Verkaufsverpackung

1 Stk. | 34 x 23,5 x 8,6 cm | ca. 1,3 kg

VPE

4 Stk. | 37,6 x 36,5 x 26,5 cm | ca. 7,3 kg

Massage Gun mit Hot & Cold Funktion **MG 600**

Art.-Nr. 88987 | EAN 40 15588 88987 5

- Hot & Cold Peltier Technologie: Schnelles Kühlen sowie Wärmen möglich
- Massage Gun in ergonomischer Formgestaltung und Akzentfarbe „Stone-Blue“
- Fördert mittels Tiefengewebsmassage die Aktivierung und Regeneration von Muskelgruppen an verschiedensten Körperstellen



Aufbewahrungskoffer – perfekt für den Einsatz zu Hause, auf Reisen oder beim Training

7 Massageaufsätze

inkl. speziellem Hot & Cold Aufsatz (Sphärisch, U-förmig, kurvenförmig, flach, spatelförmig, konisch, Hot & Cold)



Funktion | Anwendung

- Zur Selbstmassage an verschiedenen Körperstellen
- 3 leistungsstarke Vibrationsstufen
- 3 Hot & Cold Intensitäten mit Kontrollleuchten
- Hohe Akkulaufzeit (ca. 2-3 Std. im Normalbetrieb)
- USB-Ladeanschluss

Technische Daten

- Größe: ca. 15 × 14,7 × 5 cm
- Gewicht: ca. 765 g
- Stromversorgung: Lithium-Ion-Akku (11,1 V 2400 mAh)
- Ausgangsleistung: 25 W
- Lautstärke < 60 dB (mit Abstand von 50 cm)
- Ladezeit: ca. 4,5-5 Std.
- Vibrationsstufen
 - Level 1: 1.800 rpm
 - Level 2: 2.000 rpm
 - Level 3: 2.400 rpm

Packungsinhalt

- Gerät
- Aufsätze
- Kurzanleitung
- Aufbewahrungskoffer
- USB-Kabel

Logistische Daten

Verkaufsverpackung

1 Stück | 27,4 × 25,7 × 9 cm | 1,25 kg


VPE

4 Stück | 38,5 × 30 × 28 cm | 5,6 kg



Design
meets
Massage

- ✓ Hochwertiges Schwinggestell in schwarzem Carbon Stahl
- ✓ Shiatsu- und Spot Massage für den Rückenbereich
- ✓ Neues Design und bessere Wärmefunktion



Inkl. praktischer
Fernbedienung

2in1 Relax + Massagesessel RC 450

Art.-Nr. 88431 | EAN 40 15588 88431 3

FUNKTION | ANWENDUNG

- 2 Massagearten im Rückenbereich: Shiatsu- und Spot-Massage
- 3 Massagezonen wählbar: Oberer, unterer oder gesamter Rücken
- 2 Massagegeschwindigkeiten wählbar
- Zuschaltbare Wärmefunktion
- Timer-Funktion: 5/10/15 Minuten
- Praktische Fernbedienung
- Angenehmer Sitzkomfort durch weiche Polsterung
- Abnehmbares Rückenpolster für eine intensivere Massage
- Strapazierfähiger Stoffbezug
- Belastbar bis 150 kg

TECHNISCHE DATEN

- Größe: 67 x 90 x 107 cm
- Gewicht: 18 kg
- Stromversorgung: 100 -240V~ 50/60 Hz, 12 V DC 3000 mA
- Leistung: 36 W
- Anschlußkabelänge: 180 cm

PACKUNGSGEHALT

- Relax + Massagesessel - RC 450
- Netzadapter
- Kabelfernbedienung
- Gebrauchsanweisung
- Aufbauanleitung

LOGISTISCHE DATEN

Verkaufsverpackung
1 Stk. | 80 x 37,3 x 64 cm | 23 kg



Lounge Chair RS 660 mit Massage-Funktion

Art.-Nr. 88418 | EAN 40 15588 88418 4



Integrierter
USB-Ladeanschluss

FUNKTION | ANWENDUNG

- Massage für den Nacken- und ganzen Rückenbereich oder Spotmassage
- Automatische Körpermessung für individuelle Anpassung
- 6 verschiedene Massagearten wählbar: Kneten, Klopfen, Shiatsu, Rollen, Klatschen und schwedische Massage
- 1 automatisches Massageprogramm
- 3 Intensitätsstufen
- Automatische Abschaltung nach 15 Minuten
- 90° drehbar
- Belastbar bis 120 kg

TECHNISCHE DATEN

- Größe: ca. 92 × 61 × 105 cm
- Gewicht: ca. 28 kg
- Spannungsversorgung: 220 – 240 V ~ 50/60 Hz
- Leistung: 100 Watt
- Anschlußkabellänge: ca. 2,80 m

PACKUNGSINHALT

- Lounge Chair RS 660
- Gebrauchsanweisung
- Abnehmbares Netzkabel

LOGISTISCHE DATEN

Verkaufsverpackung
1 Stück | 98 x 65,5 x 114 cm | 38 kg

Containerladung
40' HC Container | 84 Stk.
20' Container | 42 Stk.

Ottomane für Lounge Chair RS 650

Art.-Nr. 88415 | EAN 40 15588 88415 3

- Design passend zum RS 650 Massagesessel
- maximale Belastung 100 kg
- Ansprechend modernes Design

Ansprechend
modernes
Design



Funktion | Anwendung

- Ansprechend modernes Design
- Design passend zum RS 650 Massagesessel
- maximale Belastung 100 kg
- Verschleißfest

Technische Daten

Größe: ca. 49 x 41 x 41,5 cm
Gewicht: ca. 4,5 kg

Packungsinhalt

- Fußhocker für Lounge Chair - RS 650
- Gebrauchsanweisung

Logistische Daten

Verkaufsverpackung Hocker

1 Stück | 60 x 42 x 43 cm | 6,7 kg

VPE Sessel

1 Stück | 60 x 42 x 43 cm | 6,7 kg



Wärmeprodukte

Wärmeunterbett HU 662

Art.-Nr. 61220 | EAN 40 15588 61220 6

- 2 Wärmezonen für Körper und Füße
- Sicherheitssystem mit Überhitzungsschutz
- Schnelles Aufwärmen mit 100 Watt
- 6 Temperaturstufen



Funktion | Anwendung

- 2 Wärmezonen für Körper und Füße
- Sicherheitssystem mit Überhitzungsschutz
- 6 Temperaturstufen
- Schnelles Aufwärmen mit 100 Watt
- Automatische Abschaltung nach 180 Minuten
- Ergonomisches Bedienelement mit LED Kontrollanzeige für Rechts- und Linkshänder
- Waschbar dank abnehmbarem Bedienteil
- Angenehm weiches Obermaterial
- Passend für Matratzen in den Größen 200 × 90 und 200 × 100 cm
- Öko-Tex® Standard 100

Technische Daten

- Größe: ca. 150 × 80 cm (L x B)
- Gewicht: ca. 1 kg
- Stromversorgung: 230V~ 50 Hz
- Leistung: 100 Watt

Packungsinhalt

- Wärmeunterbett
- Fernbedienung
- Gebrauchsanweisung

Logistische Daten

Verkaufsverpackung

1 Stück | 27,5 × 12 × 32,5 cm | 0,9 kg

VPE

4 Stück | 50 x 30 x 34,5 cm | 5,76 kg

Wärmeunterbett HU 666

Art.-Nr. 60214 | EAN 40 15588 60214 6

- Sicherheitssystem mit Überhitzungsschutz
- Waschbar dank abnehmbarem Bedienteil
- 3 Temperaturstufen



Funktion | Anwendung

- Sicherheitssystem mit Überhitzungsschutz
- 3 Temperaturstufen
- Waschbar dank abnehmbarem Bedienteil
- Angenehm weiches Obermaterial
- Automatische Abschaltung nach 180 Minuten
- Praktisches Bedienelement
- Passend für Matratzen in den Größen 200 x 90 - 100 cm
- Öko-Tex® Standard 100

Technische Daten

- Größe: ca. 150 x 80 cm (L x B)
- Gewicht: ca. 1 kg
- Stromversorgung: 230V~ 50 Hz
- Leistung: 60 Watt

Packungsinhalt

- Wärmeunterbett
- Bedienelement
- Gebrauchsanweisung

Logistische Daten

Verkaufsverpackung

1 Stück | 42 x 33 x 8,5 cm | 1,42 kg

VPE

4 Stück | 43,4 x 35 x 34 cm | 6 kg



- ✓ Beheizte Unterdecke mit weichem Fleece-Material
- ✓ Extra warmer Fußbereich
- ✓ 4 Temperaturstufen und 3 Timer Einstellungen

Extra
Langes
Kabel



Extra flauschiges Material

Maxi Fleece Wärmeunterbett HU 672

Art. Nr. 60219 | EAN 40 15588 60219 1

FUNKTION | ANWENDUNG

- 4 Temperaturstufen
- 3 Timer Einstellungen: 60/120/180 Minuten
- Automatische Abschaltung nach ausgewählter Zeit
- Ca. 2 cm Dicke für Gemütlichkeit
- Aktives Sicherheitssystem: Konstante Temperaturkontrolle mit Überhitzungsschutz
- Maschinenwaschbar bei 30°C
- Ergonomisches und abnehmbares Bedienelement mit Display
- Extra langes Kabel

TECHNISCHE DATEN

- Größe: ca. 150 × 80 cm (L x B)
- Gewicht: ca. 1,1 kg
- Stromversorgung: 230 V ~ 50 Hz
- Leistung: 100 Watt
- Kabellänge: ca. 230 cm

PACKUNGSGEHALT

- Wärmeunterbett
- Bedienelement
- Gebrauchsanweisung

LOGISTISCHE DATEN

Verkaufsverpackung
1 Stück | 32 × 18 × 39 cm | ca. 1,62 kg

VPE
4 Stück | 64 × 38 × 42 cm | ca. 7,8 kg

Wärmeunterbett HU 674

Art.-Nr. 61232 | EAN 40 15588 61232 9

- Sicherheitssystem mit Überhitzungsschutz
- Waschbar dank abnehmbarem Controller
- Angenehm weiches Obermaterial
- 4 Temperaturstufen



Funktion | Anwendung

- Sicherheitssystem mit Überhitzungsschutz
- Waschbar dank abnehmbarem Controller
- Angenehm weiches Obermaterial
- 4 Temperaturstufen
- Praktisches Bedienelement
- Automatische Abschaltung nach 180 Minuten
- Öko-Text® Standard 100

Technische Daten

- Größe: ca. 150 × 80 cm (L x B)
- Gewicht: ca. 0,82 kg
- Stromversorgung: 230 V/50 Hz
- Leistung: 100 Watt

Packungsinhalt

- Wärmeunterbett
- Bedienelement
- Gebrauchsanweisung

Logistische Daten

Verkaufsverpackung

1 Stück | 30 x 39 x 10 cm | 1,3 kg

VPE

4 Stück | 42 x 31,5 x 41 cm | 5,3 kg

King-size Wärmeunterbett HU 676

Art.-Nr. 61230 | EAN 40 15588 61230 5

- Komfortable XL-Größe für zwei Personen
- 2 Controller für individuellen Komfort
- Sicherheitssystem mit Überhitzungsschutz
- 4 Temperaturstufen



Funktion | Anwendung

- Komfortable XL-Größe für zwei Personen
- 2 Controller für individuellen Komfort
- Sicherheitssystem mit Überhitzungsschutz
- 4 Temperaturstufen
- Angenehm weiches Obermaterial
- Praktisches Bedienelement
- Automatische Abschaltung nach 180 Minuten
- Waschbar dank abnehmbarem Controller
- Öko-Tex® Standard 100

Technische Daten

- Größe: ca. 150 × 160 cm (B x L)
- Gewicht: ca. 1,5 kg
- Stromversorgung: 230 V/50 Hz
- Leistung: 2 x 100 Watt

Packungsinhalt

- Wärmeunterbett
- Bedienelement
- Gebrauchsanweisung

Logistische Daten

Verkaufsverpackung

1 Stück | 38 × 12 × 39,5 cm | 2,15 kg

VPE

4 Stück | 50 × 41 × 40 cm | 9,5 kg



Heizdecke HDW

Art.-Nr. 60228 | EAN 40 15588 60228 3

- Kuschelige Wärmendecke mit 4 Temperaturstufen
- Schnelles Aufwärmen mit 120 Watt
- Sicherheitssystem mit Überhitzungsschutz
- Automatische Abschaltung nach 180 Minuten



Wendendecke in 2-farbigem Design



Funktion | Anwendung

- Kuschelige Wärmendecke mit 4 Temperaturstufen
- Schnelles Aufwärmen mit 120 Watt
- Sicherheitssystem mit Überhitzungsschutz
- Automatische Abschaltung nach 180 Minuten
- Praktisches Bedienelement
- Wendendecke in 2-farbigem Design
- Flauschig weiches Obermaterial
- Handwaschbar dank abnehmbarem Schalter
- Öko-Text® Standard 100

Technische Daten

- Größe: ca. 180 × 130 cm
- Gewicht: ca. 1,7 kg
- Leistung: 120 Watt
- Stromversorgung: 220 – 240V~ 50/60Hz

Packungsinhalt

- Heizdecke
- Gebrauchsanweisung
- Bedienelement

Logistische Daten

Verkaufsverpackung

1 Stück | 34 × 16 × 42 cm | 2,2 kg

VPE

2 Stück | 36 × 34 × 44 cm | 5,3 kg



Kuschelheizdecke XXL HB 675

Art.-Nr. 60231 | EAN 40 15588 60231 3

- Kuschelige Wärmedecke mit 4 Temperaturstufen
- Schnelles Aufwärmen mit 120 Watt
- Extra groß: 200 × 150 cm
- Automatische Abschaltung nach 180 Minuten



Wendendecke in 2-farbigem Design



Funktion | Anwendung

- Kuschelige Wärmedecke mit 4 Temperaturstufen
- Schnelles Aufwärmen mit 120 Watt
- Extra groß: 200 × 150 cm
- Automatische Abschaltung nach 180 Minuten
- Sicherheitssystem mit Überhitzungsschutz
- Praktisches Bedienelement
- Wendendecke in 2-farbigem Design
- Flauschig weiches Obermaterial
- Waschbar dank abnehmbarem Bedienelement
- Öko-Tex® Standard 100

Technische Daten

- Größe: ca. 200 × 150 cm
- Gewicht: ca. 2,2 kg
- Leistung: 120 Watt
- Stromversorgung: 220-240V~ 50/60 Hz

Packungsinhalt

- Heizdecke
- Gebrauchsanweisung
- Bedienelement

Logistische Daten

Verkaufsverpackung

1 Stück | 39 × 18,5 × 41 cm | 2,8 kg

VPE

2 Stück | 41 × 39 × 43 cm | 6,3 kg

Strick Kuschelheizdecke HB 680

Art.-Nr. 60233 | EAN 40 15588 60233 7

- Wendedecke in 2-farbigem Design
- Gemütliches Material durch Microplush-Oberfläche
- Schnelles Aufwärmen mit 120 Watt
- Automatische Abschaltung nach 180 Minuten
- 3 Temperaturstufen



Gemütliches Material durch Microplush Oberfläche



Funktion | Anwendung

- Wendedecke in 2-farbigem Design
- Gemütliches Material durch Microplush Oberfläche
- Schnelles Aufwärmen mit 120 Watt
- 3 Temperaturstufen
- Praktisches Bedienelement
- Sicherheitssystem mit Überhitzungsschutz
- Waschbar dank abnehmbaren Bedienelement
- Automatische Abschaltung nach 180 Minuten

Technische Daten

- Größe: ca. 160 × 120 cm
- Gewicht: ca. 2,2 kg
- Leistung: 120 Watt
- Stromversorgung: 220 – 240 V~ 50/60 Hz

Packungsinhalt

- Wärmendecke
- Bedienelement
- Gebrauchsanweisung

Logistische Daten

Verkaufsverpackung

1 Stück | 34 × 14,5 × 41 cm | 3 kg

VPE

4 Stück | 44,2 × 65,7 × 34,8 cm | 12 kg

medisana®



Wärmedecke OL 200

Art. No. 60272 | EAN 40 15588 60272

- Kuschelige Wärmedecke für den Schoß und die Beine
- Perfekt geeignet für die diskrete Verwendung im Büro
- 2 große Wärmezonen je 28 x 20,5 cm
- 3 Temperaturstufen und 3 Timer-Voreinstellungen

Perfekt für
das Büro
geeignet



Funktion | Anwendung

- Kuschelige Wärmedecke für den Schoß und die Beine
- Perfekt geeignet für die diskrete Verwendung im Büro
- 2 große Wärmezonen je 28 x 20,5 cm
- 3 Temperaturstufen und 3 Timer-Voreinstellungen
- Versteckte Tasche zur Aufbewahrung von Powerbank und Kabel
- Geeignet für Innen- und Außennutzung
- Angenehmes und hochwertiges Material
- Integriertes Bedienfeld
- Sicherheitssystem mit Überhitzungsschutz
- Automatische Abschaltung

Technische Daten

- Größe: ca. 130 x 90 cm
- Gewicht (nur Produkt): ca. 0,8 kg
- Powerbank: 7,4 V | 5200 mAh
- Leistung: 19,24 W
- Timerstufen: 20 min. | 40 min. | 60 min.
- Temperaturstufen mit Powerbank: 40±5°C | 44±5°C | 48±5°C
- Kabellänge: ca. 180 cm

Packungsinhalt

- Wärmedecke
- Powerbank
- Bedienungsanleitung

Logistische Daten

Verkaufsverpackung

1 Stück | 34,5 x 10,9 x 30,6 cm | 1,4 kg

VPE

4 Stück | 45,5 x 36,5 x 33,5 cm | 7,1 kg

medisana®



Heizkissen HP 405

Art.-Nr. 61003 | EAN 40 15588 61003 5

- Sicherheitssystem mit Überhitzungsschutz
- Waschbar dank abnehmbarem Bedienteil
- 3 Temperaturstufen



100
WATT

90^{min}
AUTO OFF

30

3 JAHRE
GARANTIE



Funktion | Anwendung

- 3 Temperaturstufen
- Sicherheitssystem mit Überhitzungsschutz
- Schnelles Aufwärmen mit 100 Watt
- Automatische Abschaltung nach 90 Minuten
- Waschbar dank abnehmbarem Schalter
- Flauschig weiches Obermaterial
- Öko-Tex® Standard 100
- Praktisches Bedienelement

Technische Daten

- Größe: 30 x 40 cm
- Gewicht: 0,4 kg
- Leistung: 100 Watt
- Stromversorgung: 230 V~ 50 Hz

Packungsinhalt

- Heizkissen
- Bedienelement

Logistische Daten

Verkaufsverpackung

1 Stk. | 32,5 x 22,5 x 6 cm | ca. 0,5 kg

VPE

4 Stk. | 34 x 26 x 24 cm | ca. 2,6 kg

Nacken- und Rückenheizkissen HP 460

Art.-Nr. 61012 | EAN 40 15588 61012 7

- Perfekter Halt durch Rücken- und Nackengerechte Passform
- Schnelles Aufwärmen mit 100 Watt
- Waschbar dank abnehmbarem Schalter



Funktion | Anwendung

- Perfekter Halt durch rücken- und nackengerechte Passform
- 3 Temperaturstufen
- Sicherheitssystem mit Überhitzungsschutz
- Schnelles Aufwärmen mit 100 Watt
- Automatische Abschaltung nach 90 Minuten
- Waschbar dank abnehmbarem Schalter
- Angenehm weiches Obermaterial
- Öko-Tex® Standard 100
- Praktisches Bedienelement

Technische Daten

- Größe: 58,5 x 38,5 cm
- Gewicht: 0,5 kg
- Leistung: 100 Watt
- Stromversorgung: 230 V~ 50 Hz

Packungsinhalt

- Rücken- und Nackenheizkissen
- Bedienelement

Logistische Daten

Verkaufsverpackung

1 Stk. | 39,2 x 23,1 x 8 cm | ca. 0,7 kg

VPE

4 Stk. | 43 x 33 x 25 cm | ca. 3,3 kg

Heizkissen HP 605

Art.-Nr. 61148 | EAN 40 15588 61148 3

- Abnehmbarer Bezug aus angenehm weichem Obermaterial
- Inneres Polsterkissen waschbar dank abnehmbarem Bedienteil
- Schnelles Aufwärmen mit 100 Watt
- 4 Temperaturstufen
- Besonders weiches und angenehmes Material



Inneres Polsterkissen waschbar dank abnehmbarem Bedienteil



Funktion | Anwendung

- Abnehmbarer Bezug aus angenehm weichem Obermaterial
- Inneres Polsterkissen waschbar dank abnehmbarem Bedienteil
- Schnelles Aufwärmen mit 100 Watt
- 4 Temperaturstufen
- Sicherheitssystem mit Überhitzungsschutz
- Automatische Abschaltung nach 90 Minuten
- Ergonomisches Bedienelement mit beidseitiger LED-Kontrollanzeige für Rechts- und Linkshänder
- Bezug maschinenwaschbar bei 30°C

Technische Daten

- Größe: ca. 40 × 30 cm
- Gewicht: ca. 0,35 kg
- Leistung: 100 Watt
- Stromversorgung: 230V~ 50 Hz

Packungsinhalt

- Heizkissen
- Kissenbezug
- Gebrauchsanweisung
- Bedienelement

Logistische Daten

Verkaufsverpackung

1 Stück | 22 × 32 × 6 cm | 0,6 kg

VPE

4 Stück | 34 × 26 × 24 cm | 3,1 kg





- ✓ Schnelles Aufheizen innerhalb von 2 bis 4 Minuten (niedrigste / höchste Stufe)
- ✓ 4 Temperatureinstellungen
- ✓ Waschbar dank abnehmbarem Controller



Heizkissen HP 700

Schnelles Aufheizen für wohltuende Wärme

Art.-Nr. 61154 | EAN 40 15588 61154 4

ANWENDUNG | FEATURES

- Heizkissen in erweiterter XL-Größe
- Besonders weiches, angenehmes Material
- Komfortable Bedienung
- Sicherheitssystem mit Überhitzungsschutz
- Automatische Abschaltung nach 90 Minuten
- Waschbar bei 30 °C
- Öko-Tex® Standard 100

TECHNISCHE DATEN

- Größe: ca. 60 × 35 cm
- Gewicht: ca. 0,55 kg
- Stromversorgung: 230V~ 50 Hz
- Leistung: 100 Watt

LIEFERUMFANG

- Heizkissen
- Controller
- Quick Start Guide

LOGISTISCHE DATEN

Verkaufsverpackung
1 Stk. | 15 × 8 × 30 cm | 0,75 kg

VPE
4 Stk. | 34 × 32 × 17 cm | 3,6 kg

Schulter- und Nacken- heizkissen HP 622

Art.-Nr. 61156 | EAN 40 15588 61156 8

- Flexibler Heizdraht und Matrix-Sensorsystem für gleichmäßige Wärmeverteilung
- 6 Temperaturstufen
- Ergonomische Form für angenehme Wärme an Schulter und Nacken



Funktion | Anwendung

- Flexibler Heizdraht und Matrix-Sensorsystem für gleichmäßige Wärmeverteilung
- 6 Temperaturstufen
- Ergonomische Form für angenehme Wärme an Schulter und Nacken
- Turbo-Heat mit kraftvollen 100 Watt
- Automatische Abschaltung nach 90 Minuten
- Praktisches Bedienelement
- Maschinenwaschbar bei 40°C
- Öko-Text® Standard 100

Technische Daten

- Größe: 56 × 52 cm
- Gewicht: 0,5 kg
- Leistung: 100 Watt
- Stromversorgung: 220 – 240V~ 50 Hz

Packungsinhalt

- Schulter- und Nackenheizkissen
- Gebrauchsanweisung
- Bedienelement

Logistische Daten

Verkaufsverpackung

1 Stück | 34 × 6,5 × 23 cm | 1 kg

VPE

4 Stück | 35 × 28 × 25 cm | 4,6 kg





Flexibler
Heizdraht

- ✓ Besonders weiches und angenehmes Material
- ✓ Flexibler Heizdraht für gleichmäßige Wärmeverteilung
- ✓ 4 Temperaturstufen 3 Timer Einstellungen



Washbar dank abnehmbaren
Bedienelement

Schulter- und Nackenheizkissen HP 630

Art.-Nr. 61158 | EAN 40 15588 61158 2

FUNKTION | ANWENDUNG

- Die Anwendung fördert die Durchblutung in verhärteten Muskelbereichen und das Wohlbefinden nach einem anstrengenden Tag
- Zur Erwärmung des Nacken- und Schulterbereichs
- Hoher Nacken- und extratiefer Rückenbereich
- Flexibler Heizdraht für gleichmäßige Wärmeverteilung
- Aktives Sicherheitssystem: Konstante Temperaturkontrolle mit Überhitzungsschutz
- Schnelle Erwärmung mit 100 Watt
- 3 Timer Einstellungen: 30/60/90 Minuten
- Automatische Abschaltung nach ausgewählter Zeit

FUNKTION | ANWENDUNG

- Ergonomisches und abnehmbares Bedienelement mit Display
- Maschinenwaschbar bei 40°C
- Dank flexibler Form individuelle Anpassung an jede Schultergröße Stehkragen
- Öko-Tex® Standard 100
- Stehkragen
- Anschmiegsam und hautsympathisch
- Einstellbar durch Bauchgurt und Druckknöpfe im Brustbereich
- Extra langes Kabel

PACKUNGSGEHALT

- Schulter-Rückenheizkissen
- Bedienelement
- Gebrauchsanweisung

LOGISTISCHE DATEN

Verkaufsverpackung
1 Stück | 24,5 × 11 × 32,2 cm | ca. 1,05 kg

VPE
4 Stück | 50,5 × 21,2 × 34,5 cm | ca. 5 kg

TECHNISCHE DATEN

- Größe: ca. 55 × 65 cm
- Gewicht: ca. 720 g
- Leistung: 100 Watt
- Stromversorgung: 230 V~ 50 Hz
- Kabellänge: ca. 230 cm

Geeignet bis
Schuhgröße
46

- ✓ Für müde Füße an kalten Wintertagen
- ✓ 3 Temperatureinstellungen
- ✓ Sicherheitssystem mit Überhitzungsschutz



Fußwärmer FW 120

Schnelle wohltuende Wärme für kalte Füße

Art.-Nr. 60251 | EAN 40 15588 60251 1

ANWENDUNG | FEATURES

- Sofortige wohltuende Wärme
- Automatische Abschaltung nach 90 Minuten
- Ansprechendes Design mit kuscheliger Oberfläche
- Abnehmbares, weiches Plüsch-Fleece-Innenfutter
- Innenfutter maschinenwaschbar bei 30° C
- Abnehmbares Bedienteil
- Öko-Tex® Standard 100

TECHNISCHE DATEN

- Größe: ca. 30 x 30 x 23 cm
- Gewicht: ca. 0,75 kg
- Stromversorgung: 220 – 240 V ~ 50/60 Hz
- Leistung: 100 Watt

LIEFERUMFANG

- Fußwärmer
- Controller
- Quick Start Guide

LOGISTISCHE DATEN

Verkaufsverpackung
1 Stk. | 32,5 x 12,5 x 28 cm | 0,78 kg

VPE
4 Stk. | 52 x 34 x 30 cm | 3,5 kg

Strick Fußwärmer FW 150

Art.-Nr. 60259 | EAN 40 15588 60259 7

- Für müde Füße und für kalte Wintertage
- 3 Temperaturstufen
- Automatische Abschaltung nach 90 Min.
- Großer Fußraum
(geeignet bis Schuhgröße 46)



Funktion | Anwendung

- Für müde Füße und für kalte Wintertage
- 3 Temperaturstufen
- Automatische Abschaltung nach 90 Min.
- Großer Fußraum
(geeignet bis Schuhgröße 46)
- Schönes Design in Strickoberfläche
- Schnelles Aufwärmen
- Abnehmbares, flauschig weiches Innenfutter
- Sicherheitssystem mit Überhitzungsschutz
- Innenfutter maschinenwaschbar bei 30°C

Technische Daten

- Größe: ca. 30 × 30 × 24 cm
- Gewicht: ca. 0,75 kg
- Stromversorgung: 220 – 240 V ~ 50/60 Hz
- Leistung: 100 Watt

Packungsinhalt

- Fußwärmer
- Bedienelement
- Gebrauchsanweisung

Logistische Daten

Verkaufsverpackung

1 Stück | 32,5 × 12,5 × 28 cm | 0,78 kg

VPE

4 Stück | 52 × 34 × 30 cm | 3,5 kg



Wärme
meets
Design

- ✓ Tiefenwirksam durch Carbon-Faser mit Infrarot-Technologie
- ✓ Kabellose flexible Anwendung
- ✓ Attraktives Wohnaccessoire in trendiger Farbe

Wärmekissen HC 100

Art.-Nr. 60310 | EAN 40 15588 60310 5



Powerbank nicht im Lieferumfang enthalten
Separat erhältlich (Art. Nr. 60279)

FUNKTION | ANWENDUNG

- Heizkissen mit Füllung, umlaufendem Keder und Reißverschluss
- Ideal für den Innen- und Außenbereich
- Kabellose Anwendung durch Powerbank
- Material:
 - Kissenbezug: Baumwollimitat 92% Polyester + 8% Elasthan
 - Teddy Stoff: 100% Polyester
 - Füllung: 100% Polyester
- 3 wählbare Temperatureinstellungen
- Integrierte Kontrollleuchte für die Heizstufen (gelb, orange, rot)
- Eingearbeitete Innentasche und integrierter USB-Anschluss für Powerbank
- Bezug kann mit Handwäsche gereinigt werden
- „Active Temperature Control“ als Überhitzungsschutz
- Automatische Abschaltung nach 20 Minuten

TECHNISCHE DATEN

- Größe: 40 x 40 x 18 cm
- Gewicht: 0,78 kg
- Leistung: 10 W
- Ladespannung: 5 V
- Stromversorgung: USB

- Verfügbare Farben:



PACKUNGSGEHALT

- Interior Heizkissen
- Kurzanleitung

LOGISTISCHE DATEN

Verkaufsverpackung
1 Stk. | 38 x 18 x 38 cm | 0,96 kg

VPE
4 Stk. | 74,2 x 39,5 x 40,2 cm | 5,04 kg



Wärme
meets
Design

- ✓ Tiefenwirksam durch Carbon-Faser mit Infrarot-Technologie
- ✓ Kabellose flexible Anwendung
- ✓ Attraktives Wohnaccessoire in trendiger Farbe

Wärmekissen HC 150

Art.-Nr. 60311 | EAN 40 15588 60311 2

Powerbank nicht im Lieferumfang enthalten
Separat erhältlich (Art. Nr. 60279)

FUNKTION | ANWENDUNG

- Heizkissen mit Füllung, umlaufendem Keder und Reißverschluss
- Ideal für den Innen- und Außenbereich
- Kabellose Anwendung durch Powerbank
- Material:
 - Kissenbezug: Baumwollimitat 92% Polyester + 8% Elasthan
 - Teddy Stoff: 100% Polyester
 - Füllung: 100% Polyester
- 3 wählbare Temperatureinstellungen
- Integrierte Kontrollleuchte für die Heizstufen (gelb, orange, rot)
- Eingearbeitete Innentasche und integrierter USB-Anschluss für Powerbank
- Bezug kann mit Handwäsche gereinigt werden
- „Active Temperature Control“ als Überhitzungsschutz
- Automatische Abschaltung nach 20 Minuten

TECHNISCHE DATEN

- Größe: 40 x 40 x 18 cm
- Gewicht: 0,78 kg
- Leistung: 10 W
- Ladespannung: 5 V
- Stromversorgung: USB

- Verfügbare Farben:



PACKUNGSGEHALT

- Interior Heizkissen
- Kurzanleitung

LOGISTISCHE DATEN

Verkaufsverpackung
1 Stk. | 38 x 18 x 38 cm | 0,96 kg

VPE
4 Stk. | 74,2 x 39,5 x 40,2 cm | 5,04 kg



Wärme
meets
Design

- ✓ Tiefenwirksam durch Carbon-Faser mit Infrarot-Technologie
- ✓ Kabellose flexible Anwendung
- ✓ Attraktives Wohnaccessoire in trendiger Farbe

Wärmekissen HC 200

Art.-Nr. 60312 | EAN 40 15588 60312 9



Powerbank nicht im Lieferumfang enthalten
Separat erhältlich (Art. Nr. 60279)

FUNKTION | ANWENDUNG

- Heizkissen mit Füllung, umlaufendem Keder und Reißverschluss
- Ideal für den Innen- und Außenbereich
- Kabellose Anwendung durch Powerbank
- Material:
 - Kissenbezug: Wollimitat
 - 100 % Polyester
 - Füllung: 100% Polyester
- 3 wählbare Temperatureinstellungen
- Integrierte Kontrollleuchte für die Heizstufen (gelb, orange, rot)
- Eingearbeitete Innentasche und integrierter USB-Anschluss für Powerbank
- Bezug kann mit Handwäsche gereinigt werden
- „Active Temperature Control“ als Überhitzungsschutz
- Automatische Abschaltung nach 20 Minuten

TECHNISCHE DATEN

- Größe: 40 x 40 x 18 cm
- Gewicht: 0,74 kg
- Leistung: 10 W
- Ladespannung: 5 V
- Stromversorgung: USB
- Verfügbare Farben:



PACKUNGSGEHALT

- Interior Heizkissen
- Kurzanleitung

LOGISTISCHE DATEN

Verkaufsverpackung
1 Stk. | 38 x 18 x 38 cm | 0,96 kg

VPE
4 Stk. | 74,2 x 39,5 x 40,2 cm | 5,04 kg



Wärme
meets
Design

- ✓ Tiefenwirksame Infrarot-Wärme dank Carbon-Faser
- ✓ Kabellose flexible Anwendung
- ✓ Attraktives Wohnaccessoire in trendiger Farbe

Wärmekissen HC 250

Art.-Nr. 60313 | EAN 40 15588 60313 6



Powerbank nicht im Lieferumfang enthalten.
Separat erhältlich (Art. Nr. 60279)

FUNKTION | ANWENDUNG

- Heizkissen mit Füllung, umlaufendem Keder und Reißverschluss
- Ideal für den Einsatz im In- und Außenbereich durch kabellose Stromversorgung mit Powerbank
- Material:
 - Kissenbezug: Wollimitat 100% Polyester
 - Füllung: 100% Polyester
- 3 wählbare Temperatureinstellungen
- Integrierte Kontrollleuchte für die Heizstufen (gelb, orange, rot)
- Eingearbeitete Innentasche und integrierter USB-Anschluss für eine Powerbank
- Bezug ist von Hand waschbar
- „Active Temperature Control“ als Überhitzungsschutz
- Automatische Abschaltung nach 20 Minuten

TECHNISCHE DATEN

- Größe: 40 x 40 x 18 cm
- Gewicht: 0,74 kg
- Leistung: 10 W
- Ladespannung: 5 V
- Stromversorgung: USB

- Verfügbare Farben:



PACKUNGSGEHALT

- Interior Heizkissen
- Kurzanleitung

LOGISTISCHE DATEN

Verkaufsverpackung
1 Stk. | 38 x 18 x 38 cm | 0,96 kg

VPE
4 Stk. | 74,2 x 39,5 x 40,2 cm | 5,04 kg

Wärme
to go

- ✓ Heizkissen to go – Wärme immer & überall
- ✓ Mobile & kabellose Anwendung dank Powerbank - perfekt geeignet für den Einsatz im In- und Outdoor Bereich
- ✓ Modernes Design mit weicher Filz-Oberfläche

Outdoor Sitzheizkissen OL 600

Art.-Nr. 60276 | EAN 40 15588 60276 4

Seitliche Tasche zur
Aufbewahrung der Powerbank

FUNKTION | ANWENDUNG

- Heizkissen mit großer Sitzfläche: 40 x 40 cm
- 3 wählbare Temperatureinstellungen
- Komfortabler „OneTouch“ Controller
- Controller auch nutzbar als Tragegriff
- Robustes und langlebiges Material
- Pflegeleichte, waschbare Kissenhülle mit Reißverschluss
- Integrierter USB-Anschluss für Powerbank
- Automatische Abschaltung nach 20 Min

TECHNISCHE DATEN

- Größe: ca. 40 x 40 cm
- Gewicht: ca. 320 g
- Stromversorgung: Powerbank
- Leistung: 6,35 Watt
- Ladezeit: 3 Std.
- Nutzungszeit: 1,5 – 2 Std.

PACKUNGSGEHALT

- Heizkissen
- Quick Starter

LOGISTISCHE DATEN

Verkaufsverpackung
1 Stk. | 43,2 x 4 x 42,5 cm | 0,65 kg

VPE
4 Stück | 44,7 x 18,2 x 44,7 cm | 3,1 kg

Wärme
to go

- ✓ Heizkissen to go – Wärme immer & überall
- ✓ Mobile & kabellose Anwendung dank Powerbank - perfekt geeignet für den Einsatz im In- und Outdoor Bereich
- ✓ Modernes Design mit weicher Filz-Oberfläche

Outdoor Heizkissen OL 650

Art.-Nr. 60284 | EAN 40 15588 60284 9

Seitliche Tasche zur Aufbewahrung der Powerbank (Powerbank separat erhältlich unter Art.-Nr. 60279)

FUNKTION | ANWENDUNG

- Flaches Heizkissen in kompakter Größe: 40 x 40 cm
- 3 wählbare Temperatureinstellungen
- Komfortabler „OneTouch“ Controller
- Controller auch nutzbar als Tragegriff
- Robustes und langlebiges Material
- Pflegeleichte, waschbare Kissenhülle mit Reißverschluss
- Integrierter USB-Anschluss für Powerbank
- Automatische Abschaltung nach 20 Min

TECHNISCHE DATEN

- Größe: ca. 40 x 40 cm
- Gewicht: ca. 320 g
- Stromversorgung: Powerbank
- Leistung: 6,35 Watt
- Ladezeit: 3 Std.
- Nutzungszeit: 1,5 – 2 Std.

PACKUNGSGEHALT

- Heizkissen
- Quick Start Guide

LOGISTISCHE DATEN

Verkaufsverpackung
1 Stk. | 43,2 x 4 x 42,5 cm | 0,65 kg

VPE
4 Stück | 44,7 x 18,2 x 44,7 cm | 3,1 kg



Wärme
to go

- ✓ Heizkissen to go – Wärme immer & überall
- ✓ Mobile & kabellose Anwendung dank Powerbank - perfekt geeignet für den Einsatz im In- und Outdoor Bereich
- ✓ Modernes Design mit weicher Filz-Oberfläche

Outdoor Heizkissen OL 750

60278 | EAN 40 15588 60278 8



Verwendbar in Kombination mit
Wärmekissen OL 750 dank
modularen Druckknopfsystem

FUNKTION | ANWENDUNG

- 3 wählbare Temperatureinstellungen
- Komfortabler „One Touch“ Controller
- Controller auch nutzbar als Tragegriff
- Robustes und langlebiges Material
- Pflegeleichte, waschbare Kissenhülle mit Reißverschluss
- Integrierter USB-Ladeanschluss für Powerbank
- Automatische Abschaltung nach 20 Min.

TECHNISCHE DATEN

- Größe: ca. 40 x 50 cm Gewicht: ca. 0,6 kg
- Stromversorgung: Powerbank
- Leistung: 10 Watt
- Ladezeit: 3 Std.
- Nutzungszeit: 1,5 – 2 Std.

PACKUNGSGEHALT

- Heizkissen
- Quick Starter
- Powerbank
- USB Kabel

LOGISTISCHE DATEN

Verkaufsverpackung
1 Stück | 43,2 x 4 x 58,6 cm | 1,1 kg

VPE
2 Stück | 44,7 x 18,2 x 60,8 cm | 5, 2 kg




Wärme
„to go“

- ✓ Wärme „to go“ – immer & überall
- ✓ Mit Infrarot-Wärmespots dank Graphene-Heizelementen
- ✓ Mobile & kabellose Anwendung mit Powerbank - perfekt geeignet für den Einsatz im In- und Outdoor-Bereich

Outdoor Wärmedecke OL 800

Art.-Nr. 60281 | EAN 40 15588 60281 8

2 verfügbare Farben:



FUNKTION | ANWENDUNG

- 3 wählbare Temperatureinstellungen
- Wärme für den Sitz- und Rückenbereich
- Pflegeleichter, waschbarer Bezug mit Reißverschluss
- Modernes Design mit weichem Polyester-Stoff und flauschigem Teddymaterial
- Integrierter USB-Anschluss für Powerbank
- Seitentasche für die Aufbewahrung einer Powerbank
- Kompakte Größe (135 x 45 cm), passend für die meisten Sitzmöglichkeiten
- Kann aufgerollt und mit Schnur zusammengebunden werden
- Mit Aufbewahrungsbeutel
- Komfortabler „One Touch“ Controller
- Automatische Abschaltung nach 20 Min.

TECHNISCHE DATEN

- Größe: 135 x 45 cm
- Gewicht: ca. 0,6 kg
- Stromversorgung: 5V 2A
- Leistung: 10 W

PACKUNGSGEHALT

- Outdoor Wärmedecke
- Aufbewahrungsbeutel
- Quick Start Guide

LOGISTISCHE DATEN

Verkaufsverpackung

1 Stk. | 15 x 14 x 49,5cm | 0,9 kg

VPE

2 Stk. | 31,6 x 29,6 x 51,5 cm | 4,3 kg




Wärme
„to go“

- ✓ Wärme „to go“ – immer & überall
- ✓ Mit Infrarot-Wärmespots dank Graphene-Heizelementen
- ✓ Mobile & kabellose Anwendung mit Powerbank - perfekt geeignet für den Einsatz im In- und Outdoor-Bereich

Outdoor Wärmdecke OL 850

Art.-Nr. 60282 | EAN 40 15588 60282 5

2 verfügbare Farben:



FUNKTION | ANWENDUNG

- 3 wählbare Temperatureinstellungen
- Wärme für den Sitz- und Rückenbereich
- Pflegeleichter, waschbarer Bezug mit Reißverschluss
- Modernes Design mit weichem Polyester-Stoff und flauschigem Teddymaterial
- Integrierter USB-Anschluss für Powerbank
- Seitentasche für die Aufbewahrung einer Powerbank
- Kompakte Größe (135 x 45 cm), passend für die meisten Sitzmöglichkeiten
- Kann aufgerollt und mit Schnur zusammengebunden werden
- Mit Aufbewahrungsbeutel
- Komfortabler „One Touch“ Controller
- Automatische Abschaltung nach 20 Min.

TECHNISCHE DATEN

- Größe: 135 x 45 cm
- Gewicht: ca. 0,6 kg
- Stromversorgung: 5V 2A
- Leistung: 10 W

PACKUNGSINHALT

- Outdoor Wärmdecke
- Aufbewahrungsbeutel
- Quick Start Guide

LOGISTISCHE DATEN

Verkaufsverpackung
1 Stk. | 15 x 14 x 49,5cm | 0,9 kg

VPE
2 Stk. | 31,6 x 29,6 x 51,5 cm | 4,3 kg



2-in-1 Beheizter Handwärmer OL 400

Art.-Nr. 60285 | EAN 4015588 60285 6

Seitentasche zur Aufbewahrung der Powerbank
(Powerbank separat erhältlich unter Art.-Nr. 60279)

FUNKTION | ANWENDUNG

- Graphenfasern sorgen für eine effiziente Wärmeverteilung
- Das Heizkissen kann gefaltet und mit Druckknöpfen fixiert werden, um als als Handwärmer genutzt zu werden
- Leicht zu reinigendes Bezugsmaterial
- „One-Button“ Bedienung mit Kontrollleuchte
- Integrierter USB-Anschluss
- Automatische Abschaltung nach 60 Minuten
- Mit Überhitzungsschutz
- Ökotex-Material

TECHNISCHE DATEN

- Größe: ca. 42 x 27 cm
- Gewicht: ca. 0,13 kg
- Stromversorgung: 5V 2A
- Leistung: 10 W
- Material: 100% Polyester
- Farbe: rosé



*Powerbank nicht im Lieferumfang enthalten

VERPACKUNGSGEHALT

- 2-in-1 Beheizter Handwärmer
- Quick Start Guide

LOGISTISCHE DATEN

Verkaufsverpackung
1 Stk | 20 x 6 x 28 cm | 0,335 kg

VPE
12 Stück | 26,5 x 21,5 x 30,5 cm | 1,75 kg




Körperpflege

Cellulite-Massagegerät AC 900

Art.-Nr. 88542 | EAN 40 15588 88542 6

- Unterstützt die Verbesserung des Cellulite-Erscheinungsbildes
- Fördert die Durchblutung und massiert effektiv verschiedene Hautschichten des Bindegewebes
- Multidirektionaler Massagerollen-Aufsatz für eine angenehme und effektive Massage
- Kabellose Anwendung dank wiederaufladbarem Akku



FUNKTION | ANWENDUNG

- Belebende und stimulierende Massage für den ganzen Körper
- Unterstützt die Verbesserung des Cellulite Erscheinungsbildes
- Flexible Anwendung an Beinen, Gesäß, Bauch, Armen und anderen Körperbereichen
- Fördert die Durchblutung und massiert effektiv verschiedene Hautschichten des Bindegewebes
- Multidirektionaler Massagerollen-Aufsatz für eine angenehme und effektive Massage
- 2 Intensitätsstufen und 2 Drehrichtungen zur individuellen Anpassung
- Kabellose Anwendung dank wiederaufladbarem Akku

- Ergonomisches Design für komfortable Nutzung
- Abnehmbarer und abwaschbarer Aufsatz
- Spritzwassergeschützt - nach dem Duschen anwendbar

TECHNISCHE DATEN

- Größe: ca. 8,5 x 14 x 13 cm
- Gewicht: 0,345 kg
- Batterie: Lithium-Ion-Akku 7.4 V 2200 mAh
- Intensität: Level 1: 230 rpm±10
Level 2: 270 rpm±10
- Laufzeit: 5 Std. (Level 1)
- Ladezeit: 3,5 Std.
- Wasserdichtigkeit: IPX4

PACKUNGSGEHALT

- Cellulite-Massagegerät
- 1 Aufsatz
- Netzadapter
- Gebrauchsanweisung

LOGISTISCHE DATEN


Verkaufsverpackung
1 Stück | 15,2 x 12,5 x 14,3 cm |
ca. 0,69 kg

VPE
4 Stk. | 32,4 x 27 x 16,3 cm |
ca. 3,1 kg

Cellulite-Massagegerät AC 950

Art.-Nr. 88544 | EAN 40 15588 88544 0

- Unterstützt die Verbesserung des Cellulite-Erscheinungsbildes
- Fördert die Durchblutung und massiert effektiv verschiedene Hautschichten des Bindegewebes
- 3 verschiedene Aufsätze (multidirektionaler Massageroller, Borsten-Silikonbürste, Silikonbürste)
- Kabellose Anwendung dank wiederaufladbarem Akku



FUNKTION | ANWENDUNG

- Belebende und stimulierende Massage für den ganzen Körper
- Unterstützt die Verbesserung des Cellulite-Erscheinungsbildes
- Flexible Anwendung an Beinen, Gesäß, Bauch, Armen und anderen Körperbereichen
- Fördert die Durchblutung und massiert effektiv verschiedene Hautschichten des Bindegewebes
- 3 verschiedene Aufsätze (multidirektionaler Massageroller, Borsten-Silikonbürste, Silikonbürste)
- 2 Intensitätsstufen und 2 Drehrichtungen zur individuellen Anpassung
- Kabellose Anwendung dank wiederaufladbarem Akku
- Ergonomischer Griff für schwer erreichbare Körperstellen

- Abnehmbarer und abwaschbarer Aufsatz
- Praktische Schlaufe zum Aufhängen
- Spritzwassergeschützt - nach dem Duschen anwendbar

TECHNISCHE DATEN

- Größe: ca. 8,5 x 14 x 23 cm
- Gewicht: ca. 0,38 kg
- Batterie: Lithium-Ion-Akku 7.4 V 2200 mAh
- Intensität: Level 1: 230 rpm±10
Level 2: 270 rpm±10
- Laufzeit: 5 Std. (Level 1)
- Ladezeit: 3,5 kg
- Wasserdichtigkeit: IPX4

PACKUNGSGEHALT

- Cellulite-Massagegerät
- 3 Aufsätze
- Netzadapter
- Satin-Aufbewahrungsbeutel
- Gebrauchsanweisung


LOGISTISCHE DATEN

Verkaufsverpackung
1 Stück | 32,5 x 10,8 x 16 cm |
ca. 1,1 kg

VPE
4 Stück | 45,5 x 34 x 18,3 cm |
ca. 5,1 kg

Das kleine
Extra für
straffere
und schöne
Haut

- ✓ 3in1: Schröpfmassage kombiniert mit EMS und sanfter Rotlicht-Technologie
- ✓ Vakuum-Cupping-Massage steigert die Hautelastizität
- ✓ Stimuliert das Lymphsystem und massiert effektiv verschiedene Hautschichten des Bindegewebes



Mit Rotlicht
und EMS

Schröpfmassagegerät VC 150

Smarte 3in1 Vakuum-Cupping-Technologie
Art.-Nr. 88603 | EAN 40 15588 88603 4

FUNKTION | ANWENDUNG

- Erhöht die Flexibilität von Muskeln und Faszien und sorgt für angenehme Entspannung
- Vitalisierende und stimulierende Schröpfmassage
- Flexible Anwendung an verschiedenen Körperpartien
- Lichtindikatoren für die verschiedenen Schröpf- und EMS-Stufen
- 6 EMS-Stufen: 3 für den Körper und 3 für das Gesicht
- 3 tiefenwirksame Schröpfintensitäten
- Dreh- und Verschlussmechanismus zum Befestigen der Saugglocken

TECHNISCHE DATEN

- Größe: ca. 15,3 x 6 x 6,9 cm
- Gewicht: ca. 0,23 kg
- Stromversorgung: Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku, 1400 mAh, USB-C Ladeanschluss
- Ladezeit: < 4 Stunden
- Nutzungsdauer: > 60 Minuten
- EMS: Jeweils 3 Stufen
Körper: 25-45 V, 67-95 V, 105-140 V
Gesicht: 14-23 V, 25-31 V, 33-43 V
- Vakuum: 3 Stufen (105 ± 30 L/H, 140 ± 30 L/H, 180 ± 30 L/H)
- Rotlicht: Wellenlänge 630 ± 5 nm

PACKUNGSINHALT

- Schröpfmassagegerät VC 150
- 2 Saugglocken (Schröpfköpfe) in unterschiedlichen Größen
- 10 Filter
- USB-Kabel, 30 cm
- Quick Start Guide

LOGISTISCHE DATEN

Verkaufsverpackung
1 Stk. | 17,5 x 19,6 x 7,8 cm | ca. 0,28 kg

VPE
4 Stk. | 33 x 18,4 x 21,8 cm | ca. 2,4 kg

Gesichtsreinigungsbürste FB 885

Art.-Nr. 88565 | EAN 40 15588 88565 5



- Gesichtsreinigungsbürste für eine sanfte und gründliche Reinigung
- Befreit die Haut von abgestorbenen Hautschuppen
- Sanfte Vibration regt die Durchblutung der Gesichtshaut an und fördert die Aufnahme von Pflegeprodukten
- Reinigt die Haut in 60 Sekunden



Inklusive 4 Reinigungsaufsätzen:

Empfindliche Haut, Normale Haut, Peeling, Kosmetik-Schwamm



Funktion | Anwendung

- Gesichtsreinigungsbürste für eine sanfte und gründliche Reinigung
- Befreit die Haut von abgestorbenen Hautschuppen
- Sanfte Vibration regt die Durchblutung der Gesichtshaut an und fördert die Aufnahme von Pflegeprodukten
- Wiederaufladbarer Lithium-Ion-Akku
- Reinigt die Haut in 60 Sekunden (Timer)
- 4 Geschwindigkeitsstufen
- Automatische Abschaltung nach 1 Minute
- Spritzwassergeschützt
- Inklusive Schutzkappe, Aufbewahrungsbeutel und Ladestation
- Inklusive 4 Reinigungsaufsätzen (Empfindliche Haut, Normale Haut, Peeling, Kosmetik-Schwamm)

Technische Daten

- Größe: ca. 18,6 × 5,0 × 2,7 cm
- Gewicht: ca. 0,27 kg
- Batterien: Lithium-Ionen-Akku
- Leistung: 500 mAh
- Kabellänge: 1,30 m

Packungsinhalt

- Gesichtsreinigungsbürste
- 4 Reinigungsaufsätze (Empfindliche Haut, Normale Haut, Peeling, Kosmetik-Schwamm)
- Schutzkappe
- Aufbewahrungsbeutel
- Ladestation
- Gebrauchsanweisung

Logistische Daten

Verkaufsverpackung

1 Stück | 23,4 × 17,2 × 7,6 cm | 0,54 kg

VPE

4 Stück | 18,8 × 32,0 × 24,6 cm | 2,26 kg

Gesichtssauna DS 400

Art.-No. 88242 | EAN 40 15588 88242 5

- ✓ Öffnet und reinigt die Poren, fördert die Durchblutung und entspannt die Gesichtszüge
- ✓ Diffusor für gleichmäßige Dampfverteilung
- ✓ LED-Anzeige für einfache Einstellung und Bedienung
- ✓ Temperatureinstellung von 80-95°C für Aromatherapie und 100°C für Dampf
- ✓ Variable Timer-Einstellung von 15 bis 60 Min.



FUNKTION | ANWENDUNG

- Für die kosmetische Anwendung
- Reinigende und entspannende Wirkung durch feuchte Wärme
- Öffnet und reinigt die Poren, fördert die Durchblutung und entspannt die Gesichtszüge
- Diffusor für gleichmäßige Dampfverteilung
- Aromafach für wohltuende Aromaanwendungen
- Zusätzlicher Nasenaufsatz für präzise Anwendung
- LED-Anzeige für einfache Einstellung und Bedienung
- Temperatureinstellung von 80-95°C für Aromatherapie und 100°C für Dampf
- Inkl. Messbecher zum einfachen Befüllen
- Sicherheitssystem mit Überhitzungsschutz
- Automatische Abschaltung nach ausgewählter Zeit
- Variable Timer-Einstellung von 15 bis 60 Min.

TECHNISCHE DATEN

- Größe: ca. 26,2 x 19,9 x 19,6 cm
- Gewicht: ca. 0,645 kg
- Stromversorgung: 220-240 V, 50/60 Hz
- Kabellänge: 180 cm
- Max. Kapazität: 45 ml
- Überhitzungsschutz: bei 135°C ($\pm 5^\circ\text{C}$) oder leerem Wassertank

PACKUNGSGEHALT

- Saunabasis
- Gesichtsaufsatz
- Nasenaufsatz
- Aromafach
- Messbecher
- Gebrauchsanweisung

LOGISTISCHE DATEN

Verkaufsverpackung

1 Stk. | 22 x 21,2 x 24 cm |
ca. 1,02 kg

VPE

4 Stk. | 46 x 44,2 x 27 cm |
ca. 4,98 kg

Nano-Ionen Gesichtssauna DS 600

Art.-Nr. 88248 | EAN 40 15588 88248 7

- Gesichtssauna mit einer Dampftemperatur von bis zu 45°C für eine porentiefe Reinigung und Hydrierung der Haut
- Belebender Wasserdampf für einen natürlichen Glow
- Dampfentwicklung durch UV-Technologie und einem Zwei-Stufen-Programm (15 oder 20 Min.)
- 10 x effektiver als eine klassische Gesichtssauna durch mikrofeine Dampfpartikel, die tiefer in die Haut eindringen können



FUNKTION | ANWENDUNG

- Ein/Aus-Taste mit Ein-Knopf-Bedienung und weißer Lichtanzeige
- Automatische Abschaltzeit beträgt 15 oder 20 min.
- Automatisches Abschalten bei aufgebrauchtem Wasserinhalt (Anzeige durch rotes Licht)
- Empfohlene Benutzung mit destilliertem Wasser
- Verstellbare Sprühdüse kann frei um 45 Grad nach oben oder unten eingestellt werden
- Maximale Flüssigkeitskapazität: $\geq 115\text{ml}$
- Erste Dampfentwicklung innerhalb einer Minute nach dem Einschalten
- Dampftemperatur: $\leq 45^\circ\text{C}$
- Es wird empfohlen, einen Abstand von 25 cm zur Düse einzuhalten
- Exklusives medisana Design in einer kompakten Größe

TECHNISCHE DATEN

- Leistung: 220-240V, 50-60 Hz, 320 W
- Kabellänge: $\geq 1,8\text{ m}$
- Größe: $15,7 \times 15,0 \times 22,4\text{ cm}$
- Gewicht: 0,9 kg

PACKUNGSGEHALT

- Gesichtssauna
- Gebrauchsanweisung

LOGISTISCHE DATEN

Verkaufsverpackung

1 Stk. | $17,6 \times 16,8 \times 25,2\text{ cm}$ | 1,3 kg

VPE

4 Stk. | $37 \times 35,4 \times 28,2\text{ cm}$ | 5,8 kg

2in1-Kosmetikspiegel CM 840

Art.-Nr. 88550 | EAN 40 15588 88550 1

- Beleuchteter Kosmetikspiegel
- 2 drehbare Spiegelflächen:
normal und 5-fache Vergrößerung
- Gleichmäßige Ringbeleuchtung aus
18 weißen LEDs
- Spiegelfläche: ca. 13 cm Durchmesser
- Hochwertig verchromt



Funktion | Anwendung

- Beleuchteter Kosmetikspiegel
- 2 drehbare Spiegelflächen:
normal und 5-fache Vergrößerung
- Gleichmäßige Ringbeleuchtung aus
18 weißen LEDs
- Spiegelfläche: ca. 13 cm Durchmesser
- Mit hochwertiger Chrombeschichtung
- Stabiler Standfuß
- Inklusive 4 Batterien (1,5V AAA)

Technische Daten

- Größe: ca. 20,5 × 13,5 × 31,5 cm
- Gewicht: ca. 0,95 kg
- Spiegelfläche: ca. ø 13 cm
- Batterien: 4 x 1,5V (AAA)

Packungsinhalt

- Kosmetikspiegel
- Batterien
- Gebrauchsanweisung

Logistische Daten

Verkaufsverpackung

1 Stück | 33,5 × 17,2 × 24,1 cm | 1,22 kg

VPE

4 Stück | 35,5 × 36 × 30 cm | 5,4 kg

Individuell
einstellbares
Licht

- ✓ LED Kosmetikspiegel mit 3 Lichteinstellungen (warmes, kaltes und natürliches Tageslicht)
- ✓ 2 drehbare Spiegelflächen: normal und 7-fache Vergrößerung
- ✓ Touch-Sensor mit Dimmer- und Memory-Funktion

2in1 Kosmetikspiegel CM 844

Beleuchteter Schwenkspiegel

Art.-Nr. 88553 | EAN 40 15588 88553 2



FUNKTION | ANWENDUNG

- LED-Lichteinstellung mit stufenloser Dimm-Technologie
- Hochwertiges, verzerrungsfreies Glas – ideal für alle Lichtverhältnisse
- Elegantes und kompaktes Design
- Stilvolle, hochwertige Chrombeschichtung
- Gleichmäßige Ringbeleuchtung mit LEDs
- Automatische Abschaltung nach 30 Min.

TECHNISCHE DATEN

- Größe: ca. 20 x 19,2 x 32 cm
- Gewicht: ca. 0,732 kg
- Stromversorgung: Eingebauter Lithium-Ionen-Akku (1000 mAh)
- USB-C Kabel
- 44 LEDs
- LED Farbabstufungen:
Kaltlicht: 6000K - 6500K
Warmlicht: 2800K - 3300K
Natürliches Licht: 4000K - 4500K
- Ladezeit: ca. 140 min.
- Nutzungsdauer:
Kaltlicht ca. 120 min.
Warmlicht ca. 120 min.
Natürliches Licht ca. 90 min.

PACKUNGSGEHALT

- 2in1 Kosmetikspiegel CM 844
- USB-C Kabel, 100 cm
- Quick Start Guide

LOGISTISCHE DATEN

Verkaufsverpackung
1 Stk. | 17,5 x 13,5 x 35,5 cm | 0,95 kg

VPE
4 Stk. | 36 x 30 x 35 cm | 4,5 kg


Perfekte
Reisegröße

- ✓ Drei Lichteinstellungen (warmes, kaltes und natürliches Tageslicht)
- ✓ Touch-Sensor mit Dimmer- und Memory-Funktion
- ✓ Stylish und faltbare Schutzhülle aus weichem PU-Leder

LED Tablet Spiegel CM 400

Reisespiegel mit Licht

Art.-No. 88551 | EAN 40 15588 88551 8



Freistehend

FUNKTION | ANWENDUNG

- LED-Lichteinstellung mit stufenloser Dimm-Technologie
- Hochwertiges, verzerrungsfreies Glas – ideal für alle Lichtverhältnisse
- Wiederaufladbare Batterie
- Automatisches Abschalten nach 15 min.
- Geeignet für zuhause, unterwegs und den Arbeitsplatz
- Einfach zu verstauen
- Kompaktes Design

TECHNISCHE DATEN

- Größe: ca. 13 x 1,8 x 19 cm
- Gewicht: ca. 0,32 kg
- Eingebauter Lithium-Ionen-Akku (1000 mAh)
- Typ-C-Kabel
- 40 LED-Lichter
- LED Farbabstufungen:
Kaltlicht: 6000K - 6500K
Warmlicht: 2800K - 3300K
Natürliches Licht: 4000K - 4500K
- Ladezeit: ca. 140 min.
- Nutzungsdauer: ca. 120 min.

PACKUNGSGEHALT

- LED Tablet Spiegel
- Type-C USB-Kabel, 100 cm
- Quick Start Guide

LOGISTISCHE DATEN

Verkaufsverpackung
1 Stk. | 14 x 3 x 22 cm | ca. 0,44 kg

VPE
4 Stk. | 15 x 13,5 x 23,5 cm | ca. 1,84 kg

Kosmetikspiegel CM 835

Art.-Nr. 88554 | EAN 40 15588 88554 9

- Beleuchteter Kosmetikspiegel
- 2 drehbare Spiegelflächen:
normal und 5-fache Vergrößerung
- Gleichmäßige Ringbeleuchtung aus
12 weißen LEDs
- Spiegelfläche: ca. 12 cm Durchmesser



Funktion | Anwendung

- Beleuchteter Kosmetikspiegel
- 2 drehbare Spiegelflächen:
normal und 5-fache Vergrößerung
- Gleichmäßige Ringbeleuchtung aus
12 weißen LEDs
- Spiegelfläche: ca. 12 cm Durchmesser
- Mit hochwertiger Chrombeschichtung
- Stabiler Standfuß
- Inklusive 3 Batterien (1,5V AAA)

Technische Daten

- Größe: ca. 16,9 × 8 × 19 cm
- Gewicht: ca. 0,375 kg
- Spiegelfläche: ca. ø 12 cm
- Batterien: 3 × 1,5V (AAA)

Packungsinhalt

- Kosmetikspiegel
- Batterien
- Gebrauchsanweisung

Logistische Daten

Verkaufsverpackung

1 Stück | 18,4 × 11,4 × 21,9 cm | 0,64 kg


VPE

4 Stück | 24,5 × 38,6 × 22,9 cm | 2,96 kg

Hand- und Fußpflegegerät MP 810

Art.-Nr. 85140 | EAN 40 15588 85140 7

- Pflege und Behandlung von Nägeln, Nagelhaut und Hornhaut
- Einfache Anwendung, leichtes Austauschen der Aufsätze
- Nagelhaut entfernen, Nägel feilen, formen, glätten, polieren



5 Aufsätze: Filzkegel, Trapezscheifer, Zylinderscheifer, Schleifkegel, Flammenfräser



Funktion | Anwendung

- Pflege und Behandlung von Nägeln, Nagelhaut und Hornhaut
- Einfache Anwendung, leichtes Austauschen der Aufsätze
- Nagelhaut entfernen, Nägel feilen, formen, glätten, polieren
- 5 Aufsatzteile
- Kompaktes Gerät, dadurch geringer Platzverbrauch
- Kleiner praktischer Aufbewahrungsbeutel
- Batterien (2x AAA) im Lieferumfang enthalten
- Inklusive 5 Ansatzteilen: Filzkegel, Trapezscheifer, Zylinderscheifer, Schleifkegel, Flammenfräser

Technische Daten

- Größe: ca. 16,5 × 3 × 3 cm
- Gewicht: ca. 0,8 kg
- Batterien: 2 x AAA

Packungsinhalt

- Hand- und Fußpflegegerät
- 5 Ansatzteile
- Aufbewahrungstasche
- Batterien
- Gebrauchsanweisung

Logistische Daten

Verkaufsverpackung

1 Stück | 22 × 7 × 15 cm | 0,2 kg

VPE

4 Stück | 26 × 22 × 18 cm | 1,3 kg

Hand- und Fußpflegegerät MP 840

Art.-Nr. 85155 | EAN 40 15588 85155 1

- Pflege und Behandlung von Nägeln, Nagelhaut und Hornhaut
- Mit LED-Licht für eine präzise Anwendung
- 3 Geschwindigkeitsstufen für die individuellen Bedürfnisse der Pflege
- Automatischer Stopp bei zu starkem Druck – auch für Diabetiker geeignet



Inkl. 7 Ansatzteilen: Saphirscheibe fein, Saphirkegel grob, Filzkegel, Nadelfräser, Zylinderfräser, Flammenfräser und Nagelpolierer, mit 2 Glätt- und Polierrollen



Funktion | Anwendung

- Pflege und Behandlung von Nägeln, Nagelhaut und Hornhaut
- Mit LED-Licht für eine präzise Anwendung
- 3 Geschwindigkeitsstufen für die individuellen Bedürfnisse der Pflege
- Automatischer Stopp bei zu starkem Druck – auch für Diabetiker geeignet
- Links-/Rechtslauf
- Hochwertige und langlebige Aufsätze
- Zusätzlicher Nagelpolieraufsatz mit 2 Glätt- und Polierrollen
- Natürlicher langanhaltender Nagelglanz (ohne zusätzliche Pflegeprodukte)
- Einfache Anwendung, leichtes Austauschen der Aufsätze
- Inklusive Aufbewahrungstasche
- Inklusive 7 Ansatzteilen: Saphirscheibe fein, Saphirkegel grob, Filzkegel, Nadelfräser, Zylinderfräser, Flammenfräser und Nagelpolierer

Technische Daten

- Größe: ca. 15 × 3,8 × 3,7 cm
- Gewicht: ca. 0,1 kg
- Stromversorgung: 100 – 240V~ 50/60 Hz, 30V DC 250mA
- Umdrehungen: 2 Stufen: 3.800/4.600
- Kabellänge: 1,5 m

Packungsinhalt

- Hand- und Fußpflegegerät
- 7 Ansatzteile
- Aufbewahrungstasche
- Netzadapter
- Gebrauchsanweisung

Logistische Daten

Verkaufsverpackung

1 Stück | 14,8 × 6 × 22,5 cm | ca. 0,756 kg

VPE

4 Stück | 25,2 × 15,8 × 23,7 cm | ca. 3,2 kg

Hand- und Fußpflegegerät MP 815

Art.-Nr. 85153 | EAN 40 15588 85153 7

- Pflege und Behandlung von Nägeln, Nagelhaut und Hornhaut
- 2 Geschwindigkeitsstufen für die individuellen Bedürfnisse der Pflege
- Hochwertige und langlebige Aufsätze



Inkl. 7 Ansatzteilen: Saphirkegel, Saphirscheibe fein, Saphirscheibe grob, Zylinderfräser, Flammenfräser, Filzkegel, Saphir-Hornhautschleifer



Funktion | Anwendung

- Pflege und Behandlung von Nägeln, Nagelhaut und Hornhaut
- 2 Geschwindigkeitsstufen für die individuellen Bedürfnisse der Pflege
- Hochwertige und langlebige Aufsätze
- Links-/Rechtslauf
- Einfache Anwendung, leichtes Austauschen der Aufsätze
- Inklusive Aufbewahrungstasche
- Inklusive 7 Ansatzteilen: Saphirkegel, Saphirscheibe fein, Saphirscheibe grob, Zylinderfräser, Flammenfräser, Filzkegel, Saphir-Hornhautschleifer

Technische Daten

- Größe: ca. 15 × 3,8 × 3,7 cm
- Gewicht: ca. 0,1 kg
- Stromversorgung: 100 – 240V~ 50/60 Hz, 30V DC 250mA
- Umdrehungen: 2 Stufen: 3.800/4.600
- Kabellänge: 1,5 m

Packungsinhalt

- Hand- und Fußpflegegerät
- 7 Ansatzteile
- Aufbewahrungstasche
- Netzadapter
- Gebrauchsanweisung

Logistische Daten

Verkaufsverpackung

1 Stück | 20,8 × 13 × 9 cm | 0,8 kg

VPE

4 Stück | 22,3 × 27,5 × 20 cm | 3,4 kg

Elektrischer Hornhautentferner CR 870

Art.-Nr. 88576 | EAN 40 15588 88576 1

- Pflege und Behandlung von Nägeln, Nagelhaut und Hornhaut
- Sanfte und effektive Entfernung von überschüssiger Hornhaut
- Zur Glättung von Händen, Füßen und Ellbogen



3 abnehmbare Aufsätze



Funktion | Anwendung

- Pflege und Behandlung von Nägeln, Nagelhaut und Hornhaut
- Sanfte und effektive Entfernung von überschüssiger Hornhaut
- Zur Glättung von Händen, Füßen und Ellbogen
- 3 abnehmbare Aufsätze: Extra grobe, grobe und feine Schleifrolle
- 2 Geschwindigkeitsstufen
- Ergonomischer rutschfester Griff
- Inklusive Reinigungspinsel und Batterien

Technische Daten

- Größe: ca. 15,5 × 3,43 × 8,04 cm
- Gewicht: ca. 0,148 kg (inkl. Batterien)
- Batterien: 3 × 1,5V (AAA)
- Umdrehungen: 2 Stufen: 1.600/1.800 U/min

Packungsinhalt

- Elektrischer Hornhautentferner
- 3 Schleifaufsätze
- Reinigungspinsel
- Gebrauchsanweisung
- Batterien

Logistische Daten

Verkaufsverpackung

1 Stück | 10 × 3,9 × 18,8 cm | 0,23 kg

VPE

4 Stück | 25,9 × 21,3 × 18 cm | 1,74 kg

Ihre Ansprechpartner

Zentrale / Auftragsbearbeitung:

Tel.: +49 (0)8821/9621-0
info@promed.de

Geschäftsführung, Marketing und Vertrieb:

Andreas Schuster
Tel.: +49 (0)8821/9621-0

Export & Versandhandel:

Marsha Lo
Tel.: +49 (0)8821/9621-12

Service / Retoure:

Tel.: +49 (0)8821/909 65 50

Außendienst

Bernd Hegeler

DE-Region PLZ: 2, 3, 49
Tel.: 0151 / 174 815 13

Zentrale

DE-Region PLZ: 4 (ohne 49); 5 ohne 55
Tel.: +49 (0)8821/9621-0

Gabriele Zimmer

DE-Region PLZ: 55, 6, 7, 88, 89
Tel.: 0171 / 932 18 85

Frau Gedak

DE-Region PLZ: 80-87; 90-97
Tel.: 0151 / 113 273 51

Geschäftszeiten:

Montag - Donnerstag:
08:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr
Freitag: 08:00 - 12:00 Uhr

Anschrift Retoure

(Paket-/Rücksendungen):

Promed GmbH, Bischofstr. 1, D-82490 Farchant

Impressum

Änderungen / AGB

Technische Änderungen, Weiterentwicklungen, Druckfehler, Satzfehler und Irrtümer bleiben auch ohne Ankündigung vorbehalten. Unsere aktuellen AGB's finden Sie jederzeit auf unsere Webseite.

Copyright

Die in dem Katalog veröffentlichten Informationen (Text- und Bildmaterial, Grafiken), sowie deren Struktur unterliegen dem Urheberrecht der Promed GmbH, teilweise auch dem Copyright Dritter. Ohne unser schriftliches Einverständnis ist Vervielfältigung, Verbreitung, Wieder- und Weitergabe, Speicherung und sonstige Nutzung ausdrücklich untersagt.

© Copyright 2025, Promed GmbH, Deutschland



Promed GmbH

Lindenweg 11
D-82490 Farchant
Germany

Tel. +49 (0)8821/9621- 0
Fax +49 (0)8821/9621- 21

E-Mail: info@promed.de
Internet: www.promed.de

Betriebsleiter: Manfred Eiberger
Geschäftsführer: Andreas Schuster, Thomas Teckentrup
HRB: 135838
Amtsgericht München
USt.-ID: DE 1283/68339

