

HEALTH & BEAUTY

INHALTSVERZEICHNIS

Nagelpflege

X-Serie	6
Feilen für professionelles Nageldesign	8
Feilen für Zuhause/Unterwegs	16
Ultraschallreinigung	20
UV-Lampen + Staubabsaugung	21

Gesundheitskontrolle

Luftreiniger	27
Mundhygiene	29
Blutdruckmessgeräte	30
Thermometer	34
Oximeter	35
Blutzuckermessgeräte	37

Therapie

TENS/EMS	38
----------------	----

Wellness

Massage	40
Fußsprudelbad	41
Intimpflege	42
Wärme	43
Raumluft/Aroma-Diffusor	50
Duftöle	54

Schuhe, Sohlen und Hilfsmittel

Promed Bequemschuhe Einleitung.....	56
Promed Schuh- und Indikationsübersicht.....	60
Promed Größentabellen.....	62
Promed Verbandschuhe.....	63
Huber Sohlen by Promed.....	72

Zubehör

Schleifkörper, Handstücke, Pedale etc.....	74
Elektroden etc.	92
Manschetten, Mundstücke, Masken etc.	94
Mundhygiene Düsen, Blutzucker Zubehör	95

Glossar	96
---------------	----

Werbemittel	98
-------------------	----

Impressum	99
-----------------	----



Vorteile von Promed Feilen

Wir bieten neueste Technik und besten Service aus einer Hand.

Hochwertige Qualität für langlebige Produkte.

Unser hochqualifiziertes Personal ist bei Fragen immer für Sie da.

● SINCE 1982
● GERMAN
● BRAND

Profigeräte für die Haut- und Nagelpflege

Als führender Hersteller von technisch ausgereiften und bewährten Profi-Fräsern entwickelt, forscht und konstruiert Promed ihre Geräte in enger Zusammenarbeit mit Anwendern und Medizintechnik-Ingenieuren.

Unsere über 40 Jahre lange Erfahrung setzen wir für Sie in sinnvolle Entwicklungen um, die Ihnen das Arbeiten am Kunden wesentlich erleichtern und schneller sowie komfortabler gestalten.

Promed entwickelte als erster Hersteller, technische Innovationen wie ASC (Automatic Speed Control) oder das bewährte OPC (Overload Protection control).

Promed Geräte werden durch anerkannte Prüfinstitute regelmäßigen Tests unterzogen und unterliegen höchsten deutschen sowie weltweiten sicherheitstechnischen Standards. Unsere Stärken liegen, neben herausragenden, technischen Innovationen, im einzigartigen After Sales Service. Für den jährlich empfohlenen Kundendienst Ihres Gerätes bieten wir Ihnen auf Wunsch ein Leihgerät (nur in Deutschland) an.

Wir sind auf folgenden Beauty-Messen in Deutschland vertreten:



promed



promed

Technik, die den Unterschied macht

APE – Automatic Power Electronics

für kraftvolles, effektives Arbeiten. Die intelligente Elektronik versorgt den Motor bereits bei geringen Drehzahlen mit mehr Strom.

ASC – Automatic Speed Control

Die digitale Drehzahlautomatik registriert den Drehzahlverlust, sobald beim Feilen Druck auf den Schleifkörper kommt und gleicht diesen automatisch aus. Das Gerät hält seine festgelegte Drehzahl. Ihnen steht immer die volle Power zur Verfügung. Dadurch können Sie besonders zügig arbeiten.

OPC – Overload Protection Control

Der einzigartige Überlastungsschutz registriert automatisch eine Überlastung des jeweiligen Motors und sorgt somit dafür, dass das Gerät nicht beschädigt wird. Diesen gibt es für Handstücke und ggf. für Saugturbinen.

Überlastungsschutz für den Handstückmotor:

Bei einem Blockieren oder einer Überlastung des Handstücks wird das Handstück und ggf. die Saugturbine abgeschaltet.

Überlastungsschutz für die Saugturbine:

Falls die Saugturbine nicht genügend Kühlung bekommt und die Lufttemperatur im Saugturbinegehäuse einen kritischen Wert übersteigt, werden die Saugturbine und das Handstück abgeschaltet.

Safety Stop

Wird mit zu hoher Drehzahl und zu viel Druck beim Schleifen gearbeitet, registriert dies die Elektronik und schaltet das Gerät ab. In diesem Fall müssen Sie das Gerät mit dem Drehrichtungsschalter/Drehrichtungsregler auf Null (Mittelstellung) regeln, um das Gerät wieder in Betrieb setzen zu können.

Oberflächen

Nagellackenfernerresistente Folien in edlem Silber-Metallic-Look.

Leistung

Höhere Leistung für mehr Durchzugskraft wird durch eine intelligente, mikroprozessor-gesteuerte Elektronik erreicht.

All-in-One Regler

Groß, griffig und leicht zu bedienen, erlaubt er gleichzeitig die Wahl von Drehzahl und Drehrichtung.

Handstücke

Neuentwicklung aus Aluminium-Edelstahl-Kombination in Leichtbautechnik mit Präzisionskugellager. Besonders leistungsstarke Mikromotoren. Super ergonomisches und vibrationsfreies Arbeiten. Nichtmetall-Handstücke sind aus Spezialkunststoff.

Promed – profitieren Sie von unserem Know-How.



Handpflege



Fußpflege



Kunstnägel



ASC (Drehzahlautomatik)



OPC (Überlastungsschutz)



APE (Automatik-Power-Elektronik)



Safety Stop



Kaltlichtstrahler/LED-Lampe



Akkubetrieb

NEUHEIT!



Nailfan Mini-X



UVL 60-X



The File 3030-X

X-Serie: Kabellos. Leistungsstark. Langlebig.

Die neue Akku-Gerätefamilie – entwickelt für den Studioalltag.



Nailfan Mini-X Professionelles Absauggerät mit Akku

- **Bürstenloser Motor** Langlebig, leise und wartungsarm
- **10-Saugstufen** Fein anpassbar an Behandlung und Umgebung
- **Starke Absaugleistung** Sauberer Arbeitsplatz
- **Bis zu 8 Std. Laufzeit** Mobil einsetzbar, schnell wieder bereit


Details und technische Daten auf Seite 22



UVL 60-X Hochleistungs-LED-Lampe mit Akku

- **42 extragroße Hochleistungs-LEDs** Für gleichmäßige Ergebnisse
- **Goldbeschichtete LED Kontakte** Optimierte Leitfähigkeit, lange Lebensdauer
- **Bedienung oben & hinten** Ideal am Arbeitstisch im Studio-Setup
- **Timer** 10/30/60/90 Sek.
- **High-Power/Low-Heat** Flexibel in der Anwendung

Details und technische Daten auf Seite 23



The File 3030-X Professionelle Akku-Feile

- **Metallgehäuse** Stabil und hochwertig für den Studioalltag
- **Bürstenloser Motor** Effizient, langlebig, konstante Leistung
- **Bis zu 30.000 U/min** Präzise, stufenlos regelbar
- **Vibrationsarmes Handstück** Ergonomisch, ermüdungsarm

Details und technische Daten auf Seite 13

Alle Geräte der X-Serie sind lithium-akkubetrieben. Sie sind für höchste Studio-Anforderungen ausgelegt, denn sie bieten hohe Mobilität, einfache Bedienung und langlebige Komponenten.

the file - 4040

Modernste Feile mit Absaugung
mit bürstenlosem Handstück- und Saugmotor

INNOVATION UND TECHNIK „Made in Germany“

- + 1 Dauerhaft hohe Saugleistung!**
- + 2 Besonders leise!**
- + 3 Leichtes ergonomisches Handstück!**

+ 1 Dual-Saugmotor (bürstenlos):

Die Feile 4040 verfügt über zwei bürstenlose Absaugturbinen. Der hierdurch erzeugte hohe Unterdruck, sorgt für eine dauerhaft hohe Saugleistung. Der eingesaugte Feinstaub gelangt schneller und mit Leichtigkeit beim Fräsen vom Handstückkopf durch den Schlauch in den Staubbeutel. Durch die bürstenlosen Motoren gibt es keine Kohlenstaubverschmutzungen mehr.

+ 2 Besonders leise:

Trotz der hohen Saugleistung, wird durch die besondere Geräuschkämmung ein angenehmes Arbeiten ermöglicht.

+ 3 Ergonomisch, leichtes Handstück (ca. 100 g) mit Automatikspannzange, Absaugschlauch und (Filter-)Schublade:

Sehr leichtes ergonomisch geformtes Kunststoff-Handstück mit leistungsstarkem Motor. Hochwertige Verarbeitung. Bestens geeignet zum gelenkschonenden Arbeiten an Hand- und Fußnägeln. Der Micromotor im Handstück leistet bis zu 40.000 U/min. Die Stand-by-Taste garantiert ein schnelles An- und Ausschalten beim Arbeiten. Starke 360 Grad-Absaugung direkt am Fräser.

+ 4 Farbiges Hightech-Touch-Display (4,3 Zoll) mit gebürsteter Frontfolie:

Großes, farbiges, bedienfreundliches Touch-Display. Die Handstück-Drehzahl ist bis zu 40.000 U/min verstellbar. 6-stufig einstellbare Absaugleistung (Eco bis Max). 3 Memory-Tasten für wiederkehrende Arbeitsschritte. Anzeige von Laufrichtung, Drehzahl, Absaugleistung, Sicherheitshinweisen sowie Service und Filterwechsel.

6-stufig einstellbare Absaugung
(Eco - Max)



Rechts-/Linkslauf

Bis 40.000 U/min
(mit -/+ Tasten
oder Touch-
Schiebe-
regler)

M1 M2 M3

Memory-Tasten



Durch die Automatikspannzange lassen sich die Bits schnell und einfach wechseln. Einfachste Reinigung / Desinfektion des Handstückes sowie des hochflexiblen Absaugschlauches.

promed

promed

+ SAUBERES UND BEWUSSTES ARBEITEN

Um Ihre Gesundheit und Ihr Umfeld zu bewahren, wird während der Arbeit der Feinstaub direkt am Handstück abgesaugt und in den Filterbeutel geleitet.

Das Staubaufkommen im Studio wird auf ein Minimum reduziert und belastet weder Ihr Umfeld noch Ihre Gesundheit.



+ 5 Staubüberwachung mit Sicherheitsabschaltung:

Der eingebaute Staubsensor überwacht die Staubentwicklung im Gerät. Bei Staub im Gerät – z.B. durch einen defekten Staubbeutel, schaltet das Gerät automatisch ab, um Motorschäden zu verhindern.

+ 6 Überhitzungsschutz (Motor + Handstück):

Die Feile ist mit einer automatischen Abschaltung bei Überhitzung von Saug- und Handstückmotor ausgestattet. Bei einer zu großen Erwärmung des Gerätes oder des Handstückes schalten sich die Motoren automatisch aus.

+ 7 Abluftfilter gegen Feinstaub:

Um die Umwelt und Ihre Gesundheit zu schonen, reinigt der integrierte Abluftfilter die Abluft vom Feinstaub.



**Dynamisches flaches Design
– für Ihr Studio**

Anschluss
Fußpedal



ON/
OFF



Abluftgitter

- Großes Display (4,3 Zoll) mit Touch- und Slider-Funktion, farbige digitale Anzeige
- Stufenlos bis 40.000 U/min (Rechts-/Linkslauf)
- 3 Memory-Tasten für individuelle Arbeitsschritte
- Anzeige zum Wechseln des Filterbeutels
- Überhitzungsschutz: temperaturbedingte Sicherheitsabschaltung der Motoren
- Starke Absaugleistung – sehr geräuscharm: 6-stufig einstellbar (Eco - Max)
- Federleichtes, ergonomisches Handstück (ca. 100 g) mit Stand-by-Taste (staubgeschützt)

- Flexibler Absaugschlauch (ca. 140 cm lang)
- inkl. Aufhängung für leichtes Arbeiten
- Wartungsanzeige / Wartungsintervallanzeige
- Inkl. 2 Filterbeutel (ca. 14 x 18 cm), leicht wechselbar, reißfest, extra groß
- Optional: Fußpedal (on/off), siehe Zubehör S. 90

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen: (B x H x T) 265 x 140 x 330 mm • Gewicht: ca. 4,5 kg • Netzspannung: 110 - 230 VAC, 50/60 Hz • Drehzahl: bis 40.000 U/min • Größe des Displays: 4,3 Zoll • Länge des Netzkabels: ca. 200 cm • Schlauchlänge: ca. 140 cm • Lautstärke: Saugleistung Eco = ca. 40 dB(A); Saugleistung Max = ca. 54 dB(A)

ZUBEHÖR



Filterbeutel 1 x (weiß)
+ 1 x im Gerät



Schlauchaufhängung

OPTIONALES ZUBEHÖR



Fußtaster (On/Off)



Handstückablage

Art. 204036 | EAN 40 43641 20052 7

the file - 4030-SX2

Ihrer Gesundheit zu Liebe!

Moderne Feile mit Absaugung

Besonders geringe Staubbelastung durch direkte Absaugung an den Schleifkörpern. Perfekt für Nageldesign und Fußpflege.



- Folientastatur (Soft Keys) mit digitaler Anzeige
- Stufenlos bis 30.000 U/min (Rechts-/Linkslauf)
- 3 Speichertasten für individuelle Drehzahlen
- Anzeige zum Wechseln des Filterbeutels
- Temperaturbedingte Sicherheitsabschaltung bei Überlastung
- Starke Absaugleistung (stufenlos regulierbare 350 Watt starke Turbine), sehr geräuscharm
- Federleichtes, ergonomisches Handstück (95 g) mit Stand-by-Schalter



Produktfilm:



- Flexibler Absaugschlauch inkl. Aufhängung
- Inkl. 5+1 Filterbeutel (14x18 cm), leicht wechselbar, reißfest, extra groß
- Inkl. Handstückhalter
- Optional: Fußpedal (on/off) und elektronisches Schwellpedal (s. Zubehör S. 90)

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen: (B x H x T) 225 x 170 x 230 mm · Gewicht: ca. 2,6 kg · Netzspannung: 230 VAC/50 Hz, 350 VA (115 VAC/60 Hz, 350 VA wahlweise) · Turbine: 350 Watt · Geräusch: 62 dBA, Drehzahl: bis 30.000 U/min

promed

Vakuumleistung und Umdrehungszahl



Tastaturansicht und Filteraustauschanzeige



GESUNDHEITSBEWUSSTES ARBEITEN

Um Ihre Gesundheit nicht zu gefährden, wird während der Arbeit der Feinstaub direkt am Handstück abgesaugt. Das Staubaufkommen im Studio wird auf ein Minimum reduziert. Für eine praktische Führung des Absaugschlauches sorgt unsere einzigartige Aufhängung am Gerät.

ZUBEHÖR

Filterbeutel 5 x (weiß)
+ 1 x im Gerät

Handstückablage

Reinigungswerkzeug
für die SpannzangeSchlauch-
aufhängungOPTIONALES
ZUBEHÖRFußtaster (On/Off)
oder Fußpedal (Schweller)

Art. 205050 | EAN 40 43 641 20061 9

the file - 5040-SX2

Professionelles Hochleistungsspraygerät für die Fußpflege in Nasstechnik

Mit Farbdisplay!

Alle Arten von Fräsarbeiten in der Fußpflege. Nagel- und Hornhautbearbeitung.



- 4 Speicher-Tasten zur Programmierung von individuell eingestellten Drehzahlen
- Leistungsstarke Mikropumpe für feinsten Sprühnebel (regulierbar)
- Automatische Düsenreinigung beim An- und Ausschalten
- Automatische Pumpenreinigung
- Handstück max. 40.000 U/min (Rechts-/Linkslauf)
- Ergonomisches Handstück mit integrierter Sprüvorrichtung
- Digitale Anzeige der Schleifkörperempfehlung



- Überlastungsschutz für Handstückmotor
- Stand-by Taste für alle Funktionen
- Stand-by Kippschalter am Handstück
- Wasserbehälter (410 ml) – leicht nachfüllbar durch ein Stecksystem
- Optional: Fußpedal (on/off) und elektronisches Schwellpedal (s. Zubehör S. 90)

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung: 230 VAC/115 VAC, 50/60 Hz, 105 VA · 207 x 163 x 245 mm (L x B x H) · Pumpenleistung: 550 mbar, 8 ml/min · Gewicht: Handstück 112 g, Gerät gesamt ca. 3,2 kg

NEUHEITEN AM GERÄT (im Vergleich zum Vorgänger)

① Automatische Düsenreinigung:

Beim Einschalten des Gerätes bläst das Gerät zuerst nur Luft durch die Düsen, um eventuelle Verschmutzungen zu beseitigen. Beim Ausschalten läuft die Spraypumpe noch einige Sekunden nach, um die Düse bzw. das Schlauchsystem zu reinigen.

② Sprayeinstellung

Die Feile ist mit einer leistungsstarken Mikropumpe ausgestattet, die feinsten Sprühnebel erzeugt. Sie bietet die Möglichkeit das Sprühbild des Spraynebels individuell auf die verwendete Sprayflüssigkeit anzupassen.



Skala zur Einstellung des Sprühbildes



Art. 117510 | EAN 40 43641 110130

the file - 725

Professionelle Feile für Studio und Zuhause –
präzise Feilarbeiten mit Profi-Komfort

NEUHEIT!

Für eine professionelle Bearbeitung
der Füße und Nägel



- Drehzahl stufenlos bis 25.000 U/min
- Ergonomisches, kraftvolles, vibrationsloses
Edelstahlhandstück (160 g) speziell für die Fußpflege
- Profi-Drehspannzange
- 10 LED's zur Drehzahlanzeige

- Safety Stop
- ASC (Automatic Speed Control)
- All-in-One Regler
- Drehknopf mit hell funkelnem Schmuckstein (Diamantform)

TECHNISCHE DATEN
Drehzahl: Stufenlos bis 25.000 U/min regelbar • Spannungsversorgung: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz, 1300 mA; Sek 24 VDC, 1.5 A • Gewicht: 270 g • Gewicht des Handstückes: 160 g • Abmessungen: 150 x 135 x 75 mm (T x B x H)

promed

Art. 201030 | EAN 40 43641 110147

the file - 825

Professionelle Feile für Studio und Zuhause –
präzise Feilarbeiten mit Profi-Komfort (mit Fußpedal)

NEUHEIT!

Für eine professionelle Bearbeitung
der Füße und Nägel



- Drehzahl stufenlos bis 25.000 U/min
- Ergonomisches, kraftvolles, vibrationsloses
Edelstahlhandstück (160 g)
- Profi-Drehspannzange
- 10 LED's zur Drehzahlanzeige
- 1 LED für Fußpedalanzeige
- ASC (Automatic Speed Control)

- Safety Stop
- All-in-One Regler
- Drehknopf mit hell funkelnem Schmuckstein (Diamantform)
- Fußpedal (on/off) (s. Zubehör S.90)

TECHNISCHE DATEN
Drehzahl: Stufenlos bis 25.000 U/min regelbar • Spannungsversorgung: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz, 1300 mA; Sek 24 VDC, 1.5 A • Gewicht: 275 g • Gewicht des Handstückes: 160 g • Abmessungen: 150 x 135 x 75 mm (T x B x H)

promed

Art. 203030 | EAN 40 43641 200640

the file - 3030-X

Professionelle Feile mit Akku-Betrieb
Profi-Qualität im edlen Metallgehäuse

NEUHEIT!

- Metallgehäuse mit integrierter Bit- & Handstückablage – robust, elegant & praktisch
- Extrem leises Arbeiten – kaum Vibrationen, maximale Laufruhe
- Bürstenloser Hochleistungsmotor – modernste Technik für Präzision & lange Lebensdauer
- Stufenlos regelbar bis 30.000 U/min – volle Kontrolle für alle Anwendungen
- Vibrationsarmes Edelstahl-Handstück – ergonomisch und ermüdungsarm

TECHNISCHE DATEN
• Maße Station: ca. 100 x 100 x 40 mm • Maße Handstück: Ø ca. 18 x 139,5 mm • Akku Kapazität: 2600 mAh
• Gewicht Station: ca. 440 g • Gewicht Handstück: ca. 138 g • Stromversorgung: 5V 2A DC • Drehzahl: 30.000/min
• Leistung: 78W • Präzises Drehspannzangensystem

Art. 202025 | EAN 40 43641 20053 4

the file - 2020

Neueste Feilengeneration
für dauerhaftes Arbeiten



Für eine professionelle Bearbeitung
der Füße und Nägel



- Drehzahl stufenlos bis 20.000 U/min
- Ergonomisches, kraftvolles, vibrationsloses Edelstahlhandstück (160 g) speziell für die Fußpflege
- Profi-Drehspannzange
- 5 LED's zur Drehzahlanzeige
- 1 LED für Fußpedalanzeige
- Safety Stop



- ASC (Automatic Speed Control)
- All-in-One Regler
- Drehknopf mit hell funkelnem Schmuckstein (Diamantform)
- Fußpedal optional erhältlich (on/off) (s. Zubehör S.90)

TECHNISCHE DATEN
Drehzahl: Stufenlos bis 20.000 U/min regelbar · Spannungsversorgung: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz, 800 mA; Sek 24 VDC, 1,5 A · Gewicht: 450 g · Gewicht des Handstückes: 160 g · Abmessungen: 130x200x100 mm (TxBxH)

Art. 201030 | EAN 40 43641 20036 7

the file - 1030

Neueste Feilengeneration für
professionelles Nageldesign



Für eine professionelle Kunst- und
Naturnagelbearbeitung sowie
Nageldesign im Dauereinsatz



Produktfilm:



- Drehzahl stufenlos bis 30.000 U/min
- Ergonomisches, kraftvolles, vibrationsloses Edelstahlhandstück (160 g)
- Profi-Drehspannzange
- 5 LED's zur Drehzahlanzeige
- 1 LED für Fußpedalanzeige
- ASC (Automatic Speed Control)



- Safety Stop
- All-in-One Regler
- Drehknopf mit hell funkelnem Schmuckstein (Diamantform)
- Fußpedal optional erhältlich (on/off) (s. Zubehör S.90)

TECHNISCHE DATEN
Drehzahl: Stufenlos bis 30.000 U/min regelbar · Spannungsversorgung: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz, 800 mA; Sek 24 VDC, 1,5 A · Gewicht: 450 g · Gewicht des Handstückes: 160 g · Abmessungen: 130x200x100 mm (TxBxH)

Art. 116510 | EAN 40 43641 11008 6

the file - 625

Arbeiten in der Maniküre und für leichtes Nageldesign,
sowie dem behutsamen Einsatz in der Pediküre




- Drehzahl stufenlos bis 25.000 U/min
- Leichtes, ergonomisches, kraftvolles, vibrationsloses Edelstahlhandstück (160 g)
- Profidrehspannzange
- 5 LED's zur Drehzahlanzeige
- Safety Stop



- All-in-One Regler (Rechts- und Linkslauf, On/Off)
- Drehknopf mit hell funkelnem Schmuckstein (Diamantform)
- Platzsparendes, edles Design

TECHNISCHE DATEN
Drehzahl: Stufenlos bis 25.000 U/min regelbar · Spannungsversorgung: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz, 1.200 mA; Sek. 24 VDC, 1,5 A · Energieverbrauch bei Nulllast: < 0,3 W · Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: Level VI

Art. 200620 | EAN 40 43641 20032 9

the file - 620

Das Einstieigergerät für
ambitioniertes Nageldesign



Bestens geeignet für Finger- und
Fußnägel egal ob Natur, Gel oder Acryl.
Auch leichte Hornhaut und
Schwielen entfernen Sie mühelos.



- Platzsparendes, super leichtes Gehäuse
- Handstück in Lila-Glitzer Optik (75 g)
- Automatische Schnellschraubzange für Standard-Bits (Schaft ø 2,332 - 2,350 mm)
- Auflage für das Handstück am Gerät
- All-in-One Regler (20.000 U/min, Rechts-/Linkslauf, On/Off)



- Drehknopf mit hell funkelnem Schmuckstein (Diamantform)
- Safety Stop (Stoppt bei Überbelastung)
- Drehzahlanzeige
- Leichtestes Gerät auf dem Markt

TECHNISCHE DATEN
Spannungsversorgung: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz, 800 mA; Sek. 24 VDC, 1,5 A · Umdrehung: 20.000 U/min · Abmessung: ca. 110 x 90 x 80 mm (L x B x H) · Gewicht: Handstück 75 g

Art. 200630 | EAN 40 43641 20033 6

the file - 620 deluxe
(Mani-/Pediküre)

Inkl. 43-teiligem Zubehör

Leichtestes Gerät auf dem Markt!


„Die Profiklasse
für Zuhause“

- Für Nagelkosmetik und -design bis hin zur Bearbeitung verhornter Haut
- Stufenlos bis 20.000 U/min (Rechts-/Linkslauf)
- Handstück in Lila-Glitzer Optik (75 g leicht)
- Separates Powernetzteil für max. Durchzugsstärke
- All-in-One Regler
- Überlastungsschutz
- Drehknopf mit hell funkelnem Schmuckstein (Diamantform)



Art. 114010 | EAN 40 43641 11006 2

Pedimed (Hornhautgerät)
Professionelles Pediküre-Set für seidig weiche Füße



- Entfernen Sie mühelos überschüssige Haut effektiv und schonend
- Entfernt ab der ersten Anwendung schnell und einfach überschüssige Hornhaut an Ihren Füßen und Fersen
- Sanfte und effektive Bearbeitung Ihrer Haut und Ihrer Nägeln
- Sichere und einfache Bedienung durch ergonomisches Design
- Schlanke, leichte Feile, die gut in der Hand liegt
- Starke 20.000 U/min. Umdrehungen (Umschaltbarer Rechts-/Linkslauf)
- Hochwertige, langlebige Qualitätsschleifkörper im Standarddentalmaß
- Ideal auch auf Reisen und unterwegs
- Inkl. 30 Schleifbänder, 5 Schleifkörper in Designerbox, Designertui

Art. 143220 | EAN 40 43641 14009 0

Ultra pro S
(Mani-/Pediküre)

Inkl. 42-teiligem Zubehör

„Elegante
Spitzenklasse“

- Überzeugt durch die komfortable Bedienung
- Mittels Tasten lässt sich die Drehzahl stufenlos bis 13.000 U/min regeln
- Der professionelle Rechts-/Linkslauf vereinfacht das Arbeiten an diffizilen Stellen
- Ein Alleskönner für Nagelpflege, Hornhautentfernung und auch für Nageldesign
- Praktisches Aufbewahrungsetui




Art. 133110 | EAN 40 43641 13019 0

Pedisenso Duo
(Mani-/Pediküre)

Inkl. 44-teiligem Zubehör

„Die Feile für Diabetiker“

Produktfilm:



- Verletzungsfreies Arbeiten dank „Diabetiker-Sicherheitsspannzange“
- Automatischer Stopp bei zu starkem Andruck
- Bewährte kraftvolle Technik mit Planetengetriebe (für Hornhautentfernung)
- Stufenlose Drehzahlregulierung bis 4.000 U/min
- Zubehör: Spannzangen siehe S. 88
- Praktisches Aufbewahrungsetui



Art. 173010 | EAN 40 43641 17001 1

Sensitive
(Mani-/Pediküre)

Inkl. 42-teiligem Zubehör

„Die Extraklasse
mit LED-Beleuchtung“

Produktfilm:



- Kaltlichtstrahler (LED-Beleuchtung), Sicherheitsstopp
- Stufenlose Drehzahlregulierung bis 12.000 U/min
- Komfortable, staubgeschützte Softtouch-Bedientasten regeln Rechts-/Linkslauf
- Powertrafo für durchzugsstarke Kraftentfaltung; Intensitätsanzeige mit 5 LEDs
- Inkl. praktischem Reisetui und Microfaser-Staubtuch

promed

Art. 100030 | EAN 40 43641 10005 6

Emotion
(Mani-/Pediküre)

Inkl. 41-teiligem Zubehör

„Allroundgerät mit LED-Licht“

Mit Aufbewahrungsbox



Mit kaltem LED-Lichtstrahler



- Für einfache und sichere Pflege von Nägeln und Problemzonen wie verhornten Hautpartien an z.B. Fußballen und Ferse
- Drehzahl stufenlos bis 12.000 U/min
- Sicherheitsstopp verhindert etwaige Verletzungen bei zu starkem Andruck
- Komfortable Tastenbedienung für die Drehzahl und mit Rechts-/Linkslauf

promed

Art. 155020 | EAN 40 43641 150099

Feeling NEXT GENERATION
(Mani-/Pediküre)

Neu: jetzt mit USB-Ladefunktion!

Inkl. 6-teiligem Zubehör

„Mit Akkubetrieb“



- Kürzt und formt die Nägel, repariert eingerissene (Kunst-) Nägel, entfernt spielend Nagelhaut und verdickte Hautstellen
- Neue Spannzange für schnelleren Bitwechsel, optimierter Rundlauf



- 2 Stufen (7.000 U/min, 11.000 U/min)
- Maximale Bewegungsfreiheit ohne Kabel
- Starker und ausdauernder Akkuantrieb

inkl. Bithalter



Art. 330212 | EAN 40 43641 33032 3 | **weiß**
 Art. 330213 | EAN 40 43641 33033 0 | **schwarz**

UC-60

Ultraschallreinigungsgerät 650 ml

NEUHEIT!



promed

- Effektive Reinigung mit 45 kHz Ultraschall – gründliche und schonende Reinigung von Schmuck, Uhren, Zahnersatz, Nagelbits u. v. m.
- Praktischer Timer mit 5 Laufzeiten – wählbare Programme (90–600 Sekunden) für flexible Anwendung
- 650 ml Tankvolumen – ideal für unterschiedlich große Gegenstände

- Kompakt & leicht – nur ca. 625 g, platzsparendes Design für Zuhause oder Studio
- Sicher & vielseitig – geeignet für Wasser und spezielle Reinigungslösungen, automatische Abschaltung nach 5 Minuten

TECHNISCHE DATEN

- Maße: ca. 198 x 118 x 107 mm • Tank-Abmessungen: ca. 175 x 88 x 49 mm • Tank-Inhalt: 650 ml
- Innenmaße Reinigungskorb: ca. 153 x 52 mm • Gewicht: ca. 625 g • Stromversorgung: 220-240 V ~ 50 Hz
- Leistung: 50 W • Ultraschall-Frequenz: 45 kHz

Art. 330210 | EAN 40 43641 33004 0

UC-50

Ultraschallreinigungsgerät 550 ml

Verwendung für: Echten Schmuck, Brillen, Zahnersatz, Instrumente, Schleifkörper, CD/DVDs uvm.

Geeignet für Leitungswasser



Produktfilm:



Bild dient nur als Beispiel.

promed

- Reinigt mit Ultraschall-Hochfrequenz-Schwingungen Instrumente, Schleifkörper, echten Schmuck, Uhren, CD/DVDs, Dritte Zähne etc.
- Sehr stabil und leise
- Automatische Abschaltung des UC-50 nach Ablauf des Timers
- 550 ml Tankvolumen

- Beleuchtetes LCD-Display; Timerfunktion (5 Timerzeiten)
- Auch für Leitungswasser geeignet
- Desinfektionsmittel tauglich (Verbesserung des Reinigens und des Desinfizierens)
- Zubehör: Korb, Bithalter, CD-Halter, Uhrenhalter

TECHNISCHE DATEN

- Maße (B x H x T): 200 x 170 x 150 mm • Tank-Inhalt: 550 ml • Gewicht: ca. 825 g • Stromversorgung: 230 VAC ~ 50/60 Hz • Leistung: 50 W • Ultraschall-Frequenz: 43 kHz

Art. 230110 | EAN 40 43641 23001 2 | **weiß**
 Art. 230115 | EAN 40 43641 23005 0 | **pink**

Nailfan

Gerät zur Beseitigung von gesundheitsschädlichem Feinstaub

Geprüfte Staubschutzklasse „L“ - DIN EN ISO 60335-2-69



MADE IN GERMANY

Produktfilm:



Keine kalten Finger durch seitliche Kaltluftabfuhr

- Der Promed nailfan zeichnet sich durch geprüfte Staubklasse „L“, Qualität, einfache Handhabung und besondere Leistungsstärke aus
- Ergonomische Formgebung für ermüdungsfreies Arbeiten – für Sie und Ihre Kunden
- Wechselbare, antistatische Polsterauflage
- Keine kalten Finger trotz starker Saugleistung
- Geräuscharm bei geringem Stromverbrauch
- Sehr großer Staubeinzugsbereich bis 20 cm

- Großer (11 x 19 cm), leicht wechselbarer Feinstaub-Partikelfilter (waschbar!)
- Kein Filterbeutel notwendig
- Separates Staubentleerungsfach; antistatisches Gehäuse
- Inkl. zweitem Filter, 1x promed Staubfangtuch
- Zubehör (S. 91)

TECHNISCHE DATEN

- Abmessungen: (B x H x T) 308 x 140 x 340 mm • Gewicht: ca. 1,8 kg • Netzspannung: 230 VAC, 50 Hz • Lüfter: Leistung: 22 W, Geräusch: 46 dBA • Max. Luftmenge 180 m³/h

Art. 230120 | EAN 40 43641 23006 7

Nailfan mini

Staubabsaugung

Für Finger- und Zehennägel geeignet

Ideal für Studio und zuhause



- Super leichtes Gerät mit einfacher Bedienung
- 2 Absaugstufen einstellbar (geräuscharm)
- Große Absaugleistung auf der kompletten Ablagefläche
- Einfacher Wechsel und Säubern des Filters (wiederverwendbar)
- Ergonomisches Design mit kundenfreundlicher Ablagehöhe für die Hände

- Super leichtes Gerät mit einfacher Bedienung
- 2 Absaugstufen einstellbar (geräuscharm)
- Klein, handlich und transportabel – auch für unterwegs
- Zubehör (S. 91)

TECHNISCHE DATEN

- Maße (B x H x T): 240 x 185 x 60 mm • Gewicht: ca. 570 g • Netzspannung: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz 0,6 A • Lüfter: Stufe I: 3 000 U/min / 24 W, Stufe II: 4 500 U/min / 36 W

Art. 230121 | EAN 40 43641 230074

Nailfan Mini-X

Professionelles Absauggerät mit Akku –
kabellos, kraftvoll & mobil

NEUHEIT!




- Kabelloser Akkubetrieb – volle Bewegungsfreiheit, überall einsetzbar
- Extrem starke Absaugleistung – für gründliche Staubaufnahme im Studioalltag
- Wartungsfreier Brushless-Saugmotor – langlebig, leise & zuverlässig

- Bis zu 8 Stunden Laufzeit – nur 2 h Ladezeit
- 10 Saugstufen sowie 1 Hochleistungs-Absaugmodus
- Kompakt & leicht – nur ca. 995 g, platzsparendes Design für zuhause oder Studio
- Zubehör (S 91)

TECHNISCHE DATEN

• Maße: ca. 240 × 225 × 55 mm • Filter-Abmessungen: ca. 194 x 194mm • Akku-Kapazität: 4000 mAh
• Akku-Laufzeit: 6-8 h • Stromversorgung: 220-240 V ~ 50 Hz • Leistung: 35 W • Drehzahl: 4500 1/min
• Absauggeschwindigkeit: 4,33 m/s • Gewicht: ca. 995 g

Art. 223000 | EAN 40 43641 220068

UVL 60-X

Professionelle LED-Nagellampe mit Akku –
kabellos, kraftvoll & mobil

NEUHEIT!




- 42 extra große Hochleistungs-LEDs – für maximale Lichtintensität & gleichmäßige Ergebnisse
- Goldbeschichtete LED-Kontakte – verbesserte Leitfähigkeit & lange Lebensdauer
- Spiegelreflektoren hinter den LEDs – verstärken die Strahlkraft & optimieren die Aushärtung
- 5200 mAh Akku – kabellos, leistungsstark & langes Arbeiten ohne Unterbrechung
- Over-VoltageProtection – max. Sicherheit für Gerät & Anwender
- Vier Timer-Modi (10/30/60/90 s) – für jede Anwendung

- High Power- & Low Heat-Funktion – schonend oder extra stark, je nach Bedarf
- Abnehmbare Magnetbodenplatte – ideal für Pediküre und schnelle Reinigung
- Bedienung von oben und hinten
- Unter dem Tisch montierbar
- Robuster Alu-Tragegriff
- Zubehör (S. 91)

TECHNISCHE DATEN

• Maße: ca. 250 × 200 × 90 mm • Anzahl LEDs: 42 • Gewicht: ca. 1240 g • Leistung: 36 W
• Stromversorgung: 220-240 V ~ 50 Hz/DC 12,6V 2,8A • Akku-Kapazität: 5200 mAh/57,72 Wh • Wellenlänge der UV-LED: 365 nm-405 nm • Lebensdauer LEDs: ca. 50.000 Std • Timerfunktion: 10s, 30s, 60s, 90s

Art. 223005 | EAN 40 43641 22004 4

UVL-54 „All-In“

UV-LED-Lichthärtungsgerät



Geeignet zum Härten für alle Materialien
von UV/LED Gel und Acryl



- Geeignet für Finger- und Zehennägel, zum Härten von UV + LED Gel und Acryl
- Dual Power System mit 36 LEDs für gleichmäßiges Aushärten
- 4 verschiedene Timerstufen (10 s / 30 s / 60 s / 99 s)
- Anti-Heat-Funktion mit 99 s Timer
- Abnehmbare Bodenplatte (magnetisch)



- Automatic Sensor System (Ein/Aus – integrierte Lichtschanke bis 120 s)
- High-Definition-LEDs: Lebensdauer ca. 50.000 Stunden
- Digitalanzeige

TECHNISCHE DATEN
Abmessungen (L x B x H) in mm: 221 x 205 x 92; Spannungsversorgung: 100 - 240 VAC; 50/60 Hz; 0,3 A;
Wellenlänge der UV-LED (λ): 365 nm - 405 nm; Lebensdauer der LED: ca. 50 000 h; Tunnelmaße in mm:
130 x 48 x 127 (8 x H x T)

promed

Art. 224010 | EAN 40 43 641 22003 7

LTM-30

LED-Tischlupenlampe
für komfortables Arbeiten

- Kompakte LED-Tischlupenlampe für Ihren Arbeitsplatz, Ihre Werkstatt, zum Lesen und vieles mehr
- 30 einzelne LED-Lampen sorgen für ausgezeichnete Lichtleistung
- 175 % Vergrößerung beim Arbeiten (3 dpt)
- Hochwertige 4-Zoll-Linse mit Schutzdeckel
- Leichte Einstellung der Linseposition und -höhe
- Drehbares Kopf- und Armgelenk (multidimensional)



- Ergonomisches Design und stabiler Standfuß
- Extrem langlebige LEDs (High-Quality-Long-Life)
- LEDs sind viel robuster als herkömmliche Röhren
- Kühle schattenlose Beleuchtung für helles, komfortables Arbeiten
- Linsengröße: 4-Zoll-Linse (Ø 10,2 cm)
- Farbtemperatur: 6.200 K (Neutralweiß)
- Abmessungen (Ø x B x H): 16 x 18 x 39 mm



promed

Art. 330040 (weiß) | EAN 40 43641 33019 4

Art. 330045 (pink) | EAN 40 43641 33020 0

UVL-36 S

UV-Lampe zum Härten von Gel und Acryl

Inkl. 4x UV-Leuchtkörper
(Leicht austauschbar)



- Professionelles Nageldesign für zuhause
- Ideal zum Härten von Gel und Acryl
- 360-Grad-Verspiegelung für gleichmäßiges Aushärten
- Einfachste Bedienung dank 4-stufigem Timer (90 s / 120 s / 30 min. / 60 min.)
- Abnehmbare Bodenpartie zum leichten Lampentausch



- 4 rutschfeste Gummifüße für festen Stand
- Zubehör siehe S. 91

TECHNISCHE DATEN
Abmessungen: ca. 253 x 221 x 113 mm (L x B x H) · Gewicht: ca. 1,04 kg · Spannungsversorgung: 230 VAC, 50 Hz, 36 W · Betriebszeiten: 90 s / 120 s / 30 min. / 60 min. · Lampenfassung G23 · Wellenlänge der Lampen: λ=365 nm

promed

Art. 330110 | EAN 40 43641 33017 0

LTL-749

LED-Tischlampe
für maximale Flexibilität

- Edles und stylisches Design
- Sehr helle und gleichmäßige Ausleuchtung
- Keine müden Augen, entspanntes Arbeiten
- Ideal für Ihr Nagelstudio, Ihren Arbeitsplatz, auf jedem Tisch, im Schlafzimmer oder in der Schule
- 3-stufige Dimmung der Helligkeit per Knopfdruck
- Multidimensionale 3-Achsenverstellung
- 360° rundum verstellbarer LED-Stab

- High-Quality-Long-Life LED-Röhre: ca. 40.000 Stunden
- Energieersparnis zu herkömmlichen Lampen
- LED-Lampe mit integriertem Blendschutz für die Augen
- Aus hochwertigem Aluminium gefertigtes Gestell
- Rutschfester Sockel
- Maße des LED-Stabes: ca. 33 cm lang
- Lichtelligkeit: ca. 5.000 K (entspricht Tageslicht)



promed



Art. 334000 | EAN 40 43641 33026 2

AC-4000

Luftreiniger mit Wlan-Funktion
Reinigungsleistung CADR
von bis zu 420 m³/h

Effektiv gegen Viren & Bakterien,
Staub aller Art, Pollen, Milben,
Rauch/Gerüche



- Hohe Filterkapazität durch Kombifilter (HEPA-Filter H13, Aktivkohle, Photokatalytisch, Kalkkatalytisch)
- 3-stufiger Aluminium Vorfilter (waschbar)
- UV Desinfektion durch ultraviolettes Licht
- 3-stufige Farbanzeige AQI für die Luftqualität (Air Quality Indicator), integrierter Partikelsensor
- Reinigungsleistung CADR (Clean Air Delivery Rate) von bis zu 420 m³/h



besonders
leise

- Timer Funktion von 1 bis 9 Stunden
- Temperaturanzeige und Feuchtigkeitsanzeige
- 3 Leistungsstufen des Lüfters sowie Schlafmodus, Auto-Modus, Manueller Modus
- Für Räume bis zu 70 m² geeignet
- Automatische Erinnerung zum Wechsel des Filters
- Einfache Bedienung, dank großem Touch-Display, Kindersicherung



Promed AC-4000 – die ideale Lösung für
saubere Luft in geschlossenen Räumen.

Der hochwertige Luftreiniger mit Kombifilter filtert effektiv Schadstoffe wie Viren, Bakterien, Staub aller Art (auch Feinstaub), Schimmel, Pollen, Milben, Rauch und Gerüche. Bis zu 99,95 % der häufig auftretenden Mikroorganismen werden aus der Luft entfernt.

- ✓ Filtert Partikel besonders effektiv mit Wirkungsgrad bis zu 99,95 %
- ✓ Verbesserte Luftreinigung durch Ionengenerator: erzeugt 5 Millionen Anionen / cm³;
- ✓ Verbessert Luftqualität und fördert die Gesundheit, Partikel werden sicher entfernt

TECHNISCHE DATEN

Anwendungsfläche:	ca. bis 70 m²	Spannungsversorgung:	220 - 240 VAC, 50 Hz
Reinigungsleistung CADR:	380 - 420 m³/h (Clean Air Delivery Rate)	Nennleistung:	85 W
Anionen Konzentration:	erzeugt 5 Millionen/cm³ (verbesserte Luftqualität)	Betriebsgeräusch:	35 dB (A) - 55 dB (A)
UV-Lampe:	220 V, 4 W, 254 nm, UV-C, Sockel T5/G5	Abmessungen in cm:	ca. 41,5 x 25,5 x 69,5
		Gewicht:	ca. 8 kg

LIEFERUMFANG

- 1x Luftreiniger AC-4000
- 1x Aluminium-Vorfilter und Kombi-Filter
- 1x UVC-Desinfektions-Röhrenlampe
- 1x Fernbedienung
- 2x 1,5 V Batterien AAA
- 1x Bedienungsanleitung



(Art. 334001)

(Art. 334002)

Ersatz-Zubehör bestellbar:
Filterset und UVC-Lampe
(siehe Seite 91)



Art. 470001 | EAN 40 43641 40085 9 | **weiß**
 Art. 470002 | EAN 40 43641 40086 6 | **schwarz**

promed

Munddusche MD-310

Sanfte und gründliche Reinigung für Zähne,
 Zahnfleisch und Zahnzwischenräume

NEUHEIT!



- 5 Reinigungsmodi – Normal, Sanft, Puls, DIY, Punktstrahl
- 310 ml Wassertank – ausreichend für eine komplette Anwendung
- Hohe Frequenz (1400 Impulse/min) – entfernt Plaque und Speisereste effektiv
- 360°rotierende Düse – erreicht schwer zugängliche Stellen
- Lange Akkulaufzeit – bis zu 35 Tage mit nur einer Ladung

- USB-C Ladeanschluss – schnell und praktisch
- IPX7 wasserdicht – sicher auch unter der Dusche nutzbar
- Leicht & tragbar – nur 270g, ideal für unterwegs
- Zubehör/Ersatzteile S. 95

TECHNISCHE DATEN

• Maße: ca. 83,4 × 80,1 × 226,6 mm • Gewicht: ca. 270 g • Stromversorgung: USB-C Ladekabel mit 5V/500mA Ausgang • Integrierter Akku mit 3,7V und 1500mAh • Tankkapazität 310 ml

Gesundheit und Blutdruck

Produkte für die Messung des Blutdruckes unterstützen die bessere Vorsorge und optimieren Ihre Gesundheit.

Der erste Schritt zu mehr Gesundheit: Kontrolle

Gesundheitskontrolle gerät immer mehr in den Fokus vieler Menschen – zum einen durch die steigende gesundheitliche Aufklärung in der Bevölkerung und zum anderen durch den Fortschritt der medizinischen Forschung.

Messen und kontrollieren Sie regelmäßig präzise Ihren Blutdruck und Puls. Überwachen Sie Ihre Gesundheit und erkennen Sie Unregelmäßigkeiten rechtzeitig.



Art. 402010 | EAN 40 43641 40011 8

PBM-3.5

Oberarm-Blutdruckmessgerät

promed



Inkl. Manschette, universal (22-42 cm),
Etui-Säckchen und Batterien



WHO Classification
WHO-World Health Organization

- Präzise Blutdruckmessung am Oberarm
- Je 90 Speicherplätze für 2 Benutzer
- Displayanzeige: Systole, Diastole, Puls, Datum, Uhrzeit
- Arrhythmie-Anzeige
- Mittelwertanzeige der letzten 3 Messungen
- Großes digitales LCD-Display: ca. 72 x 53 mm

Ersatzmanschette siehe S. 94

- Automatische Abschaltfunktion nach 3 Minuten
- Betrieb mit 4 AA-Batterien oder 6 Volt-Netzadapter
- Inklusive: Batterien und Aufbewahrungssäckchen
- Messbereich: – Blutdruck: 0-299 mmHg
– Puls: 40-199 Schläge/min

Art. 412020 | EAN 40 43641 40059 0

HGP-30

Handgelenk-Blutdruckmessgerät

promed



WHO Classification
WHO-World Health Organization

- Je 120 Speicherplätze für 2 Benutzer
- Anzeige: Systole, Diastole, Puls, Datum, Uhrzeit
- Arrhythmie-Anzeige
- Batteriestandsanzeige
- Berechnung des Durchschnittswerts der letzten 3 gespeicherten Werte

- Einstufung der Messwerte nach Bewertungssystem der Weltgesundheitsorganisation WHO
- Inklusive: 2 x AAA (1,5 V) Batterien, Aufbewahrungsbox
- Manschette für 135 - 210 mm Handgelenksumfang
- Messbereich: – Druck: 30-280 mmHg
– Puls: 40-200 Schläge/min

Art. 421010 | EAN 40 43641 40041 5

INH-2.1R

Ultraschall-Inhalator

Schonende Behandlung bei

Atemwegserkrankungen

Für Allergiker geeignet: 100 % latexfrei

Handliches Starterset für unterwegs



- Hohe Wirksamkeit durch innovative Mikro-Membran-Vernebelung (Mesh-Technologie) mit kleinsten Tröpfchen
- Kurze Inhalationszeit durch sehr hohe Vernebelungsrate (0,2 - 1,0 ml/min.)
- Besonders effektiv durch hohen lungengängigen Aerosolanteil
- Inhalation mit Maske oder Mundstück – problemlos auch für Kinder
- Geräuscharme Vernebelung

- Klein und handlich (tragbar) – ideal für unterwegs
- Füllvolumen Inhalt: max. 8 ml
- Vernebelungsrate: ca. 0,2 - 1,0 ml/min.
- Partikelgröße: 5,5 µm
- Größe: ca. 42x45x93 mm
- Inklusive: Aufbewahrungstasche, Mundstück, Kinder- und Erwachsenenmaske, Verbindungsstück, Batterien (Zubehör siehe Seite 94)

ZUBEHÖR



Art. 432020 | EAN 40 43641 40078 1

IRT-80

Infrarot Thermometer



Präzise Messung in Sekunden



- Kontaktloses Infrarot-Fieberthermometer
- Hygienisches und sicheres Messen
- Sekundenschnelle Messung der Körper- und Objekttemperatur
- Fieberalarm (optisch und akustisch)
- 35 Speicherplätze
- 2 unterschiedliche Displayfarben



Anzeige der Normaltemperatur



„Fieberalarm“ durch Farbanzeige

- Für Normaltemperatur und Fieber
- Anzeige in °C und °F
- Abschaltautomatik (nach 10 sek.)
- Messbereich Körper: 32,0 - 42,9 °C
- Messbereich Oberflächen/Objekte: 0 - 100 °C
- Inklusive Aufbewahrungsbeutel und 2 Batterien

promed

Art. 431005 | EAN 40 43641 40076 7

PFT-3.7

Digitales Fieberthermometer

Inklusive:
Batterie und Aufbewahrungsbox

- Präzise Messung der Körpertemperatur: oral, axillar, rektal
- Akustisches Signal bei Messbereitschaft
- Akustischer Fieberalarm
- Automatische Speicherung des letzten Messwertes
- Wasserdicht

- Abschaltautomatik nach 10 Minuten
- LCD-Display mit digitaler Anzeige
- Einfacher Batteriewechsel
- Messbereich: 32,0 - 42,9 °C

Art. 482020 | EAN 40 43641 40084 2

PM-300 Pro

Fingerspitzen-Pulsoximeter

Messung der Blutsauerstoffsättigung (SpO₂)
und der Pulsfrequenz

NEUHEIT!



- OLED-Display – kontraststark, gut ablesbar, auch bei wenig Licht
- SpO₂- & Pulsfrequenz-Messung – schnelle, präzise Ergebnisse
- Pulswellenanzeige – visuelle Kontrolle der Herzschlagqualität
- Kompakt & leicht – nur ca. 35 g, ideal für unterwegs



- Automatische Abschaltung – energiesparend nach 8 Sekunden ohne Signal
- Einfache Ein-Knopf-Bedienung – sofort startklar

TECHNISCHE DATEN

- Gerätetyp: Fingerspitzen-Pulsoximeter PM-300 Pro • Display-Art: OLED • Stromversorgung: 1,5 V, 2 x AAA-Batterien
- Betriebsspannung: 2,6-3V DC • Abmessungen (mm): 33 x 36 x 58 • Gewicht: ca. 35 g (ohne Batterien)
- SpO₂: Messbereich: 35–100 %; Genauigkeit: 70–100 % ± 2 % (unter 70 % keine Anforderung); Abweichung: ± 1 %
- Pulsfrequenz: Messbereich: bis 250 Schläge/min; Genauigkeit: ± 3 Schläge/min

Art. 481010 | EAN 40 43641 40082 8

PM-200 Pro

Fingerspitzen Pulsoximeter

Zur Messung der Blutsauerstoffsättigung (SpO₂ %) und der Herzfrequenz (Pulsfrequenz)

- Darstellung in Balken- oder Wellenform
- 6 unterschiedliche Ansichtsdarstellungen
- 4 regelbare Helligkeitsstufen
- Zweifarbiges OLED-Display
- Batteriestandsanzeige



Darstellung Display u.a. hoch- und querformatig

inkl. Trageschleife

- Automatische Abschaltung nach 8 Sekunden
- Inkl. Trageschleife und 2 x AAA Batterien 1,5V
- Größe: ca. 59,4 x 33 x 31,2 mm
- SpO₂: Messbereich: 70 % – 100 %
- PR: Messbereich: 30 Schläge/min – 254 Schläge/min

Art. M79456 | EAN 40 15588 79456 8

PM 100 connect


Pulsoximeter



medisana.



- Datenübertragung mit Bluetooth® Smart (4.0) an die VitaDock+ App für iOS und Android*
- Pulsoximeter zur Messung der Blutsauerstoffsättigung (SpO₂ %) und der Herzfrequenz (Puls)
- Messdarstellung auf OLED-Display
- Einstellbare Displayhelligkeit in 10 Stufen
- Einfache „One Touch“-Bedienung – ideal auch für unterwegs



- Sauerstoffsättigung (SpO₂) und Pulsfrequenz können in Balken- oder Wellenform dargestellt werden
- 6 unterschiedliche Darstellungen
- Automatische Abschaltung nach 8 Sekunden
- Batteriestandsanzeige
- Inklusive Trageband
- Inklusive Batterien (2 x 1,5V AAA)

Art. M79493 | EAN 40 15588 79493 3

PM 180

Pulsoximeter

medisana.



- Sauerstoffsättigung (SpO₂) und Pulsfrequenz können in Balken oder Wellenform dargestellt werden
- 4-fach drehbare Bildschirm Anzeige für den linken und rechten Zeigefinger
- Automatische Abschaltung nach 8 Sekunden
- Batteriewechselanzeige



- Zertifiziertes Medizinprodukt
- Batteriestandsanzeige
- Messdarstellung auf beleuchtetem OLED-Display
- Schlankes Design dank Betrieb mit nur einer Batterie
- Inklusive: Trageband, Beutel und Batterie 1 x 1,5 V (AAA)

Art. M79048 | EAN 40 15588 79048 5

Meditouch 2 connect DUAL

Blutzuckermessgerät



medisana.

Inklusive „Starterset“:
10 Teststreifen, Stechhilfe, 10 Lanzetten,
AST-Kappe, Kontrolllösung,
Etui, Kurzanleitung, Batterien

Nur in Deutschland bestellbar!



- Präzise Messgenauigkeit entsprechend der neuen ISO 15197: 2013 dank neuer Teststreifen-Technologie (GDA-FAD)
- Unterfüllungserkennung
- Akustische Testerinnerung
- Speicher für 480 Messergebnisse



Starterset

- Messeinheit individuell einstellbar: mg/dL und mmol/L
- Bluetooth® Smart (4.0)-Datenübertragung an die VitaDock+ App für iOS (ab 7.0) und Android (ab 4.3)
- Starterset inkl. Stechhilfe, AST-Kappe, 10 Lanzetten, 10 Teststreifen, Kontrolllösung, Etui
- Zubehör, z.B. Teststreifen siehe S. 95



Art. M79030 | EAN 40 15588 79030 0 | mg/dL

Art. M79034 | EAN 40 15588 79034 8 | mmol/L

Meditouch 2

Blutzuckermessgerät



medisana.

Nur ca. 5 Sekunden Messzeit

Inklusive „Starterset“:
10 Teststreifen, Stechhilfe,
10 Lanzetten, AST-Kappe, Kontrolllösung,
5 Alkohol-Pads, Etui, Kurzanleitung,
Diabetiker-Tagebuch Batterien



- Präzise Messgenauigkeit entsprechend der neuen ISO 15197: 2013 dank neuer Teststreifen-Technologie (GDH-FAD)
- Unterfüllungserkennung
- USB-Anschluss zur Datenübertragung an VitaDock Online und an die VitaDock App für iOS (ab 7.0) und Android (ab 4.3)
- Markierungsfunktion für Messwerte vor und nach der Mahlzeit



Starterset



- Akustische Testerinnerung
- Durchschnittswert-Anzeige für 7/14/30/90 Tage
- Speicher für 480 Messergebnisse
- Automatische Ketonwarnung
- Starterset inkl. Stechhilfe, AST-Kappe, 10 Lanzetten, 10 Teststreifen, Kontrolllösung, Etui
- 0,6 µl Blutmenge
- Besonders großes, leicht ablesbares Display
- Zubehör, z.B. Teststreifen siehe S. 95



Art. 352430 | EAN 40 43641 35034 5

IT-6 Beckenbodentrainer

Therapiegerät zum Trainieren und Stärken des Beckenbodens



Inkl. 4 Elektroden, 1x Vaginalsonde, Batterien und parktischem Aufbewahrungskoffer



- Es dient zur Vorbeugung bzw. Verringerung von Blasenschwäche
- Behandlung von Inkontinenz nach einer Geburt
- Trainieren der Schließmuskeln – zur Behandlung von Stress-/Drang-/Misch- und Stuhlinkontinenz
- Mittels der elektrischen Reize gewinnen Sie das Gefühl für den Beckenboden zurück und lernen so die Beckenmuskulatur wieder sinnvoll anzuspinnen



- Das Gerät erfüllt alle Ihre Bedürfnisse durch die gleichzeitige Behandlung zweier unterschiedlicher Regionen über 4 Elektrodenanschlüsse; dank des dualen Ausgangs können zwei Sonden gleichzeitig eingesetzt und getrennt geregelt werden
- Zur analen und vaginalen Stimulation, kann das Sexualleben verbessern
- Erhältliches Zubehör siehe S. 92

Art. 352420 | EAN 40 43641 35030 7

EMT-6 Kombigerät

Digitales, elektrisches Schmerztherapie- und Muskelstimulations-Gerät

Auch im Sport einsetzbar



- Gerät für wirksame Schmerz- und Muskelbehandlung
- Prädestiniert zur Behandlung von chronischen und akuten Schmerzzuständen, Mobilitätsstörungen sowie zur Rehabilitation, zum Erhalt, Aufbau und Training von Muskeln und Muskelgruppen (z.B. beim Sport)
- Es ist vom Arzt verordnungsfähig (Kassenrückerstattung)
- Zweikanal-Gerät, biphasisch-asymmetrischer



- Rechteckstrom, gleichstromneutral
- Lieferumfang: Kombiniertes Gerät für TENS & EMS im praktischen Aufbewahrungskoffer, 4 Elektroden (40x40 mm), 2 Elektrodenkabel, Batterien, Gürtelklipp
- Verschiedene Elektroden siehe Zubehör S. 92

Art. 352410 | EAN 40 43641 35025 3

EMT-4

Digitales, elektronisches Schmerz- und Muskelstimulationsgerät



- 11 voreingestellte Programme sowie 2 frei programmierbare Programme
- Intensitäts- und Einschaltenschutz
- Kombigerät für elektronische Nerven- und Muskelstimulation, Schmerztherapie und Wellness
- Uhrenfunktion, Standby-Modus
- Es ist vom Arzt verordnungsfähig (Kassenrückerstattung)



- Lieferumfang: Gerät Promed EMT-4, 2 Paar selbstklebende Elektroden (40x40 mm), Geräterstander, Batterien, 2 Elektroden-Anschlusskabel, Gebrauchsanleitung, ein praktischer Aufbewahrungskoffer, Gürteltasche
- Verschiedene Elektroden siehe Zubehör S. 92

Art. 352020 | EAN 40 43641 35001 7

Tens 1000 s

Analoges, elektronisches Schmerztherapiegerät



- Getrennt einstellbare Frequenz- und Impulsbreite, 3 zur Wahl stehende Amplituden-Modulationen
- Timer: kontinuierlich, 15 und 30 Min. einstellbar
- Es ist vom Arzt verordnungsfähig (Kassenrückerstattung)



- Lieferumfang: Promed Tens 1000 s, 4 selbstklebende Elektroden (40x40 mm), eine 9-Volt-Batterie, 2 Kontaktkabel, Gebrauchsanleitung, ein praktischer Kunststoffkoffer
- Verschiedene Elektroden siehe Zubehör S. 92





Art. 631010 | EAN 40 43641 60002 0

FB-100
Fußsprudelbad



Inklusive 3 Pediküreaufsätze



- Entspannende Sprudel- und Vibrationsmassage
- Wohltuendes Rotlichtfeld
- Wasser-Warmhaltefunktion
- Massagerollen für Fußreflexzonen-Massage
- Massageunterstützendes Fußbett
- Trockenmassage-Funktion
- 3 wechselbare Pediküreaufsätze:
(1) Massageaufsatz, (2) Hornhautentferner, (3) Bürste
- Rutschfeste Gummifüße
- Komfortable Größe (geeignet bis Schuhgröße 46)
- Stromversorgung: 220-240 VAC / 50-60 Hz / 80 W

Art. 621010 | EAN 40 43641 60006 8

ITM Pro
Handmassagegerät



Je 2 Aufsätze für Fingermassage
und für Akupressur



inkl. 2 verschiedene Aufsätze

- Kraftvolle Klopfmassage
- Stufenlose Regelung der Massageintensität
- Zuschaltbare Rotlicht- und Wärmefunktion
- Verschiedene Massageaufsätze:
Akupressur- und Punktmassage
- Einfache Anwendung durch ergonomische Form
- Rutschfester Griff
- Extra langes Kabel
- 230 VAC / 50 Hz / 35 W



Art. 340010 | EAN 40 43641 34001 8

Intimduche „Orchidee“

Hygienegerät zur Intimpflege

promed



JAHRE
GARANTIE
10
YEARS
WARRANTY

MADE IN GERMANY

- Ergonomische Form, mit einfacher Handhabung
- Aus rostfreiem Edelstahl
- 7 Düsen am Kopf des Stabes
- Inkl. 2x Leitungsdruckminderer, 1x Aufbewahrungsbox

- Anschlussgewinde: G ½ Zoll
- Autoklavierbar und spülmaschinenfest
- Made in Germany
- 10 Jahre Garantie

Art. 340020 | EAN 40 43641 34002 5

Intimduche „Rose“

Hygienegerät zur Intimpflege

promed



JAHRE
GARANTIE
2
YEARS
WARRANTY

MADE IN GERMANY

- Ergonomische Form, mit einfacher Handhabung
- Aus rostfreiem hochwertigem Edelstahl
- 10 Düsen am Kopf des Stabes
- Inkl. Leitungsdruckminderer und Anleitung

- Autoklavierbar und spülmaschinenfest
- 2 Jahre Garantie
- Anschlussgewinde: G ½ Zoll
- Gewicht: ca. 205 g

Ausgezeichnete Heizprodukte,
ausgezeichnete Qualität.



TESTSIEGER
Haus & Garten Test
sehr gut
(1,2)
Promed
NRP-2.0
Im Test: Heizkissen
Ausgabe 1/2023 - www.haus-garten-test.de

TESTSIEGER
Haus & Garten Test
sehr gut
(1,3)
Promed
UBS-2.4
Im Test: Wärmehunderbetten
Ausgabe 1/2023 - www.haus-garten-test.de

TESTSIEGER
Haus & Garten Test
sehr gut
(1,4)
Promed
KHP-2.3
Im Test: Heizdecken
Ausgabe 1/2023 - www.haus-garten-test.de

TESTURTEIL
Haus & Garten Test
sehr gut
(1,4)
Promed
HKP-1.6 XL
Im Test: Heizkissen
Ausgabe 1/2023 - www.haus-garten-test.de

TESTURTEIL
Haus & Garten Test
gut
(1,5)
Promed
KHP-2.3 G
Im Test: Heizdecken
Ausgabe 1/2023 - www.haus-garten-test.de

TESTSIEGER
ETM TESTMAGAZIN
Promed KHP-2.3
SEHR GUT 95,4 %
Vergleichstest
5 Heizdecken
2 x sehr gut, 3 x gut
01/2021
www.etm-testmagazin.de

ETM TESTMAGAZIN
Promed HKP-1.6 XL
SEHR GUT 92,3 %
Vergleichstest
5 Heizdecken
2 x sehr gut, 3 x gut
01/2021
www.etm-testmagazin.de

Auszeichnung
SEHR GUT
Promed
Wärmegürtel HGP 1.7
-vergleich.org/waermeguertel/
Vergleich.org
Info: vergleich.org/waermeguertel/ - April 25.08.2021

Vergleichssieger
GUT
Promed
NRP-2.4
-vergleich.org/heizkissen/
Vergleich.org
Info: vergleich.org/heizkissen/ - April 25.08.2021

Art. 452120 | EAN 40 43641 400798

KHP-2.3 G

Kuschelheizdecke „Sherpa“



- 10 Temperaturstufen
- 9 verschieden einstellbare Zeiten (1 - 9 Std.)
- Schnelles, leistungsstarkes Aufwärmen mit 150 Watt (Turbo Heat)
- Sicherheitssystem mit Überhitzungsschutz
- Automatische Abschaltung nach gewählter Zeiteinstellung
- Angenehm schmiegsame Wärme auf der ganzen Fläche

- Praktisches Bedienelement mit beleuchtetem LED-Display
- Flauschig weiches Obermaterial, zweiseitig
- Waschbar bei 40 Grad dank abnehmbarem Schalter
- Material: 100 % Polyester Flanell
- Größe: ca. 180 x 130 cm
- Leistung: 150 Watt

Art. 452125 | EAN 40 43641 40083 5

KHP-2.3S

Strick-Heizdecke



- 6 Temperaturstufen
- Schnelles, leistungsstarkes Aufwärmen mit 160 Watt (Turbo Heat)
- Sicherheitssystem mit Überhitzungsschutz
- Automatische Abschaltung nach ca. 3 Stunden
- Angenehm schmiegsame Wärme auf der ganzen Fläche
- Praktisches Bedienelement

- Flauschig, weiches Obermaterial, zweiseitig mit Strickmuster
- Waschbar bei 30 Grad dank abnehmbarem Schalter
- Material: 100 % Polyester
- Größe: ca. 180 x 130 cm
- Leistung: 160 Watt

Art. 452110 | EAN 40 43641 40025 5

KHP-2.3

Kuschelheizdecken



- 10 Temperaturstufen
- 9 verschieden einstellbare Zeiten (1 - 9 Stunden)
- Schnelles, leistungsstarkes Aufwärmen mit 150 Watt (Turbo Heat)
- Sicherheitssystem mit Überhitzungsschutz
- Automatische Abschaltung nach gewählter Zeiteinstellung
- Angenehm schmiegsame Wärme auf der ganzen Fläche

- Praktisches Bedienelement
- Flauschig weiches Obermaterial
- Waschbar bei 40 °C dank abnehmbarem Schalter
- Material: 100 % Polyester Flanell
- Größe: ca. 180 x 130 cm
- Leistung: 150 Watt

Art. 612020 | EAN 40 43641 60026 6

HKP-1.8 XXL

Heizkissen



- 6 Temperaturstufen
- Schnelles Aufwärmen mit 100 Watt (Turbo Heat)
- Automatische Abschaltung nach 90 Minute
- Sicherheitssystem mit Überhitzungsschutz
- Einfache Handhabung, ergonomische Bedienung/Schalter
- Inklusive Body-Gummiklettband und Aufbewahrungstasche

- Flauschig weiches Obermaterial
- Waschbar bei 30 °C Schonwaschgang
- Material: 100 % Polyester
- Größe: ca. 60 x 30 cm
- Leistung: 100 Watt

Art. 614020 | EAN 40 43641 60022 8

NRP-2.0
Schulter-Nackenheizkissen



promed



- 6 Temperaturstufen
- Automatische Abschaltung nach 90 Minuten
- Schnelles Aufwärmen mit 100 Watt (Turbo Heat)
- Heizt bis in den Nackenbereich
- Sicherheitssystem mit Überhitzungsschutz
- Flauschig, weiches, angenehm tragbares Obermaterial
- Einfache Handhabung, ergonomische Bedienung/Schalter
- Waschbar bei 30 °C
- Material: 100% Polyester
- Größe: ca. 52 x 56 cm
- Leistung: 100 Watt

Art. 614010 | EAN 40 43641 600112

NRP-5.4
Rücken- und Nackenheizkissen



promed



- 4 Temperaturstufen
- Automatische Abschaltung nach 90 Minuten
- Heizt bis in den Nackenbereich
- Sicherheitssystem mit Überhitzungsschutz
- Waschbar bei 30 °C
- Flauschig, weiches, angenehm tragbares Obermaterial
- Einfache Handhabung, ergonomische Bedienung/Schalter
- Größe offen: ca. 60 x 90 cm
- Material: 100% Polyester
- Leistung: 100 Watt

Art. 451120 | EAN 40 43641 40028 6

NRP-2.4
Rücken- und Nackenheizkissen



- 10 Temperaturstufen
- 9 verschieden einstellbare Zeiten (10 - 90 min)
- Schnelles Aufwärmen mit 100 Watt (Turbo Heat)
- Automatische Abschaltung
- Sicherheitssystem mit Überhitzungsschutz
- Angenehm weicher abnehmbarer Bezug
- Maschinenwaschbar bei 40 °C

promed



- Besonders weiches Plüsch-Fleece-Kissen
- Perfekter Halt durch rücken- und nackengerechte Passform
- Praktisches Klettband für eine individuelle Fixierung des Kissens
- Material: 95% Plüsch Fleece, 5% Nylon
- Größe: ca. 39 x 63 cm
- Leistung: 100 Watt

Art. 450130 | EAN 40 43641 40027 9

HGP-1.7
Wärme-Heizgürtel



- 10 Temperaturstufen
- 9 verschieden einstellbare Zeiten (10 - 90 Min.)
- Schnelles Aufwärmen mit 100 Watt (Turbo-Heat)
- Sicherheitssystem mit Überhitzungsschutz
- Perfekter Halt durch anpassungsfähiges Klettband
- Ergonomische Bedienung/Schalter
- Geeignet für einen Bauchumfang bis ca. 125 cm

promed



- Variabler Tragekomfort: Um den Bauch oder schräg über den Rücken
- Praktisches Klettband für eine individuelle Fixierung des Kissens
- Bei 40 °C waschbar, dank abnehmbarem Schalter
- Größe: ca. 58 x 30 cm
- Material: 90% Plüsch Fleece, 10% Nylon
- Leistung: 100 Watt

Art. 450125 | EAN 40 43641 40062 0

HKP-1.2 H

Kuschel-Heizkissen

promed



- 3 Temperaturstufen
- Automatische Abschaltung nach 90 Minuten
- Bezug und Kissen dank abnehmbarem Schalter bei 40 °C waschbar
- Sicherheitssystem mit Überhitzungsschutz
- Einfache Handhabung, ergonomische Bedienung/Schalter
- Schnelles Aufwärmen mit 100 Watt (Turbo Heat)



- Inklusive Kissenbezug (auch ohne Bezug verwendbar)
- Flauschig-weiches Obermaterial und anschmiegsamer Bezug
- Material: 100 % Polyester
- Größe: ca. 40 x 30 cm
- Gewicht: ca. 0,4 kg
- Leistung: 100 Watt
- Stromversorgung: 230 V/50 Hz

Art. 612015 | EAN 40 43641 60010 5

HKP-1.6 XL

Kuschel-Heizkissen

promed



- 6 Temperaturstufen
- Automatische Abschaltung nach 90 Minuten
- Schnelles Aufwärmen mit 100 Watt (Turbo Heat)
- Einfache Handhabung, ergonomische Bedienung/Schalter
- Inklusive 2-seitigem Kissenbezug (auch ohne Bezug verwendbar)



- Sicherheitssystem mit Überhitzungsschutz
- Flauschig weiches Obermaterial und anschmiegsamer Bezug
- Bezug waschbar bei 30 °C
- Größe: ca. 46 x 35 cm
- Material: 100 % Polyester
- Leistung: 100 Watt

Art. 453010 | EAN 40 43641 40070 5

KFS-100 Fußwärmer

„Nie wieder kalte Füße“

promed



- 6 Temperaturstufen
- Turbo Heat mit kraftvollen 100 Watt
- Automatische Abschaltung nach 90 Minuten
- Sicherheitssystem mit Überhitzungsschutz
- Ergonomisches Bedienelement mit beleuchteter LED-Kontrollanzeige



- Herausnehmbares, flauschig weiches Innenfutter
- Innenfutter maschinenwaschbar bei 30 °C
- Besonders weicher, atmungsaktiver Kern
- Großer Fußraum (geeignet bis Schuhgröße 46)
- Material: Microfaser (Fußwärmer), Flanell (Innenfutter)
- Größe: ca. 30 x 30 x 23 cm

Art. 452210 | EAN 40 43641 40058 3

UBS-2.4 Unterbett

Kuschelige und wohltuende Wärme

promed



- 10 Temperaturstufen
- Geringe Vorwärmzeit dank 120 Watt (Turbo Heat)
- Sicherheitssystem mit Überhitzungsschutz
- Automatische Abschaltung nach gewählter Zeiteinstellung (1 - 9 Std.)
- Angenehm sanfte und gleichmäßig verteilte Wärme für einen erholsamen Schlaf
- Kuscheliges, atmungsaktives Material



- Komfortables Bedienelement mit beleuchtetem LED-Display
- Maschinenwaschbar bei 40 °C dank abnehmbarem Schalter
- Material: 100 % Baumwolle (Oberseite) 100 % Polyester (Unterseite)
- Größe: ca. 150 x 70 cm
- Leistung: 120 Watt



Art. 651025 | EAN 40 43641 60014 3

AL-1300 WS

Aroma Diffusor mit 7-fach LED-Farbwechsel



Wassertank und Verneblerzone aus antibakteriellem Material – möglicher Bakterienausstoß wird effektiv verringert

Mit Timerfunktion

BPA-frei und mit Ultraschall-Technologie

Maße: ca. 15,8 x 22,4 cm



- Aroma-Diffusor in edler Holzoptik im zeitlosen Design passend für jede Raumgestaltung; ideal für Duftöle
- Befeuchtet und erfrischt die Raumluft für eine beruhigende und therapeutische Atmosphäre
- Erzeugt mit Ultraschall-Technologie einen feinen Nebel, der Duft wird im gesamten Raum verteilt
- Hohe Wirksamkeit durch mikrofeine Zerstäubung
- Laufzeit ca. 10 - 14 Stunden, starke Vernebelung
- Geeignet für alle mittleren und großen Räume
- Automatische Abschaltung bei leerem Tank



- Wellnesslicht mit Farbwechsel in 7 Farben, einzeln wählbar
- Geräuscharm und energiesparend
- Timerfunktion: 1/3/6 Std.
- Inklusive: Netzadapter
- Sehr großer Wassertank XXL: 1,3 Liter
- 100 - 240 VAC / 50 - 60 Hz 24 VDC / 500 mA / 12 W
- Aromen siehe Seite 54/55



Art. 651030 | EAN 40 43641 60021 1

AL-240 FL

Aroma Diffusor mit Flammenschein

LED-Wellnesslicht mit Flammeneffekt

Maße: ca. 210 x 135 x 81 cm



- Aroma-Diffusor mit Flammenschein für Duftöle
- Befeuchtet und erfrischt die Raumluft für eine beruhigende und therapeutische Atmosphäre
- Erzeugt mit Ultraschall-Technologie einen feinen Nebel, der Duft wird im gesamten Raum verteilt
- Hohe Wirksamkeit durch mikrofeine Zerstäubung
- Automatische Abschaltung bei leerem Tank



- Geräuscharm und energiesparend
- Inklusive: Netzadapter und Wasser-Dosierbecher
- Ergiebiger 240 ml Wassertank
- 100 - 240 VAC / 50 - 60 Hz 24 VDC / 500 mA / 12 W
- Aromen siehe Seite 54/55



Art. 651040 | EAN 40 43641 600235

AL-400 CL

Aroma Diffusor mit Uhr und 7-fach LED-Farbwechsel

Mit Akzenten in edler Holzoptik

Maße: ca. 210 x 135 x 81 mm



- Befeuchtet und erfrischt die Raumluft für eine beruhigende und therapeutische Atmosphäre – ideal für Duftöle
- Erzeugt mit Ultraschall-Technologie einen feinen Nebel, der Duft wird im gesamten Raum verteilt
- Wellnesslicht mit automatischem Farbwechsel in 7 Farben (Farben: einzeln einstellbar und dimmbar)
- Intervallfunktion (30 sec.) des Duft-Nebels
- Hohe Wirksamkeit durch mikrofeine Zerstäubung



- Automatische Abschaltung bei leerem Tank
- Geräuscharm und energiesparend
- Inklusive: Netzadapter und Wasser-Dosierbecher
- Ergiebiger 400 ml Wassertank
- 100 - 240 VAC / 50 - 60 Hz 24 VDC / 300 mA / 12 W
- Aromen siehe Seite 54/55



Art. 651015 | EAN 40 43641 60012 9

AL-150 WS

Aroma Diffusor mit 7-fach LED-Farbwechsel

promed

BPA-frei und mit Ultraschall-Technologie

Maße: ca. Ø 15,5 x 7,0 cm



- Aroma-Diffusor in edler Holzoptik für Duftöle
- Befeuchtet und erfrischt die Raumluf für eine beruhigende und therapeutische Atmosphäre
- Erzeugt mit Ultraschall-Technologie einen feinen Nebel, der Duft wird im gesamten Raum verteilt
- Hohe Wirksamkeit durch mikrofeine Zerstäubung
- Automatische Abschaltung bei leerem Tank
- Wellnesslicht mit Farbwechsel in 7 Farben
- Geräuscharm und energiesparend
- Inklusive: Netzadapter
- Sparsamer Verbrauch, großer 150 ml Wassertank
- 100 - 240 VAC / 50 - 60 Hz
- 24 VDC / 500 mA / 7 W
- Aromen siehe Seite 54/55

Art. 651010 | EAN 40 43641 60003 7

AL-305

Aroma Diffusor mit 5-fach LED-Farbwechsel

promed

BPA-frei und mit Ultraschall-Technologie

Maße: ca 15,8 x 22,4 cm



- Aroma-Diffusor für Duftöle
- Erzeugt mit Ultraschall-Technologie einen feinen Nebel, über den der Duft im gesamten Raum verteilt wird
- Hohe Wirksamkeit durch mikrofeine Zerstäubung
- Automatische Abschaltung bei leerem Tank
- Timer zur Programmierung der Betriebsdauer: 2 und 4 Stunden
- Wellnesslicht mit Farbwechsel in 5 Farben
- Geräuscharm und energiesparend
- Inklusive: Nachfüllbehälter, Netzadapter
- 300 ml Wassertank; Laufzeit: ca. 5 - 9 Std.
- 100 - 240 VAC / 50 - 60 Hz
- 24 VDC / 500 mA / 12 W
- Aromen siehe Seite 54/55



Art. siehe Einzelprodukte

Duftöl / Aromaessenzen

(100 % Ätherisches Öl / Komposition / Parfumöl)

promed



Duftöl Relax (10 ml)

Art. 262010
EAN 40 43641 26005 7



Duftöl Be Happy (10 ml)

Art. 262011
EAN 40 43641 26006 4



Aromaessenz Lavendel (10 ml)

Art. 262012
EAN 40 43641 26007 1



Aromaessenz Lemongras (10 ml)

Art. 262013
EAN 40 43641 26008 8



Aromaessenz Orange (10 ml)

Art. 262015
EAN 40 43641 26010 1



Naturidentisches Öl, Zimt (10 ml)

Art. 262017
EAN 40 43641 26012 5



Aromaessenz Eukalyptus (10 ml)

Art. 262018
EAN 40 43641 26013 2

Art. siehe Einzelprodukte

Duftöl / Aromaessenzen

(100 % Ätherisches Öl / Komposition / Parfumöl)

promed



Aromaessenz Zimt-Orange (10 ml)

Art. 262019
EAN 4043641 26015 6



Aromaessenz Zitronen (10 ml)

Art. 262020
EAN 4043641 26016 3



Parfumöl Pfirsich (10 ml)

Art. 262021
EAN 4043641 26017 0



Parfumöl Apfel-Zimt (10 ml)

Art. 262022
EAN 4043641 26018 7



Parfumöl Wildkirsche (10 ml)

Art. 262023
EAN 4043641 26019 4



Parfumöl Vanille (10 ml)

Art. 262024
EAN 4043641 26020 0



Parfumöl Rose (10 ml)

Art. 262025
EAN 4043641 26021 7



Aromaessenz Grapefruit (10 ml)

Art. 262027
EAN 4043641 26023 1



Aromaessenz Limette (10 ml)

Art. 262028
EAN 4043641 26024 8

Promed Duftöle werden in Deutschland hergestellt – aus besten Naturprodukten, verarbeitet zu 100 % ätherischem Öl – verbreiten einen angenehmen sinnlichen Duft. Lassen Sie sich verführen.

MADE IN GERMANY

- 100 % ätherisches Komposition/Parfumöl
- Flascheninhalt: 10 ml
- Verpackt im dekorativen Karton
- Made in Germany

- 3-sprachig (DE, EN, FR)
- 26 x 26 x 72 mm (L x B x H)
- Geeignet für Duftlampen/Aromadiffusor, z. B.: AL-305, AL-150 WS, AL-1300 WS, AL-400 CL, AL-240 FL

WIR MACHEN MOBIL!

GANZHEITLICHES QUALITÄTSSCHUH-KONZEPT

Spezialschuhe zur Kurz- und Langzeitversorgung sind ein wesentlicher Bestandteil im Angebot der Promed. Durch kontinuierliche Weiterentwicklung in Zusammenarbeit mit Orthopäden, Fachärzten, RehaZentren, Altenpflegern und Diabetes Spezialisten konnte eine der umfangreichsten Kollektionen für die Bereiche Therapie, Rehabilitation und postoperative Versorgung entwickelt werden. Medizinische Studien dokumentieren den hohen Standard der einzelnen Modelle. Beste Funktionalität, hochwertige Materialien und erstklassige Verarbeitung zum einen, innovative Ideen und zukunftsweisende Technik zum anderen, machen dieses ganzheitlichen Qualitätsschuh-Konzept aus.




Softstep-Sohlenkonzept Verbandschuhe

Die Laufsohle eines Verbandschuhs sieht in der Regel wenig spektakulär aus. Meist ist dies auch gar nicht gewollt, denn die Förderung des Heilungsprozesses steht im Vordergrund. Gerade deshalb hat sich Promed zusammen mit Spezialisten eine Reihe von intelligenten Lösungen einfallen lassen, die Bedürftigen eine Linderung verschaffen und Heilungsprozesse fördern können.



Frontbereich ohne Profil

Dies erleichtert das Gehen im Alltag bei Neuropathien und Schlurfgang.



Metashank-Inlay

Das spezielle Metashank-Inlay im Vorfußbereich entlastet die Mittelfußknochen und erleichtert jeden Schritt.




Zylindrische Hohlräume

über der gesamten Sohle verteilt, sorgen für bestes Dämpfungsverhalten. Dadurch entsteht eine exzellente Druckentlastung nicht nur im Fersen-, sondern auch im Mittel- und Vorfußbereich. Außerdem werden Gelenke und Wirbelsäule geschont.




Verbreiterte Sohle

Erleichtert das Gehen im Alltag bei Neuropathien und Schlurfgang.



Rautenmuster-Profil

sorgt zusammen mit der „U-I“-Einfassung für Rutsicherheit drinnen und draußen, für ein harmonisches Abrollverhalten.



Ergonomisch geformte Laufsohle (Fußform)

- Schleifbar
- Orthopädisch zurechtbar
- Aus hochwertigem PU



Abgeschrägter Fersenbereich

Der um 20° abgeschrägte Fersenbereich sorgt für einen sicheren Auftritt und ein ideales Abrollverhalten.



DAS PROMED SOFTSTEP-SOHLINKONZEPT VEREINT SICHERHEIT UND KOMFORT IN BESONDERS HOHEM MASS.

Promed – Prima Fußklima

AIRMESH – DAS KLIMATISIERENDE OBERMATERIAL (Obermaterial-Meshline)




AirMesh mit EasyDry-Futter

Das 3-lagige Schaftmaterial (EasyDry, CosyFit, Mesh) sorgt speziell im Sommer für wohl klimatisierte Füße. Die aus dem medizinischen Bereich stammende EasyDry-Faser transportiert

Feuchtigkeit schnell weg vom Fuß und trocknet schnell. Besonders geeignet auch für Allergiker.

Modelle: Theralight 1, Theralight 2-S



AirMesh + Larina-Schurwolle

Das 3-lagige Schaftmaterial (Schurwolle, CosyFit, Mesh) sorgt speziell im Winter für wohl warme Füße, die nicht überhitzen.

Modelle: Gentlewalk-Hi, Gentlewalk-Lo




Das „Promed „AirMesh“ ist aufgrund der Netzstruktur und des 3 mm offenen CosyFit - Futterschaums besonders atmungsaktiv, dadurch wirkt es klimatisierend und sorgt für ein prima Wohlfühlgefühl Ihrer Füße.

Es kommt aus dem medizinischen Bereich und ist frei von toxischen Bestandteilen. Es ist für Allergiker sowie Diabetiker besonders geeignet.



COSYFIT – DAS ATMUNGSAKTIVE SCHAFTMATERIAL (Innensohle-Masterline)



Modelle:

- alle Masterline, außer München
- alle Classicline, außer München
- Classic 1 und 2.



Dieses Material sorgt für ein äußerst angenehmes Tragegefühl und bessere Druckentlastung an empfindlichen Stellen.

Das mehrschichtige Material nimmt die Feuchtigkeit des Fußes gut auf, trocknet nach dem Tragen schnell ab und sorgt so für ein gutes Fußklima.



Das Hühnerauge (auch Clavus von lat. Nagel) ist eine durch chronischen Druck auf knochen-nahe Haut bedingte, meist schmerzhaft Hornschwielenbildung mit zentralen in die Tiefe gerichtete (nagelförmige) Sporen.



Vorfußschmerzen können mannigfaltige Ursachen haben. Am häufigsten kommt es zu Beschwerden aufgrund von Entzündungen, die auf oft falsches Schuhwerk und /oder Überbelastung zurückzuführen sind. Entstehen auch oft durch unfallbedingten Fußdeformationen.



Bei den verschiedenen Entzündungsformen sind oft Gelenke, Sehnen, Muskelstränge oder die Knochenhaut selbst betroffen. Bei einer Fasetis plantaris ist die Binde-gewebsplatte der Fußsohle betroffen.



Unter Hammerzehe versteht man eine Zehendeformität, bei der eine Beuge-kontraktur der Fußzehengelenke besteht.



Hornhaut entsteht auf Grund von Druck oder Reibung. Dadurch entsteht in der Haut eine mini-male Entzündung. Zum Schutz darunterliegender Zellschichten wird die Haut lokal angeregt die äußere Epidermis zu verdicken.



Das Diabetische Fußsyndrom, umgangs-sprachlich auch „diabetischer Fuß“ genannt, ist ein Syndrom im Zusammenhang mit Diabetes mel-litus, das am häufigsten bei Patienten mit Diabetes Typ 2 (sog. Zuckerkrankheit) auftritt.



Als Arthritischen Fuß bezeichnet man einen Entzündungsschutz der auf Entzündungen in den Gelenken des Fußes bzw. Zehen zurück-zuführen ist.



Unter Spreizfuß wird ein Auseinander-weichen der Knochenstrahlen des Mittel-fußes verstan-den.



Zehendeformitäten sind krankhafte Form-veränderungen die entweder angeboren oder im Laufe des Lebens erworben worden sind. Durch erhöhten mechanischen Druck kann es zu schmerzhafter Beschwielung und zu Entzündungen kommen.



Als Hallux Valgus wird in der Medizin eine X-förmige Abknickung der Großzehe im Grundgelenk bezeichnet. Die Erkrankung tritt fast immer zusammen mit einem Spreizfuß auf.



Das mehrschichtige **Schaftmaterial** nimmt die Feuchtigkeit des Fußes gut auf, trocknet nach dem Tragen schnell ab und sorgt so für ein „prima Fußklima“.



Besonders geeignet bei Druck-empfindlichkeit an den Füßen, insbesondere für die Prophylaxe für **Diabetiker** und all diejenigen, die Heilungsprozesse an ihren Füßen unterstützen wollen.



Besonders geeignet für rheumatischen Syntomen, wie z.B. bei rheumatische Fußveränderungen, Krallen- und Hammer-zehen, Hallux rigidus.



Das **Softstep** Sohlenkonzept mit seinen zylindrischen Hohlräumen und der Neuropathiefläche (Zehenbereich) vereint Sicherheit und Komfort in einem noch nie dagewesenen Maße.



Der **AirMesh**-Schaftmaterial ist auf Grund der Netzstruktur und des offenen CosyFit-Futterschaums besonders atmungs-aktiv und klimatisierend. Besonders geeignet auch für Allergiker und Diabetiker.



Beim Prinzip **"Washable-Insole"** kann die Sohle jederzeit gewechselt und bei 30 Grad gewaschen werden. Dadurch ver-hindern Sie unangenehme Geruchsbildung.



Natürliche **Schurwolle** vom Schaf sorgt im gesamten Schuh für wohlige warme Füße und herrlich weichen Tragekomfort.



Obermaterial aus (perforiertem) **Stretch** für besonders gute Atmungsaktivität. Passt sich nahezu jeder Fußform an.



Schuhe werden unter Qualitätsprüfung in der EU hergestellt




Sie ist ein Merkmal höchster Qualität. Brandsohlen sind die Unterkonstruktion eines Schuhs. Sie bewirkt eine dauerhafte, form-stabile Konstruktion schon ohne Laufsohle, die daher mit anderen Eigenschaften verse-hen werden kann.



Das strapazierfähige, optisch an Wild-leder erinnernde Material sorgt für gesundes atmungsaktives Klima im Schuh. Es ist scheu-erbeständig, reißfest und dabei pflegeleicht.

SYMBOLE



Allgemeine Hinweise Sortiment Promed Schuhe:



Maschinenwäsche bei 30 °C Nicht Trockner geeignet Nicht Bügeln Nicht chemisch Reinigen Keine Bleichmittel verwenden

Die Schuhe können mittels jedem handels- bzw. haushaltsüblichen Desinfektionsmittel desinfiziert werden.

Schuh- und Indikationsübersicht



Schuhbezeichnung	Gentle Walk-Hi	Gentle Walk-Lo	München 2 LXL	München 3	Wallgau	Grainau	Flex 2
Produktbild							
Art.Nr.	510341	510331	510230	521241 (b.) 521242 (s.)	520210	520220	520230
HiMiNr. (Paar)	31.03.03.4058	31.03.03.4059	31.03.03.4059	31.03.03.4151	31.03.03.4152	31.03.03.4149	31.03.03.4150
Seite im Promed Katalog 2026	67	67	68	68	64	64	63
Haupteinsatzgebiete							
Bei allgemeinen Problemen im Zehen- und Vorfußbereich				✓	✓	✓	✓✓
Ideal zur Diabetes-Prophylaxe	✓✓	✓✓		✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Ideal bei Rheumatikern	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Ideal bei Neuropathien	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ideal für Rollstuhlfahrer	✓✓	✓✓	✓	✓✓	✓✓	✓✓	
Bei fast allen Fußformen z.B. Hallux, Hammerzehen, Arthrose, geschwollene Füße			✓✓		✓	✓	✓
Bei Entzündungen, Schwellungen oder bandagierten Füßen			✓		✓	✓	✓✓
Bei Fußdeformationen			✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Für den Einsatz nach Operationen					✓		
Bei rheumatischen Füßen	✓✓	✓✓		✓	✓	✓	✓
Für stark belastete Füße (z.B. Übergewicht)							
Wunden im Fußbereich z.B. traumatische Verletzungen					✓	✓	✓
Bei Druckempfindlichkeit, Entzündungen, Schwellungen und lymphatischen Füßen	✓✓	✓✓			✓		✓
Wunden im Vorfußbereich und an der Fußsohle verursacht durch Diabetes mellitus							
Wunden im Vorfußbereich und an der Fußsohle verursacht durch sonstige Indikationen z.B. traumatische Verletzungen							
Wunden im Rückfußbereich und an der Fußsohle verursacht durch Diabetes mellitus							
Wunden im Rückfußbereich und an der Fußsohle verursacht durch sonstige Indikationen z.B. traumatische Verletzungen							

Verbandschuhe

✓ = geeignet; ✓✓ = besonders geeignet



	Theramed D1	Theramed D3	Pantomobil D	TheraLight 1	Sanicabrio DXL	Sanicabrio	Sanicabrio LXL	Sanisoft D	Sanisoft
	510160	510180	510140	510311	510130	521120	510150	510170	521110
	31.03.03.4042	31.03.03.4041	31.03.03.4043	31.03.03.4059	31.03.03.4045	31.03.03.4020	31.03.03.4046	31.03.03.4047	31.03.03.4022
	69	69	70	70	65	66	65	66	67
	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓	✓	✓	✓
						✓✓			✓✓
	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓✓	✓	✓	✓✓
					✓	✓✓	✓	✓	✓✓
	✓	✓✓	✓	✓	✓✓		✓✓		
	✓✓	✓✓			✓✓		✓✓	✓✓	
	✓✓	✓	✓		✓✓		✓✓	✓✓	✓
	✓	✓			✓		✓	✓	
						✓✓			✓✓
	✓			✓	✓		✓	✓	
	✓	✓	✓		✓✓	✓	✓✓	✓	✓✓
	✓✓	✓✓	✓✓		✓	✓	✓✓	✓✓	✓
	✓✓	✓✓		✓	✓✓		✓✓	✓✓	
					✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
		✓✓	✓✓		✓		✓	✓	
			✓✓		✓✓			✓	

Größentabellen



SCHUHDIMENSIONEN PROMED MASTERLINE

Modelle			SaniCabrio DXL, LXL, SaniSoft D			Theramed D 1			Theramed D 3, Pantomobil D 3			München 2 LXL		
Design			close toe / close heel			open toe / close heel			open toe / open heel			closed shoe		
Englische Größen *)	Deutsche / Französische Größen	Fußlänge in mm	Outsole in mm	Insole in mm	Ballen- maß in mm Überweite "J"	Outsole in mm	Insole in mm	Ballen- maß in mm Überweite "J"	Outsole in mm	Insole in mm	Ballen- maß in mm Überweite "J"	Outsole in mm	Insole in mm	Ballen- maß in mm Überweite "J"
3½	36	229	253	238	232	249	239	232	243	239	232	243	234	232
4½	37⅓	237	256	242	237	253	243	237	249	244	237	253	238	237
5	38	241	264	249	240	260	250	240	253	248	240	256	242	240
6	39⅓	250	273	258	245	264	255	245	260	257	245	264	249	245
6½	40	254	277	261	247	269	259	247	264	262	24,7	273	258	247
7½	41⅓	262	285	268	252	277	268	252	273	271	252	277	261	252
8	42	267	295	276	255	285	275	255	280	278	255	285	268	255
9	43⅓	275	298	280	260	295	283	260	285	281	260	295	276	260
9½	44	279	307	290	262	298	288	262	295	289	262	298	280	262
10½	45⅓	288	312	294	267	307	296	267	298	295	267	307	290	267
11	46	292	315	300	270	312	301	270	307	303	270	312	294	270
12	47⅓	301	324	311	275	318	310	275	312	307	275	315	300	275

SCHUHDIMENSIONEN PROMED MASHLINE

Modelle			Gentlewalk Hi SaniCabrio Wallgau, Grainau			Gentlewalk Lo SaniSoft München 3			Theralight I			Flex 2		
Design			close toe, close heel			close toe, close heel			open toe, close heel			close toe, open heel		
Englische Größen *)	Deutsche / Französische Größen	Fußlänge in mm	Outsole in mm	Insole in mm	Ballenmaß in mm bequeme Weite "G"	Outsole in mm	Insole in mm	Ballenmaß in mm bequeme Weite "G"	Outsole in mm	Insole in mm	Ballenmaß in mm bequeme Weite "G"	Outsole in mm	Insole in mm	Ballenmaß in mm Überweite „J“
3 ½	36	229	247	238	222	247	238	222	247	235	222	247	238	222
4 ½	37/3	237	254	242	227	254	242	227	250	240	227	254	242	227
5	38	241	263	249	230	259	246	230	259	247	230	263	249	230
6	39/3	250	268	254	235	273	258	235	263	249	235	268	254	235
6 ½	40	254	279	261	237	279	261	237	273	258	237	279	261	237
7 ½	41/3	262	284	268	242	284	268	242	281	270	242	284	268	242
8	42	267	293	276	245	291	275	245	291	278	245	293	276	245
9	43/3	275	299	280	250	299	280	250	291	278	250	299	280	250
9 ½	44	279	306	290	252	306	290	252	291	278	252	306	290	252
10 ½	45/3	288	311	294	257	311	294	257	311	300	257	311	294	257
11	46	292	320	303	260	313	300	260	313	302	260	320	303	260
12	47/3	301	321	311	265	321	311	265	321	312	265	321	311	265

*) 1 englischer Stich = ⅓ inch, also 0,84666667 cm



Art. 520230 (paarweise) | HiMiNr.: 31.03.03.4145

Flex 2
einzigartiger Verbandschuh in Pantolettenform



- Komfortable Pantolette für drinnen und draußen
 - Variabler Fersenriemen für 3 Tragevarianten
 - Optimisierbarer Sitz, dank variablem Fersen- und Ristriemen
 - Funktion des Fersenriemens: schwenkbar oder abnehmbar durch zwei Druckknöpfe, Fersenweite einstellbar durch Klettverschluss
 - Verbreiteter Vorfuß für bequeme Passform und sicheren Stand
- Ristriemen mit Klettverschluss zur perfekten und stufenlosen Anpassung der Risthöhe
 - Ergonomisch geformte, orthopädisch zurichtbare Laufsohle mit Neuropathiezone im Vorfuß
 - Waschbar bei 30°
 - Größen: 36 - 47, Bequemweite J
 - Farbe: schwarz


Art. 520210 (paarweise) | HiMiNr.: 31.03.03.4152

Wallgau

Bequemer niedriger Verbandschuh
Therapeutischer Bequemschuh

promed

Hochwertige,
2-fach Einlegesohle
für Weich-
trittkomfort



Risiklettverschluss
für extra komfortablen
Ein- und Ausstieg



- Zehenbox aus komfortablem Stretchmaterial
- Besonders geeignet für druckempfindliche Füße
- Optisch attraktives Obermaterial aus Elasthan (Stretch) im Vorfuß für besonders gute Atmungsaktivität; Lederoptik hinten
- Ergonomisch geformte, orthopädisch zurechtbare Laufsohle mit Neuropathiezone im Vorfuß

- Stretchmaterial im Vorfußbereich ermöglicht eine weiche und flexible Anpassung bei fast allen Fußformen (Hallux, Hammerzehen, Arthrose, geschwollene Füße usw.)
- Ideal bei rheumatischen Füßen und zur Prophylaxe für Diabetiker
- Waschbar bei 30°
- Größen: 36 - 47, Bequemweite G, Farbe: schwarz



Art. 520220 (paarweise) | HiMiNr.: 31.03.03.4149

Grainau

Therapeutischer Bequemschuh

promed

Hochwertige,
2-fach Einlegesohle
für Weich-
trittkomfort



Risiklettverschluss
für extra komfortablen
Ein- und Ausstieg



- Zehenbox aus komfortablem Stretchmaterial
- Besonders geeignet für druckempfindliche Füße
- Optisch attraktives Obermaterial aus Elasthan (Stretch) im Vorfuß für besonders gute Atmungsaktivität; Lederoptik hinten
- Ergonomisch geformte, orthopädisch zurechtbare Laufsohle mit Neuropathiezone im Vorfuß

- Stretchmaterial im Vorfußbereich ermöglicht eine weiche und flexible Anpassung bei fast allen Fußformen (Hallux, Hammerzehen, Arthrose, geschwollene Füße usw.)
- Ideal bei rheumatischen Füßen und zur Prophylaxe für Diabetiker
- Waschbar bei 30°
- Größen: 36 - 47, Bequemweite G, Farbe: schwarz



Art. 510130 (paarweise) | HiMiNr.: 31.03.03.4045

Sanicabrio DXL

Über knöchelhoher, extra weiter Spezialschuh

promed



- Mit weit zu öffnender „Cabrio“-Verschluss-technik im Vorfußbereich und Fersenklett für kinderleichten Einstieg
- Weiche und flexible Anpassung
- Ideal für geschwollene Füße, Hammerzehen, Einsatz nach Operationen und Gipsverbänden und Füße in Bandagen
- Größen: 36 - 47; Überweite J
- Farbe: marineblau

Weit zu öffnende „Cabrio“-
Verschluss-technik im Vorfuß-
bereich und Fersenklett für
kinderleichten Einstieg



Art. 510150 (paarweise) | HiMiNr.: 31.03.03.4046

Sanicabrio LXL

Niedriger extra weiter Spezialschuh

promed



- Mit weit zu öffnender „Cabrio“-Verschluss-technik im Vorfußbereich
- Fersenklett bietet kinderleichten Einstieg
- Niederschaft am Knöchel
- Ideal zur Lösung von Fußproblemen, wie z.B. bandagierte Füße, stark belastete, druckempfindliche Füße, Hallux und Hammerzehen
- Größen: 36 - 47; Überweite J
- Farbe: marineblau

Weit zu öffnende „Cabrio“-Verschluss-
technik im Vorfuß-bereich und Fersen-
klett für kinderleichten Einstieg



Art. 521120 (paarweise) | HiMiNr.: 31.03.03.4020

Sanicabrio

Therapie- und Rehaschuh mit Vorfuß- und Fersenklett

promed



Weit zu öffnende „Cabrio“-Verschluss-technik im Vorfußbereich und Fersenklett für kinderleichten Einstieg

Frotteefutter

- Individuelle Nachstellmöglichkeiten
- Auch als Erstversorgungsschuh geeignet
- Ideal bei extremer Druckempfindlichkeit und starken Schwellungen
- Eintauchrand in der Sohle für stabilen Halt von z.B. Weichschaumeinlagen
- Frotteefutter
- Größen: 36 - 47; Bequemweite G
- Farbe: marineblau



Art. 510170 (paarweise) | HiMiNr.: 31.03.03.4047

Sanisoft D

Niedriger Spezialschuh

promed



Bequemer Einschlupf durch weit zu öffnenden Klettverschluss im Rist- und Fersenbereich

- Mit großem Volumen und individuellen, unterschiedlichen Einstellmöglichkeiten im Vorfuß- und Ristbereich
- Ein Klima-Schuh für Diabetiker- und andere Problemfüße
- Leichtes An- und Ausziehen sowie optimale Weitenregulierung
- Besonders geeignet auch für Rollstuhlfahrer
- Größen: 36 - 47, Überweite J
- Farbe: marineblau

Art. 521110 (paarweise) | HiMiNr.: 31.03.03.4022

Sanisoft

Therapie- und Reha-Schuh in Halbschuh-Machart

promed



Klettverschluss

Frotteefutter

Leichte und dämpfende Sohle, rutschhemmend und im Vorfuß etwas verbreitert

- 2 Klettverschlüsse im Vorfußbereich
- Tiefer Schaftausschnitt unter dem Knöchel
- Eintauchrand in der Sohle für stabilen Halt von z.B. Weichschaumeinlagen
- Frotteefutter
- Größen: 36 - 47, Bequemweite G
- Farbe: marineblau



Art. 510341 (paarweise) | HiMiNr.: 31.03.03.4.058 (Hi)

Art. 510331 (paarweise) | HiMiNr.: 31.03.03.4.059 (Lo)

GentleWalk-Hi / GentleWalk-Lo

Fellstiefel mit Airmesh Schaftmaterial und Schurwollfutter

promed



(Hi)



(Lo)

- Atmungsaktives „AirMesh“ Obermaterial mit Larina-Wollfutter für prima Fußklima
- 2 weit zu öffnende Klettverschlüsse im Vorfuß für leichten Einstieg und festen Halt
- Druckfreie, ideale Passform
- Stoßdämpfende „SoftStep“ Laufsohle, straßentauglich
- Diabetiker- und Allergiker-geeignet

- Maschinenwaschbar bei 30°
- Größen: 36 - 47, Bequemweite G
- Farbe: schwarz

Art. 510230 (paarweise) | HiMiNr.: 31.03.03.4054

München 2 LXL

Stretch-Microvelour Halbschuh zur Therapie und Reha

Der Microvelourschaft bietet
sanften, individuellen HaltEingelegtes
Wechselfußbett

beste Verarbeitung

Vergrößertes Vorfußvolumen und 4-fach Stretchmaterial im Vorfußbereich
ermöglichen eine weiche und flexible Anpassung bei fast allen Fußformen

- Vergrößertes Vorfußvolumen
- 4-fach Stretchmaterial im Vorfußbereich ermöglicht eine weiche und flexible Anpassung bei fast allen Fußformen (Hallux, Hammerzehen, Arthrose, geschwollene Füße usw.)
- Das dehnbare Material macht jede Bewegung mit
- Keine schmerzenden Druck- oder Reibestellen
- Fußklimafreundliches Modell
- Größen: 36 - 47, Überweite J
- Farbe: schwarz



Braun – Art. 521241 (paarweise) | HiMiNr.: 31.03.03.4151

Schwarz – Art. 521242 (paarweise) | HiMiNr.: 31.03.03.4151

München 3

Niedriger Komfort-Verbandschuh aus

Stretch-Microvelour-Kombination

Mittel- und Fersenteil
aus Microvelour
für perfekte PassformRistklettverschluss für
extra komfortablen
Ein- und AusstiegLeichte dämpfende,
rutschhemmende Sohle

- Ristklettverschluss für extra komfortablen Ein- und Ausstieg
- Optisch attraktives Obermaterial aus perforiertem Stretch-Dacron für besonders gute Atmungsaktivität
- Ergonomisch geformte, orthopädisch zurechtbare Laufsohle mit Neuropathiezone im Vorfuß
- Besonders geeignet für druckempfindliche Füße
- Stretchmaterial im Vorfußbereich ermöglicht eine weiche und flexible Anpassung bei fast allen Fußformen (Hallux, Hammerzehen, Arthrose, geschwollene Füße usw.)

- Ideal bei rheumatischen Füßen und zur Prophylaxe für Diabetiker
- Waschbar bei 30°
- Größen: 36 - 47, Bequemweite G
- Farbe: braun, schwarz

Art. 510160 (paarweise) | HiMiNr.: 31.03.03.4042

Theramed D1

Multifunktionelle 2-Klettsandale mit geschlossener Ferse

Atmungsaktives und
pflegeleichtes ObermaterialVollständig zu öffnen
durch zwei Klettverschlüsse

- Mit zwei Klettverschlüssen am Vorfuß und Rist
- Offener Zehenbereich, Ristriemen und geschlossener Fersenbereich
- Besonders zu empfehlen bei Problemen im Zehen- und Vorfußbereich, bei Entzündungen, Schwellungen und Hallux
- Angenehm in der wärmeren Jahreszeit durch atmungsaktives und pflegeleichtes Obermaterial
- Größen: 36 - 47, Überweite J
- Farbe: marineblau



Art. 510180 (paarweise) | HiMiNr.: 31.03.03.4041

Theramed D3

Multifunktionelle 2-Klettsandale mit offener Ferse

Drei Klettverschlüsse für
individuelle Anpassung im
Vorfuß-, Rist- und Fersenbereich

- Mit drei Klettverschlüssen für individuelle Anpassung im Vorfuß-, Rist- und Fersenbereich. Fersenfenster offen
- Zu empfehlen bei Druckempfindlichkeit im Fersenbereich, aber auch bei Entzündungen und Schwellungen im Fersen- und Zehenbereich
- Klimafreundliches Modell
- Angenehm in der wärmeren Jahreszeit durch atmungsaktives Obermaterial
- Größen: 36 - 47, Überweite J
- Farbe: marineblau

Art. 510140 (paarweise) | HiMiNr.: 31.03.03.4043

Pantomobil D

Leichter, multifunktionseller, weit zu öffnender Spezialschuh in Pantoffelbauweise

promed



Mit breitem Klettverschluss im Vorfuß für festen Halt und individuelle Anpassung



Atmungsaktives Cosy-Fit-Obermaterial (dreischichtig)

inkl. abnehmbarem Fersenriemen

- Zu empfehlen bei Druckempfindlichkeit, Schwellungen oder Entzündungen im Vorfuß und/oder Fersenbereich
- Fußklimafreundliches Modell, besonders angenehm in der wärmeren Jahreszeit dank atmungsaktivem Cosy-Fit-Obermaterial (dreischichtig)
- Inklusive Fersenriemen
- Größen: 36 - 47, Überweite J
- Farbe: marineblau



Art. 510311 (paarweise)

HiMiNr.: 31.03.03.4047

Theralight 1

Komfort-, Reha- und Bequemschuh mit offenem Zehenbereich und geschlossener Fersenkappe

promed



Super leichter Einstieg dank Klettsystem

Atmungsaktives AirMesh Obermaterial mit EasyDry-Futter



- Atmungsaktives „AirMesh“ Obermaterial mit EasyDry-Futter für prima Fußklima
- weit zu öffnender Klettverschluss für leichten Einstieg
- Druckfreie, ideale Passform
- Stoßdämpfende „SoftStep“ Laufsohle, straßentauglich
- Für Diabetiker und Allergiker geeignet
- Maschinenwaschbar bei 30°
- Größen: 36 - 47, Bequemweite G
- Farbe: schwarz

Art. siehe unten (paarweise)

Ersatz-Weichschaum-Einlegesohle (Doppelsonhle)

(1)

(2)



Ersatz-Einlegesohle (Doppelsonhle)

für Modell Wallgau und Grainau

Größen: 36 - 47, Weite J

Art. 550236

- Weichschaum-Einlegesohle 1: Baumwollstoff-EVA (3,6 mm), schwarz
- Weichschaum-Einlegesohle 2: Polyester-EVA (4 mm), schwarz

Art. siehe unten (paarweise)

Ersatz-Weichschaum-Einlegesohle

promed



Größen: 36 - 47, Weite J (jeweils paarweise)

Farbe: Schwarz

Art. 550230 (Modell: Sanicabrio/DXL/LXL/DS, Sanisoft/D)

Art. 550231 (Modell: Theramed D1, Theralight 1)

Art. 550232 (Modell: Theramed D3, Pantomobil D, Theralight 2-S)

- Hochwertige Einlegesohle mit Weichtrittkomfort
- Frottee-Bezug
- 4 mm EVA-Sohle

Art. 550235 (paarweise)

Ersatz-Weichschaum-Einlegesohle



- Hochwertige Einlegesohle mit Weichtrittkomfort
- Frottee-Bezug
- 4 mm EVA-Sohle
- Geeignet für jedes Modell der Promed-Reihe
- Größen: 36 - 47, Bequemweite G
- Farbe: weiß

Art. 550240 (paarweise)

Ersatz-Fell-Einlegesohle

promed



geeignet für Handwäsche

- Pflegeleichte Einlegesohlen für empfindliche Füße
- Hochwertige, mit 100 % Schafwolle bezogene EVA-Einlegesohle in 4 mm Stärke mit Weichtrittkomfort
- Geeignet für die Modelle: Gentlewalk-Hi, Gentlewalk-Lo
- Größen: 36 - 47, Bequemweite G
- Farbe: weiß



HUBER by **promed**
Fußtechnologie

AUF DAS RICHTIGE FUNDAMENT KOMMT ES AN

Art. 552055

Hallux Valgus

Zur Vorbeugung gegen weiteres Abweichen der Großzehe



HUBER
Fußtechnologie




Hervorragend bei folgenden Symptomen:

- Prophylaxe bei Hallux-Valgus-Neigung
- Stechender Schmerz in der Abrollphase des Fußes
- Dumpfer Schmerz ohne Belastung
- Lokale Druckempfindlichkeit

Besonders geeignet für:

- Menschen mit Spreizfuß und/oder Großzehen-Deformität
- Menschen mit Hallux-Valgus-Problemen



Eigenschaften:

- Feuchtigkeitsabsorbierend, schnell trocknend, hautfreundlich
- Schadstoffreies Microfaser-Soft-Material mit angenehmem Tragekomfort

Größen (1 Paar): 35 - 49

Art. 552050

Fersensporn

Ferseneinfassung mit U-förmiger Polsterkonstruktion




Hervorragend bei folgenden Symptomen:

- Stechender Schmerz in der Auftrittsphase
- Dumpfer Schmerz ohne Belastung
- Lokale Druckempfindlichkeit

Besonders geeignet für:

- Fersensporn, Fersensporenüberbelastung
- Personen in Geh- und Stehberufen
- Allergiker und Diabetiker



Eigenschaften:

- Feuchtigkeitsabsorbierend, schnell trocknend, hautfreundlich
- Schadstoffreies Microfaser-Soft-Material mit angenehmem Tragekomfort

Größen (1 Paar): **XS**/35-37, **S**/38-40, **M**/41-43, **L**/44-46, **XL**/47-49

Art. 552040 Gelenkentlastungssohle 1 (bis 80 kg)

Art. 552045 Gelenkentlastungssohle 2 (ab 80 kg)

Gelenkentlastung (</> 80 kg)

Zur gezielten, gewichtsspezifischen Druckentlastung



Hervorragend bei folgenden Symptomen:

- Zur Entlastung von Wirbelsäule und Gelenken
- Beschwerden mit den Mittelfußknöchelchen (Metatarsalgie)
- Sohlen-/Fersenbrennen, Gelenkproblemen (Knöchel, Knie, Hüfte)

Besonders geeignet für:

- Personen in Geh- und Stehberufen
- Schmerzende, brennende, überbelastete, müde, druckempfindliche Füßen



Eigenschaften:

- Feuchtigkeitsabsorbierend, schnell trocknend, hautfreundlich
- Schadstoffreies Microfaser-Soft-Material mit angenehmem Tragekomfort

Größen (1 Paar): **XS**/35-37, **S**/38-40, **M**/41-43, **L**/44-46, **XL**/47-49




Art. 198001 2

Modellage Set Keramik

Professionelles Keramik-Modellage-Set zum Abtragen, Nachbearbeiten, Modellieren von UV-/Gel und Acryl, Verschönern, Polieren. Schnelles und effektives Arbeiten. Langlebiges Material, geringe Hitzeentwicklung

Inhalt	Art. 198604	Keramik-Fräser, Zylinder, grob, grün
	Art. 198603	Keramik-Fräser, großer Kegel, fein, rot
	Art. 198606	Keramik-Fräser, Kegel lang, mittel, blau
	Art. 198607	Keramik-Fräser, Spitz, fein, rot
	Art. 198133	Silikon-Polierer, spitz, fein
		Inklusive Bitbox, hochformat




Art. 198002 2

Modellage Set Blue-Mix

Professionelles Kombi-Set aus Keramik und Blue-Mix Schleifkörper. Zum Mattieren, Kürzen, Abtragen, Nachbearbeiten, Polieren von Gel und Acryl. Langlebiges Material, geringe Hitzeentwicklung

Inhalt	Art. 198480	HM-Bit, Zylinder, Blue-Mix Serie
	Art. 198481	HM-Bit, großer Kegel, Blue-Mix Serie
	Art. 198606	Keramik-Fräser, Kegel lang, mittel, blau
	Art. 198607	Keramik-Fräser, Spitz, fein, rot
	Art. 198133	Silikon-Polierer, spitz, fein
		Inklusive Bitbox, hochformat



Art. 198003 2

Modellage Set Regenbogen

Professionelles HM-Bit Set mit Wolfram-Nitrid Beschichtung. Zum Abtragen, Modellieren, Befeilen, Endarbeiten am Kunstnagel, Polieren, vermeidet Hitzeentwicklung.

Inhalt	Art. 198491	HM-Bit, großer Rundkegel, Regenbogenserie
	Art. 198490	HM-Bit, Zylinder, Regenbogenserie
	Art. 198492	HM-Bit, schmaler Kegel, Regenbogenserie
	Art. 198493	HM-Bit, schmaler Rundkegel, medium, Regenbogenserie
	Art. 198133	Silikon-Polierer, spitz, fein
		Inklusive Bitbox, hochformat

Art. 198008

Modellage Set HM-Bitset Pro

Professionelles High-Quality Nagelmodellage-Set – das „Must-have“ für jede Nageldesignerin. Abtragen, modellieren, verschönern und schnelles Arbeiten – alles kein Problem mehr.

Inhalt	Art. 198451	HM-Bit, Zylinder, Kombi-Verzahnung (fein/grob)
	Art. 198425	HM-Bit, schmaler Kegel, violette Serie
	Art. 198442	HM-Bit, großer Spitzkegel, rote Serie
	Art. 198557	Carbide-Bit, Zylinder, Kreuzverzahnung
	Art. 198556	Titan-Bit, Zylinder, gerundet (Goldkopf)



Art. 198006

Modellage Set Master

Die komplette und professionelle Ausstattung für jede Art der Kunstnagelmodellage.

Inhalt	Art. 198410	Hartmetall-Fräser, blaue Serie
	Art. 198421	Hartmetall-Fräser, gelb
	Art. 198450	Hartmetall-Fräser, blaue Serie
	Art. 198540	Diamant-Fräser
	Art. 198031	Saphir-Bit, rund
	Art. 198551/L	Carbide-Titanium-Fräser, (Goldkopf) lang
	Art. 198030	Saphir-Fräser spitz,
	Art. 961910	Design Hartbox, transparent



Art. 198005

Modellage Set Basic

Die perfekte Grundausstattung für eine vollständige Kunstnagelmodellage.

Inhalt	Art. 198421	Hartmetall-Fräser, gelb
	Art. 198450	Hartmetall-Fräser, blaue Serie
	Art. 198540	Diamant-Fräser
	Art. 198551	Carbide-Titanium-Fräser, (Goldkopf) kurz
	Art. 961910	Design Hartbox, transparent



Art. 198014

Personal Care Set

Für eine komplette Maniküre der Naturnägel: Kürzen der Nägel, Entfernen der Nagelhaut, Ausdünnen von starken Nagelverdickungen, Eliminieren von Unebenheiten der Nagelplatte.

Inhalt	Art. 190011	Schleifscheibe, Saphir
	Art. 190067	Hornhautschleifer, Saphir
	Art. 198540	Diamant-Kegel, klein
	Art. 198535	Steinschleifer, Standard
	Art. 198541	Diamant-Bit, Zylinder
	Art. 198031	Saphir-Bit, rund
	Art. 198030	Saphir-Bit, spitz
	Art. 190041	Polierkegel, Filz





Art. 198016
Comfort Set

Für alle Problemzonen im Haut-, Hornhaut- und Nagelbereich. Entfernung von Hornhaut, Schwielen, überflüssiger Nagelhaut, Kürzen der Nägel, Mattieren, Glätten, Säubern und Polieren.

Inhalt	Art. 198535	Steinschleifer, Standard
	Art. 198530	Steinschleifer, Zylinder
	Art. 198564	Schleifmandrel, Kunststoff
	Art. 198031	Saphir-Bit, rund
	Art. 198543	Diamant-Fräser, klein spitz
	Art. 198034	Saphir-Bit, lang
	Art. 198540	Diamant-Fräser
	Art. 198541	Diamant-Bit, Zylinder
	Art. 190086	Ziegenhaarbürste
	Art. 190041	Polierkegel, Filz
	Art. 190021	Schleifkegel, Saphir
	Art. 190011	Schleifscheibe, Saphir
	Art. 198562	Schleifband, mittel (4 Stk.)
	Art. 961910	Design Hartbox, transparent



Art. 198009
Natural Set

Für eine komplette Maniküre der Naturnägel: Kürzen der Nägel, Entfernen der Nagelhaut, Ausdünnen von starken Nagelverdickungen, Eliminieren von Unebenheiten der Nagelplatte bis zum perfekten Finish mit Hochglanzpolitur.

Inhalt	Art. 190011	Schleifscheibe, Saphir
	Art. 198020	Diamant-Bit, Kegel
	Art. 198540	Diamant-Kegel, klein
	Art. 198535	Steinschleifer, Standard
	Art. 198130	Silikon-Polierer, fein, gelb
	Art. 198131	Silikon-Polierer, mittel, schwarz
	Art. 198132	Silikon-Polierer, grob, grün
	Art. 190041	Polierkegel, Filz
	Art. 198571	Soft-Polierer, Textil



Art. 198010
Hornhaut Set

Zum Beseitigen intensiver Hornhaut und Schwielen an Händen und Füßen und anderen Körperstellen, wie z.B. Ellenbogen, sowie zur Entfernung der Nagelhaut.

Inhalt	Art. 190021	Schleifkegel, Saphir
	Art. 190067	Hornhautschleifer, Saphir
	Art. 198540	Diamant-Kegel, klein

*Autoklavierbar (Sterilisation der Bits bei einer Temperatur zwischen 121 - 134 °C bei einem Druck von ca. 2 bar)
1 = für die Bearbeitung von Naturnägeln 2 = für die Bearbeitung von Kunstnägeln 3 = für die Bearbeitung der Haut
Hinweis: Alle Promed Schleifkörper haben einen Schaftdurchmesser von einem Standarddentalmaß von 2,332 bis 2,350 mm.

Keramik-Bits

Leichter als HM-Bits, langlebig, effizient

Geeignet zum Abtragen von Gel und Acryl, Befeilen, gravieren, glätten, polieren und umformen, sowie abgestorbene Haut entfernen. Extrem gute Bearbeitung der Nägel möglich, glatte Oberflächen, angenehmes Gefühl auf dem Nagel, schnell, einfache Handhabung, gute Laufeigenschaften durch reduzierte Vibration, sehr korrosionsbeständig, geringe Hitzeentwicklung.



Art. 198600
Keramik-Fräser, Kegel groß, fein, rot *

Geeignet für die Nachbearbeitung von sehr verdickten Nägeln und Hornhaut sowie Kunstnägeln, ruhige Laufeigenschaften, extrem hart, langlebig, scharf. Drehzahlbereich: bis 30.000 U/min



Art. 198601
Keramik-Fräser, Kegel groß, mittel, blau *

Geeignet für die Bearbeitung von sehr harten, verdickten Nägeln und Hornhaut sowie Kunstnägeln. Ideal zum effektiven Abtragen von UV-/Gel und Acryl. Auch zum Nachbearbeiten geeignet. Geringeres Gewicht im Vergleich zu HM-Bits, ruhige Laufeigenschaften, extrem hart, langlebig, scharf, Drehzahlbereich: bis 30.000 U/min




Art. 198602
Keramik-Fräser, Kegel groß, grob, grün *

Geeignet für die Bearbeitung von sehr harten, verdickten Nägeln und Hornhaut sowie Kunstnägeln. Ideal zum effektiven Abtragen von von UV-/Gel und Acryl. Geringeres Gewicht im Vergleich zu HM-Bits, ruhige Laufeigenschaften, extrem hart, langlebig scharf. Drehzahlbereich: bis 30.000 U/min



Art. 198604
Keramik-Fräser,, Zylinder, grob, grün *

Mattieren der Tips, Kürzen von Kunstnägeln, Abtragung von Gel und Acryl. Sehr gute Schneidefähigkeit, angenehmes Gefühl auf dem Nagel. Drehzahlbereich: bis 20.000 U/min



Art. 198603
Keramik-Fräser,, großer Kegel, fein, rot *

Ein absoluter „Alles-Könnner“ auf seinem Gebiet. Die einzigartige Kegelform bietet Ihnen ein risikoarmes Abtragen von Gel und Acryl (auch 3-Phasen Gele). Zudem hinterlässt er eine optimale Grundlage für weiteres Arbeiten an der Nagelmodellage. Sehr gute Schneidefähigkeit. Drehzahlbereich: bis 25.000 U/min



Art. 198605
Keramik-Fräser, Kegel lang, fein, rot *

Zum Nachbearbeiten, sanftes Polieren und Umformen Ihrer Nägel. Drehzahlbereich: bis 20.000 U/min



Art. 198606
Keramik-Fräser, Kegel lang, mittel, blau *

Zum Abtragen, zur einfachen Oberflächenbearbeitung, Möglich auch zum Kürzen von unregelmäßigen Nägeln. Drehzahlbereich: bis 20.000 U/min



Art. 198607
Keramik-Fräser, Spitz, fein, rot *

Schlanker Bit für Arbeiten am Nagelfalz/-kante, einfaches Trimmen oder für Arbeiten unter den Nägeln. Drehzahlbereich: bis 35.000 U/min



Art. 198608
Keramik-Fräser, Spitz, mittel, blau *

schlanker Bit für Arbeiten an kleinen und engen Stellen, leicht zu erreichen ohne die Nägel zu zerkratzen. Zur Nachbearbeitung der Modellage, zum Reste entfernen unter dem Nagel Drehzahlbereich: bis 35.000 U/min

Blue-Mix Bits

sehr langlebiges Material, vermeidet Hitzeentwicklung

Blue-Mix Serie: HM-Bits mit Aluminium-Nitrid Beschichtung. Besonders zügige und schnelle Bearbeitung der Kunstnägel.



Art. 198480 2
HM-Bit (mit Aluminium-Nitrid Beschichtung), Zylinder, Blue-Mix Serie *
Mattieren der Tips, Kürzen von Kunstnägeln, Abtragung von Gel und Acryl. Beschichtung vermeidet Hitzeentwicklung, sehr langlebiges Material. Drehzahlbereich: bis 25.000 U/min



Art. 198481 2
HM-Bit (mit Aluminium-Nitrid Beschichtung), großer Kegel, Blue-Mix Serie *
Ein absoluter „Alles-Könnner“ auf seinem Gebiet. Die einzigartige Kegelform bietet Ihnen ein risikofreies Abtragen von Gel und Acryl (auch 3-Phasen Gele). Zudem hinterlässt er eine optimale Grundlage für weiteres Arbeiten an der Nagelmodellage. Beschichtung vermeidet Hitzeentwicklung, sehr lang-lebiges Material. Drehzahlbereich: bis 25.000 U/min

Regenbogen-Bits

sehr langlebiges Material, vermeidet Hitzeentwicklung

Regenbogen Serie: HM-Bits mit Wolfram-Nitrid Beschichtung. Besonders zügige und schnelle Bearbeitung der Kunstnägel.



Art. 198491 2
HM-Bit (mit Wolfram-Nitrid Beschichtung), großer Rundkegel *
Ein absoluter „Alles-Könnner“ auf seinem Gebiet. Die einzigartige Kegelform bietet Ihnen ein risikofreies Abtragen von Gel und Acryl (auch 3-Phasen Gele). Zudem hinterlässt er eine optimale Grundlage für weiteres Arbeiten an der Nagelmodellage. Wolfram-Nitrid Beschichtung vermeidet Hitzeentwicklung, sehr langlebiges Material. Drehzahlbereich: bis 25.000 U/min



Art. 198490 2
HM-Bit (mit Wolfram-Nitrid Beschichtung), Zylinder *
Mattieren der Tips, Kürzen von Kunstnägeln, Abtragung von Gel und Acryl. Wolfram-Nitrid Beschichtung vermeidet Hitzeentwicklung, sehr langlebiges Material. Drehzahlbereich: bis 25.000 U/min



Art. 198492 2
HM-Bit (mit Wolfram-Nitrid Beschichtung), schmaler Kegel, fein *
Bringt Acryl und (Aufbau-) Gel in Form. Seine Größe ist besonders für Endarbeiten geeignet. Wolfram-Nitrid Beschichtung vermeidet Hitzeentwicklung, sehr langlebiges Material. Drehzahlbereich: bis 30.000 U/min



Art. 198493 2
HM-Bit (mit Wolfram-Nitrid Beschichtung), schmaler kleiner Rundkegel, fein *
Bringt Acryl und (Aufbau-) Gel in Form und feilt diese sehr gut ab. Seine Form passt wunderbar zur Form des Nagels und ermöglicht eine höhere Arbeitsleistung. Wolfram-Nitrid Beschichtung vermeidet Hitzeentwicklung, sehr langlebiges Material. Drehzahlbereich: bis 30.000 U/min

* Autoklavierbar (Sterilisation der Bits bei einer Temperatur zwischen 121 - 134 °C bei einem Druck von ca. 2 bar)

1 = für die Bearbeitung von Naturnägeln **2** = für die Bearbeitung von Kunstnägeln **3** = für die Bearbeitung der Haut

Hinweis: Alle Promed Schleifkörper haben einen Schaftdurchmesser von einem Standarddentalmaß von 2,332 bis 2,350 mm.

Titan-Bits / Carbide-Bits

für extreme Beanspruchung, lange Lebensdauer


Diese hochwertigen Bits aus einer Titanium-Carbit-Legierung erhitzen sich weniger schnell und sind daher in der Anwendung angenehmer für Ihre Kunden.




Art. 198551 2
Titan-Bit, Zylinder, kurzer Schaft (Goldkopf) *
Mattieren der Tips, Kürzen von Kunstnägeln, Materialabtragung von Gel und Acryl, sehr langlebig. Drehzahlbereich: bis 25.000 U/min



Art. 198551/L 2
Titan-Bit, Zylinder, langer Schaft (Goldkopf) *
Mattieren der Tips, Kürzen von Kunstnägeln, Materialabtragung von Gel und Acryl, sehr langlebig. Drehzahlbereich: bis 25.000 U/min



Art. 198556 2
Titan-Bit, Zylinder, gerundet (Goldkopf) *
Feilen des Tipübergangs zum Naturnagel, Blenden der Tips, Kürzen von Kunstnägeln, dünner Feilen der Nägel am Nagelsaum; Materialabtragung von Gel und Acryl, Drehzahlbereich: bis 25.000 U/min



Art. 198557 2
Carbide-Bit, Zylinder, Kreuzverzahnung *
Besonderer Bit für beide Laufrichtungen; rasches Abtragen der Modellage (Gel und Acryl), Spezialbeschichtung vermeidet Hitzeentwicklung; sehr feines Schliffbild am Nagel, sehr langlebig, Drehzahlbereich: bis 25.000 U/min

Hartmetall-Bits (HM-Bits)

sehr langlebiges Material


HM-Bits erlauben besonders zügige und effektive Arbeit am Kunstnagel. Sie dürfen nicht am Naturnagel eingesetzt werden. Typische Einsatzgebiete: Feilen des Tipübergangs, dünner feilen der Fläche, feilen der Nagelunterseite, kürzen, versenken von Strasssteinen.



Art. 198455 2
HM-Bit, Tropfen *
Nagel- und Hautglättung sowie Arbeiten im Nail Art Bereich. Drehzahlbereich: optimal bei 12.000 U/min, max. bis 20.000 U/min



Art. 198435 2
HM-Bit, Kegel lang *
HM-Bit ermöglicht einen vielseitigen Einsatzbereich: Reinigen der Nagelunterseite am Nagelsaum. Überreste aus Gel oder Acryl abtragen und Endarbeiten ausführen. Drehzahlbereich: bis 40.000 U/min



Art. 198425 2
HM-Bit, schmaler Kegel *
Ist besonders effizient bei s.g. Liftings. Endarbeiten sowie schnelles Abtragen von Gel oder Acryl ist möglich, auch in der Nähe der Nagelfalz. Drehzahlbereich: bis 30.000 U/min



Art. 198445 2
HM-Bit, großer Kegel *
Ein absoluter „Alles-Könnner“ auf seinem Gebiet. Die einzigartige Kegelform bietet Ihnen ein risikofreies Abtragen von Gel und Acryl (auch 3 Phasen-Gele) ohne Hitzeentwicklung. Zudem hinterlässt er eine optimale Grundlage für weiteres Arbeiten an der Nagelmodellage. Äußerst langlebiges Material. Drehzahlbereich: bis 20.000 U/min



HM-Bits, blaue Serie, Kreuzverzahnung – grob

Art. 198410 2
HM-Bit, rund *
Besonders gut geeignet zum Versenken von Steinen im Kunstnagel. Drehzahlbereich: bis 40.000 U/min



Art. 198420 2
HM-Bit, Kegel *
Bringt Acryl und (Aufbau-) Gel in Form und feilt diese sehr gut ab. Seine Form passt wunderbar zur Form des Nagels und ermöglicht eine höhere Arbeitsleistung. Keine Wärmeentwicklung. Drehzahlbereich: bis 20.000 U/min



Art. 198430 2
HM-Bit, schmaler Kegel *
Bringt Acryl und (Aufbau-) Gel in Form. Seine Größe ist besonders für die Entbearbeitung geeignet. Drehzahlbereich: bis 30.000 U/min




Art. 198450 2
HM-Bit, Zylinder gerundet *
Sehr rasche und grobe Abtragung der Modellage (Acryl und Gel). Sehr geringe Wärementwicklung. Drehzahlbereich: bis 20.000 U/min

Besonders gut für 3-Phasen-Gele geeignet >



HM-Bits, rote Serie, Kreuzverzahnung – mittel
Art.-Nr. 198422 2
HM-Bit, Kegel *
Optimales Abtragen von Gelen jeglicher Art - besonders geeignet bei einem Refill. Die Kegelform eignet sich besonders gut für die Endbearbeitung einer Modellage, wie z.B. das in Form bringen. Drehzahlbereich: bis 30.000 U/min



Art. 198442 2
HM-Bit, großer Spitzkegel *
Dank seiner Form, eignet sich der kleine Spitzkegel hervorragend für präzises Abtragen von Gel und Acryl auch an diffizilen Stellen kurz vor der Nagelfalz. Drehzahlbereich: bis 25.000 U/min



Art. 198443 2
HM-Bit, kleiner Spitzkegel *
Dank seiner Form, eignet sich der kleine Spitzkegel hervorragend für präzises Abtragen von Gel und Acryl auch an diffizilen Stellen kurz vor der Nagelfalz. Drehzahlbereich: bis 30.000 U/min




Art. 198452 2
HM-Bit, Zylinder gerundet *
Die Zylinder Form gerundet, bietet ein sicheres sowie flächiges Abtragen von Gel und Acryl auf der gesamten Nagelplatte ohne Hitzeentwicklung. Drehzahlbereich: bis 20.000 U/min

Nur zur Bearbeitung von Feinheiten >




HM-Bits, gelbe Serie, Kreuzverzahnung – extra fein
Art. 198434 2
HM-Bit, lang *
HM-Bit. Seine feine Oberflächenstruktur (Kreuzverzahnung) reinigt perfekt die untere Seite der Nägel. Abtragung von Überresten aus Acryl oder Gel, Ausführung von Endarbeiten. Drehzahlbereich: bis 40.000 U/min



Art. 198421 2
HM-Bit, Kegel *
HM-Bit. Zur Nachbearbeitung der Modellage und Entfernung von Überresten. Zur perfekten Reinigung der Nagelunterseite. Drehzahlbereich: bis 30.000 U/min



Art. 198461 2
HM-Bit, Flamme *
HM-Bit Flamme gelangt mit seiner Form an jede noch so diffizile Stelle. Zum Abtragen von Klebstoff oder von Material unter den Nägeln aus Acryl und Gel. Kann auch zum Reinigen des natürlichen Nagels nach dem Nachwachsen verwendet werden. Drehzahlbereich: bis 40.000 U/min



HM-Bits, Specials

Art. 198451 2
HM-Bit, Zylinder, Kombi-Verzahnung (fein/grob) *
Kombinationsverzahnung (feine + grobe Elemente), sehr langlebiges Material, rasche Abtragung ohne Hitzeentwicklung; sehr glatte Oberflächenstruktur am Nagel. Drehzahlbereich: bis 20.000 U/min



Art. 198453 2
HM-Bit, schmaler Kegel, Kombiverzahnung (fein/grob), orange Serie
zur Nachbearbeitung der Modellage und Entfernung von Überresten, Endarbeiten sowie schnelles Abtragen ohne Hitzeentwicklung von Gel oder Acryl, sehr glatte Oberflächenstruktur am Nagel, sehr langlebiges Material, verwendbar auch in der Podologie zur Entfernung von Hornhaut. Drehzahlbereich: bis 20.000 / U min.



Art. 198423 2
HM-Bit, Linkshänder, Kegel, Kreuzverzahnung, mittel *
Speziell geeignet für Linkslauf; rasches Abtragen der Modellage (Gel und Acryl) feine Oberflächenstruktur am Nagel; sehr langlebiges Material. Drehzahlbereich: bis 20.000 U/min



Art. 198470 2
Spezialfräser, Einfachverzahnung mit Querhieb, Grüne Serie, grob
Zur Bearbeitung stark verdickter, grypotischer Nägel und Hornhaut. Drehzahlbereich: optimal bei 12.000 U/min, max. bis 20.000 U/min



Art. 198471 2
Spezialfräser mit Querhieb, Orange Serie, fein
Entfernen starker Verhornungen und Abtrag dicker Hornschwielen sowie Arbeiten im Nail Art Bereich. Mit externen Kühlkanälen, für kühles Arbeiten bei Trocken- und Nasstechnik. Drehzahlbereich: optimal bei 10.000 U/min, max. bis 15.000 U/min

Stahlfräser rostfrei

Rostfreier Edelstahl, hygienisch, langlebig – für präzises Arbeiten in der Pediküre/Podologie, ideal zum Bearbeiten von Verhornungen, Hornhaut, Schwielen und im Nagelfalz



Art. 197005 3
Rosenbohrer mit Querhieb (2,3 mm), mittlere Verzahnung *
Zum Ausfräsen von Hühneraugen und Verhornungen an der Haut. Schnittfreudige Verzahnung mit Querhieb. Drehzahlbereich: optimal bei 15.000 U/min, max. bis 30.000 U/min



Art. 197015 1 3
Fissurenfräser (1,2 mm), mittlere Verzahnung *
Für Arbeiten am Nagelfalz. Mit Querhieb-Verzahnung. Drehzahlbereich: optimal bei 15.000 U/min, max. bis 50.000 U/min



Art. 197021 3
Hohlfräser (Trepan, 2,3 mm) *
Zum Ausfräsen von Hornhautrillen und Schwielen. Schneide mit Verzahnung. Drehzahlbereich: optimal bei 4.000 U/min, max. bis 6.000 U/min



Art. 197025 3
Zirkuliermesser, geschliffen (2,7 mm) *
Für das schonende Entfernen von tieferliegenden Hühneraugen / Clavi. Mit geschliffener Schneide. Drehzahlbereich: optimal bei 4.000 U/min, max. bis 6.000 U/min



Art. 197030 1 2 3
Nagel-Cleaner, kurz *
Für das schonende Entfernen von überschüssiger Nagelhaut und von Nagelfalzablagerungen. Sechskant-Arbeitsteil ohne scharfe Schneiden. Drehzahlbereich: optimal bei 5.000 U/min, max. bis 30.000 U/min



Art. 197031 1 2 3
Nagel-Cleaner, lang *
Für das schonende Entfernen von überschüssiger Nagelhaut und von Nagelfalzablagerungen. Sechskant-Arbeitsteil ohne scharfe Schneiden. Drehzahlbereich: optimal bei 5.000 U/min, max. bis 30.000 U/min

Diamant-Bits

Feine Diamantpartikel auf dem Schleifkörper erlauben hygienische und zügige Haut- und Nagelbearbeitung. Lange Haltbarkeit im Dauereinsatz. Glätten, säubern, entfernen von Kleberesten auch in der Nagelfalz. Sicheres Arbeiten an diffizilen Stellen.

Art. 198505 1 2
Nagelkürzer (nur Top mit Diamant belegt) *
Ideal zum Kürzen von Nägeln. Angrenzende Haut wird nicht beschliffen. Sicherheitsfase an der Stirnseitenkante.
Drehzahlbereich: optimal bei 15.000 U/min, max. bis 20.000 U/min

Art. 198502 3
Hornhautschleifer, Kegel (supergrob) *
Entfernen starker Verhornungen und Abtrag dicker Hornschwielen. Mit externen Kühlkanälen, für kühles Arbeiten bei Trocken- und Nasstechnik.
Drehzahlbereich: optimal bei 10.000 U/min, max. bis 15.000 U/min

Art. 198501 3
Hornhautschleifer, konisch (supergrob) *
Entfernen starker Verhornungen und Abtrag dicker Hornschwielen. Mit externen Kühlkanälen, für kühles Arbeiten bei Trocken- und Nasstechnik.
Drehzahlbereich: optimal bei 10.000 U/min, max. bis 15.000 U/min

Art. 198585 3
Diamant-Bit, Zylinder rund, groß, grob, Hornhautschleifer (speziell für Nasstechnik) *
Für die professionelle Fußpflege. Keine Wärmeentwicklung. Zur Behandlung von Hautunregelmäßigkeiten und Hornhaut. Kann sowohl auf trockener wie auf feuchter Haut zur Anwendung kommen. Drehzahlbereich: bis 20.000 U/min

Art. 198586 3
Diamant-Bit, Zylinder rund, klein, grob, Hornhautschleifer (speziell für Nasstechnik) *
Für die professionelle Fußpflege. Keine Wärmeentwicklung. Zur Behandlung von sehr dicker Hornhaut. Kann sowohl auf trockener als auch auf feuchter Haut zur Anwendung kommen. Drehzahlbereich: bis 20.000 U/min

Art. 198020 1 3
Diamant-Bit, Kegel *
Zum Beschleifen von unebenen, gerillten Nageloberflächen. Drehzahlbereich: bis 20.000 U/min

Art. 198540 1 3
Diamant-Bit, kleiner Kegel *
Zum Entfernen der Nagelhaut, Anmattieren der Übergänge und des Naturnagels, Bearbeitung diffiziler Kanten. Drehzahlbereich: bis 20.000 U/min

Art. 198541 1 3
Diamant-Bit, Zylinder *
Zum Ausdünnen von starken Nagelverdickungen und Bearbeitung von harten Hühneraugenrändern. Drehzahlbereich: bis 20.000 U/min

Art. 198542 1 3
Diamant-Bit, Spitzkegel gerundet *
Zur Beschleifung von verpilzten Nägeln; Nagelpilzspuren lassen sich damit gut entfernen. Zum Entfernen der Nagelhaut. Drehzahlbereich: bis 20.000 U/min

Art. 198543 1 3
Diamant-Bit, kleiner Spitzkegel *
Zur Beschleifung von verpilzten Nägeln; Nagelpilzspuren lassen sich damit gut entfernen. Zum Entfernen der Nagelhaut. Drehzahlbereich: bis 20.000 U/min

Diamant-Bits mit Kühlkanälen und Carbon-Schaft

Diamant Bits mit hoher Diamantpartikeldichte und integrierter Kühlrinne ermöglichen eine hohe Abtragsleistung. Die Kühlrinne reduziert die Wärmeentwicklung und sorgt gleichzeitig für längere Einsatzzeiten durch kontinuierlichen Abtransport des abgetragenen Materials. Geeignet für Trocken- und Nasstechnik.

Art. 198544 1 3
Diamant-Bit mit Kühlkanälen, spitz, klein
Mit Kühlkanälen, optimal zur Nachbearbeitung und Glättung von Schwielen und Nägeln an empfindlichen Stellen.

Art. 198545 1 3
Diamant-Bit mit Kühlkanälen, rund
Mit Kühlkanälen, ideal für die sanfte Nachbearbeitung und Glättung von Verhornungen und Hühneraugen.

Art. 198546 1 3
Diamant-Bit mit Kühlkanälen, dünn, abgerundet
Mit Kühlkanälen, ideal für die Glättung und Feinbearbeitung von Hornhautstellen und Nägeln. Ermöglicht Arbeiten bei niedrigerer Temperaturentwicklung.

Art. 198547 1 3
Diamant-Bit mit Kühlkanälen, konisch dick
Mit Kühlkanälen, für präzises Ausdünnen und Nacharbeiten von Verhornungen und Nägeln. Ermöglicht Arbeiten bei niedrigerer Temperaturentwicklung.

Saphir-Bits

Saphir ist „weicher“ als Diamant und ideal für die Pflege und Bearbeitung von Naturnägeln, bei Nagelverdickungen und Hornhaut oder anderen Fuß- und Nagelproblemen.

Art. 198030 1 3
Saphir-Bit, spitz
Zur Bearbeitung diffiziler Ecken und Falze, vorsichtige Entfernung von Nagelhaut. Drehzahlbereich: bis 25.000 U/min

Art. 198031 1 3
Saphir-Bit, rund
Zum Reinigen der Nagelfalz sowie Entfernung von Hautschwielen. Zum Ausschleifen eingewachsener Nägel. Drehzahlbereich: bis 25.000 U/min

Art. 198034 1 3
Saphir-Bit, lang
Zur Bearbeitung der Nagelunterseite, z.B. Entfernen von Schmutz oder Nagelpilzspuren. Drehzahlbereich: bis 25.000 U/min

Art. 190011 1
Schleifscheibe, Saphir
Zum Kürzen und Formen von Finger- und Fußnägeln. Drehzahlbereich: bis 10.000 U/min

Art. 190027 fein 1 3
Art. 190029 mittel
Art. 190031 grob
Schleifkegel, Saphir klein *
Zum Entfernen dicker Stellen oder Hornhaut an der Fußsohle. Kann auch zum Abtragen von Hühneraugen verwendet werden. Drehzahlbereich: bis 20.000 U/min

* Autoklavierbar (Sterilisation der Bits bei einer Temperatur zwischen 121 - 134 °C bei einem Druck von ca. 2 bar)
1 = für die Bearbeitung von Naturnägeln **2** = für die Bearbeitung von Kunstnägeln **3** = für die Bearbeitung der Haut
Hinweis: Alle Promed Schleifkörper haben einen Schaftdurchmesser von einem Standarddentalmaß von 2,332 bis 2,350 mm.


Saphir-Bits

Saphir ist „weicher“ als Diamant und ideal für die Pflege und Bearbeitung von Naturnägeln, bei Nagelverdickungen und Hornhaut oder anderen Fuß- und Nagelproblemen.



Art. 190024 **fein**
Art. 190026 **mittel**
Art. 190028 **grob**
Art. 190021 **grob (nicht autoklavierbar)**

Schleifkegel, Saphir *
Zum Schleifen von Schwielen, Hornhaut und stark verholzten Nägeln.
Drehzahlbereich: bis 20.000 U/min




Art. 190066 **fein**
Art. 190064 **mittel**
Art. 190063 **grob**
Art. 190067 **grob (nicht autoklavierbar)**

Hornhaut-Dränagenschleifer, Saphir *
Besonders gut geeignet zum Entfernen von starker und dicker Hornhaut
z.B. an Ferse und Ballen. Drehzahlbereich: bis 20.000 U/min

Stein-Bits

Die Steinschleifkörper sind sehr gut geeignet für das Ausdünnen starker Nagelverdickungen.



Art. 198530
Steinschleifer, Zylinder
Zum Glätten unschöner Nagelplatten, bei verdickten, verholzten Nägeln.
Drehzahlbereich: bis 12.000 U/min



Art. 198535
Steinschleifer, Standard
Zum Glätten und Mattieren der Nagelplatte. Zur Vorbereitung für das Aufbringen von Kunstnägeln. Drehzahlbereich: bis 12.000 U/min

Mandrel – Schleifkappenträger


Für das Anbringen von Schleifbändern zur Modellagebearbeitung und Hornhautentfernung. Einfacher Wechsel der Schleifkappen durch die Federwirkung der Kappenaufnahme. Die neue Mandrel-Version gleicht Toleranzen verschiedener Schleifkappen effektiv aus.



Art. 198583
Schleif-Mandrel, Metall
Geeignet für den Aufsatz von Schleifbändern zur Bearbeitung der Modellage an künstlichen Fingernägeln. Drehzahlbereich: bis 25.000 U/min



Art. 198564
Schleif-Mandrel, Kunststoff *
Geeignet für den Aufsatz von Schleifbändern zur Bearbeitung der Modellage an künstlichen Fingernägeln. Drehzahlbereich: bis 25.000 U/min



Art. 198565/L
Schleif-Mandrel, Kunststoff, langer Schaft
(für 4030/S/SX/SX2, 4040, 5030S, 5040-SX, 5040-SX2) *
Geeignet für den Aufsatz von Schleifbändern zur Bearbeitung der Modellage an künstlichen Fingernägeln. Drehzahlbereich: bis 25.000 U/min

Sandpapier-Bits

Sandpapier-Manschetten gibt es in unterschiedlichen Körnungen. Die Manschetten werden über einen Mandrel gezogen und machen so aus der guten alten Handfeile eine flotte runde Sache.




Art. 198561 **fein**
Schleifband, fein, 100 Stück
Zum Abschleifen der Nageloberfläche sowie für Feinarbeit geeignet.



Art. 198562 **mittel**
Schleifband, mittel, 100 Stück
Besonders gut geeignet zum Abtragen von Gel.



Art. 198563 **grob**
Schleifband, grob, 100 Stück
Zum Entfernen von Acrylmaterialeen geeignet.



Art. 198590 **fein**
Schleifband ZEBRA, fein, 100 Stück
Mit "Anti-Dust" Beschichtung. Zum Abschleifen der Nageloberfläche sowie für Feinarbeit geeignet.



Art. 198591 **mittel**
Schleifband ZEBRA, mittel, 100 Stück
Mit "Anti-Dust" Beschichtung. Besonders gut geeignet zum Abtragen von Gel.



Art. 198592 **grob**
Schleifband ZEBRA, grob, 100 Stück
Mit "Anti-Dust" Beschichtung. Zum Entfernen von Acrylmaterialeen geeignet.



Art. 198587
Sandpapier-Kappe (10 mm), mittel, 100 Stück
Professionelle Sandpapierkappe für die Fußpflege. Zur Entfernung von starker und dicker Hornhaut, Schwielen an Ballen und Ferse.



Art. 198588
Sandpapier-Kappe (13 mm), mittel, 100 Stück
Professionelle Sandpapierkappe für die Fußpflege. Zur Entfernung von starker und dicker Hornhaut, Schwielen an Ballen und Ferse.



Art. 198581
Schleif-Mandrel, Gummi (für Sandpapier-Kappe 10 mm)
Schleifmandrel zum Aufsetzen von Sandpapier-Kappen zur Bearbeitung von Hornhaut.
Drehzahlbereich: bis 15.000 U/min




Art. 198580
Schleif-Mandrel, Gummi (für Sandpapier-Kappe 13 mm)
Schleifmandrel zum Aufsetzen von Sandpapier-Kappen zur Bearbeitung von Hornhaut.
Drehzahlbereich: bis 15.000 U/min



Polier-Bits


Polieren, Glanz entfernen, Hochglanz erzeugen, Mattieren, Unebenheiten im Naturnagel glätten und vieles mehr. Die verschiedenen Polier-Bits vom Silikon-Polierer über den Filz-Bit bis zum textilen Soft-Polisher bieten ein weites Anwendungsspektrum in der Nagelpflege



Art. 190041 1 2
Polierkegel, Filz
Für glatte Nägel und Nagelränder zum glänzenden Abschluss der Pflege.
Drehzahlbereich: bis 10.000 U/min




Art. 198133 1 2
Silikon-Polierer, spitz, fein
Zum Polieren, Glanz erzeugen und Mattieren. Drehzahlbereich: bis 8.000 U/min



Art. 198130 1 2
Silikon-Polierer, fein, gelb
Zum Polieren, Glanz erzeugen und Mattieren.




Art. 198131 1 2
Silikon-Polierer, mittel, schwarz
Zum Polieren, Glanz erzeugen und Mattieren.



Art. 198132 1 2
Silikon-Polierer, grob, grün
Zum Polieren, Glanz erzeugen und Mattieren. Entfernung von leichten Unebenheiten bei Naturnägeln. **Buffer-Ersatz!**

Hinweis:
Drei unterschiedliche Körnungen zum Feinpolieren von Natur- und Kunsträgeln.
Drehzahlbereich: bis 8.000 U/min.
(Achtung: Über 8.000 U/min. verfärben sich die Nägel mit der Farbe des Silikon-Polierers)



Art. 198572 1 2
Soft-Polierer, Textil, inkl. polish
Textil inkl. Polish erzeugt einen einzigartigen Glanz auf Naturnägeln, da die Polierpaste bereits in diesem Polierbit eingearbeitet ist. Drehzahlbereich: bis 10.000 U/min.

Art. 198570 1 2
Chamois-Polierer, Leder
Zum Nachpolieren der Naturnägel. In Verbindung mit einer Polierpaste auch bei Kunsträgeln. Das Leder erzeugt durch seine Oberflächenstruktur einen wunderschönen Glanz an der Naturnagelplatte. Drehzahlbereich: bis 10.000 U/min

Art. 198571 1 2
Soft-Polierer, Textil
Zum Glanzpolieren von Kunst- und natürlichen Nägeln in Verbindung mit einer Polierpaste. Drehzahlbereich: bis 10.000 U/min

Art. 190086 2
Polierbürste, Ziegenhaar
Zum Säubern von Nägeln und vom Material. Die Staubreste der Nägel können damit an schwer zugänglichen Stellen, wie um die Nagelhäutchen herum, entfernt werden. Aus sanften Ziegenhaaren. Drehzahlbereich: bis 8.000 U/min



*Autoklavierbar (Sterilisation der Bits bei einer Temperatur zwischen 121 - 134 °C bei einem Druck von ca. 2 bar)
1 = für die Bearbeitung von Naturnägeln 2 = für die Bearbeitung von Kunsträgeln 3 = für die Bearbeitung der Haut
Hinweis: Alle Promed Schleifkörper haben einen Schaftdurchmesser von einem Standarddentalmaß von 2,332 bis 2,350 mm.



Sinnvolles Profi-Zubehör

Art. 198915

Schleifkörperhalter, Kunststoff
Platz für 13 Schleifkörper (Lieferung ohne Bits), weiß, 100 x 30 mm

Art. 198900

Acryl-Bitständer
Platz für 10 Schleifkörper (Lieferung ohne Bits), transparent, 95 x 50 mm

Art. 198910

Reinigungsbürste für Bits, Messing
Zur Reinigung von Schleifkörpern.

Art. 198920

Reinigungsbürste für Bits, Nylon
Zur Reinigung von Schleifkörpern. Besonders schonend für die Klingen der Bits.

Art. 198930

Reinigungsbürste für Bits, Nylon
Zur Reinigung von Schleifkörpern. Besonders schonend für die Klingen der Bits.

Art. 940602 (10er) / Art. 940601 (1er)

Promed Handtuch
weiß, klein, 30 x 50 cm, Lieferumfang: 10er-Pack oder einzeln

Art. 952010

Handbuch für professionelles Nageldesign
Das kleine, reich bebilderte Buch zeigt die wichtigsten Techniken im Umgang mit der elektrischen Feile und behandelt alle entscheidenden Themen.
68 Seiten, 80 Abbildungen, ISBN 3-9809164-0-5

Art. 190051 – weiß

Spannzange – weiß (für Pedisenso Duo)
feste Schraubspannzange

Art. 190052 – gelb

Spannzange – gelb (für Pedisenso Duo)
mit Sicherheits-Rutschkupplung für Diabetiker

Handstücke

(Auch einzeln erhältlich)

Art. 200601

Promed Handstück KR6
separat für Promed 620

Art. 292001

Promed Handstück PS7
separat nur für Promed 525 / 625 / 725 / 825
mit Verriegelung (nicht für 520 / 620)

Art. 201004

Promed Handstück MR10
separat für Promed 1030 mit Verriegelung

Art. 202003

Promed Handstück MR20
separat für Promed 2020 (ab 2015) mit Verriegelung

Art. 203031

Promed Handstück The File 3030-X
separat für Promed 3030-X, weiß-Edelstahl,
(nicht getrennt erhältlich)

Art. 204002

Promed Handstück POM
separat für Promed 4030-SX2, weiß

Art. 204007

Promed Handstück 4040
separat für Promed 4040, weiß, mit Schublade für Filterbeutel
(nicht getrennt erhältlich)



NEU

Zubehör Fußpedale

Art. 290011

NEU

Fußpedal 825
ON/OFF-Fußpedal mit robustem Kunststoffgehäuse (100 x 70 x 30 mm), und Gummifüßchen. Farbe: schwarz, Anschlusskabel mit 5-Polstecker, Kabellänge: 150 cm. Anschluss an die Geräte **825**

Art. 290004

Fußpedal 1
ON/OFF-Fußpedal mit robustem Kunststoffgehäuse (100 x 70 x 30 mm), und Gummifüßchen. Farbe: schwarz, Anschlusskabel mit 5-Polstecker, Kabellänge: 150 cm. Anschluss an die Geräte **1030, 2020, 2030 und 3020**

Art. 290007

Fußpedal 5
Wie Fußpedal 1, ON/OFF-Fußpedal mit Kunststoffgehäuse. , Anschluss nur an das Modell: **4030-SX, 4030-SX2**

Art. 290009

Fußpedal 6
Wie Fußpedal 1, ON/OFF-Fußpedal mit Kunststoffgehäuse (ON durch Dauerbetätigung des Pedales). Anschluss nur an das Modell: **5040-SX / 5040-SX2**

Art. 290010

Fußpedal 7
Wie Fußpedal 1, ON/OFF-Fußpedal mit Kunststoffgehäuse. Anschluss nur an das Modell: **4040**

Art. 290005

Fußpedal 3
Digitales Fußpedal mit Schwellenfunktion in robuster, bruchsicherer Kunststoff-Ausführung, schwarz, 197 x 120 x 47 mm, mit Gummifüßchen, Kabellänge: 165 cm. Anschluss nur an die Modelle: **4030, 4030 S, 5030, 5040, 5040-SX und 5040-SX2**

Art. 290008

Fußpedal 4
Wie Fußpedal 3 mit Schwellenfunktion und Kunststoffgehäuse. Anschluss nur an das Modell: **4030-SX, 4030 SX2**

Zubehör Ersatzfilterbeutel

Ersatzfiltertüten Microvlies für das Modell 4030 S, 4030-SX, 4030 SX2, 4040
(Änderungen vorbehalten, technisch sowie farblich)
im 10er Pack **Art. 195870**
im 20er Pack **Art. 195871**
im 50er Pack **Art. 195872**

Zubehör UVL-36, UVL-36 S

Art. 330904 für UVL-36 S

UV-Lampenröhre 1 Stück
(9 W, λ = 365 nm, Sockel = G23)

Art. 330905 für UVL-36 S

UV-Lampenröhre 4-ER SET / 4 Stück
(9 W, λ = 365 nm, Sockel = G23)

Zubehör Nailfan

Art. 230800

Filtereinheit - waschbar

Art. 230803

Armauflage

Art. 230804

Auflagegitter

Zubehör Nailfan Mini

Art. 295001

Filter (Reinigung s. Anleitung Nailfan Mini)

Zubehör Nailfan Mini-X

Art. 295100

Filter (Reinigung s. Anleitung Nailfan Mini-X)
2 Stk./Packung

Zubehör AC-4000

Art. 334001

Filterset

Art. 334002

UVC-Lampe

Zubehör TENS/EMS



Art. 359174
Nacken-Elektrode
selbstklebend, 1 Stück/Pckg.; ca. 13 x 11 cm



Art. 359173
Elektrode Butterfly
selbstklebend, 2 Stück/Pckg.; 15 x 9,5 cm



Art. 359170
Gewebe-Elektrode
selbstklebend, 4 Stück/Pckg.; 40 x 40 mm



Art. 359171
Gewebe-Elektrode
selbstklebend, 4 Stück/Pckg.; 45 x 45 mm




Art. 359172
Gewebe-Elektrode
selbstklebend, 4 Stück/Pckg.; 45 x 35 mm



Art. 359178
Gewebe-Elektrode
selbstklebend, 4 Stück/Pckg.; 45 x 80 mm



Art. 359177
Gewebe-Elektrode
selbstklebend, 4 Stück/Pckg.; Ø 32 mm



Art. 359070
Carbon Dauer-Elektrode
4 Stück/Pckg. + 4 Stück selbstklebende Gel-Pads;
40 x 40 mm (Nachbestellung einzelne Gel-Pads Art. 359280)



Art. 359280
Selbstklebende Gel-Pads
zur Erneuerung der verbrauchten Gel-Pads von den Carbon Dauer-Elektroden (Art. 359070)
40 x 40 mm, 10 Stück/Pckg. selbstklebend

Zubehör TENS/EMS



Art. 359910
TENS Kontaktgel
zur Auffrischung der Kontaktflächen der Elektroden – 50 g-Tube



Art. 359013
Kontaktkabel
Kontaktkabel für **EMT-4**, paarweise



Art. 359014
Kontaktkabel
Kontaktkabel für **EMT-6, T-6** und **IT-6**, paarweise



Art. 359011
Kontaktkabel
Kontaktkabel für **Promed digi 3000, Promed tens 1000 s**, paarweise



Art. 359130
Vaginalsonde
Spezialelektrode für den vaginalen Einsatz zur Behandlung von Inkontinenz und zum Trainieren der Beckenbodenmuskulatur (Frauen).



Art. 359131
Analsonde
Spezialelektrode für den analen Einsatz zur Behandlung von Inkontinenz und zum Trainieren der Beckenbodenmuskulatur.



Art. 359990
Akku-Block
Akku-Block für **Promed tens 1000 s, Promed digi tens 3000**, 8,4 V



Art. 359991
Batterie-9-Volt-Block
Batterie-9-Volt-Block für **Promed tens 1000 s, Promed digi tens 3000**



Art. 359995
Akku 4er-Pack
Akku 4er-Pack für Promed **EMT-4**



Art. 359994
Batterie 4er-Pack
Batterie 4er-Pack für **EMT-4, EMT-6, T-6**



Zubehör Therapie

Art. 270960

Swiss Depil – Ersatzscheiben
Ersatz-Depilierscheibenset (6 Stück)

Art. 402091

Manschette für PBM-3.5, universal (22 - 42 cm)
Arm-Manschette, universal (22 - 42 cm), grau, für Blutdruckmesser

Art. 402093

Netzadapter
6 Volt-Netzadapter für Blutdruckmessgerät **PBM-3.5, PBW-5.2** und **BDS-700, PBM-4.2**

Zubehör Inhalator

Art. 422001

Schutzkappe für INH-2.1 & INH-2.1R

Art. 422007

Medikamentenbehälter INH-2.1R
Ersatz-Medikamentenbehälter zum Nachbestellen

Art. 422003

Mundstück für INH-2.1 & INH-2.1R
100 % Latexfrei

Art. 422004

Maske Gr. S für INH-2.1 & INH-2.1R
geeignet für Kinder, mit Anschlußstück, 100 % Latexfrei

Art. 422005

Maske Gr. L für INH-2.1 & INH-2.1R
geeignet für Erwachsene, mit Anschlußstück, 100 % Latexfrei

Art. 422006

Adapter für INH-2.1 & INH-2.1R
(Bild dient nur als Beispiel)



Zubehör Mundhygiene

Art. 470003 Standard-Düse weiß (weißer Ring)
4043641400873

Art. 470004 Standard-Düse weiß (grauer Ring)
4043641400880

Art. 470005 Standard-Düse weiß (schwarzer Ring)
4043641400897

Art. 470006 Parodontal-Düse weiß
4043641400903

Art. 470007 Zungenbelag-Düse weiß
4043641400910

Art. 470008 Kiefer-Orthodontische-Düse weiß
4043641400927

Art. 470009 Standard-Düse schwarz (schwarzer Ring)
4043641400934

Art. 470010 Standard-Düse schwarz (grauer Ring)
4043641400941

Art. 470011 Standard-Düse schwarz (weißer Ring)
4043641400958

Art. 470012 Parodontal-Düse schwarz
4043641400965

Art. 470013 Zungenbelag-Düse schwarz
4043641400972

Art. 470014 Kiefer-Orthodontische-Düse schwarz
4043641400989



Zubehör Blutzuckermessgeräte

Art. M79039

Kontrolllösung für MediTouch 2/MediTouch 2 connect
EAN 40 15588 79039 3

Art. M79038

Teststreifen für MediTouch 2/MediTouch 2 connect (2 x 25 Stück)
EAN 40 15588 79038 6

Art. M79002

Stechhilfe
EAN 40 15588 79002 7

Art. M79028

Lanzetten für MediTouch 2/MediTouch 2 connect
EAN 40 15588 79028 7

Art. M79049

USB-Kabel für MediTouch 2
EAN 40 15588 79049 2



A

Aroma-Diffusor:

AL-150 WS Aroma Diffusor	S. 52
AL-240 FL Aroma Diffusor	S. 51
AL-400 CL Aroma Diffusor	S. 51
AL-1300 WS Aroma Diffusor	S. 50
AL-305 Aroma Diffusor	S. 52

Aromaessenzen/Duftöle:

Apfel-Zimt (10 ml)	S. 55
Be Happy (10 ml)	S. 54
Eukalyptus (10 ml)	S. 54
Grapefruit (10 ml)	S. 55
Lavendel (10 ml)	S. 54
Lemongras (10 ml)	S. 54
Limette (10 ml)	S. 55
Orange (10 ml)	S. 54
Pfirsich (10 ml)	S. 55
Relax (10 ml)	S. 54
Rose (10 ml)	S. 55
Vanille (10 ml)	S. 55
Wildkirsche (10 ml)	S. 55
Zimt (10 ml)	S. 54
Zimt-Orange (10 ml)	S. 55
Zitrone (10 ml)	S. 55

B

Blutdruckmessgeräte:

PBM-3.5 Oberarm-Blutdruckmessgerät	S. 31
HGP-30 Handgelenk-Blutdruckmessgerät	S. 31

Blutzuckermessgeräte:

Meditouch 2	S. 37
Meditouch 2 connect DUAL	S. 37

D

Desinfektion:

UC-50 Ultraschallreiniger	S. 20
UC-60 Ultraschallreiniger	S. 20

E

Elektrische Feilen

Profi und Personal Care:

Emotion	S. 18
Feeling	S. 19
Pedimed	S. 16
Pedisenso Duo	S. 17
Sensitive	S. 18
the file - 620	S. 15
the file - 620 deluxe	S. 16
the file - 625	S. 15
the file - 725	S. 12
the file - 825	S. 12
the file - 1030	S. 14
the file - 2020	S. 14
the file - 3030-X	S. 13
the file - 4030-SX2	S. 10
the file - 4040	S. 8
the file - 5040-SX2	S. 11
Ultra pro S	S. 17

I

Inhalation:

INH-2.1R Ultraschall-Inhalator	S. 33
--------------------------------	-------

Intimpflege:

Intimdusche „Orchidee“	S. 42
Intimdusche „Rose“	S. 42

L

Lampen/Licht:

LTL-749 Tischlampe	S. 25
LTM-30 Tischlupenlampe	S. 25

Luftreiniger:

AC-4000	S. 27
---------	-------

M

Massagegeräte:

ITM Pro Hand-Massagegerät	S. 40
Munddusche MD-310	S. 29

P

Pulsoximeter:

PM-200 Pro Fingerspitzen Pulsoximeter	S. 35
PM-300 OLED Pulsoximeter	S. 35
PM-100 connect	S. 36
PM-180	S. 36

S

Schleifkörper-Sets:

Comfort Set	S. 76
Hornhaut Set	S. 76
Modellage Set Basic	S. 75
Modellage Set Blue Mix	S. 74
Modellage Set HM-Bitset Pro	S. 75
Modellage Set Master	S. 75
Modellage Set Keramik	S. 74
Modellage Set Regenbogen	S. 74
Natural Set	S. 76
Personal Care Set	S. 75

S

Schleifkörper:

Blue-Mix-Bits	S. 78
Diamant-Bits	S. 82
Diamant-Bits mit Kühlkanälen	S. 83
Hartmetall-Bit, blau Serie	S. 80
Hartmetall-Bit, gelbe Serie	S. 80
Hartmetall-Bit, rote Serie	S. 80
Hartmetall-Bit, specials	S. 81
Hartmetall-Bit, violette Serie	S. 79
Keramik-Bits	S. 77
Mandrels	S. 85
Polier-Bits	S. 86
Regenbogen-Bits	S. 78
Sandpapier-Bits	S. 85
Saphir-Bits	S. 83
Stahlfräser – rostfrei	S. 81
Stein-Bits	S. 84
Titan-Bits	S. 79

Schuhe (Verbandschuhe):

Flex 2	S. 63
GentleWalk-Hi	S. 67
GentleWalk-Lo	S. 67
Grainau	S. 64
München 2 LXL	S. 68
München 3	S. 68
Pantomobil D	S. 70
Sanicabrio	S. 66
Sanicabrio DXL	S. 65
Sanicabrio LXL	S. 65
Sanisoft	S. 67
Sanisoft D	S. 66
TheraLight 1	S. 70
Theramed D1	S. 69
Theramed D3	S. 69
Wallgau	S. 64

Sohlen:

Ersatz-Einlegesohlen	S. 71
Huber Fersensporn	S. 73
Huber Gelenkentlastung	S. 73
Huber Hallux-Valgus	S. 72

Sprudelbad:

FB-100 Fußsprudelbad	S. 41
----------------------	-------

Staubabsaugung:

Nailfan	S. 21
Nailfan mini	S. 21
Nailfan mini- X	S. 22

T

TENS/EMS-Geräte:

EMT-4	S. 39
EMT-6 Kombigerät	S. 38
IT-6	S. 38
Tens 1000 s	S. 39

Thermometer:

IRT-80 Infrarot-Thermometer	S. 34
PFT-3.7 Digitales Fieberthermometer	S. 34

U

UV-Lampen:

UVL-36 S	S. 24
UVL-54 "All-In"	S. 24
UVL-54-X	S. 23

W

Wärmeprodukte:

HGP-1.7 Wärme-Heizgürtel	S. 47
HKP-1.2H Kuschel-Heizkissen	S. 48
HKP-1.6 XL Kuschel-Heizkissen	S. 48
KFS-100 Fußwärmer	S. 49
HKP-1.8 XXL Heizkissen	S. 45
KHP-2.3 Kuschelheizdecke	S. 44
KHP-2.3G Kuschelheizdecke	S. 44
KHP-2.3S Strick-Heizdecke	S. 45
NRP-2.0 Schulter- und Nackenheizkissen	S. 46
NRP-2.4 Rücken- und Nackenheizkissen	S. 47
NRP-5.4 Rücken- und Nackenheizkissen	S. 46
UBS-2.4 Unterbett	S. 49

Z

Zubehör:

Batterien / Akkus	S. 93
Elektroden	S. 92
Ersatzfilterbeutel	S. 90
Fußpedale	S. 90
Handstücke	S. 89
Inhalator	S. 94
Kontaktgel	S. 93
Kontaktkabel	S. 93
Luftreiniger-Zubehör	S. 91
Manschetten	S. 94
Nailfan Zubehör	S. 91
Nailfan Mini Zubehör	S. 91
Nailfan Mini-X Zubehör	S. 91
Munddusche Zubehör	S. 95
Profi-Zubehör	S. 88
Zubehör UVL-36, UVL-36 S	S. 91
Vaginal-/Analsonde	S. 93

 Medisana Zubehör:

S. 95

Gerne senden wir Ihnen geeignetes Werbematerial zu:

Wir erneuern ständig unser Sortiment an Werbematerial. Fragen Sie unsere Mitarbeiter:



Flyer:

(DIN lang - verschiedene Sprachen)

Flyer Elektrotherapie (DE)
Art. 993516

Flyer Maniküre/Pediküre (DE)
Art. 991218

Flyer Medisana (DE)
Art. M99983

Flyer Schuhe (DE)
Art. 995114

Flyer Schuhe „Pedibelle“ (DE, EN)
DE: Art. 995401; EN: Art. 995402

Flyer Heizkissen (DE, EN, FR)
DE: Art. 99977; EN: Art. 994501; FR: Art. 994502

Flyer Personal Care (DE)
Art. 991216

Flyer Profifeilen (DE, EN)
DE: Art. 992020; EN: Art. 992021

Flyer Accessories (DE, EN)
DE: Art. 991901; EN: Art. 991902

Flyer Blutdruckmessgeräte (DE)
DE: Art. 994101

(Karton)
**Theken-Aufsteller
für DIN lang Flyer**
Art. 999981



Kurzanleitung (DE):
(DIN A4, cellophaniert)



**für TENS/EMS
Gerät EMT-4**
Art. 983529



**für TENS/EMS
Gerät EMT-6**
Art. 983530



**Bodenaufsteller
für Promed Produkte**
Art. 999901



Promed Stofftasche
Art. 999986



Kugelschreiber
Art. 940655



Schreibblock A6
Art. 999980

Ihre Ansprechpartner

Zentrale / Auftragsbearbeitung:
Tel.: +49 (0)8821 / 9621-0
info@promed.de

**Geschäftsführung,
Marketing und Vertrieb:**
Andreas Schuster
Tel.: +49 (0)8821 / 9621-0

Export & Versandhandel:
Marsha Lo
Tel.: +49 (0)8821 / 9621-12

Service / Retoure:
Tel.: +49 (0)8821 / 909 65 50

Außendienst

Bernd Hegeler
DE-Region PLZ: 2, 3, 49
Tel.: 0151 / 174 815 13

Zentrale
DE-Region PLZ: 4 (ohne 49); 5 ohne 55
Tel.: +49 (0)8821 / 9621-0

Gabriele Zimmer
DE-Region PLZ: 55, 6, 7, 88, 89
Tel.: 0171 / 932 18 85

Frau Gedak
DE-Region PLZ: 80-87; 90-97
Tel.: +49 (0)8821 / 9621-0

Geschäftszeiten:
Montag - Donnerstag:
08:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr
Freitag: 08:00 - 12:00 Uhr

**Anschrift Retoure
(Paket-/Rücksendungen):**
Promed GmbH, Bischofstr. 1, D-82490 Farchant

Impressum

Änderungen / AGB
Technische Änderungen, Weiterentwicklungen, Druckfehler, Satzfehler und Irrtümer bleiben auch ohne Ankündigung vorbehalten. Unsere aktuellen AGB's finden Sie jederzeit auf unserer Webseite.

Copyright
Die in dem Katalog veröffentlichten Informationen (Text- und Bildmaterial, Grafiken), sowie deren Struktur unterliegen dem Urheberrecht der Promed GmbH, teilweise auch dem Copyright Dritter. Ohne unser schriftliches Einverständnis ist Vervielfältigung, Verbreitung, Wieder- und Weitergabe, Speicherung und sonstige Nutzung ausdrücklich untersagt.

© Copyright 2026, Promed GmbH, Deutschland



Promed GmbH
Lindenweg 11
D-82490 Farchant
Germany

Tel. +49 (0)8821 / 9621- 0
Fax +49 (0)8821 / 9621- 21

E-Mail: info@promed.de
Internet: www.promed.de

Geschäftsführer: Andreas Schuster, Thomas Teckentrup
HRB: 135838
Amtsgericht München
USt-ID: DE 1283/68339



www.promed.de



Zertifiziert nach DIN EN ISO 13485

Gültig ab 1. Januar 2026