

HEALTH & BEAUTY

TABLE DES MATIÈRES

Soins des ongles

Série X	6
Limes pour stylisme ongulaire professionnel	8
Limes pour la maison / en déplacement	16
Nettoyeurs à ultrasons	20
Lampes UV + aspirateurs	21

Prévention de la santé

Purificateurs d'air	27
Hygiène bucco-dentaire	29
Tensionmètres	30
Thermomètres	34
Oxymètres	35
Glucomètres	37

Thérapie

TENS/EMS	38
----------------	----

Bien-être

Massage	40
Bain de pieds bouillonnant	41
Soins intimes	42
Chaleur	43
Air ambiant / diffuseurs d'huiles essentielles	50
Huiles parfumées.....	54

Chaussures, semelles et accessoires

Présentation des chaussures confort Promed	56
Tableau explicatif des différents modèles Promed.....	60
Tableau des pointures Promed.....	62
Chaussures thérapeutiques Promed	63
Semelles Huber by Promed.....	72

Accessoires

Meules, pièces à main, pédales, etc.	74
Électrodes, etc.	92
Brassards, embouts buccaux, masques, etc.	94
Buses pour hygiène bucco-dentaire, accessoires pour glycémie	95

Glossaire	96
-----------------	----

Supports publicitaires	98
------------------------------	----

Mentions légales	99
------------------------	----



Points forts des limes Promed

Nous vous offrons une technologie dernier cri et un service haut de gamme.

Nos produits sont de haute qualité et résistants.

Notre personnel hautement qualifié reste à votre entière disposition pour toute question.

● SINCE 1982
● GERMAN
● BRAND

Appareils professionnels pour soigner la peau et les ongles

En tant que fabricant leader de fraises professionnelles de haute technologie éprouvées, Promed développe, invente et conçoit ses appareils en étroite collaboration avec les utilisateurs ainsi que des ingénieurs médico-techniques.

Nous mettons nos plus de 40 années d'expérience à votre service afin de vous offrir des innovations utiles, destinées à grandement faciliter votre travail auprès du client, à accroître votre rapidité et à améliorer votre confort.

Promed a été le premier fabricant à développer des innovations techniques telles que l'ASC (Automatic Speed Control) ou le système éprouvé OPC (Overload Protection Control).

Les appareils Promed font l'objet de tests réguliers, effectués par des organismes de contrôle reconnus, et sont soumis à des normes de sécurité allemandes et internationales des plus strictes. Outre des innovations techniques remarquables, notre service après-vente unique fait notre force. Dans le cadre du service de maintenance annuel recommandé pour votre appareil, nous vous proposons un appareil de prêt si vous le souhaitez (uniquement en Allemagne).

promed

Nous sommes présents sur les salons Beauty suivants en Allemagne :



Une technologie qui fait la différence

APE – Automatic Power Electronics

pour un fonctionnement efficace et puissant. Le système électronique intelligent alimente le moteur avec encore plus d'électricité, même à faible régime.

ASC – Automatic Speed Control

Numérique, le système automatique de contrôle de vitesse détecte les pertes de vitesse dès qu'une pression est exercée sur la meule lors du limage, et compense ces dernières automatiquement. L'appareil conserve ainsi sa vitesse programmée, et vous profitez à tout moment de sa pleine puissance. Grâce à lui, vous serez particulièrement rapide dans votre travail.

OPC – Overload Protection Control

Unique, le système de protection contre les surcharges détecte automatiquement une surcharge du moteur correspondant, et veille donc à ce que l'appareil ne soit pas endommagé. Ce système existe sur les pièces à main et, le cas échéant, sur les turbines d'aspiration.

Système de protection contre les surcharges pour moteur de pièce à main :

En cas de blocage ou de surcharge de la pièce à main, la pièce à main et, le cas échéant, la turbine d'aspiration s'arrêtent.

Système de protection contre les surcharges pour turbine d'aspiration :

En cas de refroidissement insuffisant de la turbine d'aspiration et en cas de température ambiante critique à l'intérieur du carter de la turbine d'aspiration, la turbine d'aspiration et la pièce à main s'arrêtent.

Arrêt de sécurité

En cas de vitesse trop élevée et de pression trop importante lors du limage, le système électronique détecte ces phénomènes et désactive l'appareil. Le cas échéant, vous devez régler l'inverseur de sens de rotation de l'appareil sur zéro (position du milieu) pour pouvoir remettre l'appareil en service.

Surfaces

Films résistants aux dissolvants dans un magnifique look métallique argenté.

Puissance

Un système électronique intelligent, commandé par microprocesseur, offre plus de puissance, pour encore plus de vivacité.

Système de réglage tout-en-un

Grand, maniable et facile à utiliser, ce système permet de choisir à la fois le régime et le sens de rotation.

Pièces à main

Innovation conçue à partir d'un mélange d'aluminium et d'acier inoxydable dans une construction légère avec roulement à billes de précision. Micromoteurs ultra-puissants. Pour un travail ergonomique et sans vibration. Les pièces à main non métalliques sont fabriquées en matière plastique spéciale.

Promed : profitez de notre savoir-faire.



Soins des mains



Soins des pieds



Ongles artificiels



ASC (Automatic Speed Control)



OPC (Overload Protection Control)



APE (Automatic Power Electronics)



Arrêt de sécurité



Lumière froide / lampe LED



Fonctionnement sur batterie

NOUVEAUTÉ !



Nailfan Mini-X



UVL 60-X



The File 3030-X

Série X : sans fil, puissante, durable.

La nouvelle gamme d'appareils sans fil – conçue pour le quotidien en studio.



Nailfan Mini-X Aspirateur professionnel sans fil

- **Moteur sans balais** Durable, silencieux et à faible entretien
- **10 niveaux d'aspiration** Ajustable avec précision aux soins prodigués et à l'environnement
- **Haute puissance d'aspiration** Poste de travail propre
- **Jusqu'à 8 heures d'autonomie** Pour une utilisation mobile, rapidement opérationnel

Détails et caractéristiques techniques à la page 22



UVL 60-X Lampe LED haute performance sans fil

- **42 LED haute performance extra-larges** Pour des résultats uniformes
- **Contacts LED plaqués or** Conductivité optimisée, longue durée de vie
- **Commande en haut et à l'arrière** Idéal sur le plan de travail dans la configuration studio
- **Minuterie** 10/30/60/90 secondes
- **Haute puissance/faible chaleur** Utilisation flexible

Détails et caractéristiques techniques à la page 23



The File 3030-X Lime professionnelle sans fil

- **Boîtier métallique** Solide et de haute qualité pour le quotidien en studio
- **Moteur sans balais** Efficace, durable, puissance constante
- **Jusqu'à 30 000 tr/min** Réglage progressif précis
- **Pièce à main à faible vibration** Ergonomique, confortable

Détails et caractéristiques techniques à la page 13

Tous les appareils de la série X sont alimentés par batterie au lithium. Conçus pour répondre aux plus hautes exigences en studio, ils promettent une grande mobilité et une utilisation facile, en plus d'intégrer des composants durables.

the file – 4040

Lime ultra-moderne à aspiration intégrée, équipée d'un moteur de pièce à main et de système d'aspiration sans balais



INNOVATION ET TECHNOLOGIE
« Made in Germany »

- 1 Haute puissance d'aspiration longue durée !
- 2 Ultra-silencieux !
- 3 Pièce à main légère et ergonomique !

- 1 Double moteur d'aspiration (sans balais) : La lime 4040 est équipée de deux turbines d'aspiration sans balais. La haute dépression ainsi générée garantit une puissance d'aspiration élevée sur une longue durée. Pendant le limage, les particules fines sont aspirées au niveau de la tête de la pièce à main et transportées à travers le tuyau, afin d'atterrir plus rapidement et facilement dans la poche filtrante. Les moteurs sans balais garantissent l'absence totale de poussières de carbone polluantes.

- 2 Ultra-silencieux : Malgré la puissance d'aspiration élevée, le système spécial d'isolation acoustique permet un travail agréable.

- 3 Pièce à main ergonomique et légère (env. 100 g), équipée d'une pince automatique, d'un tuyau d'aspiration et d'un tiroir (à filtre) : Pièce à main en plastique ergonomique et très légère, dotée d'un puissant moteur. Finition de qualité. Idéal pour effectuer des activités de manucure et de pédicure sans nuire aux articulations. Le micromoteur intégré dans la pièce à main peut atteindre une vitesse de rotation de 40 000 tr/min. Le bouton veille garantit une mise en marche et un arrêt rapides de l'appareil pendant le travail. Aspiration puissante à 360 degrés directement au niveau de la lime.

- 4 Écran tactile couleur [4,3 pouces] high tech recouvert à l'avant d'un film protecteur brossé : Grand écran tactile couleur, facile à utiliser. La vitesse de rotation de la pièce à main peut être réglée sur une valeur allant jusqu'à 40 000 tr/min. 6 niveaux d'aspiration réglables (Eco à Max). 3 touches de mémoire pour les opérations répétitives. Affichage du sens de rotation, de la vitesse de rotation, de la puissance d'aspiration, des mises en garde, de l'entretien nécessaire et du remplacement du filtre.



La pince automatique permet un échange simple et rapide des embouts. Nettoyage / désinfection très facile de la pièce à main et du tuyau d'aspiration ultra-flexible.



- 5 Surveillance de la quantité de poussières avec arrêt de sécurité : Le capteur de poussières intégré contrôle la formation de poussières dans l'appareil. En présence de poussières dans l'appareil, due p. ex. à une défaillance de la poche filtrante, l'appareil s'arrête automatiquement afin d'éviter tout endommagement du moteur.

- 6 Protection anti-surchauffe (moteur + pièce main) : La lime possède une fonction d'arrêt automatique en cas de surchauffe des moteurs du système d'aspiration et de la pièce à main. Les moteurs s'arrêtent automatiquement dès que la température de l'appareil ou de la pièce à main devient trop élevée.

- 7 Filtre de sortie d'air anti-particules fines : Afin de protéger l'environnement et votre santé, l'appareil embarque un filtre destiné à purifier l'air rejeté contenant de la poussière fine.

POUR UN TRAVAIL PROPRE ET RESPONSABLE

Afin de préserver votre santé et votre environnement, les particules fines sont directement aspirées au niveau de la pièce à main lorsque vous travaillez, avant d'être transportées jusqu'à la poche filtrante. La formation de poussières dans votre salon est réduite au maximum, afin d'éviter tout risque pour votre santé et votre entourage.



Une forme plate et dynamique – idéale pour votre salon



Grille d'aération

- Grand écran (4,3 pouces) à fonction tactile et curseur de défilement, affichage numérique en couleur
- Réglable en continu sur une valeur allant jusqu'à 40 000 tr/min (marche à droite / à gauche)
- 3 touches de mémoire pour les opérations individuelles
- Message d'avertissement pour le remplacement de la poche filtrante
- Protection anti-surchauffe : arrêt de sécurité des moteurs en fonction de la température
- Haute capacité d'aspiration – très silencieux : 6 niveaux réglables (Eco à Max)
- Pièce à main ergonomique et ultra-légère (100 g) avec bouton veille (anti-poussière)
- Tuyau d'aspiration flexible (env. 140 cm de long)
- Support d'accrochage fourni pour faciliter le travail
- Indicateur d'entretien / affichage des intervalles d'entretien
- 2 poches filtrantes (env. 14 x 18 cm) incluses, faciles à remplacer, résistantes et extra-larges
- En option : pédale (marche/arrêt), voir accessoires p. 90

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions : (l x h x p) 265 x 140 x 330 mm · Poids : env. 4,5 kg · Alimentation électrique : 110 – 230 VAC, 50/60 Hz · Vitesse de rotation : jusqu'à 40 000 tr/min · Taille de l'écran : 4,3 pouces · Longueur du câble d'alimentation : env. 200 cm · Longueur du tuyau : env. 140 cm · Volume sonore : Puissance d'aspiration Eco = env. 40 dB(A) ; Puissance d'aspiration Max = env. 54 dB(A)

ACCESSOIRES



Poche filtrante 1x (blanc) + 1x dans l'appareil



Guide-fil pour le tuyau

ACCESSOIRES EN OPTION



Pédale (marche/arrêt)



Support de pièce à main

Art. n° 204036 | EAN 40 43641 20052 7

the file – 4030-SX2

Par amour pour votre santé !
Lime moderne à aspiration intégrée

Formation de poussières grandement réduite grâce à un système d'aspiration directe, placé au niveau des meules. Parfait pour le stylisme ongulaire et la pédicure.



- Clavier à membrane (soft keys) avec affichage numérique
- Réglable en continu sur une valeur allant jusqu'à 30 000 tr/min (marche à droite / à gauche)
- 3 touches mémoires pour des régimes personnalisés
- Message d'avertissement pour le remplacement de la poche filtrante
- Arrêt de sécurité lié à la température en cas de surcharge
- Grande puissance d'aspiration (turbine de 350 watts, réglable en continu), très silencieuse
- Pièce à main ergonomique et ultra-légère (95 g) avec bouton veille

- Tuyau d'aspiration flexible, avec guide-fil
- 5+1 poches filtrantes (14 x 18 cm) incluses, faciles à remplacer, résistantes et extra-larges
- Support de pièce à main inclus
- En option : pédale (marche/arrêt) et pédale d'accélération électronique (voir accessoires p. 90)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions : (l x h x p) 225 x 170 x 230 mm - Poids : env. 2,6 kg - Alimentation électrique : 230 VAC/50 Hz, 350 VA (115 VAC/60 Hz, 350 VA ou choix) - Turbine : 350 watts - Bruit : 62 dBA, vitesse de rotation : jusqu'à 30 000 tr/min

Vidéo du produit :



Art. n° 205050 | EAN 40 43641 20061 9

the file – 5040-SX2

Pulvérisateur professionnel haute pression pour soigner les pieds en milieu humide

Avec écran couleur !

Tous types de travaux de fraisage en pédicure. Traitement des ongles et des callosités.



- 4 touches mémoires pour la programmation de régimes personnalisés
- Micropompe puissante pour un brouillard de pulvérisation très fin (réglable)
- Nettoyage automatique des buses à la mise en marche et à l'arrêt
- Nettoyage automatique de la pompe
- Pièce à main max. 40 000 tr/min (marche à droite / à gauche)
- Pièce à main ergonomique avec dispositif de pulvérisation intégré
- Affichage numérique de la meule recommandée

- Système de protection contre les surcharges pour moteur de pièce à main
- Touche veille pour toutes les fonctions
- Commutateur de veille sur la pièce à main
- Réservoir d'eau (410 ml) : remplissage facile grâce à un système emboîtable
- En option : pédale (marche/arrêt) et pédale d'accélération électronique (voir accessoires p. 90)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Alimentation électrique : 230 VAC / 115 VAC, 50/60 Hz, 105 VA - 207 x 163 x 245 mm (L x l x h) - Puissance de la pompe : 550 mbar, 8 ml/min - Poids : pièce à main 112 g, appareil complet env. 3,2 kg


NOUVELLES CARACTÉRISTIQUES DE L'APPAREIL (en comparaison avec son prédécesseur)

1 Nettoyage automatique des buses :

Lorsque l'appareil est mis en marche, il commence par ne souffler que de l'air à travers les buses pour éliminer les saletés. Lorsque l'appareil est éteint, la pompe de pulvérisation continue de fonctionner pendant quelques secondes pour nettoyer la buse ou le système de tuyaux.

2 Réglage de la pulvérisation

La lime est équipée d'une micropompe puissante qui génère un brouillard de pulvérisation très fin. Elle offre la possibilité d'adapter la pulvérisation du brouillard pulvérisé selon le liquide utilisé.



Échelle de réglage de la pulvérisation



Puissance à vide et nombre de tours



Vue du clavier et avertissement de remplacement du filtre



TRAVAILLER DANS UN ENVIRONNEMENT SAIN

Afin de préserver votre santé, les particules fines sont directement aspirées au niveau de la pièce à main lorsque vous travaillez. La formation de poussières dans votre salon est réduite au maximum. Notre guide-fil unique, placé sur l'appareil, vous garantit un guidage pratique du tuyau d'aspiration.

ACCESSOIRES



ACCESSOIRES EN OPTION



Art. n° 117510 | EAN 40 43641 110130

the file – 725

Lime professionnelle pour le studio et la maison :
lime précise au confort professionnel

NOUVEAUTÉ !

Pour un traitement professionnel des
pieds et des ongles



- Vitesse de rotation réglable en continu sur une valeur allant jusqu'à 25 000 tr/min
- Pièce à main en acier inoxydable, ergonomique, puissante et sans vibrations (160 g), spécialement conçue pour soigner les pieds
- Pince rotative professionnelle
- 10 LED pour indiquer le régime

- Arrêt de sécurité
- ASC (Automatic Speed Control)
- Système de réglage tout-en-un
- Bouton rotatif serti d'un bijou scintillant de couleur claire (en forme de diamant)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Vitesse de rotation : réglable en continu jusqu'à 25 000 tours/min • Alimentation électrique : 100 – 240 VAC, 50/60 Hz, 1300 mA ; sec 24 VDC, 1,5 A • Poids : 270 g • Poids de la pièce à main : 160 g • Dimensions : 150 x 135 x 75 mm (p x l x h)



Art. n° 201030 | EAN 40 43641 110147

the file – 825

Lime professionnelle pour le studio et la maison :
lime précise au confort professionnel (avec pédale)

NOUVEAUTÉ !

Pour un traitement professionnel des
pieds et des ongles



- Vitesse de rotation réglable en continu sur une valeur allant jusqu'à 25 000 tr/min
- Pièce à main en acier inoxydable ergonomique, puissante et sans vibration (160 g)
- Pince rotative professionnelle
- 10 LED pour indiquer le régime
- 1 LED pour indiquer la pédale
- ASC (Automatic Speed Control)

- Arrêt de sécurité
- Système de réglage tout-en-un
- Bouton rotatif serti d'un bijou scintillant de couleur claire (en forme de diamant)
- Pédale (marche/arrêt) (voir accessoires p. 90)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Vitesse de rotation : réglable en continu jusqu'à 25 000 tours/min • Alimentation électrique : 100 – 240 VAC, 50/60 Hz, 1300 mA ; sec 24 VDC, 1,5 A • Poids : 275 g • Poids de la pièce à main : 160 g • Dimensions : 150 x 135 x 75 mm (p x l x h)

Art. n° 203030 | EAN 40 43641 200640

the file – 3030-X

Lime professionnelle sans fil
La qualité professionnelle dans un corps métallique haut de gamme

NOUVEAUTÉ !



- Corps métallique avec porte-embouts et porte-pièce à main intégrés : robuste, élégant et pratique
- Travail extrêmement silencieux : peu de vibrations, fonctionnement optimal
- Moteur haute performance sans balais : technologie de pointe pour une haute précision et une longue durée de vie
- Réglable en continu jusqu'à 30 000 tr/min : contrôle total pour toutes les applications
- Pièce à main à faible vibration en acier inoxydable : ergonomique et confortable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Dimensions de l'ensemble de l'appareil : env. 100 x 100 x 40 mm • Dimensions de la pièce à main : Ø env. 18 x 139,5 mm
• Capacité de la batterie : 2600 mAh • Poids de l'ensemble de l'appareil : env. 440 g • Poids de la pièce à main : env. 138 g
• Alimentation électrique : 5 V 2 A DC • Vitesse de rotation : 30 000 tr/min • Puissance : 78 W • Système de pince rotative précis

Art. n° 202025 | EAN 40 43641 20053 4

the file – 2020

Lime de toute dernière génération pour un travail prolongé



Pour un traitement professionnel des pieds et des ongles



- Vitesse de rotation réglable en continu sur une valeur allant jusqu'à 20 000 tr/min
- Pièce à main en acier inoxydable, ergonomique, puissante et sans vibrations (160 g), spécialement conçue pour soigner les pieds
- Pince rotative professionnelle
- 5 LED pour indiquer le régime
- 1 LED pour indiquer la pédale
- Arrêt de sécurité



- ASC (Automatic Speed Control)
- Système de réglage tout-en-un
- Bouton rotatif serti d'un bijou scintillant de couleur claire (en forme de diamant)
- Pédale disponible en option (marche/arrêt) (voir accessoires p. 90)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Vitesse de rotation : réglable en continu jusqu'à 20 000 tours/min - Alimentation électrique : 100 - 240 VAC, 50/60 Hz, 800 mA ; sec 24 VDC, 1,5 A - Poids : 450 g - Poids de la pièce à main : 160 g - Dimensions : 130 x 200 x 100 mm (p x l x h)

Art. n° 201030 | EAN 40 43641 20036 7

the file – 1030

Lime de toute dernière génération pour un stylisme onguilaire professionnel.



Pour un soin professionnel des ongles artificiels et naturels et un stylisme onguilaire de type permanent



Vidéo du produit :



- Vitesse de rotation réglable en continu sur une valeur allant jusqu'à 30 000 tr/min
- Pièce à main en acier inoxydable ergonomique, puissante et sans vibration (160 g)
- Pince rotative professionnelle
- 5 LED pour indiquer le régime
- 1 LED pour indiquer la pédale
- ASC (Automatic Speed Control)



- Arrêt de sécurité
- Système de réglage tout-en-un
- Bouton rotatif serti d'un bijou scintillant de couleur claire (en forme de diamant)
- Pédale disponible en option (marche/arrêt) (voir accessoires p. 90)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Vitesse de rotation : réglable en continu jusqu'à 30 000 tours/min - Alimentation électrique : 100 - 240 VAC, 50/60 Hz, 800 mA ; sec 24 VDC, 1,5 A - Poids : 450 g - Poids de la pièce à main : 160 g - Dimensions : 130 x 200 x 100 mm (p x l x h)

Art. n° 116510 | EAN 40 43641 11008 6

the file – 625

Pour la manucure, un stylisme onguilaire facile et une pédicure en douceur



- Vitesse de rotation réglable en continu sur une valeur allant jusqu'à 25 000 tr/min
- Pièce à main en acier inoxydable, légère, ergonomique, puissante et sans vibration (160 g)
- Pince rotative professionnelle
- 5 LED pour indiquer le régime
- Arrêt de sécurité

Art. n° 200620 | EAN 40 43641 20032 9

the file – 620

Le modèle d'entrée de gamme pour un stylisme onguilaire ambitieux



Parfaitement adaptée aux ongles des mains et des pieds, qu'ils soient naturels, en gel ou en acrylique. Permet également de retirer les petites callosités et les petits durillons en toute facilité.



- Boîtier compact, ultra-léger
- Pièce à main dans un design violet, scintillant (75 g)
- Pince rapide automatique pour embouts standard (tige ø 2,332 - 2,350 mm)
- Support pour pièce à main sur appareil
- Système de réglage tout-en-un (20 000 tr/min, marche à droite / à gauche, marche / arrêt)

- Système de réglage tout en un (marche à droite et à gauche, marche/arrêt)
- Bouton rotatif serti d'un bijou scintillant de couleur claire (en forme de diamant)
- Design compact et élégant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Vitesse de rotation : Réglable en continu jusqu'à 25 000 tours/min - Alimentation électrique : 100 - 240 VAC, 50/60 Hz, 1 200 mA ; sec 24 VDC, 1,5 A - Consommation d'énergie sans charge : < 0,3 W - Rendement moyen en fonctionnement : niveau VI



- Bouton rotatif serti d'un bijou scintillant de couleur claire (en forme de diamant)
- Arrêt de sécurité (arrêt en cas de surcharge)
- Indicateur de vitesse de rotation
- Appareil le plus léger du marché

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Alimentation électrique : 100 - 240 VAC, 50/60 Hz, 800 mA ; sec 24 VDC, 1,5 A - Vitesse de rotation : 20 000 tr/min - Dimensions : env. 110 x 90 x 80 mm (L x l x h) - Poids : pièce à main 75 g

Art. n° 200630 | EAN 40 43641 20033 6

the file – 620 deluxe
(manucure / pédicure)

43 accessoires inclus

Appareil le plus léger du marché !

« La classe professionnelle pour la maison »



- Pour la réalisation de soins de beauté sur les ongles et du stylisme ongulaire jusqu'au traitement de la peau calleuse
- Réglable en continu sur une valeur allant jusqu'à 20 000 tr/min (marche à droite / à gauche)
- Pièce à main dans un design violet, scintillant (léger, 75 g)
- Bloc d'alimentation séparé pour une force d'entraînement maximale
- Système de réglage tout-en-un
- Protection contre les surcharges
- Bouton rotatif serti d'un bijou scintillant de couleur claire (en forme de diamant)



Art. n° 114010 | EAN 40 43641 11006 2

Pedimed (appareil pour les callosités)
Kit de pédicure professionnel pour des pieds soyeux



- Élimine facilement, efficacement et en douceur l'excès de peau
- Élimine rapidement et simplement l'excès de callosités sur vos pieds et talons dès la première utilisation
- Traitement doux et efficace de votre peau et de vos ongles
- Manipulation sûre et aisée grâce au design ergonomique
- Lime fine et légère, tenant bien dans la main
- Vitesse de rotation de 20 000 tr/min (marche à droite / à gauche commutable)
- Meules de haute qualité et durables de dimensions standard
- Idéal en voyage et sur la route
- Inclut 30 bandes de polissage, 5 meules dans le coffret design, étui de créateur



Art. n° 143220 | EAN 40 43641 14009 0

Ultra Pro S
(manucure / pédicure)

42 accessoires inclus

« L'élégance en haut de gamme »



- Séduit par son confort d'utilisation
- Vitesse de rotation réglable en continu sur une valeur allant jusqu'à 13 000 tr/min au moyen des boutons
- Marche à droite / à gauche professionnelle pour un travail facile dans les zones difficiles
- Un appareil tout-en-un pour le soin des ongles, l'élimination des callosités ainsi que le façonnage des ongles.
- Étui de rangement pratique



Art. n° 133110 | EAN 40 43641 13019 0

Pedisenso Duo
(manucure / pédicure)

44 accessoires inclus

« La lime pour diabétiques »



- Travail sans risque de blessures grâce à la « pince de sécurité pour diabétiques »
- Arrêt automatique en cas de pression excessive
- Technologie puissante éprouvée avec engrenage planétaire (pour retirer les callosités)
- Vitesse de rotation réglable en continu sur une valeur allant jusqu'à 4000 tr/min
- Accessoires : pinces, voir p. 88
- Étui de rangement pratique



Art. n° 173010 | EAN 40 43641 17001 1

Sensitive
(manucure / pédicure)



42 accessoires inclus

« Le top du top
avec éclairage LED »

Vidéo du produit :



- Lumière froide (éclairage LED), arrêt de sécurité
- Vitesse de rotation réglable en continu sur une valeur allant jusqu'à 12 000 tr/min
- Boutons de commande Soft-Touch pratiques et anti-poussières pour le réglage de la marche à droite / à gauche
- Transformateur pour un déploiement optimal de la puissance ; affichage de l'intensité avec 5 LED
- Étui de voyage pratique et chiffon microfibre inclus

Art. n° 100030 | EAN 40 43641 10005 6

Emotion
(manucure / pédicure)



41 accessoires inclus

« Appareil polyvalent avec éclairage LED »

Avec boîte de rangement

Avec lumière froide (éclairage LED)



- Pour un traitement sûr et facile des ongles et des zones à problèmes telles que les callosités, par exemple au niveau des têtes de métatarses et des talons
- Vitesse de rotation réglable en continu sur une valeur allant jusqu'à 12 000 tr/min
- Arrêt de sécurité empêchant toute blessure en cas de pression excessive
- Touches faciles à utiliser pour le réglage de la vitesse et du sens de rotation

Art. n° 155020 | EAN 40 43641 150099

Feeling NEXT GENERATION
(manicure / pédicure)



Nouveau : désormais avec fonction
de recharge USB !

6 accessoires inclus

« Avec fonctionnement sur batterie »



- Pour raccourcir et façonner les ongles, pour réparer les ongles (artificiels) fendillés et pour éliminer facilement les cuticules et les zones cutanées épaisses
- Nouvelle pince pour un changement encore plus rapide des embouts, concentricité optimisée
- 2 niveaux (7 000 tr/min, 11 000 tr/min)
- Liberté de mouvement maximale sans câble
- Batterie puissante et durable



Art. n° 330212 | EAN 40 43641 33032 3 | blanc
Art. n° 230213 | EAN 40 43641 33033 0 | noir

UC-60

Nettoyeur à ultrasons 650 ml

NOUVEAUTÉ !



- Nettoyage efficace par ultrasons de 45 kHz : nettoyage minutieux et en douceur des bijoux, des montres, des prothèses dentaires, des embouts de limes et bien plus encore.
- Minuteur pratique avec 5 programmations : programmes sélectionnables (90 à 600 secondes) pour une application flexible
- Volume de réservoir de 650 ml : idéal pour des objets de différentes tailles

- Compact et léger : seulement 625 g environ, design compact pour la maison ou le studio
- Sûr et polyvalent : utilisable avec de l'eau et des solutions nettoyantes spéciales, arrêt automatique après 5 minutes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Dimensions : env. 198 x 118 x 107 mm • Dimensions du réservoir : env. 175 x 88 x 49 mm
• Capacité du réservoir : 650 ml • Dimensions intérieures du panier de nettoyage : env. 153 x 52 mm
• Poids : env. 625 g • Alimentation électrique : 220 - 240 V ~ 50 Hz • Puissance : 50 W
• Fréquence ultrasons : 45 kHz

promed

Art. n° 230110 | EAN 40 43641 23001 2 | blanc
Art. n° 230115 | EAN 40 43641 23005 0 | rose vif

Nailfan

Appareil pour l'élimination des particules fines nocives pour la santé

Aspirateur certifié classe « L »
DIN EN ISO 60335-2-69



- Homologué pour la classe de poussières « L », l'aspirateur nailfan de Promed se distingue par sa qualité, sa facilité d'utilisation et son incroyable puissance.
- Un design ergonomique pour un travail sans effort : pour vous et vos clients
- Support rembourré antistatique et remplaçable
- Pas de doigts froids malgré une puissance d'aspiration élevée
- Silencieux avec faible consommation électrique
- Zone d'entrée des particules ultra-grande, jusqu'à 20 cm

Vidéo du produit :



Finis les doigts froids grâce à une évacuation de l'air froid sur les côtés

- Grand filtre à particules fines (11 x 19 cm), facile à remplacer (lavable !)
- Aucune poche filtrante nécessaire
- Compartiment séparé pour la vidange des particules, boîtier antistatique
- Second filtre, 1 x chiffon anti-poussière Promed inclus
- Accessoires (p. 91)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions : (l x h x p) 308 x 140 x 340 mm • Poids : env. 1,8 kg • Alimentation électrique : 230 VAC, 50 Hz • Ventilateur : Puissance : 22 W, bruit : 46 dBA • Débit d'air max. : 180 m³/h

promed

Art. n° 330210 | EAN 40 43641 33004 0

UC-50

Nettoyeur à ultrasons 550 ml

Utilisable pour : bijoux véritables, lunettes, prothèses dentaires, instruments, meules, CD/DVD, etc.

Compatible avec l'eau du robinet



Vidéo du produit :



- Nettoie par des vibrations ultrasons haute fréquence les instruments, les meules, les bijoux véritables, les montres, les CD/DVD, les prothèses dentaires, etc.
- Très solide et silencieux
- Arrêt automatique de l'UC-50 au terme de la minuterie
- Réservoir d'un volume de 550 ml
- Écran LCD rétroéclairé ; fonction minuterie (5 programmations)

- Compatible avec l'eau du robinet
- Compatible avec les produits désinfectants (amélioration du nettoyage et de la désinfection)
- Accessoires : panier, porte-embout, porte-CD, porte-montre

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Dimensions (l x h x p) : 200 x 170 x 150 mm • Capacité du réservoir : 550 ml • Poids : env. 825 g • Alimentation électrique : 230 VAC ~ 50/60 Hz • Puissance : 50 W • Fréquence ultrasons : 43 kHz

promed

Art. n° 230120 | EAN 40 43641 23006 7

Nailfan mini

Aspirateur

Pour les ongles des doigts et des orteils

Idéal pour le salon et la maison



- Appareil ultra-léger, facile d'utilisation
- 2 niveaux d'aspiration réglables (silencieux)
- Grande puissance d'aspiration sur toute la surface d'appui
- Remplacement et nettoyage faciles du filtre (réutilisable)
- Design ergonomique avec hauteur d'appui agréable pour les mains



- Appareil ultra-léger, facile d'utilisation
- 2 niveaux d'aspiration réglables (silencieux)
- Petit, pratique et transportable : idéal en déplacement
- Accessoires (p. 91)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Dimensions (l x h x p) : 240 x 185 x 60 mm • Poids : env. 570 kg • Alimentation électrique : 100 - 240 VAC, 50/60 Hz 0,6 A • Ventilateur : niveau I : 3000 tr/min / 24 W, niveau II : 4500 tr/min / 36 W

promed

Art. n° 230121 | EAN 40 43641 230074

Nailfan Mini-X

Aspirateur professionnel sur batterie :
sans fil, puissant et mobile

NOUVEAUTÉ !



- Fonctionnement sur batterie sans fil : pleine liberté de mouvement, utilisable partout
- Ultra-haute puissance d'aspiration : pour une parfaite absorption des poussières dans le quotidien du studio
- Moteur d'aspiration sans balais et sans entretien : durable, silencieux et fiable

- Jusqu'à 8 heures d'autonomie : seulement 2 heures de charge
- 10 niveaux d'aspiration et 1 mode d'aspiration haute performance
- Compact et léger : seulement 995 g environ, design compact pour la maison ou le studio
- Accessoires (p. 91)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Dimensions : env. 240 x 225 x 55 mm • Dimensions du filtre : env. 194 x 194 mm • Capacité de la batterie : 4000 mAh
• Autonomie de la batterie : 6 - 8 h • Alimentation électrique : 220 - 240 V ~ 50 Hz • Puissance : 35 W
• Vitesse de rotation : 4500 tr/min • Vitesse d'aspiration : 4,33 m/s • Poids : env. 995 g

Art. n° 223000 | EAN 40 43641 220068

UVL 60-X

Sèche-ongles LED professionnel sur batterie :
sans fil, puissant et mobile

NOUVEAUTÉ !



- 42 LED haute performance extra-larges : pour une intensité lumineuse maximale et des résultats homogènes
- Contacts LED plaqués or : conductivité améliorée et longue durée de vie
- Réflecteurs miroirs derrière les LED : renforcent la puissance du faisceau et optimisent le durcissement
- Batterie de 5200 mAh : sans fil, puissant et travail de longue durée sans interruption
- Protection contre les surtensions : sécurité maximale pour l'appareil et l'utilisateur
- Quatre modes de minuterie (10/30/60/90 s) : pour chaque application

- Fonction haute puissance et faible chaleur : doux ou ultra-puissant, selon les besoins
- Plaque de base magnétique amovible : idéale pour la pédicure et un nettoyage rapide
- Commande en haut et à l'arrière
- Montable sous le plan de travail
- Poignée robuste en aluminium
- Accessoires (p. 91)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Dimensions : env. 250 x 200 x 90 mm • Nombre de LED : 42 • Poids : env. 1240 g • Puissance : 36 W
• Alimentation électrique : 220 - 240 V ~ 50 Hz/DC 12,6 V 2,8 A • Capacité de la batterie : 5200 mAh/57,72 Wh
• Longueur d'onde de la LED UV : 365 nm - 405 nm • Durée de vie des LED : env. 50 000 h
• Fonction de minuterie : 10 s, 30 s, 60 s, 90 s

Art. n° 223005 | EAN 40 43641 22004 4

UVL-54 « All-In »

Sèche-ongles UV LED



Pour durcir tous les ongles en acrylique et gel UV / LED



- Convient aux ongles des mains et des orteils, pour durcir l'acrylique et le gel UV + LED
- Système Dual Power avec 36 LED pour un durcissement homogène
- 4 programmations différentes (10 s / 30 s / 60 s / 99 s)
- Fonction anti-chaueur avec minuterie de 99 s
- Base amovible (magnétique)



- Système de capteur automatique (marche / arrêt - barrière lumineuse intégrée jusqu'à 120 s)
- LED haute définition : durée de vie d'env. 50 000 heures
- Affichage numérique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (L x l x h) en mm : 221 x 205 x 92 ; alimentation électrique : 100 - 240 VAC ; 50/60 Hz, 0,3 A ; longueur d'onde des LED UV (λ) : 365 nm - 405 nm ; durée de vie des LED : env. 50 000 h ; dimensions du tunnel en mm : 130 x 48 x 127 (l x h x p)

promed

Art. n° 330040 (blanc) | EAN 40 43641 33019 4

Art. n° 330045 (rose vif) | EAN 40 43641 33020 0

UVL-36 S

Lampe UV pour le durcissement du gel et de l'acrylique

4 ampoules UV incluses (faciles à remplacer)



- Stylisme ongulair professionnel à domicile
- Idéal pour le durcissement du gel et de l'acrylique
- Miroir 360 degrés pour un durcissement homogène
- Utilisation facile grâce à 4 niveaux de programmation (90 s / 120 s / 30 min / 60 min)
- Base amovible pour un remplacement facile des ampoules



- 4 pieds en caoutchouc antidérapants pour un maintien parfait
- Accessoires voir p. 91

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions : env. 253 x 221 x 113 mm (L x l x h) · Poids : env. 1,04 kg · Alimentation électrique : 230 VAC, 50 Hz, 36 W · Temps de fonctionnement : 90 s / 120 s / 30 min / 60 min · Douille G23 · Longueur d'onde des lampes : λ = 365 nm

promed


Art. n° 224010 | EAN 40 43 641 22003 7

LTM-30

Lampe-loupe de table LED pour un travail confortable



- Lampe-loupe de table LED compacte pour votre poste de travail, votre atelier, pour lire et bien plus encore
- 30 ampoules LED pour une excellente luminosité
- Grossissement de 175 % en travail (3 dpt)
- Lentille 4 pouces de haute qualité avec cache de protection
- Réglage facile de la position et de la hauteur de la lentille
- Tête et bras rotatifs (système multidimensionnel)
- Design ergonomique et pied stable



- LED longue durée (High Quality Long Life)
- LED bien plus robustes que les tubes traditionnels
- Éclairage froid, sans ombre, pour un travail confortable dans de bonnes conditions de lumière
- Taille de la lentille : lentille 4 pouces (Ø 10,2 cm)
- Température de couleur : 6.200 K (blanc neutre)
- Dimensions (Ø x l x h) : 16 x 18 x 39 mm

promed

Art. n° 330110 | EAN 40 43641 33017 0

LTL-749

Lampe LED de table pour une flexibilité maximale



- Design élégant et stylé
- Éclairage très lumineux et uniforme
- Finis les yeux fatigués, travail détendu garanti
- Idéale pour votre salon de manucure, votre poste de travail, sur chaque table, dans votre chambre à coucher ou à l'école
- Réglage de la luminosité sur 3 niveaux du bout du doigt grâce à un simple bouton
- Réglage multidimensionnel sur 3 axes
- Barre LED réglable à 360°

- Tube LED High Quality Long Life : env. 40 000 heures
- Économies d'énergie garanties par comparaison avec des lampes traditionnelles
- Lampe LED avec dispositif anti-éblouissement intégré
- Châssis fabriqué en aluminium de haute qualité
- Socle antidérapant
- Dimensions de la barre LED : env. 33 cm de long
- Luminosité : env. 5000 K (équivalent à la lumière du jour)



Art. n° 334000 | EAN 40 43641 33026 2

AC-4000

Purificateur d'air avec fonction Wi-Fi

Taux d'épuration CADR

de jusqu'à 420 m³/h

Efficace contre les virus et bactéries,
les poussières de toutes sortes, le pollen,
les acariens, la fumée / les odeurs



Commande possible à l'aide d'une
application pour smartphone

Fourni avec une télécommande

- Capacité de filtrage élevée grâce au filtre combiné (filtre HEPA H13, charbon actif, photocatalytique, catalytique à froid)
- Préfiltre en aluminium à 3 niveaux (lavable)
- Désinfection UV par lumière ultraviolette
- Affichage en couleur à 3 niveaux AQI de la qualité de l'air (Air Quality Indicator), capteur de particules intégré
- Taux d'épuration CADR (Clean Air Delivery Rate) de jusqu'à 420 m³/h

- Fonction de minuterie entre 1 et 9 heures
- Affichage de température et affichage d'humidité
- 3 niveaux de puissance du ventilateur ainsi que mode veille, mode automatique, mode manuel
- Convient pour des espaces de jusqu'à 70 m²
- Rappel automatique du remplacement du filtre
- Simplicité d'utilisation grâce au grand écran tactile, sécurité enfants



Ultra-silencieux



Promed AC-4000: la solution idéale pour purifier l'air dans les lieux clos.

Équipé d'un filtre combiné, le purificateur d'air haute qualité neutralise avec efficacité les polluants comme les virus, les bactéries, les poussières de toutes sortes (même les particules fines), la moisissure, le pollen, les acariens, la fumée et les odeurs. Il élimine jusqu'à 99,95 % des microorganismes généralement présents dans l'air.

- ✓ Filtre parfaitement les particules, avec un degré d'efficacité de jusqu'à 99,95 %
- ✓ Purification de l'air améliorée grâce à un générateur d'ions : génère 5 millions d'anions/cm³
- ✓ Améliore la qualité de l'air et favorise la santé, les particules sont éliminées en toute sécurité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Surface d'application :	jusqu'à env. 70 m²	Alimentation en courant :	220 - 240 VCA, 50 Hz
Capacité de purification CADR :	380 - 420 m³/h (Clean Air Delivery Rate)	Puissance nominale :	85 W
Concentration d'anions :	produit 5 millions/cm³ (meilleure qualité de l'air)	Bruit de fonctionnement :	35 dB(A) - 55 dB(A)
Lampe UV :	220 V, 4 W, 254 nm, UVC, culot T5/G5	Dimensions en cm :	env. 41,5 x 25,5 x 69,5
		Poids :	env. 8 kg

CONTENU

- 1x purificateur d'air AC-4000
- 1x préfiltre en aluminium et filtre combiné
- 1x lampe à tube de désinfection UVC
- 1x télécommande
- 2x pile 1,5 V AAA
- 1x mode d'emploi



(Art. n° 334001)

(Art. n° 334002)

Accessoires de rechange disponibles à la commande : jeu de filtres et lampe UVC (voir page 91)



Art. n° 470001 | EAN 40 43641 40085 9 | **blanc**
Art. n° 470002 | EAN 40 43641 40086 6 | **noir**



Hydropropulseur MD-310
Nettoyage doux en profondeur des dents,
de la gencive et des espaces interdentaires

NOUVEAUTÉ !



- 5 modes de nettoyage : normal, doux, pulsé, personnalisé, ciblé
- Réservoir d'eau de 310 ml : suffisant pour une utilisation complète
- Haute fréquence (1400 impulsions/min) : élimine efficacement la plaque dentaire et les résidus alimentaires
- Buse rotative à 360° : atteint les endroits difficiles d'accès
- Batterie longue durée : jusqu'à 35 jours d'autonomie

- Port de charge USB-C : rapide et pratique
- Certifié IPX7 (étanche à l'eau) : peut être utilisé sous la douche en toute sécurité
- Léger et portable : seulement 270 g, idéal en déplacement
- Accessoires / pièces de rechange p. 95

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Dimensions : env. 83,4 × 80,1 × 226,6 mm • Poids : env. 270 g • Alimentation électrique : câble de charge USB-C avec sortie 5V / 500 mA • Batterie intégrée avec 3,7 V et 1500 mAh • Capacité du réservoir : 310 ml

Santé et tension artérielle

Les produits destinés à la mesure de la tension artérielle améliorent la prévoyance et optimisent votre santé.

Le premier pas vers une meilleure santé : le check-up

Le bilan de santé (check-up) est de plus en plus tendance, d'une part du fait du renforcement de l'éducation à la santé au sein de la population, et d'autre part, du fait du progrès de la recherche médicale.

Mesurez et contrôlez régulièrement votre tension artérielle et votre pouls avec précision. Surveillez votre santé et décelez toute anomalie à temps.



Art. n° 402010 | EAN 40 43641 40011 8

PBM-3.5

Tensiomètre bras



Brassard inclus, taille unique (22 – 42 cm), poche de rangement et piles



WHO Classification
WHO-World Health Organization

- Mesure précise de la tension artérielle sur le bras
- 90 emplacements de mémoire par utilisateur (2 utilisateurs)
- Affichage : systole, diastole, pouls, date, heure
- Indicateur d'arythmies
- Affichage de la moyenne des 3 dernières mesures
- Grand écran LCD numérique : env. 72 x 53 mm



Brassard de rechange voir p. 94

- Fonction d'arrêt automatique après 3 minutes
- Fonctionnement avec 4 piles AA ou adaptateur réseau 6 V
- Inclus : piles et poche de rangement
- Plage de mesure : - Pression artérielle : 0 - 299 mmHg
- Pouls : 40 – 199 battements/min

Art. n° 412020 | EAN 40 43641 40059 0

HGP-30

Tensiomètre poignet



WHO Classification
WHO-World Health Organization

- 120 emplacements de mémoire par utilisateur (2 utilisateurs)
- Affichage : systole, diastole, pouls, date, heure
- Indicateur d'arythmies
- Affichage du niveau des piles
- Calcul de la moyenne des 3 dernières valeurs enregistrées



- Classement des valeurs mesurées selon le système d'évaluation de l'Organisation mondiale de la santé (OMS)
- Inclus : 2 piles AAA (1,5 V), boîte de rangement
- Brassard pour tour de poignet de 135 à 210 mm
- Plage de mesure : - Pression : 30 - 280 mmHg
- Pouls : 40 – 200 battements/min



Art. n° 421010 | EAN 40 43641 40041 5

INH-2.1R

Inhalateur à ultrasons
Traitement doux des
affections respiratoires

promed

Convient parfaitement aux personnes
allergiques : 100 % sans latex

Kit de démarrage pratique en déplacement



- Haute efficacité grâce à un système de brumisation à micro-membrane innovant (technologie Mesh) avec de toutes petites gouttelettes
- Temps d'inhalation court grâce à une brumisation à ultra-haut débit (0,2 - 1,0 ml/min)
- Particulièrement efficace grâce à une haute teneur en aérosol respirable
- Inhalation avec masque ou embout buccal
- sans danger pour les enfants
- Brumisation silencieuse

- Petit et pratique (portable) : idéal en déplacement
- Volume de remplissage : max. 8 ml
- Débit de brumisation : env. 0,2 - 1,0 ml/min
- Taille de particules : 5,5 µm
- Dimensions : env. 42 x 45 x 93 mm
- Inclus : étui de rangement, embout buccal, masques pour enfant et adulte, connecteur, piles (accessoires, voir page 94)

ACCESSOIRES



Art. n° 432020 | EAN 40 43641 40078 1

IRT-80
Thermomètre infrarouge



Mesure précise en quelques secondes



- Thermomètre infrarouge sans contact
- Mesure hygiénique et sûre
- Mesure en quelques secondes de la température du corps et des objets
- Alarme fièvre (visuelle et sonore)
- 35 emplacements de mémoire
- 2 couleurs d'affichage différentes



- Température normale et fièvre
- Affichage en °C et en °F
- Arrêt automatique (au bout de 10 s)
- Plage de mesure pour le corps : 32,0 - 42,9 °C
- Plage de mesure pour les surfaces / objets : 0 - 100 °C
- Poche de rangement et 2 piles incluses

Art. n° 431005 | EAN 40 43641 40076 7

PFT-3.7
Thermomètre numérique

Inclus :
batterie et boîte de rangement



- Mesure précise de la température du corps : orale, axillaire, rectale
- Signal sonore pour indiquer que l'appareil est prêt
- Alarme fièvre sonore
- Souvegarde automatique de la dernière valeur mesurée
- Étanche à l'eau



- Arrêt automatique au bout de 10 minutes
- Écran LCD avec affichage numérique
- Changement de pile facile
- Plage de mesure : 32,0 – 42,9 °C



Art. n° 482020 | EAN 40 43641 40084 2

PM-300 Pro
Oxymètre de pouls pour doigt
Mesure de la saturation en oxygène du sang (SpO₂)
et de la fréquence du pouls

NOUVEAUTÉ !



- Écran OLED : contraste élevé, bonne lisibilité, même dans l'obscurité
- Mesure de la SpO₂ et du pouls : résultats rapides et précis
- Affichage de l'onde de pouls : contrôle visuel de la qualité des battements cardiaques
- Compact et léger : seulement 35 g environ, idéal en déplacement



- Arrêt automatique : économe en énergie après 8 secondes sans signal
- Commande simple à un bouton : immédiatement opérationnel

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Type d'appareil : oxymètre de pouls pour doigt PM-300 Pro • Type d'écran : OLED
• Alimentation électrique : 1,5 V, 2 × pile AAA • Tension de fonctionnement : 2,6 – 3 V DC
• Dimensions (mm) : 33 × 36 × 58 • Poids : env. 35 g (sans piles) • Plage de mesure SpO₂ : 35 – 100 % ; précision : 70 – 100 % ± 2 % (aucune exigence à moins de 70 %) ; écart : ± 1 %
• Plage de mesure de la fréquence du pouls : jusqu'à 250 battements/min ; précision : ± 3 battements/min

Art. n° 481010 | EAN 40 43641 40082 8

PM-200 Pro
Oxymètre de pouls pour doigt

Pour mesurer le taux de saturation en oxygène (SpO₂ %) et la fréquence cardiaque (pouls)



- Affichage sous forme de bâtons ou d'ondes
- 6 modes d'affichage différents
- 4 niveaux de luminosité
- Écran OLED bicolore
- Affichage du niveau des piles



- Arrêt automatique au bout de 8 secondes
- Dragonne et 2 piles AAA (1,5 V) incluses
- Dimensions : env. 59,4 x 33 x 31,2 mm
- SpO₂ : plage de mesure : 70 % - 100 %
- Pouls : Plage de mesure : 30 battements/min – 254 battements/min

Art. n° M79456 | EAN 40 15588 79456 8


PM 100 connect  Bluetooth[®] SMART

Oxymètre de pouls

medisana.



- Transfert de données à l'application VitaDock+ par Bluetooth[®] Smart (4.0) pour iOS et Android*
- Oxymètre de pouls pour mesurer le taux de saturation en oxygène (SpO_2 %) et la fréquence cardiaque (pouls)
- Affichage de mesure sur écran OLED
- Luminosité d'écran réglable sur 10 niveaux
- Utilisation « One Touch » facile : idéal également en déplacement



- Affichage de la saturation en oxygène (SpO_2) et de la fréquence cardiaque sous forme de bâtons ou d'ondes
- 6 modes d'affichage différents
- Arrêt automatique au bout de 8 secondes
- Affichage du niveau des piles
- Cordon inclus
- Piles incluses (2 x 1,5 V AAA)

Art. n° M79493 | EAN 40 15588 794933

PM 180

Oxymètre de pouls

medisana.



- La saturation en oxygène (SpO_2) et la fréquence du pouls peuvent être affichées sous forme de bâtons ou d'ondes
- Affichage rotatif x 4 pour les index gauche et droit
- Arrêt automatique au bout de 8 secondes
- Indicateur de pile vide



- Dispositif médical certifié
- Affichage du niveau de la pile
- Affichage de mesure sur écran OLED rétroéclairé
- Design élégant grâce à un fonctionnement avec une seule pile
- Inclus : dragonne, étui et pile (1 x 1,5 V AAA)

Art. n° M79048 | EAN 40 15588 79048 5

Meditouch 2 connect DUAL

Glucomètre

USB 

medisana.

« Kit de démarrage » inclus :
10 bandes de test, autopiqueur,
10 lancettes, capuchon AST, solution de
contrôle, étui, guide rapide, piles

Disponible uniquement en Allemagne !



- Mesure précise conformément à la nouvelle norme ISO 15197: 2013 grâce à la nouvelle technologie de bandes de test (GDH-FAD)
- Détection de niveau bas
- Rappel de test sonore
- Mémoire pour 480 résultats de mesure



Kit de démarrage

- Unité de mesure personnalisable : mg/dl et mmol/l
- Transfert de données à l'application VitaDock+ par Bluetooth[®] Smart (4.0) pour iOS (à partir de la version 7.0) et Android (à partir de la version 4.3)
- Kit de démarrage contenant autopiqueur, capuchon AST, 10 lancettes, 10 bandes de test, solution de contrôle, étui
- Accessoires, p. ex. bandes de test voir p. 95

Art. n° M79030 | EAN 40 15588 79030 0 | mg/dl

Art. n° M79034 | EAN 40 15588 79034 8 | mmol/l

Meditouch 2 

Glucomètre

medisana.

Mesure en 5 secondes seulement

« Kit de démarrage » inclus :
10 bandes de test, autopiqueur,
10 lancettes, capuchon AST, solution
de contrôle, 5 tampons d'alcool, étui, guide
rapide, Piles pour journal de diabétique



- Mesure précise conformément à la nouvelle norme ISO 15197: 2013 grâce à la nouvelle technologie de bandes de test (GDH-FAD)
- Détection de niveau bas
- Connexion USB pour transfert de données à VitaDock Online ainsi qu'à l'application VitaDock pour iOS (à partir de la version 7.0) et Android (à partir de la version 4.3)
- Fonction de marquage pour valeurs de mesure avant et après le repas



Kit de démarrage

- Rappel de test sonore
- Affichage de la valeur moyenne pour 7 / 14 / 30 / 90 jours
- Mémoire pour 480 résultats de mesure
- Avertissement automatique pour cétone
- Kit de démarrage contenant autopiqueur, capuchon AST, 10 lancettes, 10 bandes de test, solution de contrôle, étui
- Débit sanguin : 0,6 µl
- Écran extra-large avec lecture facile
- Accessoires, p. ex. bandes de test voir p. 95

Art. n° 352430 | EAN 40 43641 35034 5

IT-6 Entraîneur de plancher pelvien

Appareil thérapeutique pour entraîner et renforcer son plancher pelvien



Avec 4 électrodes, 1 sonde vaginale, piles et mallette de rangement pratique



- Appareil destiné à la prévention ou la diminution de l'atonie de la vessie
- Traitement de l'incontinence post-partum
- Renforcement des sphincters : pour le traitement de l'incontinence de stress / par impériosité / mixte et fécale
- Grâce aux stimulus électriques, vous retrouvez la sensation de votre plancher pelvien et réapprenez à contracter les muscles du plancher de manière raisonnée.



- L'appareil répond à tous vos besoins en vous offrant un traitement simultané de deux régions totalement différentes grâce à ses 4 électrodes connectées ; la double sortie permet l'utilisation simultanée de deux sondes pouvant être réglées séparément.
- Pour la stimulation anale et vaginale, peut améliorer la vie sexuelle
- Accessoires disponibles, voir p. 92

Art. n° 352420 | EAN 40 43641 35030 7

EMT-6 Appareil combiné

Appareil numérique de stimulation des muscles et de thérapie électrique de la douleur

Utilisable également au sport



Vidéo du produit :



- Appareil destiné à un traitement efficace de la douleur et des muscles
- Conçu pour traiter les douleurs chroniques et aiguës ainsi que les troubles de la mobilité, pour rééduquer, et pour préserver, développer et renforcer les muscles et groupes musculaires (p. ex. au sport)
- Peut être prescrit par le médecin (remboursement par la caisse d'assurance maladie)



- Appareil à deux canaux, courant rectangulaire biphasique asymétrique, neutre en courant continu
- Contenu : appareil combiné pour TENS et EMS dans mallette de rangement pratique, 4 électrodes (40 x 40 mm), 2 câbles d'électrode, piles, clip de ceinture
- Différentes électrodes, voir accessoires p. 92

Art. n° 352410 | EAN 40 43641 35025 3

EMT-4

Appareil numérique de stimulation des muscles et de thérapie électrique de la douleur



- 11 programmes prédéfinis ainsi que 2 programmes personnalisables
- Protection contre surintensité et mise en marche
- Appareil combiné pour stimulation nerveuse et musculaire électronique, traitement de la douleur et bien-être
- Fonction horloge, mode veille
- Peut être prescrit par le médecin (remboursement de la caisse d'assurance maladie)



- Contenu : appareil EMT-4 Promed, 2 paires d'électrodes auto-adhésives (40 x 40 mm), support d'appareil, piles, 2 câbles de raccordement d'électrode, mode d'emploi, une mallette de rangement pratique, pochette pour ceinture
- Différentes électrodes, voir accessoires p. 92

Art. n° 352020 | EAN 40 43641 35001 7

Tens 1000 s

Appareil analogique de thérapie électrique de la douleur



- Largeur de fréquence et largeur d'impulsion réglables séparément, 3 modulations d'amplitude au choix
- Minuteur : continu, réglable sur 15 et 30 min
- Peut être prescrit par le médecin (remboursement de la caisse d'assurance maladie)



- Contenu : Promed Tens 1000 s, 4 électrodes autocollantes (40 x 40 mm), une pile 9 volts, 2 câbles de contact, mode d'emploi, une mallette en plastique pratique
- Différentes électrodes, voir accessoires p. 92



Art. n° 631010 | EAN 40 43641 60002 0

FB-100

Bain de pieds
bouillonnant



3 accessoires de pédicure inclus



- Massage bouillonnant et vibrant relaxant
- Lumière rouge apaisante
- Fonction maintien de la température de l'eau
- Rouleaux de massage pour les zones de réflexes plantaires
- Repose-pieds contribuant au massage
- Fonction massage à sec



- 3 accessoires de pédicure interchangeables :
(1) accessoire de massage, (2) ponce pour callosités,
(3) brosse
- Pieds en caoutchouc antidérapants
- Taille pratique (jusqu'à la pointure 46)
- Alimentation électrique : 220 – 240 VAC / 50 – 60 Hz / 80 W

Art. n° 621010 | EAN 40 43641 60006 8

ITM Pro

Appareil de massage à main



2 accessoires pour le massage des
doigts et 2 autres pour l'acupression



2 accessoires différents inclus



- Puissant massage par tapotement
- Réglage continu de l'intensité de massage
- Fonctions lumière rouge et chaleur activables
- Différents accessoires de massage :
massage par acupression et massage par point

- Simple d'utilisation grâce à sa forme ergonomique
- Poignée antidérapante
- Câble extra long
- 230 VAC / 50 Hz / 35 W



Art. n° 340010 | EAN 40 43641 34001 8

Douchette intime « Orchidée »

Appareil d'hygiène intime



MADE IN GERMANY

- Forme ergonomique, facile d'utilisation
- En acier inoxydable
- 7 buses au niveau de la tête de la douchette
- Inclus : 2 réducteurs de pression, 1 boîte de rangement

- Filetage de raccordement : G ½ pouce
- Autoclavable et compatible lave-vaisselle
- Made in Germany
- 10 ans de garantie

Art. n° 340020 | EAN 40 43641 34002 5

Douchette intime « Rose »

Appareil d'hygiène intime



MADE IN GERMANY

- Forme ergonomique, facile d'utilisation
- En acier inoxydable de haute qualité
- 10 buses au niveau de la tête de la douchette
- Inclus : réducteur de pression et mode d'emploi

- Autoclavable et compatible lave-vaisselle
- 2 ans de garantie
- Filetage de raccordement : G ½ pouce
- Poids : env. 205 g

Produits chauffants exceptionnels,
qualité exceptionnelle.



Art. n° 452120 | EAN 40 43641 400798

KHP-2.3 G

Couverture chauffante confort « Sherpa »



- 10 niveaux de température
- 9 temps programmables (1 - 9 h)
- Chauffe rapide à une puissance de 150 watts (Turbo Heat)
- Système de sécurité doté d'une protection anti-surchauffe
- Arrêt automatique au bout de la durée configurée
- Douce chaleur agréable sur toute la surface
- Commande pratique avec écran LED rétroéclairé
- Matière de dessus moelleuse et douce, des deux côtés
- Lavable à 40 °C grâce à la commande amovible
- Matière : 100 % flanelle polyester
- Dimensions : env. 180 x 130 cm
- Puissance : 150 watts

Art. n° 452125 | EAN 40 43641 40083 5

KHP-2.3S

Couverture chauffante en tricot



- 6 niveaux de température
- Chauffe rapide à une puissance de 160 watts (Turbo Heat)
- Système de sécurité doté d'une protection anti-surchauffe
- Arrêt automatique après env. 3 heures
- Douce chaleur agréable sur toute la surface
- Commande pratique
- Matière de dessus moelleuse et douce des deux côtés, avec motif tricoté
- Lavable à 30 °C grâce à la commande amovible
- Matière : 100 % polyester
- Dimensions : env. 180 x 130 cm
- Puissance : 160 watts

Art. n° 452110 | EAN 40 43641 40025 5

KHP-2.3

Couvertures chauffantes confort



- 10 niveaux de température
- 9 temps programmables (1 - 9 heures)
- Chauffe rapide à une puissance de 150 watts (Turbo Heat)
- Système de sécurité doté d'une protection anti-surchauffe
- Arrêt automatique au bout de la durée configurée
- Douce chaleur agréable sur toute la surface
- Commande pratique
- Matière de dessus douce et moelleuse
- Lavable à 40 °C grâce à la commande amovible
- Matière : 100 % flanelle polyester
- Taille : env. 180 x 130 cm
- Puissance : 150 watts

Art. n° 612020 | EAN 40 43641 60026 6

HKP-1.8 XXL

Coussin chauffant



- 6 niveaux de température
- Chauffe rapide grâce à sa puissance de 100 watts (Turbo Heat)
- Arrêt automatique au bout de 90 minutes
- Système de sécurité doté d'une protection anti-surchauffe
- Utilisation simple, commande / bouton ergonomique
- Inclus : ceinture Velcro en caoutchouc et étui de rangement
- Matière de dessus douce et moelleuse
- Lavable à 30 °C délicat
- Matière : 100 % polyester
- Dimensions : env. 60 x 30 cm
- Puissance : 100 watts

Art. n° 614020 | EAN 40 43641 60022 8

NRP-2.0

Coussin chauffant épaules et nuque



- 6 niveaux de température
- Arrêt automatique au bout de 90 minutes
- Chauffe rapide grâce à sa puissance de 100 watts (Turbo Heat)
- Chauffe jusqu'au niveau de la nuque
- Système de sécurité doté d'une protection anti-surchauffe
- Matière de dessus moelleuse, douce et agréable
- Utilisation simple, commande / bouton ergonomique
- Lavable à 30 °C
- Matière : 100 % polyester
- Dimensions : env. 52 x 56 cm
- Puissance : 100 watts

Art. n° 614010 | EAN 40 43641 600112

NRP-5.4

Coussin chauffant dos et nuque



- 4 niveaux de température
- Arrêt automatique au bout de 90 minutes
- Chauffe jusqu'au niveau de la nuque
- Système de sécurité doté d'une protection anti-surchauffe
- Lavable à 30 °C
- Matière de dessus moelleuse, douce et agréable
- Utilisation simple, commande / bouton ergonomique
- Dimensions (ouvert) : env. 60 x 90 cm
- Matière : 100 % polyester
- Puissance : 100 watts

Art. n° 451120 | EAN 40 43641 40028 6

NRP-2.4

Coussin chauffant dos et nuque



- 10 niveaux de température
- 9 temps programmables (10 - 90 min)
- Chauffe rapide grâce à sa puissance de 100 watts (Turbo Heat)
- Arrêt automatique
- Système de sécurité doté d'une protection anti-surchauffe
- Housse amovible d'une agréable douceur
- Lavable en machine à 40 °C



- Coussin ultra-doux en peluche fleece
- Coupe adaptée à la forme du dos et de la nuque pour un maintien parfait
- Bande Velcro pratique pour une fixation sur mesure du coussin
- Matière : 95 % peluche fleece, 5 % nylon
- Dimensions : env. 39 x 63 cm
- Puissance : 100 watts

Art. n° 450130 | EAN 40 43641 40027 9

HGP-1.7

Ceinture chauffante



- 10 niveaux de température
- 9 temps programmables (10 - 90 min)
- Chauffe rapide grâce à sa puissance de 100 watts (Turbo Heat)
- Système de sécurité doté d'une protection anti-surchauffe
- Bande Velcro ajustable pour un maintien parfait
- Commande / bouton ergonomique
- Convient à un tour de taille de jusqu'à 125 cm environ



- 2 positions confort : autour du ventre ou en diagonale sur le dos
- Bande Velcro pratique pour une fixation sur mesure du coussin
- Lavable à 40 °C grâce à la commande amovible
- Dimensions : env. 58 x 30 cm
- Matière : 90 % peluche fleece, 10 % nylon
- Puissance : 100 watts

Art. n° 450125 | EAN 40 43641 40062 0

HKP-1.2 H

Coussin chauffant

promed



- 3 niveaux de température
- Arrêt automatique au bout de 90 minutes
- Housse et coussin lavables à 40 °C grâce à la commande amovible
- Système de sécurité doté d'une protection anti-surchauffe
- Utilisation simple, commande / bouton ergonomique
- Chauffe rapide grâce à sa puissance de 100 watts (Turbo Heat)
- Housse de coussin incluse (également utilisable sans housse)
- Matière de dessus douce et moelleuse, et housse souple
- Matière : 100 % polyester
- Dimensions : env. 40 x 30 cm
- Poids : env. 0,4 kg
- Puissance : 100 watts
- Alimentation électrique : 230 V / 50 Hz

Art. n° 453010 | EAN 40 43641 40070 5

KFS-100 Chauffe-pieds

« Dites adieu aux pieds froids »

promed



- 6 niveaux de température
- Turbo Heat avec une puissance de 100 watts
- Arrêt automatique au bout de 90 minutes
- Système de sécurité doté d'une protection anti-surchauffe
- Commande ergonomique avec écran de contrôle LED rétroéclairé
- Doublure intérieure moelleuse et douce, amovible
- Doublure intérieure lavable en machine à 30 °C
- Noyau ultra-doux, respirant
- Grand espace pour les pieds (pour pointure jusqu'à 46)
- Matière : microfibre (chauffe-pied), flanelle (doublure intérieure)
- Dimensions : env. 30 x 30 x 23 cm

Art. n° 612015 | EAN 40 43641 60010 5

HKP-1.6 XL

Coussin chauffant

promed



- 6 niveaux de température
- Arrêt automatique au bout de 90 minutes
- Chauffe rapide grâce à sa puissance de 100 watts (Turbo Heat)
- Utilisation simple, commande / bouton ergonomique
- Housse incluse (également utilisable sans housse)
- Système de sécurité doté d'une protection anti-surchauffe
- Matière de dessus douce et moelleuse, et housse souple
- Housse lavable à 30 °C
- Dimensions : env. 46 x 35 cm
- Matière : 100 % polyester
- Puissance : 100 watts

Art. n° 452210 | EAN 40 43641 40058 3

UBS-2.4 Surmatelas

Une douce chaleur agréable

promed



- 10 niveaux de température
- Temps de préchauffage court grâce à sa puissance de 120 watts (Turbo Heat)
- Système de sécurité doté d'une protection anti-surchauffe
- Arrêt automatique au bout de la durée configurée (1 - 9 h)
- Douce chaleur agréable répartie uniformément pour un sommeil réparateur
- Matière douillette, respirante
- Commande confortable avec écran LED rétroéclairé
- Lavable en machine à 40 °C grâce à la commande amovible
- Matière : 100 % coton (dessus), 100 % polyester (dessous)
- Dimensions : env. 150 x 70 cm
- Puissance : 120 watts



Art. n° 651025 | EAN 40 43641 60014 3

AL-1300 WS

Diffuseur d'huiles essentielles avec LED à variation de couleur (7 couleurs)



Réservoir d'eau et zone de brumisation en matériau antibactérien, pour une réduction efficace des éventuelles émissions bactériennes

Avec fonction minuterie

Sans BPA et avec technologie ultrason

Dimensions : env. 15,8 x 22,4 cm



- Diffuseur d'huiles essentielles au look effet bois noble et au design intemporel pour tout style d'aménagement intérieur ; idéal pour des huiles parfumées
- Humidifie et rafraîchit l'air ambiant pour une atmosphère apaisante et bienfaisante
- Intègre une technologie ultrason conçue pour générer une fine brume qui répand le parfum dans toute la pièce
- Haute efficacité grâce à une pulvérisation extra fine
- Durée de brumisation : env. 10 à 14 heures, brumisation intense
- Convient à toutes les pièces de taille moyenne à grande
- Arrêt automatique lorsque le réservoir est vide



- Lumière apaisante avec variation de couleur (7 couleurs), personnalisable
- Silencieux et économe en énergie
- Fonction minuterie : 1 / 3 / 6 h
- Inclus : adaptateur secteur
- Très grand réservoir d'eau XXL : 1,3 litre
- 100 – 240 VAC / 50 – 60 Hz
- 24 VDC / 500 mA / 12 W
- Huiles essentielles, voir pages 54/55



Art. n° 651030 | EAN 40 43641 60021 1

AL-240 FL

Diffuseur d'huiles essentielles avec effet flamme

Lumière LED apaisante avec effet flamme

Dimensions : env. 210 x 135 x 81 cm



- Diffuseur d'huiles essentielles avec effet flamme pour huiles parfumées
- Humidifie et rafraîchit l'air ambiant pour une atmosphère apaisante et bienfaisante
- Intègre une technologie ultrason conçue pour générer une fine brume qui répand le parfum dans toute la pièce
- Haute efficacité grâce à une pulvérisation extra fine
- Arrêt automatique lorsque le réservoir est vide



- Silencieux et économe en énergie
- Inclus : adaptateur secteur et gobelet doseur pour eau
- Grand réservoir d'eau de 240 ml
- 100 – 240 VAC / 50 – 60 Hz
- 24 VDC / 500 mA / 12 W
- Huiles essentielles, voir pages 54/55



Art. n° 651040 | EAN 40 43641 60023 5

AL-400 CL

Diffuseur d'huiles essentielles avec horloge et LED à variation de couleur (7 couleurs)

Avec de petites touches effet bois noble

Dimensions : env. 210 x 135 x 81 mm



- Humidifie et rafraîchit l'air ambiant pour une atmosphère apaisante et bienfaisante ; idéal pour les huiles parfumées
- Intègre une technologie ultrason conçue pour générer une fine brume qui répand le parfum dans toute la pièce
- Lumière apaisante avec variation de couleur automatique (7 couleurs : lumière personnalisable et intensité variable)
- Fonction d'intervalle (30 s) de la brume parfumée
- Haute efficacité grâce à une pulvérisation extra fine



- Arrêt automatique lorsque le réservoir est vide
- Silencieux et économe en énergie
- Inclus : adaptateur secteur et gobelet doseur pour eau
- Grand réservoir d'eau de 400 ml
- 100 – 240 VAC / 50 – 60 Hz
- 24 VDC / 300 mA / 12 W
- Huiles essentielles, voir pages 54/55



Art. n° 651015 | EAN 40 43641 60012 9

AL-150 WS

Diffuseur d’huiles essentielles avec LED à variation de couleur (7 couleurs)



Sans BPA et avec technologie ultrason

Dimensions : env. Ø 15,5 x 7,0 cm



- Diffuseur d’huiles essentielles effet bois noble pour huiles parfumées
- Humidifie et rafraîchit l’air ambiant pour une atmosphère apaisante et bienfaisante
- Intègre une technologie ultrason conçue pour générer une fine brume qui répand le parfum dans toute la pièce
- Haute efficacité grâce à une pulvérisation extra fine
- Arrêt automatique lorsque le réservoir est vide
- Lumière apaisante à variation de couleur (7 couleurs)
- Silencieux et économe en énergie
- Inclus : adaptateur secteur
- Faible consommation, grand réservoir d’eau de 150 ml
- 100 – 240 VAC / 50 – 60 Hz
- 24 VDC / 500 mA / 7 W
- Huiles essentielles, voir pages 54/55

Art. n° 651010 | EAN 40 43641 60003 7

AL-305

Diffuseur d’huiles essentielles avec LED à variation de couleur (5 couleurs)



Sans BPA et avec technologie ultrason

Dimensions : env. 15,8 x 22,4 cm



- Diffuseur d’huiles essentielles
- Intègre une technologie ultrason conçue pour générer une fine brume qui répand le parfum dans toute la pièce
- Haute efficacité grâce à une pulvérisation extra fine
- Arrêt automatique lorsque le réservoir est vide
- Programmateur : 2 et 4 heures
- Lumière apaisante à variation de couleur (5 couleurs)
- Silencieux et économe en énergie
- Inclus : réservoir, adaptateur secteur
- Réservoir d’eau de 300 ml ; durée de brumisation : env. 5 à 9 heures
- 100 – 240 VAC / 50 – 60 Hz
- 24 VDC / 500 mA / 12 W
- Huiles essentielles, voir pages 54/55

Art n° voir produits individuels

Huiles parfumées / essences aromatiques

(huile essentielle 100 % / composition / huile parfumée)

promed



Huile parfumée Relax (10 ml)

Art. n° 262010
EAN 40 43641 26005 7



Huile parfumée Be Happy (10 ml)

Art. n° 262011
EAN 40 43641 26006 4



Essence aromatique lavande (10 ml)

Art. n° 262012
EAN 40 43641 26007 1



Essence aromatique citronnelle (10 ml)

Art. n° 262013
EAN 40 43641 26008 8



Essence aromatique orange (10 ml)

Art. n° 262015
EAN 40 43641 26010 1



Huile de type naturel, cannelle (10 ml)

Art. n° 262017
EAN 40 43641 26012 5



Essence aromatique eucalyptus (10 ml)

Art. n° 262018
EAN 40 43641 26013 2

Art n° voir produits individuels

Huiles parfumées / essences aromatiques

(huile essentielle 100 % / composition / huile parfumée)

promed



Essence aromatique orange-cannelle (10 ml)

Art. n° 262019
EAN 4043641 26015 6



Essence aromatique citron (10 ml)

Art. n° 262020
EAN 4043641 26016 3



Huile parfumée pêche (10 ml)

Art. n° 262021
EAN 4043641 26017 0



Huile parfumée pomme-cannelle (10 ml)

Art. n° 262022
EAN 4043641 26018 7



Huile parfumée merisier (10 ml)

Art. n° 262023
EAN 4043641 26019 4



Huile parfumée vanille (10 ml)

Art. n° 262024
EAN 4043641 26020 0



Huile parfumée rose (10 ml)

Art. n° 262025
EAN 4043641 26021 7



Essence aromatique pamplemousse (10 ml)

Art. n° 262027
EAN 4043641 26023 1



Essence aromatique citron vert (10 ml)

Art. n° 262028
EAN 4043641 26024 8

Fabriquées en Allemagne, à partir de produits naturels de qualité, transformés en huile essentielle 100 %, les huiles parfumées Promed diffusent un agréable parfum qui met les sens en éveil. Laissez-vous séduire.

MADE IN GERMANY

- 100 % composition essentielle / huile de parfum
- Contenu du flacon : 10 ml
- Emballage dans carton décoratif
- Made in Germany

- 3 langues (DE, EN, FR)
- 26 x 26 x 72 mm (L x l x h)
- Convient pour les lampes aromatiques/diffuseurs d'huiles essentielles, p. ex. : AL-305, AL-150 WS, AL-1300 WS, AL-400 CL, AL-240 FL

NOUS VOUS RENDONS MOBILE !

CONCEPT GLOBAL DE CHAUSSURES DE QUALITÉ

Les chaussures spéciales pour traitement à court terme et long terme constituent un élément essentiel de l'offre de Promed.

Grâce à un développement continu en collaboration avec des orthopédistes, des spécialistes, des centres de rééducation, des infirmiers et des diabétologues, Promed a pu mettre sur pied l'une des collections les plus complètes pour les domaines de la thérapie, de la rééducation et des soins postopératoires. Des études médicales attestent l'excellente qualité des différents modèles. L'intégralité de ce concept de chaussure de qualité se distingue, d'une part, par une fonctionnalité améliorée, des matériaux haut de gamme et une finition de première classe, et d'autre part, par des idées innovantes et une technologie d'avenir.




Concept de semelle Softstep pour chaussures thérapeutiques

En général, la semelle extérieure d'une chaussure thérapeutique est rarement spectaculaire. En effet, la plupart du temps, l'objectif esthétique n'est pas du tout recherché, la stimulation du processus de guérison étant au premier plan. C'est précisément pour cette raison que Promed a, en collaboration avec des spécialistes, imaginé une série de solutions intelligentes permettant de soulager les personnes qui en ont besoin, et de stimuler les processus de guérison.



Zone avant sans profil

Pour faciliter la marche au quotidien chez les personnes atteintes de neuropathies et traînant des pieds.



Metashank Inlay

Le Metashank Inlay spécial, situé dans la zone avant du pied, soulage le métatarse et facilite chaque pas.




Cavités cylindriques

Les cavités cylindriques, réparties sur toute la semelle, garantissent un amortissement optimal, dans le but de soulager grandement la zone du talon, mais aussi les zones du milieu et de l'avant du pied. Les articulations et la colonne vertébrale sont par ailleurs préservées.




Semelle élargie

Pour faciliter la marche au quotidien chez les personnes atteintes de neuropathies et traînant des pieds.



Profil avec motif à losanges

Le profil avec motif à losanges offre, avec le bord « U-I », des propriétés antidérapantes en intérieur comme en extérieur, pour un déroulement harmonieux du pied.



Semelle extérieure à la forme ergonomique (forme du pied)

- ponçage possible
- ajustement orthopédique possible
- en PU de haute qualité



Talon biseauté

La zone du talon biseautée à 20° garantit une marche en toute sécurité et un déroulement idéal du pied.

LE CONCEPT DE SEMELLE SOFTSTEP DE PROMED PROMET
UN TRÈS HAUT NIVEAU DE SÉCURITÉ ET DE CONFORT.

Promed : un climat sain pour vos pieds

AIRMESH : LA TIGE THERMORÉGULATRICE

[tige Meshline]



AirMesh avec doublure EasyDry

La tige composée de 3 couches (EasyDry, CosyFit, mesh) promet des pieds bien au frais, notamment en été. La fibre EasyDry, fruit de la recherche médicale, élimine l'humidité

dans la chaussure et sèche rapidement. Convient parfaitement aux personnes allergiques.

Modèles : Theralight 1, Theralight 2-S



AirMesh + laine vierge Larina

La tige composée de 3 couches (laine vierge, CosyFit, mesh) promet des pieds bien au chaud, qui ne surchauffent pas, notamment en hiver.

Modèles : GentleWalk-Hi / GentleWalk-Lo




Avec sa structure en forme de filet et sa doublure en mousse CosyFit pourvue d'alvéoles de 3 mm, la technologie « AirMesh » de Promed se veut particulièrement respirante et permet ainsi de garder vos pieds au frais, avec la garantie d'une agréable sensation de bien-être.

Issue du domaine médical, cette technologie ne contient pas de composants toxiques. Elle convient parfaitement aux personnes allergiques et diabétiques.



COSYFIT : LA TIGE RESPIRANTE

[semelle intérieure Masterline]



Modèles :

- tous Masterline, excepté München
- tous Classicline, excepté München
- Classic 1 et 2.



Cette matière garantit une sensation de confort ultra-agréable et soulage grandement la pression exercée sur les zones sensibles.

Cette matière multi-couche absorbe bien l'humidité du pied, sèche rapidement après utilisation et garantit donc une température idéale au niveau des pieds.



Le cor (également clavus, clou en latin) est un cal, la plupart du temps, douloureux, qui est causé par une pression chronique exercée sur une surface cutanée mince, et qui présente des spores centraux, développés en profondeur (en forme d'angle).



Les douleurs ressenties à l'avant du pied peuvent avoir des causes multiples. Généralement, ces douleurs sont causées par des inflammations souvent dues à de mauvaises chaussures et / ou à une surcharge. Des douleurs surviennent également souvent en raison de déformations du pied dues à des accidents.



Dans les différentes formes d'inflammation, les articulations, les tendons, les faisceaux musculaires ou la périoste sont souvent eux-mêmes concernés. Dans une fasciite plantaire, c'est l'aponévrose de la plante du pied qui est concernée.



L'expression « orteils en marteau » désigne une déformation des orteils consistant en une contraction en flexion des articulations des orteils.



Les callosités surviennent en raison d'une pression ou d'un frottement. Il en résulte une mini-inflammation cutanée. Afin de protéger les couches cellulaires se trouvant en-dessous, la peau est localement incitée à épaissir l'épiderme externe.



Le syndrome du pied diabétique, aussi communément appelé « pied diabétique », est un syndrome en lien avec le diabète sucré, lequel survient le plus souvent chez les patients atteints de diabète de type 2.



L'expression « pied arthritique » désigne une réaction inflammatoire causée par des inflammations au niveau des articulations du pied ou des orteils.



L'expression « pied plat étalé » désigne un écartement des faisceaux osseux du métatarse.



Les déformations des orteils sont des déformations malades qui peuvent se présenter dès la naissance ou qui sont développées au cours de la vie. Une pression mécanique accrue peut entraîner un épaississement douloureux de la peau et des inflammations.



Dans le domaine médical, le terme « hallux valgus » désigne une déformation en forme de X du gros orteil au niveau de l'articulation principale. Cette maladie se manifeste presque toujours en association avec un pied plat étalé.



La **tige** multi-couche absorbe bien l'humidité du pied, sèche rapidement après utilisation, et garantit une « **température parfaite au niveau des pieds** ».



Idéal en cas de sensibilité à la pression au niveau des pieds, notamment pour le traitement préventif chez les **diabétiques** et toutes les personnes qui souhaitent favoriser la guérison de leurs pieds.



Idéal pour les personnes atteintes de rhumatismes, p. ex. en cas de pied rhumatoïde, d'orteils en marteau et en griffe ou d'hallux rigidus.



Le concept de semelle **Softstep**, avec ses cavités cylindriques et sa surface neuropathique (zone des orteils), promet sécurité et confort à un degré encore jamais atteint.



Grâce à sa structure en forme de filet et sa doublure en mousse CosyFit pourvue d'alvéoles, la tige **AirMesh** se veut particulièrement respirante, en plus d'exercer une action thermorégulatrice. Convient parfaitement aux personnes allergiques et diabétiques.



Avec le principe « **Washable Insole** », la semelle peut être changée à tout moment et être lavée à 30 °C. Finies les mauvaises odeurs.



La **laine vierge** naturelle de mouton garantit des pieds bien au chaud ainsi qu'un confort et une douceur inégalés dans toute la chaussure.



Tige en **stretch** (perforé) pour une excellente respiration. S'adapte à presque toutes les formes de pied.



Les chaussures sont fabriquées dans l'UE et soumises à des contrôles de qualité.



Ce symbole est synonyme de haute qualité. Les premières de propreté constituent la base d'une chaussure. Elles promettent une structure résistante, à la forme stable, même sans semelle extérieure, qui peut être pourvue d'autres caractéristiques.



La matière robuste, dont l'aspect rappelle celui du daim, se veut respirante et garantit un climat sain dans la chaussure. Elle résiste au frottement, est indéchirable et facile à entretenir.

Consignes générales d'entretien pour l'assortiment de chaussures Promed :



Lavable en machine à 30 °C



Ne pas sécher au sèche-linge



Ne pas repasser



Ne pas nettoyer à sec



Ne pas blanchir

Les chaussures peuvent être désinfectées à l'aide de produits désinfectants traditionnels.

SYMBOLES



Idéale pour un traitement orthopédique



Lavable



Velours de polyéthylène



Semelle SuperComfort
Élargie sur le devant,
anti-trébuchement, antidérapant



Lavable à 30 °C



Doublure CosyFit



Semelle intérieure en
mousse souple



Micro-velours



Doublure en éponge

Tableau explicatif des différents modèles



Désignation de la chaussure	Gentle Walk-Hi	Gentle Walk-Lo	München 2 LXL	München 3	Wallgau	Grainau	Flex 2
Photo du produit							
Art. n°	510341	510331	510230	521241 (m.) 521242 (n.)	520210	520220	520230
N° HiMi (paire)	31.03.03.4058	31.03.03.4059	31.03.03.4059	31.03.03.4151	31.03.03.4152	31.03.03.4149	31.03.03.4150
Page dans le catalogue 2026 de Promed	67	67	68	68	64	64	63
Champs d'application principaux							
Pour des problèmes généraux au niveau des orteils et de l'avant du pied				✓	✓	✓	✓✓
Idéal pour le traitement préventif chez les diabétiques	✓✓	✓✓		✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Idéal pour les personnes souffrant de rhumatismes	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Idéal pour les neuropathies	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Idéal pour les personnes en fauteuil roulant	✓✓	✓✓	✓	✓✓	✓✓	✓✓	
Pour presque toutes les formes de pied, p. ex. hallux, orteils en marteau, arthrose, pieds gonflés			✓✓		✓	✓	✓
Pour les inflammations, les enflures ou les pieds bandés			✓		✓	✓	✓✓
Pour les déformations du pied			✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Pour un usage post-opératoire					✓		
Pour les pieds rhumatoïdes	✓✓	✓✓		✓	✓	✓	✓
Pour les pieds soumis à des charges lourdes (p. ex. surpoids)							
Plaies au niveau des pieds (p. ex. lésions traumatiques)					✓	✓	✓
En cas de sensibilité à la pression, d'inflammations, d'enflures et de pieds lymphatiques	✓✓	✓✓			✓		✓
Plaies au niveau de l'avant du pied et de la plante du pied, causées par un diabète							
Plaies au niveau de l'avant du pied et de la plante du pied, causées par d'autres indications (p. ex. lésions traumatiques)							
Plaies au niveau de l'arrière du pied et de la plante du pied, causées par un diabète							
Plaies au niveau de l'arrière du pied et de la plante du pied, causées par d'autres indications (p. ex. lésions traumatiques)							

Chaussures thérapeutiques ✓ = adaptées ; ✓✓ = particulièrement adaptées



Theramed D1	Theramed D3	Pantomobil D	TheraLight 1	Sanicabrio DXL	Sanicabrio	Sanicabrio LXL	Sanisoft D	Sanisoft
510160	510180	510140	510311	510130	521120	510150	510170	521110
31.03.03.4042	31.03.03.4041	31.03.03.4043	31.03.03.4059	31.03.03.4045	31.03.03.4020	31.03.03.4046	31.03.03.4047	31.03.03.4022
69	69	70	70	65	66	65	66	67
✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓	✓	✓	✓
					✓✓			✓✓
✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓✓	✓	✓	✓✓
				✓	✓✓	✓	✓	✓✓
✓	✓✓	✓	✓	✓✓		✓✓		
✓✓	✓✓			✓✓		✓✓	✓✓	
✓✓	✓	✓		✓✓		✓✓	✓✓	✓
✓	✓			✓		✓	✓	
					✓✓			✓✓
✓			✓	✓		✓	✓	
✓	✓	✓		✓✓	✓	✓✓	✓	✓✓
✓✓	✓✓	✓✓		✓	✓	✓✓	✓✓	✓
✓✓	✓✓		✓	✓✓		✓✓	✓✓	
				✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
	✓✓	✓✓		✓		✓	✓	
		✓✓		✓✓			✓	

DIMENSIONS DES CHAUSSURES MASTERLINE DE PROMED

Modèles			SaniCabrio DXL, LXL, SaniSoft D			Theramed D 1			Theramed D 3, Pantomobil D			München 2 LXL		
Design			close toe / close heel			open toe / close heel			open toe / open heel			closed shoe		
Pointures anglaises *)	Pointures allemandes / françaises	Longueur de pied en mm	Semelle ext. en mm	Semelle int. en mm	Plante nt. du pied en mm Largeur spéciale « J »	Semelle ext. en mm	Semelle int. en mm	Plante ant. du pied en mm Largeur spéciale « J »	Semelle ext. en mm	Semelle int. en mm	Plante ant. du pied en mm Largeur spéciale « J »	Semelle ext. en mm	Semelle int. en mm	Plante ant. du pied en mm Largeur spéciale « J »
3½	36	229	253	238	232	249	239	232	243	239	232	243	234	232
4½	37 ⅓	237	256	242	237	253	243	237	249	244	237	253	238	237
5	38	241	264	249	240	260	250	240	253	248	240	256	242	240
6	39 ⅓	250	273	258	245	264	255	245	260	257	245	264	249	245
6½	40	254	277	261	247	269	259	247	264	262	247	273	258	247
7½	41 ⅓	262	285	268	252	277	268	252	273	271	252	277	261	252
8	42	267	295	276	255	285	275	255	280	278	255	285	268	255
9	43 ⅓	275	298	280	260	295	283	260	285	281	260	295	276	260
9½	44	279	307	290	262	298	288	262	295	289	262	298	280	262
10½	45 ⅓	288	312	294	267	307	296	267	298	295	267	307	290	267
11	46	292	315	300	270	312	301	270	307	303	270	312	294	270
12	47 ⅓	301	324	311	275	318	310	275	312	307	275	315	300	275

DIMENSIONS DES CHAUSSURES MESHLINE DE PROMED

Modèles			Gentlewalk Hi SaniCabrio Wallgau, Grainau			Gentlewalk Lo SaniSoft München 3			Theralight I			Flex 2		
Design			close toe, close heel			close toe, close heel			open toe, close heel			close toe, open heel		
Pointures anglaises *)	Pointures allemandes / françaises	Longueur de pied en mm	Semelle ext. en mm	Semelle int. en mm	Plante ant. en mm Largeur confort « G »	Semelle ext. en mm	Semelle int. en mm	Plante ant. en mm Largeur confort « G »	Semelle ext. en mm	Semelle int. en mm	Plante ant. en mm Largeur confort « G »	Semelle ext. en mm	Semelle int. en mm	Plante ant. en mm Largeur spéciale « J »
3½	36	229	247	238	222	247	238	222	247	235	222	247	238	222
4½	37 ⅓	237	254	242	227	254	242	227	250	240	227	254	242	227
5	38	241	263	249	230	259	246	230	259	247	230	263	249	230
6	39 ⅓	250	268	254	235	273	258	235	263	249	235	268	254	235
6½	40	254	279	261	237	279	261	237	273	258	237	279	261	237
7½	41 ⅓	262	284	268	242	284	268	242	281	270	242	284	268	242
8	42	267	293	276	245	291	275	245	291	278	245	293	276	245
9	43 ⅓	275	299	280	250	299	280	250	291	278	250	299	280	250
9½	44	279	306	290	252	306	290	252	291	278	252	306	290	252
10½	45 ⅓	288	311	294	257	311	294	257	311	300	257	311	294	257
11	46	292	320	303	260	313	300	260	313	302	260	320	303	260
12	47 ⅓	301	321	311	265	321	311	265	321	312	265	321	311	265

*) 1 point anglais = ⅓ pouce, soit 0,84666667 cm



Art. n° 520230 (par paires) | N° HiMi : 31.03.03.4145

Flex 2

Chaussure thérapeutique unique en forme de sandale



- Sandale confortable pour l'intérieur et l'extérieur
- Bride arrière variable pour 3 variantes
- Ajustement possible grâce à la bride arrière variable et la sangle réglable sur le cou-de-pied
- Fonctionnement de la bride arrière : pivotante ou amovible grâce aux deux boutons, largeur du talon réglable grâce à la fermeture à scratch
- Avant du pied élargi pour une coupe confortable et une position debout en toute sécurité


- Sangle sur cou-de-pied avec fermeture à scratch pour une adaptation parfaite et un réglage continu en fonction de la hauteur du cou-de-pied
- Semelle extérieure de forme ergonomique, pouvant faire l'objet d'un ajustement orthopédique et dotée d'une zone neuropathique à l'avant du pied
- Lavable à 30 °C
- Pointures : 36 - 47, largeur confort J
- Couleur : noir

Art. n° 520210 (par paires) | N° HiMi : 31.03.03.4152

Wallgau

Chaussure thérapeutique basse, confortable
Chaussure confort thérapeutique

Semelle intérieure
double souple,
de haute qualité



Fermeture à scratch sur
cou-de-pied pour un
chaussage et un déchaus-
sage ultra-faciles



- Orteils anatomiques en tissu stretch confortable
- Convient particulièrement aux pieds sensibles à la pression
- Tige esthétique en élasthanne (stretch) à l'avant du pied pour une bonne respiration du pied, similitude à l'arrière
- Semelle extérieure de forme ergonomique, pouvant faire l'objet d'un ajustement orthopédique et dotée d'une zone neuropathique à l'avant du pied
- Tissu stretch sur l'avant du pied permettant un ajustement souple et flexible à presque toutes les formes de pied (hallux, orteils en marteau, arthrose, pieds gonflés, etc.)
- Idéal pour les pieds rhumatoïdes et pour le traitement préventif chez les diabétiques
- Lavable à 30 °C
- Pointures : 36 – 47, largeur confort G, couleur : noir




Art. n° 520220 (par paires) | N° HiMi : 31.03.03.4149

Grainau

Chaussure confort thérapeutique

Semelle intérieure
double souple,
de haute qualité



Fermeture à scratch sur
cou-de-pied pour un
chaussage et un déchaus-
sage ultra-faciles



- Orteils anatomiques en tissu stretch confortable
- Convient particulièrement aux pieds sensibles à la pression
- Tige esthétique en élasthanne (stretch) à l'avant du pied pour une bonne respiration du pied, similitude à l'arrière
- Semelle extérieure de forme ergonomique, pouvant faire l'objet d'un ajustement orthopédique et dotée d'une zone neuropathique à l'avant du pied
- Tissu stretch sur l'avant du pied permettant un ajustement souple et flexible à presque toutes les formes de pied (hallux, orteils en marteau, arthrose, pieds gonflés, etc.)
- Idéal pour les pieds rhumatoïdes et pour le traitement préventif chez les diabétiques
- Lavable à 30 °C
- Pointures : 36 – 47, largeur confort G, couleur : noir



promed

Art. n° 510130 (par paires) | N° HiMi : 31.03.03.4045

Sanicabrio DXL

Chaussure spéciale extra-large, au-dessus de la cheville



- Avec système de fermeture « Cabrio » à ouverture large dans la zone avant du pied et scratch au niveau du talon pour un chaussage ultra-facile
- Adaptation souple et flexible
- Idéal pour les pieds gonflés, les orteils en marteau, l'utilisation post-opératoire et post-plâtre et les pieds bandés
- Pointures : 36 - 47, largeur spéciale J
- Couleur : bleu marine



Art. n° 510150 (par paires) | N° HiMi : 31.03.03.4046

Sanicabrio LXL

Chaussure spéciale extra-large basse



- Avec système de fermeture « Cabrio » à ouverture large dans la zone avant du pied
- Scratch au niveau du talon pour un chaussage ultra-facile
- Tige basse au niveau de la cheville
- Idéal en cas de problèmes aux pieds, comme p. ex. des pieds bandés, des pieds soumis à des charges lourdes et sensibles à la pression, des hallux et des orteils en marteau
- Pointures : 36 - 47, largeur spéciale J
- Couleur : bleu marine



Système de fermeture « Cabrio »
à ouverture large dans la zone
avant du pied et scratch au niveau
du talon pour un chaussage ultra-facile



promed

Art. n° 521120 (par paires) | N° HiMi : 31.03.03.4020

Sanicabrio

Chaussure thérapeutique et rééducative avec scratch au niveau de l'avant du pied et du talon

promed



Système de fermeture « Cabrio » à ouverture large dans la zone avant du pied et scratch au niveau du talon pour un chaussage ultra-facile

Doublure en éponge

- Réajustements personnalisés possibles
- Peut également servir de chaussure de premiers secours
- Idéal en cas d'extrême sensibilité à la pression et gonflements importants
- Rebord d'insertion dans la semelle pour un positionnement stable des semelles en mousse souple p. ex.
- Doublure en éponge
- Pointures : 36 - 47, largeur confort G
- Couleur : bleu marine



Art. n° 510170 (par paires) | N° HiMi : 31.03.03.4047

Sanisoft D

Chaussure spéciale basse

promed



Insertion facile du pied grâce à la fermeture à scratch à ouverture large dans la zone du cou-de-pied et du talon

- Avec grand volume et différentes possibilités de réglage personnalisées dans la zone avant du pied et du cou-de-pied
- Une chaussure aérée pour les pieds diabétiques et autres pieds à problèmes
- Chaussage et déchaussage faciles ainsi que réglage optimal de la largeur
- Convient parfaitement aux personnes en fauteuil roulant
- Pointures : 36 - 47, largeur spéciale J
- Couleur : bleu marine

Art. n° 521110 (par paires) | N° HiMi : 31.03.03.4022

Sanisoft

Chaussure thérapeutique et rééducative façon chaussure basse

promed



Fermeture à scratch

Doublure en éponge

Semelle légère et amortissante, antidérapante et légèrement élargie au niveau de l'avant du pied

- 2 fermetures à scratch dans la zone avant du pied
- Coupe basse de la tige, en-dessous de la cheville
- Rebord d'insertion dans la semelle pour un positionnement stable des semelles en mousse souple p. ex.
- Doublure en éponge
- Pointures : 36 - 47, largeur confort G
- Couleur : bleu marine



Art. n° 510341 (par paires) | N° HiMi : 31.03.03.4.058 (Hi)

Art. n° 510331 (par paires) | N° HiMi : 31.03.03.4.059 (Lo)

GentleWalk-Hi / GentleWalk-Lo

Botte fourrée avec tige en AirMesh et doublure en laine vierge

promed



(Hi)



(Lo)

- Tige « AirMesh » respirante avec doublure en laine Larina pour une température idéale au niveau du pied
- 2 fermetures à scratch à ouverture large au niveau de l'avant du pied pour une insertion facile et un bon maintien du pied
- Coupe idéale, sans pression
- Semelle extérieure « SoftStep » amortissante, adaptée à l'extérieur
- Convient aux personnes diabétiques et allergiques

- Lavable en machine à 30 °C
- Pointures : 36 - 47, largeur confort G
- Couleur : noir

Art. n° 510230 (par paires) | N° HiMi : 31.03.03.4054

München 2 LXL

Chaussure basse en micro-velours stretch pour la thérapie et la rééducation

promed



Tige en micro-velours pour un maintien sur mesure tout en douceur

Semelle anatomique amovible

Finition optimale

Volume amplifié sur l'avant du pied et tissu stretch 4 directions sur l'avant du pied permettant un ajustement souple et flexible à presque toutes les formes de pied

- Volume amplifié au niveau de l'avant du pied
- Tissu stretch 4 directions sur l'avant du pied permettant un ajustement souple et flexible à presque toutes les formes de pied (hallux, orteils en marteau, arthrose, pieds gonflés, etc.)
- Matière extensible pour accompagner chaque mouvement
- Aucun point de pression ou frottement douloureux
- Modèle garantissant une température idéale au niveau du pied
- Pointures : 36 - 47, largeur spéciale J
- Couleur : noir



Marron – Art. n° 521241 (par paires) | N° HiMi : 31.03.03.4151

Noir – Art. n° 521242 (par paires) | N° HiMi : 31.03.03.4151

München 3

Chaussure thérapeutique confort basse

Tissu mélangé de stretch et micro-velours

promed



Zones du milieu du pied et du talon en micro-velours pour une coupe parfaite

Fermeture à scratch sur le cou-de-pied pour un chaussage et un déchaussage ultra-faciles

Semelle légère, amortissante, antidérapante

- Idéal pour les pieds rhumatoïdes et pour le traitement préventif chez les diabétiques
- Lavable à 30 °C
- Pointures : 36 - 47, largeur confort G
- Couleurs : marron, noir

- Fermeture à scratch sur le cou-de-pied pour un chaussage et un déchaussage ultra-faciles
- Tige esthétique en tissu mélangé de stretch et micro-velours perforé pour une excellente respiration
- Semelle extérieure de forme ergonomique, pouvant faire l'objet d'un ajustement orthopédique et dotée d'une zone neuropathique à l'avant du pied
- Convient particulièrement aux pieds sensibles à la pression
- Tissu stretch sur l'avant du pied permettant un ajustement souple et flexible à presque toutes les formes de pied (hallux, orteils en marteau, arthrose, pieds gonflés, etc.)



Art. n° 510160 (par paires) | N° HiMi : 31.03.03.4042

Theramed D1

Sandale à 2 scratchs multifonctionnelle avec talon fermé

promed



Tige respirante et facile d'entretien



Peut s'ouvrir complètement grâce aux deux fermetures à scratch

- Avec deux fermetures à scratch au niveau de l'avant du pied et du cou-de-pied
- Zone des orteils ouverte, bride arrière et zone du talon fermée
- Vivement recommandé en cas de problèmes au niveau des orteils et de l'avant du pied, en cas d'inflammations, de gonflements et d'hallux
- Agréable à porter durant la saison chaude grâce à sa tige respirante, facile d'entretien
- Pointures : 36 - 47, largeur spéciale J
- Couleur : bleu marine



Art. n° 510180 (par paires) | N° HiMi : 31.03.03.4041

Theramed D3

Sandale à 2 scratchs multifonctionnelle avec talon ouvert

promed



Trois fermetures à scratch pour une adaptation sur mesure au niveau de l'avant du pied, du cou-de-pied et du talon



- Avec trois fermetures à scratch pour une adaptation sur mesure au niveau de l'avant du pied, du cou-de-pied et du talon Talon ouvert
- Recommandé en cas de sensibilité à la pression au niveau du talon, mais également en cas d'inflammations et de gonflements au niveau du talon et des orteils
- Modèle garantissant une température idéale au niveau du pied
- Agréable à porter durant la saison chaude grâce à sa tige respirante
- Pointures : 36 - 47, largeur spéciale J
- Couleur : bleu marine

Art. n° 510140 (par paires) | N° HiMi : 31.03.03.4043

Pantomobil D

Chaussure spéciale légère, multifonctionnelle et à ouverture large façon pantoufle



Avec fermeture à scratch large sur l'avant du pied pour un bon maintien et une adaptation sur mesure



Dessus Cosy-Fit respirant (à trois couches)

- Recommandé en cas de sensibilité à la pression, de gonflements ou d'inflammations au niveau de l'avant du pied et/ou du talon
- Modèle garantissant une température idéale au niveau du pied, particulièrement agréable à porter durant la saison chaude grâce à sa tige Cosy-Fit respirante (à trois couches)
- Brides arrière incluse
- Pointures : 36 - 47, largeur spéciale J
- Couleur : bleu marine



Art. n° 510311 (par paires)

N° HiMi : 31.03.03.4047

Theralight 1

Chaussure confort rééducative avec zone d'orteils ouverte et contrefort fermé



Insertion ultra-facile grâce au système à scratch

Dessus AirMesh respirant avec doublure EasyDry




- Tige « AirMesh » respirante avec doublure EasyDry pour une température idéale au niveau du pied
- Fermeture à scratch à ouverture large pour un chaussage facile
- Coupe idéale, sans pression
- Semelle extérieure « SoftStep » amortissante, adaptée à l'extérieur
- Convient aux personnes diabétiques et allergiques
- Lavable en machine à 30 °C
- Pointures : 36 - 47, largeur confort G
- Couleur : noir



Art. n° voir ci-dessous (par paire)

Semelle de recharge en mousse souple (semelle double)



Semelle de recharge (semelle double) pour modèles Wallgau et Grainau
Pointures : 36 - 47, largeur J
Art. n° 550236

- Semelle en mousse souple 1 : tissu de coton EVA (3,6 mm), noir
- Semelle en mousse souple 2 : polyester EVA (4 mm), noir

Art. n° voir ci-dessous (par paire)

Semelle de recharge en mousse souple



Pointures : 36 - 47, largeur J (toujours par paires)
Couleur : noir
Art. n° 550230 (modèles : Sanicabrio/DXL/LXL/DS, Sanisoft/D)
Art. n° 550231 (modèles : TheraMed D1, Theralight 1)
Art. n° 550232 (modèles : TheraMed D3, Pantomobil D, Theralight 2-S)

- Semelle confort haut de gamme souple
- Revêtement éponge
- Semelle EVA 4 mm



Art. n° 550235 (par paires)

Semelle de recharge en mousse souple



- Semelle confort haut de gamme souple
- Revêtement éponge
- Semelle EVA 4 mm
- Compatible avec chaque modèle de la série Promed
- Pointures : 36 - 47, largeur confort G
- Couleur : blanc

Art. n° 550240 (par paires)

Semelle de recharge en fourrure



lavable à la main

- Semelles faciles d'entretien pour pieds sensibles
- Semelle EVA confort haut de gamme souple, avec revêtement 100 % laine vierge et épaisseur de 4 mm
- Compatible avec les modèles : GentleWalk-Hi / GentleWalk-Lo
- Pointures : 36 - 47, largeur confort G
- Couleur : blanc



HUBER by **promed**
Fußtechnologie

BON PIED, BON ŒIL

Art. n° 552055

Hallux valgus

Pour prévenir une déformation plus importante du gros orteil




Excellente en présence des symptômes suivants :

- Prévention de l'hallux valgus
- Douleur lancinante dans la phase de déroulement du pied
- Douleur sourde sans charge
- Sensibilité à la pression localisée

Convient parfaitement aux :

- personnes présentant un pied plat étalé et/ou une déformation du gros orteil
- Personnes souffrant de problèmes d'hallux valgus



Caractéristiques :


- Absorbe l'humidité, sèche rapidement, hypoallergénique
- Matière douce microfibre, sans substances nocives et garantissant un confort agréable

Pointures (1 paire) : 35 – 49

Art. n° 552050

Épine calcanéenne

Encadrement du talon avec coussinet en forme de U



Excellente en présence des symptômes suivants :

- Douleur lancinante lors de la pose du pied sur le sol
- Douleur sourde sans charge
- Sensibilité à la pression localisée

Convient parfaitement aux :

- personnes souffrant d'une épine calcanéenne
- personnes appelées à rester en position debout et à une marche intensive
- personnes allergiques et diabétiques

Caractéristiques :

- Absorbe l'humidité, sèche rapidement, hypoallergénique
- Matière douce microfibre, sans substances nocives et garantissant un confort agréable


Pointures (1 paire) : **XS**/35-37, **S**/38-40, **M**/41-43, **L**/44-46, **XL**/47-49

Art. n° 552040 Semelle protégeant les articulations 1 (jusqu'à 80 kg)

Art. n° 552045 Semelle protégeant les articulations 2 (à partir de 80 kg)

Protection des articulations (</> 80 kg)

Pour soulager la pression liée au poids de manière ciblée



Excellente en présence des symptômes suivants :

- Pour soulager la colonne vertébrale et les articulations
- Douleurs aux osselets du métatarse (métatarsalgie)
- Inflammations à la plante du pied / au talon, problèmes articulaires (chevilles, genoux, hanche)

Convient parfaitement aux :

- personnes appelées à rester en position debout et à une marche intensive
- pieds douloureux, enflammés, surchargés, fatigués et sensibles à la pression

Caractéristiques :

- Absorbe l'humidité, sèche rapidement, hypoallergénique
- Matière douce microfibre, sans substances nocives et garantissant un confort agréable

Pointures (1 paire) : **XS**/35-37, **S**/38-40, **M**/41-43, **L**/44-46, **XL**/47-49



Art. n° 198001 2

Kit de modelage Céramique

Kit de modelage professionnel en céramique pour retirer, façonner et modeler l'acrylique et le gel UV, pour embellir et polir. Travail rapide et efficace. Matériau résistant, peu d'échauffement.

Contenu	Art. n° 198604	Fraise céramique, cylindrique, gros grain, vert
	Art. n° 198603	Fraise céramique, grand cône, grain fin, rouge
	Art. n° 198606	Fraise céramique, cône long, grain moyen, bleu
	Art. n° 198607	Fraise céramique, pointe, grain fin, rouge
	Art. n° 198133	Polissoir silicone, pointu, grain fin
		Boîte d'embouts incluse, grand format




Art. n° 198002 2

Kit de modelage Blue Mix

Kit de modelage professionnel avec meules céramique et Blue Mix. Pour matifier, raccourcir, retirer, façonner et polir le gel et l'acrylique. Matériau résistant, peu d'échauffement.

Contenu	Art. n° 198480	Embout carbure, cylindrique, série Blue Mix
	Art. n° 198481	Embout carbure, grand cône, série Blue Mix
	Art. n° 198606	Fraise céramique, cône long, grain moyen, bleu
	Art. n° 198607	Fraise céramique, pointe, grain fin, rouge
	Art. n° 198133	Polissoir silicone, pointu, grain fin
		Boîte d'embouts incluse, grand format



Art. n° 198003 2

Kit de modelage Arc-en-ciel

Kit professionnel d'embouts carbure avec revêtement en nitrure de tungstène. Pour retirer, modeler, limer et parfaire les ongles artificiels, également pour polir ; prévient l'échauffement.

Contenu	Art. n° 198491	Embout carbure, grand cône rond, série Arc-en-ciel
	Art. n° 198490	Embout carbure, cylindrique, série Arc-en-ciel
	Art. n° 198492	Embout carbure, cône étroit, série Arc-en-ciel
	Art. n° 198493	Embout carbure, cône rond étroit, grain moyen, série Arc-en-ciel
	Art. n° 198133	Polissoir silicone, pointu, grain fin
		Boîte d'embouts incluse, grand format

Art. n° 198008

Kit de modelage Pro embouts carbure

Lot d'embouts pour modelage d'ongles haut de gamme professionnel : le « must-have » pour chaque styliste ongulaire. Pour retirer, modeler, embellir et travailler rapidement, sans plus aucun problème.

Contenu	Art. n° 198451	Embout carbure, cylindrique, denture mixte (grain fin / gros)
	Art. n° 198425	Embout carbure, cône étroit, série violette
	Art. n° 198442	Embout carbure, grand cône pointu, série rouge
	Art. n° 198557	Embout carbure, cylindrique, denture hélicoïdale
	Art. n° 198556	Embout titane, cylindrique, arrondi (tête dorée)

Art. n° 198006

Kit de modelage Master

L'équipement complet et professionnel pour tout type de modelage d'ongles artificiels.

Contenu	Art. n° 198410	Fraise carbure, série bleue
	Art. n° 198421	Fraise carbure, jaune
	Art. n° 198450	Fraise carbure, série bleue
	Art. n° 198540	Fraise diamant
	Art. n° 198031	Embout saphir, rond
	Art. n° 198551 / L	Fraise carbure et titane, (tête dorée) longue
	Art. n° 198030	Fraise saphir pointue
	Art. n° 961910	Boîte rigide design, transparente

Art. n° 198005

Kit de modelage Basic

L'équipement de base parfait pour un modelage d'ongles artificiels.

Contenu	Art. n° 198421	Fraise carbure, jaune
	Art. n° 198450	Fraise carbure, série bleue
	Art. n° 198540	Fraise diamant
	Art. n° 198551	Fraise carbure et titane, (tête dorée) courte
	Art. n° 961910	Boîte rigide design, transparente

Art. n° 198014

Personal Care Set

Pour une manucure complète des ongles naturels : pour raccourcir les ongles, éliminer les cuticules, affiner les ongles très épais et supprimer les aspérités de la tablette unguéale.

Contenu	Art. n° 190011	Disque de polissage, saphir
	Art. n° 190067	Meule pour callosités, saphir
	Art. n° 198540	Cône diamant, petit
	Art. n° 198535	Meule de pierre, standard
	Art. n° 198541	Embout diamant, cylindrique
	Art. n° 198031	Embout saphir, rond
	Art. n° 198030	Embout saphir, pointu
	Art. n° 190041	Cône de polissage, feutre



Art. n° 198016

1 3

Jeu Comfort

Pour toutes les zones à problèmes au niveau de la peau, des callosités et des ongles. Pour retirer les callosités, les durillons et les cuticules superflus, pour raccourcir les ongles, matifier, lisser, nettoyer et polir.

Contenu	Art. n° 198535	Meule de pierre, standard
	Art. n° 198530	Meule de pierre, cylindrique
	Art. n° 198564	Mandrin de polissage, plastique
	Art. n° 198031	Embout saphir, rond
	Art. n° 198543	Fraise diamant, petite et pointue
	Art. n° 198034	Embout saphir, long
	Art. n° 198540	Fraise diamant
	Art. n° 198541	Embout diamant, cylindrique
	Art. n° 190086	Brosse en poils de chèvre
	Art. n° 190041	Cône de polissage, feutre
	Art. n° 190021	Meule conique, saphir
	Art. n° 190011	Disque de polissage, saphir
	Art. n° 198562	Bande de polissage, grain moyen (4 pces)
	Art. n° 961910	Boîte rigide design, transparente

Art. n° 198009

1

Natural Set

Pour une manucure complète des ongles naturels : pour raccourcir les ongles, éliminer les cuticules, affiner les ongles très épais et supprimer les aspérités de la tablette unguéale, jusqu'à une finition parfaite avec un poli éclatant.

Contenu	Art. n° 190011	Disque de polissage, saphir
	Art. n° 198020	Embout diamant, conique
	Art. n° 198540	Cône diamant, petit
	Art. n° 198535	Meule de pierre, standard
	Art. n° 198130	Polissoir silicone, grain fin, jaune
	Art. n° 198131	Polissoir silicone, grain moyen, noir
	Art. n° 198132	Polissoir silicone, gros grain, vert
	Art. n° 190041	Cône de polissage, feutre
	Art. n° 198571	Polissoir doux, textile

Art. n° 198010

3

Kit spécial callosités

Pour éliminer les callosités importantes et les durillons sur les mains et les pieds ainsi que d'autres parties du corps (p. ex. les coudes) et pour enlever les cuticules.

Contenu	Art. n° 190021	Meule conique, saphir
	Art. n° 190067	Meule pour callosités, saphir
	Art. n° 198540	Cône diamant, petit

* Autoclavable (stérilisation des embouts à une température comprise entre 121 et 134 °C, avec une pression d'env. 2 bar)

1 = pour le traitement des ongles naturels 2 = pour le traitement des ongles artificiels 3 = pour le traitement de la peau

Remarque : Tous les embouts abrasifs Promed présentent un diamètre de tige d'une dimension standard comprise entre 2,332 et 2,350 mm.

Embouts céramique

Plus légers que les embouts carbure, résistants, efficaces

Parfaits pour retirer le gel et l'acrylique, limer, graver, lisser, polir et remodeler, ainsi que pour retirer les petites peaux mortes. Traitement excellent des ongles, surfaces lisses, sensation agréable sur l'ongle, manipulation facile et rapide, bonnes propriétés de fonctionnement grâce à une vibration réduite, haute résistance à la corrosion, peu d'échauffement.

Art. n° 198600

2

Fraise céramique, grand cône, grain fin, rouge *

Parfaite pour un traitement de finition des callosités et ongles très épais ainsi que des ongles artificiels, fonctionnement silencieux, extrêmement dure, résistante, tranchante.

Vitesse de rotation : jusqu'à 30 000 tr/min

Art. n° 198601

2 3

Fraise céramique, grand cône, grain moyen, bleu *

Parfaite pour le traitement des callosités et ongles épais très durs ainsi que des ongles artificiels. Idéale pour retirer efficacement l'acrylique et le gel UV. Parfaite également pour un traitement de finition.

Légère par comparaison avec les embouts carbure, fonctionnement silencieux, extrêmement dure, résistante, tranchante, vitesse de rotation : jusqu'à 30 000 tr/min

Art. n° 198602

2 3

Fraise céramique, grand cône, gros grain, vert *

Parfaite pour le traitement des callosités et ongles épais très durs ainsi que des ongles artificiels.

Idéale pour retirer efficacement l'acrylique et le gel UV. Légère par comparaison avec les embouts carbure, fonctionnement silencieux, extrêmement dure, résistante, tranchante.

Vitesse de rotation : jusqu'à 30 000 tr/min

Art. n° 198604

2

Fraise céramique, cylindrique, gros grain, vert *

Pour matifier les bouts, raccourcir les ongles artificiels, retirer le gel et l'acrylique. Très bonne qualité de coupe, sensation agréable sur l'ongle. Vitesse de rotation : jusqu'à 20 000 tr/min

Art. n° 198603

2

Fraise céramique, grand cône, grain fin, rouge *

Cet embout sait absolument tout faire dans son domaine. Sa forme conique unique vous permet de retirer gel et acrylique sans risque (également des gels 3 phases). Par ailleurs, il laisse une base optimale pour de futurs travaux de modelage d'ongles. Très bonne qualité de coupe.

Vitesse de rotation : jusqu'à 25 000 tr/min

Art. n° 198605

2

Fraise céramique, cône long, grain fin, rouge *

Pour un traitement de finition, un polissage doux et un remodelage des ongles.

Vitesse de rotation : jusqu'à 20 000 tr/min

Art. 198606

2

Fraise céramique, cône long, grain moyen, bleu *

Pour un retrait et un traitement de surface simplifié, mais également

pour raccourcir des ongles irréguliers. Vitesse de rotation : jusqu'à 20 000 tr/min

Art. n° 198607

2

Fraise céramique, pointe, grain fin, rouge *

Embout effilé pour travailler le pli / bord de l'ongle, simplement raccourcir ou travailler sous les ongles. Vitesse de rotation : jusqu'à 35 000 tr/min

Art. n° 198608

2

Fraise céramique, pointe, grain moyen, bleu *

Embout effilé pour travailler de petites zones étroites, faciles à atteindre sans

égratigner les ongles. Pour finaliser le modelage, pour retirer les résidus sous l'ongle.

Vitesse de rotation : jusqu'à 35 000 tr/min

Embouts Blue Mix

Matériau ultra-résistant, prévient l'échauffement

Série Blue Mix : embouts carbure avec revêtement en nitrure d'aluminium. Pour un traitement ultra-rapide des ongles artificiels.



Art. n° 198480

2

Embout carbure (avec revêtement en nitrure d'aluminium), cylindrique, série Blue Mix *
Pour matifier les bouts, raccourcir les ongles artificiels, retirer le gel et l'acrylique.
Revêtement anti-échauffement, matériau ultra-résistant. Vitesse de rotation : jusqu'à 25 000 tr/min



Art. n° 198481

2

Embout carbure (avec revêtement en nitrure d'aluminium), grand cône, série Blue Mix *
Cet embout sait absolument tout faire dans son domaine. Sa forme conique unique vous permet de retirer gel et acrylique sans risque (également des gels 3 phases). Par ailleurs, il laisse une base optimale pour de futurs travaux de modelage d'ongles. Revêtement anti-échauffement, matériau ultra-résistant. Vitesse de rotation : jusqu'à 25 000 tr/min

Embouts Arc-en-ciel

Matériau ultra-résistant, prévient l'échauffement

Série Arc-en-ciel : embouts carbure avec revêtement en nitrure de tungstène. Pour un traitement ultra-rapide des ongles artificiels.



Art. n° 198491

2

Embout carbure (avec revêtement en nitrure de tungstène), grand cône rond *
Cet embout sait absolument tout faire dans son domaine. Sa forme conique unique vous permet de retirer gel et acrylique sans risque (également des gels 3 phases). Par ailleurs, il laisse une base optimale pour de futurs travaux de modelage d'ongles. Le revêtement en nitrure de tungstène prévient l'échauffement. Matériau ultra-résistant. Vitesse de rotation : jusqu'à 25 000 tr/min



Art. n° 198490

2

Embout carbure (avec revêtement en nitrure de tungstène), cylindrique *
Pour matifier les bouts, raccourcir les ongles artificiels, retirer le gel et l'acrylique.
Le revêtement en nitrure de tungstène prévient l'échauffement. Matériau ultra-résistant.
Vitesse de rotation : jusqu'à 25 000 tr/min



Art. n° 198492

2

Embout carbure (avec revêtement en nitrure de tungstène), cône étroit, grain fin *
Cet embout façonne l'acrylique et le gel (de modelage). Sa taille convient parfaitement pour les travaux de finition. Le revêtement en nitrure de tungstène prévient l'échauffement. Matériau ultra-résistant.
Vitesse de rotation : jusqu'à 30 000 tr/min



Art. n° 198493

2

Embout carbure (avec revêtement en nitrure de tungstène), petit cône rond étroit, grain fin *
Cet embout façonne l'acrylique et le gel (de modelage) et les lime avec efficacité. Sa forme épouse parfaitement celle de l'ongle et permet un rendement élevé. Le revêtement en nitrure de tungstène prévient l'échauffement. Matériau ultra-résistant. Vitesse de rotation : jusqu'à 30 000 tr/min

* Autoclavable (stérilisation des embouts à une température comprise entre 121 et 134 °C, avec une pression d'env. 2 bar)

1 = pour le traitement des ongles naturels 2 = pour le traitement des ongles artificiels 3 = pour le traitement de la peau

Remarque : Tous les embouts abrasifs Promed présentent un diamètre de tige d'une dimension standard comprise entre 2,332 et 2,350 mm.

Embouts titane / carbure

pour des conditions extrêmes, longue durée de vie

Ces embouts haut de gamme, fabriqués en alliage de titane et carbure chauffent moins rapidement. Leur utilisation sera donc plus agréable pour vos clients.



Art. n° 198551

2


Embout titane, cylindrique, queue courte (tête dorée) *
Pour matifier les bouts, raccourcir les ongles artificiels, retirer le gel et l'acrylique.
Ultra-résistant. Vitesse de rotation : jusqu'à 25 000 tr/min



Art. n° 198551/L

2


Embout titane, cylindrique, queue longue (tête dorée) *
Pour matifier les bouts, raccourcir les ongles artificiels, retirer le gel et l'acrylique.
Ultra-résistant. Vitesse de rotation : jusqu'à 25 000 tr/min



Art. n° 198556

2

Embout titane, cylindrique, arrondi (tête dorée) *
Pour limer la transition vers l'ongle naturel, masquer les bouts, raccourcir les ongles artificiels, affiner les ongles sur les bords et retirer le gel ainsi que l'acrylique,
Vitesse de rotation : jusqu'à 25 000 tr/min



Art. n° 198557

2

Embout carbure, cylindrique, denture hélicoïdale *
Embout spécial pour les deux sens de rotation ; retrait rapide du modelage (gel et acrylique), revêtement spécial empêchant tout échauffement ; pour une surface d'ongle très affinée, ultra-résistant,
Vitesse de rotation : jusqu'à 25 000 tr/min

Embouts carbure

Matériau ultra-résistant

Les embouts carbure permettent un travail extrêmement rapide et efficace sur l'ongle artificiel. Ces embouts ne doivent pas être utilisés sur l'ongle naturel. Champs d'application typiques : limage de la transition, affinage des surfaces, limage de la face inférieure de l'ongle, raccourcissement, fixation de pierres décoratives.

Embouts carbure, série violette, denture spirale – grain fin



Art. n° 198455

2


Embout carbure, gouttes *
Pour le lissage des ongles et de la peau et une utilisation dans le domaine du Nail Art.
Vitesse de rotation : optimale à 12 000 tr/min, max. jusqu'à 20 000 tr/min



Art. n° 198435

2

Embout carbure, cône long *
L'embout carbure peut être utilisé à plusieurs fins : pour nettoyer la face inférieure de l'ongle sur les bords, pour retirer les résidus de gel ou d'acrylique et exécuter des travaux de finition.
Vitesse de rotation : jusqu'à 40 000 tr/min



Art. n° 198425

2

Embout carbure, cône étroit *
Cet embout est particulièrement efficace pour les liftings. Il permet l'exécution de travaux de finition ainsi que le retrait rapide de résidus de gel ou d'acrylique, également à proximité du pli de l'ongle.
Vitesse de rotation : jusqu'à 30 000 tr/min



Art. n° 198445

2

Embout carbure, grand cône *
Cet embout sait absolument tout faire dans son domaine. Sa forme conique unique vous permet de retirer gel et acrylique sans risque (également des gels 3 phases) et sans échauffement.
Par ailleurs, il laisse une base optimale pour de futurs travaux de modelage d'ongles.
Matériau ultra-résistant. Vitesse de rotation : jusqu'à 20 000 tr/min



Embouts carbure, série bleue, denture hélicoïdale – gros grain

Art. n° 198410 2
Embout carbure, rond *
Idéal pour la fixation de pierres dans l'ongle artificiel. Vitesse de rotation : jusqu'à 40 000 tr/min



Art. n° 198420 2
Embout carbure, cône *
Cet embout façonne l'acrylique et le gel (de modelage) et les lime avec efficacité. Sa forme épouse parfaitement celle de l'ongle et permet un rendement élevé. Aucun échauffement. Vitesse de rotation : jusqu'à 20 000 tr/min



Art. n° 198430 2
Embout carbure, cône étroit *
Cet embout façonne l'acrylique et le gel (de modelage). Sa taille convient parfaitement pour les travaux de finition. Vitesse de rotation : jusqu'à 30 000 tr/min




Art. n° 198450 2
Embout carbure, cylindrique arrondi *
Retrait très rapide et grossier du modelage (acrylique et gel). Très peu d'échauffement. Vitesse de rotation : jusqu'à 20 000 tr/min

Idéal pour les gels à 3 phases

Embouts carbure, série rouge, denture hélicoïdale – grain moyen



Art. n° 198422 2
Embout carbure, cône *
Retrait optimal de gels de tous types, idéal pour un rééquilibrage (refill). La forme conique convient parfaitement pour les travaux de finition d'un modelage, comme p. ex. la mise en forme. Vitesse de rotation : jusqu'à 30 000 tr/min



Art. n° 198442 2
Embout carbure, grand cône pointu *
Grâce à sa forme, le petit cône pointu se veut parfait pour un retrait précis du gel et de l'acrylique, également dans des zones difficiles, juste avant le pli de l'ongle. Vitesse de rotation : jusqu'à 25 000 tr/min



Art. n° 198443 2
Embout carbure, petit cône pointu *
Grâce à sa forme, le petit cône pointu se veut parfait pour un retrait précis du gel et de l'acrylique, également dans des zones difficiles, juste avant le pli de l'ongle. Vitesse de rotation : jusqu'à 30 000 tr/min




Art. n° 198452 2
Embout carbure, cylindrique arrondi *
La forme cylindrique arrondie offre un retrait sûr et en surface du gel et de l'acrylique sur toute la tablette unguéale, le tout sans échauffement. Vitesse de rotation : jusqu'à 20 000 tr/min

Uniquement pour les subtilités

Embouts carbure, série jaune, denture hélicoïdale – grain extra-fin




Art. n° 198434 2
Embout carbure, long *
Embout carbure. Sa structure de surface fine (denture hélicoïdale) nettoie parfaitement la face inférieure des ongles. Pour retirer les résidus d'acrylique ou de gel, exécuter des travaux de finition. Vitesse de rotation : jusqu'à 40 000 tr/min



Art. n° 198421 2
Embout carbure, cône *
Embout carbure. Pour un traitement ultérieur du modelage et pour retirer les résidus. Pour un nettoyage parfait de la face inférieure des ongles. Vitesse de rotation : jusqu'à 30 000 tr/min



Art. n° 198461 2
Embout carbure, flamme *
Grâce à sa forme, l'embout carbure flamme parvient même à atteindre les endroits difficiles. Pour retirer la colle ou tout matériau en-dessous des ongles à base d'acrylique et de gel. Peut également être utilisé pour nettoyer l'ongle naturel une fois que celui-ci a repoussé. Vitesse de rotation : jusqu'à 40 000 tr/min



Embouts carbure, spéciaux

Art. n° 198451 2
Embout carbure, cylindrique, denture mixte (grain fin / gros) *
Denture mixte (éléments fins + gros), matériau ultra-résistant, aplanissement rapide sans échauffement ; structure de surface ultra-lisse sur l'ongle. Vitesse de rotation : jusqu'à 20 000 tr/min



Art. n° 198453 2
Embout carbure, cône étroit, denture mixte (grain fin / gros), série orange
Pour finaliser le modelage et retirer les résidus, pour les travaux de finition ainsi que pour un retrait rapide du gel ou de l'acrylique sans échauffement, structure de surface ultra-lisse de l'ongle, matériau ultra-résistant, également utilisable en podologie pour l'élimination des callosités. Vitesse de rotation : jusqu'à 20 000 tr/min.



Art. n° 198423 2
Embout carbure, gaucher, cône, denture hélicoïdale, grain moyen *
Embout spécial pour sens de rotation à gauche ; retrait rapide du modelage (gel et acrylique). Structure de surface fine sur l'ongle ; matériau ultra-résistant. Vitesse de rotation : jusqu'à 20 000 tr/min



Art. n° 198470 2
Fraise spéciale, denture simple avec taille transversale, série verte, gros grain
Pour le traitement des callosités et des ongles hyperkératosiques, très épais. Vitesse de rotation : optimale à 12 000 tr/min, max. jusqu'à 20 000 tr/min



Art. n° 198471 2
Fraise spéciale avec taille transversale, série orange, grain fin
Pour éliminer les callosités dures, abraser les hyperkératoses et pour une utilisation dans le domaine du Nail Art. Avec canaux de refroidissement externes, pour un traitement sans échauffement dans des applications à sec et humides. Vitesse de rotation : optimale à 10 000 tr/min, max. jusqu'à 15 000 tr/min

Fraises en acier inoxydable

Acier inoxydable, hygiénique, durable : pour un travail précis en pédicure/podologie, idéal pour le traitement des callosités, des durillons et du pli unguéal



Art. n° 197005 3
Fraise boule avec taille transversale (2,3 mm), denture moyenne *
Pour fraiser les cors et les callosités sur la peau. Denture ultra-coupante avec taille transversale. Vitesse de rotation : optimale à 15 000 tr/min, max. jusqu'à 30 000 tr/min



Art. n° 197015 1 3
Fraise fissure (1,2 mm), denture moyenne *
Pour travailler au niveau du pli unguéal. Avec denture à taille transversale. Vitesse de rotation : optimale à 15 000 tr/min, max. jusqu'à 50 000 tr/min



Art. n° 197021 3
Fraise creuse (trépan, 2,3 mm) *
Pour fraiser les fissures des callosités et les cors. Lame avec denture. Vitesse de rotation : optimale à 4000 tr/min, max. jusqu'à 6000 tr/min



Art. n° 197025 3
Trépan circulaire, meulé (2,7 mm) *
Pour une élimination en douceur des cors profonds. Avec lame meulée. Vitesse de rotation : optimale à 4000 tr/min, max. jusqu'à 6000 tr/min



Art. n° 197030 1 2 3
Cure-angle, court *
Pour une élimination en douceur des excès de cuticules et des dépôts dans les plis unguéaux. Partie active hexagonale sans arêtes vives. Vitesse de rotation : optimale à 5000 tr/min, max. jusqu'à 30 000 tr/min



Art. n° 197031 1 2 3
Cure-angle, long *
Pour une élimination en douceur des excès de cuticules et des dépôts dans les plis unguéaux. Partie active hexagonale sans arêtes vives. Vitesse de rotation : optimale à 5000 tr/min, max. jusqu'à 30 000 tr/min

Embouts diamant

Les fines particules de diamant sur la meule permettent un traitement hygiénique et rapide de la peau et des ongles. Grande résistance en utilisation prolongée. Pour lisser, nettoyer, retirer les résidus de colle, également dans le pli unguéal. Pour un travail en toute sécurité dans les zones difficiles.

Art. n° 198505

Rogneuse d'angle (uniquement pointe recouverte de diamant) *

Idéale pour raccourcir les ongles. La peau adjacente reste intacte. Chanfrein de sécurité sur le bord de l'extrémité. Vitesses de rotation : optimale à 15 000 tr/min, max. jusqu'à 20 000 tr/min

Art. n° 198502

Meule pour callosités, cône (grain super gros) *

Pour éliminer les callosités dures et abraser les hyperkératoses. Avec canaux de refroidissement externes, pour un traitement sans échauffement dans des applications à sec et humides.

Vitesse de rotation : optimale à 10 000 tr/min, max. jusqu'à 15 000 tr/min

Art. n° 198501

Meule pour callosités, conique (grain super gros) *

Pour éliminer les callosités dures et abraser les hyperkératoses.

Avec canaux de refroidissement externes, pour un traitement sans échauffement dans des applications à sec et humides.

Vitesse de rotation : optimale à 10 000 tr/min, max. jusqu'à 15 000 tr/min

Art. n° 198585

Embout diamant, cylindre rond, grand, gros grain, meule pour callosités

(spécialement conçu pour des applications humides) *

Pour un soin des pieds professionnel. Aucun échauffement. Pour traiter les irrégularités de la peau et les callosités. Peut être utilisé aussi bien sur peau sèche que mouillée. Vitesse de rotation : jusqu'à 20 000 tr/min

Art. n° 198586

Embout diamant, cylindre rond, petit, gros grain, meule pour callosités

(spécialement conçu pour des applications humides) *

Pour un soin des pieds professionnel. Aucun échauffement. Pour traiter les callosités ultra-épaisses.

Peut être utilisé aussi bien sur peau sèche que mouillée.

Vitesse de rotation : jusqu'à 20 000 tr/min

Art. n° 198020

Embout diamant, cône *

Pour polir les surfaces inégales et striées de l'angle. Vitesse de rotation : jusqu'à 20 000 tr/min

Art. n° 198540

Embout diamant, petit cône *

Pour enlever les cuticules, matifier les transitions et l'angle naturel, et traiter les bords difficiles. Vitesse de rotation : jusqu'à 20 000 tr/min

Art. n° 198541

Embout diamant, cylindrique *

Pour affiner les ongles très épais et traiter les bords des cors durs. Vitesse de rotation : jusqu'à 20 000 tr/min

Art. n° 198542

Embout diamant, cône pointu arrondi *

Pour polir les ongles mycosés ; permet d'éliminer efficacement les traces de mycose sur l'angle.

Pour enlever les cuticules. Vitesse de rotation : jusqu'à 20 000 tr/min

Art. n° 198543

Embout diamant, petit cône pointu *

Pour polir les ongles mycosés ; permet d'éliminer efficacement les traces de mycose sur l'angle.

Pour enlever les cuticules. Vitesse de rotation : jusqu'à 20 000 tr/min

Embouts diamant avec canaux de refroidissement et queue carbone

Les embouts diamant à haute densité de particules de diamant et canal de refroidissement intégré promettent un excellent retrait de matière. Le canal de refroidissement limite l'échauffement et permet une utilisation prolongée grâce à l'évacuation continue de la matière retirée. Idéal pour des applications à sec et humides.

Art. n° 198544

Embout diamant avec canaux de refroidissement, pointu, petit

Avec canaux de refroidissement, idéal pour le traitement de finition et le lissage des durillons et des ongles sur des zones sensibles.

Art. n° 198545

Embout diamant avec canaux de refroidissement, rond

Avec canaux de refroidissement, idéal pour un traitement de finition et un lissage en douceur des cors et callosités.

Art. n° 198546

Embout diamant avec canaux de refroidissement, fin, arrondi

Avec canaux de refroidissement, idéal pour le lissage et le traitement de finition des callosités et des ongles.

Pour un travail avec échauffement minimal.

Art. n° 198547

Embout diamant avec canaux de refroidissement, conique, épais

Avec canaux de refroidissement, pour un affinage précis et un traitement de finition des callosités et des ongles.

Pour un travail avec échauffement minimal.

Embouts saphir

Le saphir est « plus doux » que le diamant et idéal pour l'entretien et le traitement des ongles naturels, en cas d'épaississement des ongles et de callosités ou tout autre problème aux pieds et aux ongles.

Art. n° 198030

Embout saphir, pointu

Pour traiter les coins et plis difficiles, éliminer en douceur les cuticules.

Vitesse de rotation : jusqu'à 25 000 tr/min

Art. n° 198031

Embout saphir, rond

Pour nettoyer le pli unguéal et retirer les durillons.

Pour limer les ongles incarnés. Vitesse de rotation : jusqu'à 25 000 tr/min

Art. n° 198034

Embout saphir, long

Pour traiter la face inférieure des ongles, p. ex. retirer les saletés ou les traces de mycoses.

Vitesse de rotation : jusqu'à 25 000 tr/min

Art. n° 190011

Disque de polissage, saphir

Pour raccourcir et façonner les ongles des mains et des pieds. Vitesse de rotation : jusqu'à 10 000 tr/min

Art. n° 190027 grain fin

Art. n° 190029 grain moyen

Art. n° 190031 gros grain

Meule conique, saphir, petite *

Pour polir les zones épaisses ou les callosités sur la plante du pied. Peut être utilisée également pour retirer les cors. Vitesse de rotation : jusqu'à 20 000 tr/min

* Autoclavable (stérilisation des embouts à une température comprise entre 121 et 134 °C, avec une pression d'env. 2 bar)

1 = pour le traitement des ongles naturels 2 = pour le traitement des ongles artificiels 3 = pour le traitement de la peau

Remarque : Tous les embouts abrasifs Promed présentent un diamètre de tige d'une dimension standard comprise entre 2,332 et 2,350 mm.

Embouts saphir

Le saphir est « plus doux » que le diamant et idéal pour l’entretien et le traitement des ongles naturels, en cas d’épaississement des ongles et de callosités ou tout autre problème aux pieds et aux ongles.

Art. n° 190024 grain fin

Art. n° 190026 grain moyen

Art. n° 190028 gros grain

Art. n° 190021 gros grain (non-autoclavable)

Meule conique, saphir *

Pour poncer les durillons, les callosités et les ongles hyperkératosiques.

Vitesse de rotation : jusqu’à 20 000 tr/min

Art. n° 190066 grain fin

Art. n° 190064 grain moyen

Art. n° 190063 gros grain

Art. n° 190067 gros grain (non-autoclavable)

Meule de drainage des callosités, saphir *

Parfaite pour éliminer les callosités dures et épaisses,

p. ex. au niveau des talons et des têtes de métatarses. Vitesse de rotation : jusqu’à 20 000 tr/min

Embouts pierre

Les meules en pierre sont idéales pour affiner les ongles épais.

Art. n° 198530

Meule de pierre, cylindrique

Pour lisser les vilaines tablettes unguéales, en cas d’ongles épais, durcis.

Vitesse de rotation : jusqu’à 12 000 tr/min

Art. n° 198535

Meule de pierre, standard

Pour lisser et matifier la tablette unguéale. Pour préparer la pose d’ongles

artificiels. Vitesse de rotation : jusqu’à 12 000 tr/min

Mandrins – Porte-abrasifs

Pour l’application de bandes abrasives dans le cadre du traitement d’un modelage et du retrait de callosités. Remplacement facile des abrasifs grâce à l’effet ressort du porte-abrasif. La nouvelle version de mandrin compense efficacement les tolérances des différents abrasifs.

Art. n° 198583

Mandrin de polissage, métal

Pour l’application de bandes abrasives dans le cadre du traitement d’un modelage

sur des ongles artificiels. Vitesse de rotation : jusqu’à 25 000 tr/min

Art. n° 198564

Mandrin de polissage, plastique *

Pour l’application de bandes abrasives dans le cadre du traitement d’un modelage

sur des ongles artificiels. Vitesse de rotation : jusqu’à 25 000 tr/min

Art. n° 198565/L

Mandrin de polissage, plastique, longue queue

(pour 4030/S/SX/SX2, 4040, 5030S, 5040-SX, 5040-SX2) *

Pour l’application de bandes abrasives dans le cadre du traitement d’un modelage

sur des ongles artificiels. Vitesse de rotation : jusqu’à 25 000 tr/min

Embouts papier de verre

Les manchons en papier de verre sont disponibles avec différents grains. Les manchons sont enfilés sur un mandrin et font ainsi de la bonne vieille lime à main un objet rond et rapide.

Art. n° 198561 grain fin

Bande abrasive, grain fin, 100 pièces

Pour un polissage de la surface des ongles et un travail de précision.

Art. n° 198562 grain moyen

Bande abrasive, grain moyen, 100 pièces

Idéale pour le retrait du gel.

Art. n° 198563 gros grain

Bande abrasive, gros grain, 100 pièces

Pour retirer les matériaux acryliques.

Art. n° 198590 grain fin

Bande abrasive ZEBRA, grain fin, 100 pièces

Avec revêtement anti-poussière. Pour un polissage de la surface des ongles et un travail de précision.

Art. n° 198591 grain moyen

Bande abrasive ZEBRA, grain moyen, 100 pièces

Avec revêtement anti-poussière. Idéale pour le retrait du gel.

Art. n° 198592 gros grain

Bande abrasive ZEBRA, rugueuse, 100 pièces

Avec revêtement anti-poussière. Pour retirer les matériaux acryliques.

Art. n° 198587

Abrasif en papier de verre (10 mm), grain moyen, 100 pièces

Abrasif en papier de verre professionnel pour la pédicure. pour retirer les callosités

dures et épaisses, les cals de la plante du pied et du talon.

Art. n° 198588

Abrasif en papier de verre (13 mm), grain moyen, 100 pièces

Abrasif en papier de verre professionnel pour la pédicure. pour retirer les callosités

dures et épaisses, les cals de la plante du pied et du talon.

Art. n° 198581

Mandrin de polissage, caoutchouc (pour abrasif en papier de verre de 10 mm)

Mandrin de polissage pour l’application d’abrasifs en papier de verre dans le cadre du traitement de callosités.

Vitesse de rotation : jusqu’à 15 000 tr/min

Art. n° 198580

Mandrin de polissage, caoutchouc (pour abrasif en papier de verre de 13 mm)


Mandrin de polissage pour l’application d’abrasifs en papier de verre dans le cadre du traitement de callosités.

Vitesse de rotation : jusqu’à 15 000 tr/min



Embouts de polissage

Pour polir, retirer le brillant, donner de l'éclat, matifier, lisser les irrégularités sur l'ongle naturel et bien d'autres choses encore. Les différents embouts de polissage, du polissoir silicone au polissoir doux textile, en passant par l'embout feutre, offrent un large champ d'application en matière de soins des ongles.



Art. n° 190041 1 2
Cône de polissage, feutre
Pour des ongles et bords d'ongles lisses afin d'obtenir une finition brillante des soins.
Vitesse de rotation : jusqu'à 10 000 tr/min




Art. n° 198133 1 2
Polissoir silicone, pointu, grain fin
Pour polir, donner de l'éclat et matifier. Vitesse de rotation : jusqu'à 8 000 tr/min



Art. n° 198130 1 2
Polissoir silicone, grain fin, jaune
Pour polir, donner de l'éclat et matifier.



Art. n° 198131 1 2
Polissoir silicone, grain moyen, noir
Pour polir, donner de l'éclat et matifier.



Art. n° 198132 1 2
Polissoir silicone, gros grain, vert
Pour polir, donner de l'éclat et matifier. Retrait de légères irrégularités sur les ongles naturels. **Changement du tampon !**

Remarque :


Trois grains différents pour un polissage fin des ongles naturels et artificiels.
Vitesse de rotation : jusqu'à 8000 tr/min
(Attention : au-delà de 8000 tr/min, les ongles prennent la couleur du polissoir silicone.)



Art. n° 198572 1 2
Polissoir doux, textile, polish inclus
Le polissoir textile avec polish inclus redonne de l'éclat aux ongles naturels, la pâte de polissage étant déjà intégrée dans cet embout de polissage. Vitesse de rotation : jusqu'à 10 000 tr/min




Art. n° 198570 1 2
Polissoir chamois, cuir
Pour un polissage de finition des ongles naturels. En association avec une pâte de polissage, également sur les ongles artificiels.
Grâce à sa structure de surface, le cuir offre un superbe éclat à la tablette unguéale naturelle. Vitesse de rotation : jusqu'à 10 000 tr/min



Art. n° 198571 1 2
Polissoir doux, textile
Pour polir et donner de l'éclat aux ongles artificiels et naturels en association avec une pâte de polissage. Vitesse de rotation : jusqu'à 10 000 tr/min




Art. n° 190086 2
Brosse de polissage, poil de chèvre
Pour nettoyer les ongles et retirer les résidus de matériaux. Permet d'éliminer les petites poussières des ongles dans des zones difficiles d'accès, comme p. ex. autour des cuticules. En poil de chèvre doux. Vitesse de rotation : jusqu'à 8000 tr/min



* Autoclavable (stérilisation des embouts à une température comprise entre 121 et 134 °C, avec une pression d'env. 2 bar)
1 = pour le traitement des ongles naturels 2 = pour le traitement des ongles artificiels 3 = pour le traitement de la peau

Remarque : tous les embouts abrasifs Promed présentent un diamètre de tige d'une dimension standard comprise entre 2,332 et 2,350 mm.



Accessoires professionnels utiles

Art. n° 198915

Porte-meules, plastique
Support pouvant accueillir 13 meules (livraison sans embouts), blanc, 100 x 30 mm

Art. n° 198900

Porte-embouts, acrylique
Support pouvant accueillir 10 meules (livraison sans embouts), transparent, 95 x 50 mm

Art. n° 198910

Brosse de nettoyage pour embouts, laiton
Pour le nettoyage des meules.

Art. n° 198920

Brosse de nettoyage pour embouts, nylon
Pour le nettoyage des meules. Particulièrement douce pour les arêtes des embouts.

Art. n° 198930

Brosse de nettoyage pour embouts, nylon
Pour le nettoyage des meules. Particulièrement douce pour les arêtes des embouts.

Art. n° 940602 (x10) / Art. n° 940601 (x1)

Serviette Promed
Blanc, petit, 30 x 50 cm, contenu : x10 ou x1

Art. n° 952010

Guide de stylisme ongulaire professionnel
Ce petit livre bien illustré présente les principales techniques d'utilisation des limes électriques, et traite de toutes les thématiques importantes.
68 pages, 80 illustrations, ISBN 3-9809164-0-5

Art. n° 190051 – blanc

Pince – blanc (pour Pedisenso Duo)
Pince solide

Art. n° 190052 – jaune

Pince – jaune (pour Pedisenso Duo)
avec limiteur de couple de sécurité pour diabétique

Pièces à main

(disponibles également seules)

Art. n° 200601

Pièce à main Promed KR6
séparée pour Promed 620

Art. n° 292001

Pièce à main Promed PS7
séparée uniquement pour Promed 525 / 625 / 725 / 825
avec verrouillage (hormis pour 520 / 620)

Art. n° 201004

Pièce à main Promed MR10
séparée pour Promed 1030 avec verrouillage

Art. n° 202003

Pièce à main Promed MR20
séparée pour Promed 2020 (à partir de 2015) avec verrouillage

Art. n° 203031

Pièce à main Promed The File 3030-X
séparée pour Promed 3030-X, acier inoxydable blanc,
(non disponible séparément)

Art. n° 204002

Pièce à main Promed POM
séparée pour Promed 4030-SX2, blanc

Art. n° 204007

Pièce à main Promed 4040
séparée pour Promed 4040, blanc, avec tiroir pour poche filtrante
(non disponible séparément)

Accessoires pédales

Art. n° 290011

NOUVEAU

Pédale 825

Pédale marche/arrêt avec boîtier en plastique robuste (100 x 70 x 30 mm), et petits pieds en caoutchouc. Couleur : noir, câble de raccordement avec fiche à 5 broches, longueur du câble : 150 cm. Compatible avec les dispositifs **825**

Art. n° 290004

Pédale 1

Pédale marche/arrêt avec boîtier en plastique robuste (100 x 70 x 30 mm), et petits pieds en caoutchouc. Couleur : noir, câble de raccordement avec fiche à 5 broches, longueur du câble : 150 cm. Compatible avec les dispositifs **1030, 2020, 2030 et 3020**

Art. n° 290007

Pédale 5

Comme la pédale 1, pédale marche/arrêt avec boîtier en plastique, compatible uniquement avec les modèles : **4030-SX, 4030-SX2**

Art. n° 290009

Pédale 6

Comme la pédale 1, pédale marche/arrêt avec boîtier en plastique (marche par actionnement continu de la pédale). Compatible uniquement avec les modèles : **5040-SX / 5040-SX2**

Art. n° 290010

Pédale 7

Comme la pédale 1, pédale marche/arrêt avec boîtier en plastique. Compatible uniquement avec le modèle : **4040**

Art. n° 290005

Pédale 3

Pédale numérique avec fonction d'accélération dans un design en plastique robuste et incassable, noir, 197 x 120 x 47 mm, avec petits pieds en caoutchouc ; longueur du câble : 165 cm. Compatible uniquement avec les modèles : **4030, 4030 S, 5030, 5040, 5040-SX et 5040-SX2**

Art. n° 290008

Pédale 4

Comme la pédale 3, avec fonction d'accélération et boîtier en plastique. Compatible uniquement avec les modèles : **4030-SX, 4030-SX2**

Accessoires poches filtrantes de rechange

Poches filtrantes de rechange micro-intissé pour les modèles 4030 S, 4030-SX, 4030-SX2, 4040

(sous réserve de modifications tant sur le plan technique qu'au niveau du coloris)

en lot de 10 **Art. n° 195870**

en lot de 20 **Art. n° 195871**

en lot de 50 **Art. n° 195872**

Accessoires UVL-36, UVL-36 S

Art. n° 330904 pour UVL-36 S

Tube pour lampe UV 1 pièce
(9 W, λ = 365 nm, culot = G23)

Art. n° 330905 pour UVL-36 S

Tube pour lampe UV LOT DE 4 / 4 pièces
(9 W, λ = 365 nm, culot = G23)

Accessoires Nailfan

Art. n° 230800

Unité filtrante – lavable

Art. n° 230803

Repose-bras

Art. n° 230804

Grille de repose-main

Accessoires Nailfan Mini

Art. n° 295001

Filtre (nettoyage, voir instructions Nailfan Mini)

Accessoires Nailfan Mini-X

Art. n° 295100

Filtre (nettoyage, voir instructions Nailfan Mini-X)

2 pièces/emballage

Accessoires AC-4000

Art. n° 334001

Jeu de filtres

Art. n° 334002

Lampe UVC

Accessoires TENS/EMS



Art. n° 359174
Électrode nuque
autocollante, 1 pièce/emballage, env. 13 x 11 cm



Art. n° 359173
Électrode Butterfly
autocollante, 2 pièces/emballage, 15 x 9,5 cm



Art. n° 359170
Électrode en tissu
autocollante, 4 pièces/emballage, 40 x 40 mm



Art. n° 359171
Électrode en tissu
autocollante, 4 pièces/emballage, 45 x 45 mm



Art. n° 359172
Électrode en tissu
autocollante, 4 pièces/emballage, 45 x 35 mm



Art. n° 359178
Électrode en tissu
autocollante, 4 pièces/emballage, 45 x 80 mm



Art. n° 359177
Électrode en tissu
autocollante, 4 pièces/emballage, Ø 32 mm



Art. n° 359070
Électrode longue durée en carbone
4 pièces/emballage + 4 patchs gel autocollants,
40 x 40 mm (commande de patchs gel autocollants individuels : art. n° 359280)



Art. n° 359280
Patchs gel autocollants
pour le remplacement des patchs gel usagés des électrodes longue durée en carbone (art. n° 359070)
40 x 40 mm, 10 pièces/emballage, autocollants

Accessoires TENS/EMS



Art. n° 359910
Gel de contact TENS
pour rafraîchir les surfaces de contact des électrodes – Tube de 50 g



Art. n° 359013
Câble de contact
Câble de contact pour **EMT-4**, par paires



Art. n° 359014
Câble de contact
Câble de contact pour **EMT-6**, **T-6** et **IT-6**, par paires



Art. n° 359011
Câble de contact
Câble de contact pour **Promed digi 3000** et **Promed tens 1000 s**, par paires



Art. n° 359130
Sonde vaginale
Électrode spéciale pour utilisation vaginale à des fins de traitement de l'incontinence
et de renforcement des muscles du plancher pelvien (chez la femme).




Art. n° 359131
Sonde anale
Électrode spéciale pour utilisation anale à des fins de traitement de l'incontinence et
de renforcement des muscles du plancher pelvien.




Art. n° 359990
Bloc d'alimentation
Bloc batterie pour **Promed tens 1000 s** et **Promed digi tens 3000**, 8,4 V



Art. n° 359991
Pile 9 V
Pile 9 V pour **Promed tens 1000 s** et **Promed digi tens 3000**



Art. n° 359995
Lot de 4 piles
Lot de 4 piles pour Promed **EMT-4**



Art. n° 359994
Lot de 4 piles
Lot de 4 piles pour **EMT-4**, **EMT-6**, **T-6**



Accessoires thérapie

Art. n° 270960
Swiss Depil – Disques de recharge
Lot de disques d'épilation de recharge (6 pièces)

Art. n° 402091
Brassard pour PBM-3.5, taille unique (22 - 42 cm)
Brassard, taille unique (22 - 42 cm), gris, pour tensiomètre

Art. n° 402093
Adaptateur secteur
Adaptateur secteur 6 V pour tensiomètres **PBM-3.5**, **PBW-5.2**, **BDS-700** et **PBM-4.2**



Accessoires inhalateurs

Art. n° 422001
Capuchon pour INH-2.1 et INH-2.1R

Art. n° 422007
Réservoir à médicaments INH-2.1R
Réservoir à médicaments de recharge à commander

Art. n° 422003
Embout buccal pour INH-2.1 et INH-2.1R
100 % sans latex

Art. n° 422004
Masque T S pour INH-2.1 et INH-2.1R
pour les enfants, avec pièce de raccordement, 100 % sans latex

Art. n° 422005
Masque T. L pour INH-2.1 et INH-2.1R
pour les adultes, avec pièce de raccordement, 100 % sans latex

Art. n° 422006
Adaptateur pour INH-2.1 et INH-2.1R
(illustration non contractuelle)



Accessoires hygiène bucco-dentaire

Art. n° 470003 Buse standard blanche (anneau blanc)
4043641400873

Art. n° 470004 Buse standard blanche (anneau gris)
4043641400880

Art. n° 470005 Buse standard blanche (anneau noir)
4043641400897

Art. n° 470006 Buse parodontale blanche
4043641400903

Art. n° 470007 Buse de nettoyage de langue blanche
4043641400910

Art. n° 470008 Buse orthodontique mâchoire blanche
4043641400927

Art. n° 470009 Buse standard noire (anneau noir)
4043641400934

Art. n° 470010 Buse standard noire (anneau gris)
4043641400941

Art. n° 470011 Buse standard noire (anneau blanc)
4043641400958

Art. n° 470012 Buse parodontale noire
4043641400965

Art. n° 470013 Buse de nettoyage de langue noire
4043641400972

Art. n° 470014 Buse orthodontique mâchoire noire
4043641400989

Accessoires glucomètres



Art. n° M79039
Solution de contrôle pour MediTouch 2 / MediTouch 2 connect
EAN 40 15588 79039 3

Art. n° M79038
Bandes de test pour MediTouch 2 / MediTouch 2 connect (2 x 25 pièces)
EAN 40 15588 79038 6

Art. n° M79002
Autopiqueur
EAN 40 15588 79002 7

Art. n° M79028
Lancettes pour MediTouch 2 / MediTouch 2 connect
EAN 40 15588 79028 7

Art. n° M79049
Câble USB pour MediTouch 2
EAN 40 15588 79049 2

A

Diffuseur d’huiles essentielles :

Diffuseur d’huiles essentielles AL-150 WS	p. 52
Diffuseur d’huiles essentielles AL-240 FL	p. 51
Diffuseur d’huiles essentielles AL-400 CL	p. 51
Diffuseur d’huiles essentielles AL-1300 WS	p. 50
Diffuseur d’huiles essentielles AL-305	p. 52

Essences aromatiques / huiles parfumées :

Pomme-cannelle (10 ml)	p. 55
Be Happy (10 ml)	p. 54
Eucalyptus (10 ml)	p. 54
Pamplemousse (10 ml)	p. 55
Lavande (10 ml)	p. 54
Citronnelle (10 ml)	p. 54
Citron vert (10 ml)	p. 55
Orange (10 ml)	p. 54
Pêche (10 ml)	p. 55
Relax (10 ml)	p. 54
Rose (10 ml)	p. 55
Vanille (10 ml)	p. 55
Merisier (10 ml)	p. 55
Cannelle (10 ml)	p. 54
Cannelle-orange (10 ml)	p. 55
Citron (10 ml)	p. 55

B

Tensiomètres :

Tensiomètre bras PBM-3.5	p. 31
Tensiomètre poignet HGP-30	p. 31

Glucomètres :

Meditouch 2	p. 37
Meditouch 2 connect DUAL	p. 37

D

Désinfection :

Nettoyeur à ultrasons UC-50	p. 20
Nettoyeur à ultrasons UC-60	p. 20

E

Limes électriques

Pro et Personal Care :

Emotion	p. 18
Feeling	p. 19
Pedimed	p. 16
Pedisenso Duo	p. 17
Sensitive	p. 18
the file – 620	p. 15
the file – 620 deluxe	p. 16
the file – 625	p. 15
the file – 725	p. 12
the file – 825	p. 12
the file – 1030	p. 14
the file - 2020	p. 14
the file – 3030-X	p. 13
the file – 4030-SX2	p. 10
the file – 4040	p. 8
the file – 5040-SX2	p. 11
Ultra pro S	p. 17

I

Inhalation :

Inhalateur à ultrasons INH-2.1R	p. 33
---------------------------------	-------

Hygiène intime :

Douchette intime « Orchidée »	p. 42
Douchette intime « Rose »	p. 42

G

Lampes / lumière :

Lampe de table LTL-749	p. 25
Lampe-loupe de table LTM-30	p. 25

Purificateurs d’air :

AC-4000	p. 27
---------	-------

M

Appareils de massage :

ITM Pro Appareil de massage à main	p. 40
Hydropropulseur MD-310	p. 29

P

Oxymètres de pouls :

Oxymètre de pouls pour doigt PM-200 Pro	p. 35
PM-300 OLED	p. 35
PM-100 connect	p. 36
PM-180	p. 36

S

Jeux de meules :

Kit Comfort	p. 76
Kit spécial callosités	p. 76
Kit de modelage Basic	p. 75
Kit de modelage Blue Mix	p. 74
Kit de modelage Pro embouts carbure	p. 75
Kit de modelage Master	p. 75
Kit de modelage Céramique	p. 74
Kit de modelage Arc-en-ciel	p. 74
Natural Set	p. 76
Personal Care Set	p. 75

S

Meules :

Embouts Blue Mix	p. 78
Embouts diamant	p. 82
Embout diamant avec canaux de refroidissement	p. 83
Embout carbure, série bleue	p. 80
Embout carbure, série jaune	p. 80
Embout carbure, série rouge	p. 80
Embout carbure, spéciaux	p. 81
Embout carbure, série violette	p. 79
Embouts céramique	p. 77
Mandrins	p. 85
Embouts de polissage	p. 86
Embouts Arc-en-ciel	p. 78
Embouts papier de verre	p. 85
Embouts saphir	p. 83
Fraises en acier inoxydable	p. 81
Embouts pierre	p. 84
Embouts titane	p. 79

Chaussures (thérapeutiques) :

Flex 2	p. 63
GentleWalk-Hi	p. 67
GentleWalk-Lo	p. 67
Grainau	p. 64
München 2 LXL	p. 68
München 3	p. 68
Pantomobil D	p. 70
Sanicabrio	p. 66
Sanicabrio DXL	p. 65
Sanicabrio LXL	p. 65
Sanisoft	p. 67
Sanisoft D	p. 66
TheraLight 1	p. 70
Theramed D1	p. 69
Theramed D3	p. 69
Wallgau	p. 64

Semelles :

Semelles de rechange	p. 71
Épine calcanéenne Huber	p. 73
Protection des articulations Huber	p. 73
Hallux valgus Huber	p. 72

Bain bouillonnant :

Bain de pieds bouillonnant FB-100	p. 41
-----------------------------------	-------

Aspireurs :

Nailfan	p. 21
Nailfan mini	p. 21
Nailfan mini-X	p. 22

T

Appareils TENS/EMS :

EMT-4	p. 39
Appareil combiné EMT- 6	p. 38
IT-6	p. 38
Tens 1000 s	p. 39

Thermomètres :

Thermomètre infrarouge IRT-80	p. 34
Thermomètre numérique PFT-3.7	p. 34

U

Lampes UV :

UVL-36 S	p. 24
UVL-54 « All-In »	p. 24
UVL-54-X	p. 23

W

Produits chauffants :

HGP-1.7 Ceinture chauffante	p. 47
HKP-1.2H Coussin chauffant	p. 48
HKP-1.6 XL Coussin chauffant	p. 48
KFS-100 Chauffe-pieds	p. 49
HKP-1.8 XXL Coussin chauffant	p. 45
KHP-2.3 Couverture chauffante confort	p. 44
KHP-2.3G Couverture chauffante confort	p. 44
KHP-2.3S Couverture chauffante en tricot	p. 45
NRP-2.0 Coussin chauffant épaules et nuque	p. 46
NRP-2.4 Coussin chauffant dos et nuque	p. 47
NRP-5.4 Coussin chauffant dos et nuque	p. 46
UBS-2.4 Surmatelas	p. 49

Z

Accessoires :

Batteries / piles	p. 93
Électrodes	p. 92
Poches filtrantes de rechange	p. 90
Pédales	p. 90
Pièces à main	p. 89
Inhalateurs	p. 94
Gel de contact	p. 93
Câble de contact	p. 93
Accessoires pour purificateurs d’air	p. 91
Brassards	p. 94
Accessoires Nailfan	p. 91
Accessoires Nailfan Mini	p. 91
Accessoires Nailfan Mini-X	p. 91
Accessoires hydropropulseur	p. 95
Accessoires professionnels	p. 88
Accessoires UVL-36, UVL-36 S	p. 91
Sonde vaginale/anale	p. 93

Accessoires Medisana :	p. 95
------------------------	-------

Nous nous ferons un plaisir de vous transmettre
des supports publicitaires appropriés :

Nous renouvelons notre assortiment de supports publicitaires en permanence. Adressez-vous à l'un de nos collaborateurs.

Brochures :
(DIN long – différentes langues)

Brochure électrothérapie (DE)
Art. n° 993516

**Brochure manucure /
pédicure** (DE)
Art. n° 991218

Brochure Medisana (DE)
Art. n° M99983

Brochure chaussure (DE)
Art. n° 995114

Brochure chaussures « Pedibelle » (DE, EN)
DE : art. n° 995401 ; EN : art. n° 995402

Brochure coussins chauffants (DE, EN, FR)
DE : art. n° 99977 ; EN : art. n° 994501 ; FR : art. n° 994502

Brochure Personal Care (DE)
Art. n° 991216

Brochure limes professionnelles (DE, EN)
DE : art. n° 992020 ; EN : art. n° 992021

Brochure accessoires (DE, EN)
DE : art. n° 991901 ; EN : art. n° 991902

Brochure tensiomètres (DE)
DE : art. n° 994101

(Carton)
**Présentoir de comptoir
pour brochures DIN long**
Art. n° 999981



Guide rapide (DE) :
(DIN A4, sous cellophane)

**pour TENS/EMS
Appareil EMT-4**
Art. n° 983529

**pour TENS/EMS
Appareil EMT-6**
Art. n° 983530

**Présentoir sur pied
pour produits Promed**
Art. n° 999901

Sac en tissu Promed
Art. n° 999986

Stylo-bille
Art. n° 940655

Bloc-notes A6
Art. n° 999980

Votre interlocuteur

Centrale / Gestion des commandes :
Tél. : +49 (0)8821 / 9621-0
info@promed.de

**Gérance,
marketing et distribution :**
Andreas Schuster
Tél. : +49 (0)8821 / 9621-0

Export et vente par correspondance :
Marsha Lo
Tél. : +49 (0)8821 / 9621-12

Service après-vente / Retours :
+49 (0)8821 / 909 65 50

Représentants commerciaux

Bernd Hegeler
Région DE CP : 2, 3, 49
Tél. : +49 (0) 151 / 174 815 13

Centrale
Région DE CP : 4 (sans 49) ; 5 sans 55
Tél. : +49 (0)8821 / 9621-0

Gabriele Zimmer
Région DE CP : 55, 6, 7, 88, 89
Tél. : +49 (0) 171 / 932 18 85

Frau Gedak
Région DE CP : 80-87 ; 90-97
Tél. : +49 (0)8821 / 9621-0

Horaires d'ouverture :
Lundi à jeudi :
08h00 - 12h00 et 13h00 - 17h00
Vendredi : 08h00 – 12h00

**Adresse pour les retours
(colis / retours) :**
Promed GmbH, Bischofstr. 1, D-82490 Farchant

Mentions légales

Modifications / CGV
Le présent document est publié sous réserve de modifications techniques, d'innovations, d'erreurs d'impression, d'erreurs de composition et d'autres erreurs, même sans préavis. Nos CGV actuelles sont disponibles à tout moment sur notre site Web.

Copyright
Les informations publiées dans ce catalogue (textes et illustrations, graphiques) ainsi que la structure de ces dernières sont soumises au droit d'auteur de la société Promed GmbH, parfois même au copyright de tiers. Toute copie, diffusion, reproduction, transmission, conservation et autre utilisation du présent document, sans notre autorisation écrite, est strictement interdite.

© Copyright 2026, Promed GmbH, Allemagne



Promed GmbH
Lindenweg 11
D-82490 Farchant
Germany

Tél. : +49 (0)8821 / 9621-0
Fax : +49 (0)8821 / 9621-21

E-mail : info@promed.de
Site internet : www.promed.de

Gérants : Andreas Schuster, Thomas Teckentrup
Registre du commerce HRB : 135838
Amtsgericht [Tribunal d'instance de] München
N° de TVA intracommunautaire : DE 1283/68339



www.promed.de



Titulaire de la certification DIN EN ISO 13485

Valable à compter du 1er janvier 2026