

HEALTH & BEAUTY

INDICE

Cura delle unghie

Serie X6

Lime per manicure professionale.....8

Lime da usare a casa/da portare in borsa16

Pulizia a ultrasuoni.....20

Lampade UV + aspirazione della polvere21

Controllo della salute

Purificatori d’aria..... 27

Igiene orale..... 29

Sfigmomanometri..... 30

Termometri 34

Ossimetri 35

Misuratori di glicemia 37

Terapia

TENS/EMS..... 38

Benessere

Massaggio.....40

Pediluvio idromassaggio41

Igiene intima.....42

Calore43

Aria ambiente/Diffusore di aromi.....50

Oli profumati54

Scarpe, suole e sostegni

Introduzione scarpe comode Promed56

Panoramica scarpe e indicazioni Promed.....60

Tabelle delle misure Promed.....62

Scarpe ortopediche Promed63

Suole Huber by Promed.....72

Accessori

Mole, manipoli, pedali e non solo74

Elettrodi e non solo92

Manicotti, boccagli, maschere e non solo94

Ugelli per igiene orale, accessori glicemia95

Glossario..... 96

Materiale pubblicitario 98

Colophon 99



Vantaggi delle lime Promed

Offriamo una tecnologia all'avanguardia e il miglior servizio da un'unica fonte.

Alta qualità per prodotti durevoli.

Il nostro personale altamente qualificato è sempre a vostra disposizione per qualsiasi domanda.

● SINCE 1982
● GERMAN
● BRAND

Apparecchi professionali per la cura della pelle e delle unghie

In qualità di produttore leader di frese professionali collaudate e sofisticate dal punto di vista tecnico, Promed sviluppa, ricerca e progetta i propri apparecchi in stretta collaborazione con gli utenti e gli ingegneri della tecnologia medica.

La nostra esperienza lunga oltre 40 anni si traduce in sviluppi significativi che rendono il vostro lavoro con i clienti notevolmente più semplice, veloce e confortevole.

Promed è stato il primo produttore a sviluppare innovazioni tecniche come l'ASC (Automatic Speed Control) o il comprovato OPC (Overload Protection control).

Gli apparecchi Promed sono sottoposti a test periodici da parte di istituti di controllo riconosciuti e sono soggetti ai più elevati standard di sicurezza tedeschi e mondiali. I nostri punti di forza, insieme alle innovazioni tecnologiche eccezionali, risiedono nell'esclusivo servizio post-vendita. Per il servizio clienti annuale consigliato del vostro apparecchio, su richiesta ve ne offriamo uno in prestito (solo in Germania).

Siamo presenti alle seguenti fiere di bellezza in Germania:



promed

Tecnica che fa la differenza

APE – Automatic Power Electronics

per un lavoro potente ed efficace. L'elettronica intelligente fornisce al motore più energia elettrica già a bassi regimi.

ASC – Automatic Speed Control

Il sistema digitale di controllo automatico della velocità registra la perdita del numero di giri non appena, durante la limatura, si ha pressione sulla mola, compensandola automaticamente. L'apparecchio mantiene il suo numero di giri prestabilito. Potrete sempre contare sulla massima potenza. In questo modo è possibile lavorare più rapidamente.

OPC – Overload Protection Control

L'esclusivo sistema di protezione anti-sovraccarico registra automaticamente l'eventuale sovraccarico del motore, in modo da non danneggiare l'apparecchio. Questo è disponibile per i manipoli ed eventualmente per le turbine di aspirazione.

Protezione anti-sovraccarico per il motore del manipolo:

In caso di blocco o di sovraccarico del manipolo, il manipolo ed eventualmente la turbina di aspirazione si disattivano.

Protezione anti-sovraccarico per la turbina di aspirazione:

Qualora la turbina di aspirazione non venga sufficientemente raffreddata e la temperatura dell'aria nell'alloggiamento della turbina di aspirazione superi un valore critico, la turbina di aspirazione e il manipolo si spengono.

Safety Stop

Se durante la fresatura si lavora a un numero di giri troppo elevato e con una pressione eccessiva, il sistema elettronico registra i dati, spegnendo l'apparecchio. In questo caso è necessario regolare l'apparecchio sullo zero (posizione centrale) con l'interruttore/il regolatore del senso di rotazione per poterlo rimettere in funzione.

Superfici

Pellicole resistenti al solvente per unghie con un pregiato look argento e metallizzato.

Potenza

Prestazioni più elevate e maggiore potenza sotto carico sono ottenute grazie a un sistema elettronico intelligente controllato da un microprocessore.

Regolatore tutto in uno

Grande, maneggevole e facile da usare, consente di selezionare allo stesso tempo il numero di giri e il senso di rotazione.

Manipoli

Novità realizzata in una combinazione di alluminio-acciaio inossidabile con una struttura leggera e cuscinetti a sfera di precisione. Micromotori straordinariamente potenti. Il lavoro si svolge in modo super ergonomico e senza vibrazioni. I manipoli non metallici sono realizzati con un tipo di plastica speciale.

Promed - Approfittate del nostro know-how.



Cura delle mani



Cura dei piedi



Unghie artificiali



ASC (velocità automatica)



OPC (protezione anti-sovraccarico)



APE (elettronica di potenza automatica)



Safety Stop



Puntatore laser a luce fredda/lampada LED



Alimentazione a batteria

NOVITÀ!



Nailfan Mini-X



UVL 60-X



The File 3030-X

Serie X: senza fili. Efficiente. Durevole.

La nuova famiglia di apparecchi a batteria progettata per le esigenze quotidiane dei saloni.



Nailfan Mini-X Aspiratore professionale con batteria

- **Motore senza spazzole** Durevole, silenzioso e a bassa manutenzione
- **10 livelli di aspirazione** Regolabile con precisione in base al trattamento e all'ambiente
- **Elevata potenza di aspirazione** La postazione di lavoro resta pulita
- **La batteria dura fino a 8 ore** Utilizzabile ovunque, velocemente di nuovo pronto all'uso

Dettagli e specifiche tecniche a pagina 22



UVL 60-X Lampada LED ad alte prestazioni con batteria

- **42 LED ad alte prestazioni extra-grand** Per risultati uniformi
- **Contatti LED rivestiti in oro** Conduttività ottimizzata, lunga durata
- **Comandi in alto e sul retro** Perfetta sul tavolo da lavoro nel salone
- **Timer** 10/30/60/90 sec.
- **High-Power/Low-Heat** Massima flessibilità di utilizzo

Dettagli e specifiche tecniche a pagina 23



The File 3030-X Lima a batteria professionale

- **Alloggiamento in metallo** Stabile e di elevata qualità per le esigenze quotidiane dei saloni
- **Motore senza spazzole** Efficiente, durevole, dalla potenza costante
- **Fino a 30.000 giri/min** Precisione e regolazione continua
- **Manipolo a basse vibrazioni** Ergonomico, perfetto per non stancarsi

Dettagli e specifiche tecniche a pagina 13

Tutti gli apparecchi della Serie X sono alimentati a batterie al litio. Sono progettati per soddisfare le esigenze più complesse dei saloni, poiché possono essere spostati facilmente, sono facili da usare e sono realizzati con componenti durevoli.

the file - 4040

Lima moderna con aspirazione
con motore del manipolo e di aspirazione senza spazzole



INNOVAZIONE E TECNOLOGIA "Made in Germany"

- 1 Capacità di aspirazione sempre elevata!**
- 2 Particolarmente silenziosa!**
- 3 Manipolo ergonomico leggero!**

1 Motore di aspirazione doppio (senza spazzole):

La lima 4040 dispone di due turbine di aspirazione senza spazzole. L'elevata depressione che ne deriva garantisce una capacità di aspirazione sempre notevole. Le polveri sottili aspirate durante la limatura vengono trasferite più rapidamente e facilmente dalla testa del manipolo nel sacchetto per la polvere attraverso il tubo flessibile. Grazie ai motori senza spazzole non si genera più inquinamento da polvere di carbone.

2 Particolarmente silenziosa:

nonostante l'elevata capacità di aspirazione, la speciale attenuazione del rumore garantisce di poter lavorare in un ambiente tranquillo e piacevole.

3 Manipolo leggero ergonomico (ca. 100 g) con pinza di serraggio automatica, tubo di aspirazione e cassetto (per filtro):

Manipolo leggerissimo in plastica dalla forma ergonomica, con motore potente. Lavorazione pregiata. Ideale per lavorare alle unghie delle mani e dei piedi proteggendo le articolazioni. Il micromotore nel manipolo ha una potenza fino a 40.000 giri/min. Il tasto di Stand-by consente di accenderlo e spegnerlo rapidamente mentre lavori. Aspirazione intensa a 360 gradi direttamente sulla fresa.

4 Display touch-screen hightech a colori (4,3 pollici) con pellicola frontale spazzolata:

Display touch-screen ampio, a colori e facile da usare. La velocità del manipolo è regolabile fino a 40.000 giri/min. Potenza di aspirazione regolabile a 6 livelli (Eco-Max). 3 tasti di memoria per operazioni ricorrenti. Indicazione di direzione di marcia, velocità, potenza di aspirazione, avvisi di sicurezza, garanzia e cambio filtro.

Aspirazione regolabile a 6 livelli
(Eco - Max)

Fino a 40.000 giri/min
(con tasti +/- o cursore touch)



Rotazione a destra/sinistra



Tasti memory



La pinza di serraggio automatica consente di cambiare le punte in modo rapido e semplice. Pulizia/disinfezione del manipolo e del tubo di aspirazione ultra-flessibile in tutta semplicità.



5 Monitoraggio della polvere con spegnimento di sicurezza:

Il sensore per la polvere integrato ne monitora la formazione nell'apparecchio. Se è presente polvere nell'apparecchio, ad esempio a causa di un sacchetto per la polvere difettoso, l'apparecchio si spegne automaticamente per prevenire danni al motore.

6 Protezione antisurriscaldamento (motore + manipolo):

La lima è dotata di un sistema di arresto automatico in caso di surriscaldamento del motore di aspirazione e del manipolo. Se l'apparecchio o il manipolo diventano troppo caldi, i motori si spengono automaticamente.

7 Filtro di scarico per le polveri sottili:

Per proteggere l'ambiente e la vostra salute, il filtro di scarico integrato ripulisce l'aria di scarico dalle polveri sottili.

PER UN LAVORO ALL'INSEGNA DELLA PULIZIA E DELLA CONSAPEVOLEZZA

Durante il lavoro, le polveri sottili vengono aspirate direttamente sul manipolo e convogliate nel sacchetto filtrante per preservare la vostra salute e l'ambiente circostante.

La polvere presente nel salone viene ridotta al minimo e non incide né sull'ambiente né sulla salute.



**Design piatto dinamico
per il vostro salone**

Collegamento
pedale



Griglia di scarico

- Display ampio (4,3 pollici) con funzionalità touch e slider, monitor digitale a colori
- Continuo fino a 40.000 giri/min. (rotazione a destra/a sinistra)
- 3 tasti di memoria per operazioni individuali
- Monitor per il cambio del sacchetto filtrante
- Protezione antisurriscaldamento: spegnimento di sicurezza dei motori in base alla temperatura
- Elevata potenza di aspirazione - molto silenzioso: regolabile a 6 livelli (Eco - Max)
- Manipolo ergonomico, leggero (circa 100 g) con tasto di stand-by (antipolvere)

- Tubo flessibile di aspirazione (lunghezza circa 140 cm)
- gancio incl. per lavorare in tutta semplicità
- Indicatore di manutenzione / indicatore dell'intervallo di manutenzione
- 2 sacchetti del filtro incl. (circa 14 x 18 cm), facili da sostituire, antistrappo, extra grandi
- Opzionale: pedale (on/off), vedere accessori pag. 90

SPECIFICHE TECNICHE
Misura: (l x A x P) 265 x 140 x 330 mm - Peso: ca. 4,5 kg - Tensione di rete: 110 - 230 VAC, 50/60 Hz -
Numero di giri: fino a 40.000 giri/min - Dimensione del display: 4,3 pollici - Lunghezza del cavo di rete: ca. 200 cm -
Lunghezza del tubo flessibile: ca. 140 cm - Volume: Potenza di aspirazione Eco = ca. 40 dB(A); Potenza di aspirazione max = ca. 54 dB(A)

ACCESSORI



Sacchetto filtrante 1 x (bianco)
+ 1 x nell'apparecchio



Sospensione del tubo flessibile

ACCESSORI OPZIONALI



Interruttore a pedale
(on/off)



Ripiano di appoggio
per il manipolo

Art. 204036 | EAN 40 43641 20052 7

the file - 4030-SX2

Per amore della vostra salute!

Lima moderna con aspirazione

Esposizione alle polveri particolarmente ridotta grazie all'aspirazione diretta sulle mole. Ideale per manicure e pedicure.



- Tastiera a membrana (soft keys) con visualizzazione digitale
- Regolazione continua fino a 30.000 giri/min. (rotazione a destra/a sinistra)
- 3 tasti di salvataggio per numeri di giri individuali
- Monitor per il cambio del sacchetto filtrante
- Spegnimento di sicurezza in funzione della temperatura in caso di sovraccarico
- Potenza di aspirazione elevata (turbina potente da 350 watt con regolazione continua), molto silenziosa
- Manipolo ergonomico e leggerissimo (95 g) con interruttore di stand-by



Filmato sul prodotto:



- Tubo flessibile di aspirazione incl. gancio
- Incl. 5+1 sacchetti filtranti (14x18 cm), facili da sostituire, antistrappo, extra grandi
- Incl. supporto per manipolo
- Opzionale: pedale (on/off) e pedale di regolazione dell'intensità elettronico (vedere Accessori a pag. 90)

SPECIFICHE TECNICHE

Misure: (L x A x P) 225 x 170 x 230 mm - Peso: circa 2,6 kg - Tensione di rete: 230 VAC/50 Hz, 350 VA (115 VAC/60 Hz, 350 VA a scelta) - Turbina: 350 Watt - Rumore: 62 dBA, numero di giri: fino a 30.000 giri/min

promed

Potenza sottovuoto e numero di rotazioni



Panoramica della tastiera e della schermata di sostituzione del filtro



LAVORARE PRESTANDO ATTENZIONE ALLA SALUTE

Durante il lavoro, le polveri fini vengono aspirate direttamente sul manipolo per non compromettere la vostra salute. La polvere presente nel salone viene ridotta al minimo. Il nostro gancio speciale sull'apparecchio consente di gestire il tubo flessibile in modo pratico.



ACCESSORI



Sacchetto filtrante 5x (bianco) + 1x nel dispositivo



Ripiano di appoggio per il manipolo



Utensile per la pulizia della pinza di serraggio



Gancio per il tubo

ACCESSORI OPZIONALI



Interruttore a pedale (on/off) o pedale (di regolazione dell'intensità)

Art. 205050 | EAN 40 43 641 20061 9

the file - 5040-SX2

Apparecchio spray professionale ad alte prestazioni per la pedicure nella tecnica a umido

Con display a colori!

Tutti i tipi di lavori di fresatura nella pedicure. Lavorazione di cuticole e calli.



- 4 tasti di salvataggio per la programmazione dei numeri di giri impostati individualmente
- Potente micropompa per una nebulizzazione finissima (regolabile)
- Pulizia automatica degli ugelli all'accensione e allo spegnimento
- Pulizia automatica della pompa
- Manipolo max. 40.000 giri/min (rotazione a destra/sinistra)
- Manipolo ergonomico con dispositivo di nebulizzazione integrato
- Visualizzazione digitale delle mole raccomandate



- Protezione anti-sovraccarico per il motore del manipolo
- Pulsante di stand-by per tutte le funzioni
- Interruttore di stand-by a levetta sul manipolo
- Contenitore per l'acqua (410 ml) - facile da rabboccare attraverso un sistema a innesto
- Opzionale: pedale (on/off) e pedale di regolazione dell'intensità elettronico (vedere Accessori a pag. 90)

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione elettrica: 230 VAC/115 VAC, 50/60 Hz, 105 VA - 207 x 163 x 245 mm (L x l x A) - Potenza pompa: 550 mbar, 8 ml/min - Peso: manipolo 112 g, apparecchio in totale ca. 3,2 kg

NOVITÀ DELL'APPARECCHIO
(rispetto alla versione precedente)

1 Pulizia automatica degli ugelli:

All'accensione, l'apparecchio soffia dapprima solo aria attraverso gli ugelli per eliminare eventuali impurità. Al momento dello spegnimento, la pompa a spray continua a funzionare ancora per qualche secondo per pulire l'ugello e/o il sistema dei tubi flessibili.

2 Regolazione spray

La lima è dotata di una potente micropompa che produce finissime gocce d'acqua nebulizzata. Essa offre la possibilità di regolare individualmente il getto della nebulizzazione in base al liquido spray utilizzato.



Scala per regolare il getto della nebulizzazione



Art. 117510 | EAN 40 43641 110130

the file - 725

Lima professionale da usare nei saloni e a casa:
limatura precisa e comfort da professionisti



NOVITÀ!

Per lavorare in modo professionale
su piedi e unghie



- Numero di giri continuo fino a 25.000 giri/min
- Manipolo ergonomico, robusto e antivibrazioni in acciaio inox (160 g) specifico per la pedicure
- Pinza di serraggio girevole professionale
- 10 LED per la visualizzazione del numero di giri
- Safety Stop
- ASC (Automatic Speed Control)
- Regolatore tutto in uno
- Manopola con gemma luminosa e brillante (a forma di diamante)

SPECIFICHE TECNICHE
Numero di giri: regolabile in modo continuo fino a 25.000 giri/min • Alimentazione di tensione: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz, 1300 mA; sec. 24 VDC, 1,5 A • Peso: 270 g • Peso del manipolo: 160 g • Misure: 150 x 135 x 75 mm (P x l x A)



Art. 201030 | EAN 40 43641 110147

the file - 825

Lima professionale da usare nei saloni e a casa:
limatura precisa e comfort da professionisti (con pedale)



NOVITÀ!

Per lavorare in modo professionale
su piedi e unghie



- Numero di giri continuo fino a 25.000 giri/min
- Manipolo ergonomico, robusto e antivibrazioni in acciaio inox (160 g)
- Pinza di serraggio girevole professionale
- 10 LED per la visualizzazione del numero di giri
- 1 LED per la visualizzazione del pedale
- ASC (Automatic Speed Control)
- Safety Stop
- Regolatore tutto in uno
- Manopola con gemma luminosa e brillante (a forma di diamante)
- Pedale (on/off) (vedere Accessori a pag. 90)

SPECIFICHE TECNICHE
Numero di giri: regolabile in modo continuo fino a 25.000 giri/min • Alimentazione di tensione: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz, 1300 mA; sec. 24 VDC, 1,5 A • Peso: 275 g • Peso del manipolo: 160 g • Misure: 150 x 135 x 75 mm (P x l x A)



Art. 203030 | EAN 40 43641 200640

the file - 3030-X

Lima professionale con batteria
Qualità professionale con un pregiato alloggiamento in metallo



NOVITÀ!



- Alloggiamento in metallo con ripiano di appoggio integrato per punte e manipolo: robusto, elegante e pratico
- Funzionamento estremamente silenzioso: vibrazioni minime, massima silenziosità
- Motore senza spazzole ad alte prestazioni: tecnologia avanzata per precisione e lunga durata
- Regolabile in modo continuo fino a 30.000 giri/min, controllo totale per tutte le applicazioni
- Manipolo in acciaio inox a basse vibrazioni: ergonomico e perfetto per non stancarsi

SPECIFICHE TECNICHE
• Misure stazione di lavoro: ca. 100 x 100 x 40 mm • Misure manipolo: Ø ca. 18 x 139,5 mm • Capacità batteria: 2600 mAh
• Peso stazione di lavoro: ca. 440 g • Peso manipolo: ca. 138 g • Alimentazione elettrica: 5V 2A DC
• Numero di giri: 30.000/min • Potenza: 78W • Sistema preciso di pinze di serraggio girevoli

Art. 202025 | EAN 40 43641 20053 4

the file - 2020

L'ultima generazione di lime per lavorare senza interruzioni

Per lavorare in modo professionale su piedi e unghie



- Numero di giri continuo fino a 20.000 giri/min
- Manipolo ergonomico, robusto e antivibrazioni in acciaio inox (160 g) specifica per la pedicure
- Pinza di serraggio girevole professionale
- 5 LED per la visualizzazione del numero di giri
- 1 LED per la visualizzazione del pedale
- Safety Stop

- ASC (Automatic Speed Control)
- Regolatore tutto in uno
- Manopola con gemma luminosa e brillante (a forma di diamante)
- Pedale disponibile come optional (on/off) (vedere Accessori a pag. 90)

SPECIFICHE TECNICHE
Numero di giri: Regolabile in modo continuo fino a 20.000 giri/min · Alimentazione di tensione: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz, 800 mA; sec. 24 VDC, 1,5 A · Peso: 450 g · Peso del manipolo: 160 g · Dimensioni: 130 x 200 x 100 mm (P x L x A)



Art. 116510 | EAN 40 43641 11008 6

the file - 625

Per lavori di manicure in tutta semplicità, nonché per un utilizzo delicato nella pedicure.



- Numero di giri continuo fino a 25.000 giri/min
- Manipolo leggero, ergonomico, robusto e antivibrazioni in acciaio inox (160 g)
- Pinza di serraggio girevole professionale
- 5 LED per la visualizzazione del numero di giri
- Safety Stop

- Dispositivo di regolazione All-in-One (rotazione a destra e a sinistra, on/off)
- Manopola con gemma luminosa e brillante (a forma di diamante)
- Design elegante e salvaspazio

SPECIFICHE TECNICHE
Numero di giri: regolabile continuamente fino a 25.000 giri/min · Alimentazione di tensione: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz, 1.200 mA; sec. 24 VDC, 1,5 A · Consumo energetico a carico nullo: < 0,3 W · Efficienza media in esercizio: livello VI



Art. 201030 | EAN 40 43641 20036 7

the file - 1030

L'ultima generazione di lime per la manicure professionale

Per una lavorazione professionale delle unghie artificiali e naturali nonché per l'impiego continuo nella manicure



Filmato sul prodotto:



- Numero di giri continuo fino a 30.000 giri/min
- Manipolo ergonomico, robusto e antivibrazioni in acciaio inox (160 g)
- Pinza di serraggio girevole professionale
- 5 LED per la visualizzazione del numero di giri
- 1 LED per la visualizzazione del pedale
- ASC (Automatic Speed Control)

- Safety Stop
- Regolatore tutto in uno
- Manopola con gemma luminosa e brillante (a forma di diamante)
- Pedale disponibile come optional (on/off) (vedere Accessori a pag. 90)

SPECIFICHE TECNICHE
Numero di giri: regolabile in modo continuo fino a 30.000 giri/min · Alimentazione di tensione: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz, 800 mA; sec. 24 VDC, 1,5 A · Peso: 450 g · Peso del manipolo: 160 g · Dimensioni: 130 x 200 x 100 mm (P x L x A)



Art. 200620 | EAN 40 43641 20032 9

the file - 620

Il dispositivo iniziale ideale per per lavori ambiziosi di manicure

Il dispositivo perfetto per le unghie delle mani e dei piedi: che siano naturali, in gel o in acrilico. Anche i calli lievi possono essere rimossi in tutta semplicità.



- Alloggiamento super leggero e salvaspazio
- Manipolo in viola scintillante (75 g)
- Morsetto a serraggio rapido automatico per punte standard (ø fusto 2,332 - 2,350 mm)
- Supporto per il manipolo sul dispositivo
- Regolatore tutto in uno (20.000 giri/min, rotazione a destra e a sinistra, on/off)

- Manopola con gemma luminosa e brillante (a forma di diamante)
- Safety Stop (arresto in caso di sovraccarico)
- Display del numero di giri
- L'apparecchio più leggero sul mercato

SPECIFICHE TECNICHE
Alimentazione elettrica: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz, 800 mA; sec. 24 VDC, 1,5 A · Rotazione: 20.000 giri/min · Dimensioni: ca. 110 x 90 x 80 mm (L x L x A) · Peso: Manipolo 75 g



Art. 200630 | EAN 40 43641 20033 6

the file - 620 deluxe (Manicure/pedicure)

Incl. 43 accessori

L'apparecchio più leggero sul mercato!

"La classe
professionale
a casa"



- Per la cosmesi e il design delle unghie fino alla lavorazione della pelle indurita dai calli
- Regolazione continua fino a 20.000 giri/min (rotazione a destra/a sinistra)
- Manipolo in ottica viola scintillante (leggera 75 g)



- Alimentatore Power separato per la massima potenza
- Regolatore tutto in uno
- Protezione anti-sovraccarico
- Manopola con gemma luminosa e brillante (a forma di diamante)

promed

Art. 143220 | EAN 40 43641 14009 0

Ultra pro S (manicure/pedicure)

Incl. 42 accessori

"Classe superiore
elegante"



- Si contraddistingue per il pratico utilizzo
- Grazie ai tasti è possibile regolare in continuo il numero di giri fino a 13.000 giri/min
- La rotazione professionale a destra/sinistra semplifica la lavorazione su aree difficili



- Un tuttofare per la cura delle unghie, per la rimozione dei calli e anche per la manicure
- Pratico astuccio


promed

Art. 114010 | EAN 40 43641 11006 2

Pedimed (apparecchio rimuovi-calli) Set pedicure professionale per piedi morbidi e vellutati



- Per rimuovere facilmente, efficacemente e delicatamente la pelle in eccesso
- Rimuove in modo semplice e veloce fin dal primo utilizzo duri e calli in eccesso su piedi e talloni
- Per trattare delicatamente ed efficacemente la pelle e le unghie
- Semplice e sicuro da usare grazie alla forma ergonomica



- Lima sottile e leggera facile da impugnare
- Grande potenza con 20.000 giri/min (rotazione a destra/a sinistra commutabile)
- Mole di alta qualità e lunga durata di dimensioni standard
- Ideale anche in viaggio e fuori casa
- Incl. 30 nastri abrasivi, 5 mole in box designer, astuccio

promed


Art. 133110 | EAN 40 43641 13019 0

Pedisenso duo (manicure/pedicure)

Incl. 44 accessori

"La lima per diabetici"

Filmato sul prodotto:



- Lavorare senza il rischio di ferirsi grazie alla "pinza di serraggio di sicurezza per diabetici"
- Arresto automatico in caso di pressione eccessiva
- Tecnologia collaudata e potente con ingranaggio planetario (per la rimozione dei calli)



- Regolazione continua del numero di giri fino a 4.000 giri/min
- Accessori: pinze di serraggio, vedere pag. 88
- Pratico astuccio

promed

Art. 173010 | EAN 40 43641 17001 1

Sensitive
(manicure/pedicure)

promed

Incl. 42 accessori

"Il fuoriclasse
con illuminazione LED"

Filmato sul prodotto:



- Puntatore laser a luce fredda (illuminazione a LED), arresto di sicurezza
- Regolazione in continuo del numero di giri, fino a 12.000 giri/min
- I tasti di comando soft touch comodi e antipolvere regolano la rotazione a destra/sinistra
- Trasformatore di potenza per un'erogazione di potenza elevata; indicatore d'intensità con 5 LED
- Incl. pratico astuccio da viaggio e panno per la polvere in microfibra

Art. 100030 | EAN 40 43641 10005 6

Emotion
(manicure/pedicure)

promed

Incl. 41 accessori

"Apparecchio multifunzione con luce LED"

Con custodia

Con puntatore laser a luce LED fredda



- Per una cura semplice e sicura di unghie e parti problematiche come aree callose, ad es. piante dei piedi e talloni
- Numero di giri continuo fino a 12.000 giri/min
- L'arresto di sicurezza impedisce eventuali lesioni provocate dalla pressione eccessiva
- Comodo funzionamento dei tasti per il numero di giri e con rotazione a destra/sinistra

Art. 155020 | EAN 40 43641 150099

Feeling NEXT GENERATION
(manicure/pedicure)

promed


Novità: ora con funzione di ricarica USB!

Incl. 6 accessori

"Con alimentazione a batteria"



- Accorcia e dà forma alle unghie, ripara le unghie (artificiali) incrinate, rimuove le cuticole e la pelle ispessita in tutta semplicità
- Nuova pinza di serraggio per un cambio delle punte più rapido, movimento circolare ottimizzato
- 2 livelli (7.000 giri/min, 11.000 giri/min)
- Massima libertà di movimento senza cavi
- Batteria potente e resistente



Art. 330212 | EAN 40 43641 33032 3 | **bianco**
Art. 330213 | EAN 40 43641 33033 0 | **nero**

UC-60

pulitore a ultrasuoni 650 ml

NOVITÀ!



promed

- Pulizia efficace con ultrasuoni da 45 kHz: pulizia accurata e delicata di gioielli, orologi, protesi dentarie, punte per frese e molto altro.
- Pratico timer con 5 tempi: programmi selezionabili (90-600 secondi) per un utilizzo flessibile
- Serbatoio da 650 ml: ideale per oggetti di diverse dimensioni

- Compatto e leggero: solo ca. 625 g, design salvaspazio da usare a casa o nel salone
- Sicuro e versatile: adatto per l'uso con acqua e speciali soluzioni detergenti, spegnimento automatico dopo 5 minuti

SPECIFICHE TECNICHE

• Misure: ca. 198 x 118 x 107 mm • Misure serbatoio: ca. 175 x 88 x 49 mm • Volume serbatoio: 650 ml
• Misure interne cestello pulizia: ca. 153 x 52 mm • Peso: ca. 625 g • Alimentazione elettrica: 220-240 V ~ 50 Hz
• Potenza: 50 W • Frequenza ultrasuoni: 45 kHz

Art. 330210 | EAN 40 43641 33004 0

UC-50

pulitore a ultrasuoni da 550 ml

Utilizzo per: gioielli veri, occhiali, protesi dentarie, strumenti, mole, CD/DVD e molto altro.

Adatto per l'uso con acqua del rubinetto



Filmato sul prodotto:



L'immagine ha una funzione puramente esemplificativa.

- Pulisce con vibrazioni a ultrasuoni ad alta frequenza strumenti, mole, gioielli autentici, orologi, CD/DVD, dentiere, ecc.
- Molto stabile e silenzioso
- Spegnimento automatico dell'UC-50 alla scadenza del timer
- Volume serbatoio: 550 ml

- Display LCD illuminato; funzione timer (5 tempi)
- Adatto anche per l'acqua del rubinetto
- Idoneo per disinfettanti (pulizia e disinfezione migliori)
- Accessori: cestino, portapunte, supporto CD, supporto orologio

SPECIFICHE TECNICHE

• Misure (l x A x P): 200 x 170 x 150 mm • Contenuto serbatoio: 550 ml • Peso: ca. 825 g • Alimentazione elettrica: 230 VAC ~ 50/60 Hz • Potenza: 50 W • Frequenza ultrasuoni: 43 kHz

promed

promed

Art. 230110 | EAN 40 43641 23001 2 | **bianco**
Art. 230115 | EAN 40 43641 23005 0 | **rosa**

Nailfan

Apparecchio per l'eliminazione delle polveri sottili nocive

Classe di protezione dalle polveri verificata "L" DIN EN ISO 60335-2-69



Filmato sul prodotto:



niente dita fredde grazie all'uscita dell'aria fredda laterale

- Il nailfan Promed si contraddistingue per la classe di protezione dalle polveri verificata "L", per la qualità, la semplicità di utilizzo e le performance particolarmente elevate
- Design ergonomico per lavorare senza fatica, per voi e per i vostri clienti
- Imbottitura antistatica rimovibile
- Niente più dita fredde nonostante una forte aspirazione
- Silenzioso con basso consumo di corrente
- Ampia area di aspirazione delle polveri fino a 20 cm

- Filtro antiparticolato grande (11 x 19 cm), facilmente sostituibile (lavabile!)
- Nessun sacchetto filtrante necessario
- Scomparto di svuotamento della polvere separato; alloggiamento antistatico
- Incl. secondo filtro, 1x panno aspirapolvere promed
- Accessori (pag. 91)

SPECIFICHE TECNICHE

Misure: (l x H x P) 308 x 140 x 340 mm • Peso: circa 1,8 kg • Tensione di rete: 230 VAC, 50 Hz • Ventilatore: Potenza: 22 W, rumore: 46 dBA • Quantità d'aria max 180 m³/h

Art. 230120 | EAN 40 43641 230067

Nailfan mini

Aspirazione delle polveri

Adatto per le unghie delle mani e dei piedi

Ideale per l'uso nei saloni e a casa



- Apparecchio super leggero e facile da usare
- 2 livelli di aspirazione regolabili (bassa rumorosità)
- Grande capacità di aspirazione su tutta la superficie di appoggio
- Facile sostituzione e pulizia del filtro (riutilizzabile)
- Design ergonomico con un'altezza di appoggio ideale per le mani

- Apparecchio super leggero e facile da usare
- 2 livelli di aspirazione regolabili (bassa rumorosità)
- Piccolo, maneggevole e facile da trasportare, anche in viaggio
- Accessori (pag. 91)

SPECIFICHE TECNICHE

• Misure (l x A x P): 240 x 185 x 60 mm • Peso: ca. 570 g • Tensione di rete: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz 0,6 A • Ventilatore: Livello I: 3 000 giri/min / 24 W, Livello II: 4500 giri/min / 36 W



promed

Art. 230121 | EAN 40 43641 230074

Nailfan Mini-X

Aspiratore professionale a batteria:
senza fili, potente e comodo da trasportare

NOVITÀ!



promed


SERIE X
ALIMENTAZIONE CON
BATTERIA AL LITIO


- Funzionamento a batteria senza fili: massima libertà di movimento, utilizzabile ovunque
- Potenza di aspirazione estremamente elevata: per una rimozione accurata della polvere nella routine quotidiana del salone
- Motore di aspirazione senza spazzole che non necessita di manutenzione: durevole, silenzioso e affidabile

- Durata fino a 8 ore; tempo di ricarica di sole 2 ore
- 10 livelli di aspirazione e 1 modalità di aspirazione ad alte prestazioni
- Compatto e leggero: solo 995 g ca., design salvaspazio da usare a casa o nel salone
- Accessori (pag. 91)

SPECIFICHE TECNICHE

- Misure: ca. 240 x 225 x 55 mm • Misure filtro: ca. 194 x 194 mm • Capacità batteria: 4000 mAh
- Durata della batteria: 6-8 h • Alimentazione elettrica: 220-240 V ~ 50 Hz • Potenza: 35 W
- Numero di giri: 4500 giri/min • Velocità di aspirazione: 4,33 m/s • Peso: ca. 995 g

Art. 223000 | EAN 40 43641 220068

UVL 60-X

Lampada LED per unghie professionale a batteria:
senza fili, potente e comoda da trasportare

NOVITÀ!



promed


SERIE X
ALIMENTAZIONE CON
BATTERIA AL LITIO


- 42 LED ad alte prestazioni extra-grandi: per luce dalla massima intensità e risultati uniformi
- Contatti LED rivestiti in oro: migliore conduttività e lunga durata
- Riflettori a specchio dietro i LED che amplificano la luminosità e ottimizzano il processo di indurimento
- Batteria da 5200 mAh: senza fili, potente e ideale per lavorare a lungo senza interruzioni
- Overvoltage protection: massima sicurezza per l'apparecchio e gli utenti
- Quattro modalità timer (10/30/60/90 s) per ogni tipo di utilizzo

- Funzione high power e low heat: performance delicate o extra forti, a seconda delle esigenze
- Base magnetica rimovibile: ideale per pedicure e pulizie rapide
- Comandi in alto e sul retro
- Montabile sotto il tavolo
- Manico in alluminio resistente
- Accessori (pag. 91)

SPECIFICHE TECNICHE

- Misure: ca. 250 x 200 x 90 mm • Numero LED: 42 • Peso: ca. 1240 g • Potenza: 36 W
- Alimentazione elettrica: 220-240 V ~ 50 Hz/DC 12,6V 2,8A • Capacità batteria: 5200 mAh/57,72 Wh
- Lunghezza d'onda del LED UV: 365 nm-405 nm • Durata LED: ca. 50.000 ore • Funzione timer: 10s, 30s, 60s, 90s

Art. 223005 | EAN 40 43641 22004 4

UVL-54 "All-In"

Lampada LED UV per indurimento



Adatta per indurire tutti i materiali di gel UV/LED e acrilico



- Adatta per le unghie delle dita delle mani e dei piedi, per indurire gel UV + LED e acrilico
- Sistema Dual Power con 36 LED per un indurimento uniforme
- 4 diversi livelli di timer (10 s / 30 s / 60 s / 99 s)
- Funzione termoresistente con timer 99 s
- Base amovibile (magnetica)



- Sistema dotato di sensore automatico (accensione/spegnimento, fotocellula integrata fino a 120 s)
- LED ad alta definizione: durata di vita di circa 50.000 ore
- Display digitale

SPECIFICHE TECNICHE

Misure (L x l x A) in mm: 221 x 205 x 92; alimentazione di tensione: 100 - 240 VAC; 50/60 Hz, 0,3 A; lunghezza d'onda del LED UV (Å): 365 nm - 405 nm; durata del LED: ca. 50.000 h; misure del tunnel in mm: 130 x 48 x 127 (l x A x P)

promed

Art. 330040 (bianco) | EAN 40 43641 33019 4

Art. 330045 (rosa) | EAN 40 43641 33020 0

UVL-36 S

Lampada UV per indurire gel e acrilico

Incl. 4 corpi illuminanti UV (facilmente sostituibili)



- Manicure professionale a casa
- Ideale per indurire gel e acrilico
- Specchio a 360° gradi per un indurimento uniforme
- Di facile utilizzo grazie al timer a 4 livelli (90s / 120s / 30 min. / 60 min.)
- Base rimovibile per sostituire facilmente la lampada



- 4 piedi di gomma antiscivolo per supporto fisso
- Accessori vedere pag. 91

SPECIFICHE TECNICHE

Misure: ca. 253 x 221 x 113 mm (L x l x A) - Peso: ca. 1,04 kg - Alimentazione di tensione: 230 VAC, 50 Hz, 36 W - Tempi di esercizio: 90 s / 120 s / 30 min. / 60 min. - Portallampada G23 - Lunghezza d'onda delle lampade: λ=365 nm

Art. 224010 | EAN 40 43 641 22003 7

LTM-30

Lampada da tavolo a LED con lente di ingrandimento per lavorare in tutta comodità



- Lampada da tavolo a LED con lente di ingrandimento compatta, ideale per la postazione di lavoro, il laboratorio, la lettura e tanto altro
- 30 lampadine a LED singole garantiscono un'illuminazione eccellente
- Ingrandimento del 175% durante il lavoro (3 dpt)
- Lente di alta qualità da 4", con copertura di protezione
- Posizione e altezza della lente facilmente regolabili
- Braccio e testa orientabili (multidimensionali)



- Design ergonomico e base stabile
- LED con una durata estremamente lunga (High-Quality-Long-Life)
- I LED sono molto più robusti rispetto ai tradizionali tubi
- Illuminazione fredda e senza ombre per lavorare comodamente e con una buona illuminazione
- Dimensione della lente: lente da 4" (Ø 10,2 cm)
- Temperatura del colore: 6.200 K (bianco neutro)
- Dimensioni (Ø x L x A): 16 x 18 x 39 mm

Art. 330110 | EAN 40 43641 33017 0

LTL-749

Lampada da tavolo a LED per la massima flessibilità



- Design elegante e raffinato
- Illuminazione molto chiara e uniforme
- Mai più occhi stanchi e lavoro all'insegna del relax
- Ideale per il vostro salone di manicure, la vostra postazione di lavoro, su ogni tavolo, in camera da letto o a scuola
- 3 livelli di regolazione dell'intensità della luce premendo un tasto
- Regolazione multidimensionale tripla dell'asse
- Barra LED regolabile a 360°

- Tubo LED High-Quality-Long-Life: ca. 40.000 ore
- Risparmio di energia rispetto alle normali lampade
- Lampada LED con dispositivo anti-accecamento integrato per gli occhi
- Intelaiatura realizzata in alluminio di alta qualità
- Zoccolo antiscivolo
- Misure della barra LED: ca. 33 cm di lunghezza
- Luminosità della luce: ca. 5000 K (equivalente alla luce del giorno)



Art. 334000 | EAN 40 43641 33026 2

AC-4000

Purificatore d'aria con funzione Wi-Fi
Potenza di purificazione CADR
fino a 420 m³/h

Efficace contro virus e batteri,
polvere di qualsiasi tipo, pollini,
acari, fumo/odori




Possibile utilizzo con app
per smartphone



Telecomando incluso

- Elevato filtraggio grazie al filtro combinato (filtro HEPA H13, carbone attivo, fotocatalitico, catalitico a freddo)
- Prefiltro in alluminio a 3 livelli (lavabile)
- Disinfezione UV mediante luce ultravioletta
- Indicatore cromatico della qualità dell'aria AQI (Air Quality Indicator) a 3 livelli, sensore di particelle integrato
- Potenza di purificazione CADR (Clean Air Delivery Rate) fino a 420 m³/h



Partico-
larmente
silenzioso

- Funzione timer da 1 a 9 ore
- Indicatore della temperatura e dell'umidità
- 3 livelli di potenza della ventola e modalità notturna, automatica e manuale
- Adatto ad ambienti fino a 70 m²
- Promemoria automatico per il cambio del filtro
- Semplice da usare, grazie al display touch grande, blocco di protezione per bambini



Promed AC-4000 : la soluzione ideale per un'aria più pulita negli ambienti chiusi.

Il pregiato purificatore d'aria con filtro combinato filtra efficacemente sostanze nocive quali virus, batteri, polvere di ogni tipo (anche polveri sottili), muffa, pollini, acari, fumo e odori. Elimina fino al 99,95% dei microorganismi più frequenti.

- ✓ Filtra le particelle in modo particolarmente efficiente con un grado di efficacia fino al 99,95%
- ✓ Migliore purificazione dell'aria grazie al generatore di ioni: genera 5 milioni di anioni/cm³;
- ✓ Migliora la qualità dell'aria e favorisce un buono stato di salute, le particelle vengono eliminate in modo sicuro

DATI TECNICI

Superficie di applicazione:	fino a ca. 70 m²	Alimentazione di tensione:	220 - 240 VAC, 50 Hz Potenza nominale: 85 W
Potenza di purificazione CADR:	380 - 420 m³/h (Clean Air Delivery Rate)	Rumorosità:	35 dB (A) - 55 dB (A)
Concentrazione di anioni:	genera 5 milioni/cm³ (migliore qualità dell'aria)	Dimensioni in cm:	ca. 41,5 x 25,5 x 69,5
Lampada UV:	220 V, 4 W, 254 nm, UV-C, zoccolo T5/G5	Peso:	ca. 8 kg

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- 1x purificatore d'aria AC-4000
- 1x prefiltro in alluminio e filtro combinato
- 1x lampada tubolare UVC di disinfezione
- 1x telecomando
- 2x batterie AAA da 1,5 V
- 1x istruzioni per l'uso



(Art. 334001)

(Art. 334002)

Accessorio di ricambio ordinabile: set di filtri e lampada UVC
(vedere pagina 91)



Art. 470001 | EAN 40 43641 40085 9 | **bianco**

Art. 470002 | EAN 40 43641 40086 6 | **nero**

promed

Idropulsore orale MD-310

Pulizia delicata e accurata di denti,
gengive e spazi interdentali

NOVITÀ!



- 5 modalità di pulizia: normale, delicata, pulsata, fai da te, getto mirato
- Serbatoio d'acqua da 310 ml, sufficiente per un ciclo completo
- Elevata frequenza (1400 impulsi/min): elimina la placca e i residui di cibo in modo efficace
- Ugello rotante a 360° per raggiungere i punti più difficili
- Batteria a lunga durata: fino a 35 giorni con una sola ricarica

- Connettore USB-C, veloce e pratico
- Impermeabilità IPX7: utilizzabile in piena sicurezza anche sotto la doccia
- Leggero e facile da trasportare: solo 270 g, ideale anche fuori casa
- Accessori/pezzi di ricambio, pag. 95

SPECIFICHE TECNICHE

• Misure: ca. 83,4 × 80,1 × 226,6 mm • Peso: ca. 270 g • Alimentazione elettrica: cavo di ricarica USB-C da 5V/ Uscita da 500mA • Batteria integrata da 3,7 V e 1500mAh • Capacità del serbatoio 310 ml

Salute e pressione sanguigna

I prodotti per la misurazione della pressione sanguigna sostengono la prevenzione e ottimizzano la vostra salute.

Il primo passo verso una migliore salute: il controllo

Il controllo della salute è sempre più al centro dell'attenzione di molte persone, da un lato per una maggiore diffusione delle informazioni di natura sanitaria tra la popolazione e, dall'altro, per i progressi nel campo della ricerca medica.

Misurate e controllate regolarmente con precisione la pressione sanguigna e il battito cardiaco. Monitorate la vostra salute e individuate tempestivamente eventuali anomalie.



Art. 402010 | EAN 40 43641 40011 8

PBM-3.5

Sfigmomanometro da braccio



Incl. manicotto universale (22-42 cm), custodia a sacchetto e batterie



WHO Classification
WHO-World Health Organization

- Misurazione precisa della pressione sanguigna sul braccio
- 90 posizioni di memoria per 2 utenti rispettivamente
- Icona sul display: sistole, diastole, polso, data, ora
- Visualizzazione delle aritmie
- Visualizzazione dei valori medi delle 3 ultime misurazioni
- Grande display LCD digitale: ca. 72x53 mm

Manicotto di ricambio, vedere pag. 94

- Funzione di spegnimento automatico dopo 3 minuti
- Funzionamento con 4 batterie AA o 6 adattatori di rete Volt
- Include: batterie e sacchetto custodia
- Area di misurazione: – Pressione sanguigna: 0 - 299 mmHg
– Polso: 40 - 199 battiti al minuto

Art. 412020 | EAN 40 43641 40059 0

HGP-30

Sfigmomanometro da polso



WHO Classification
WHO-World Health Organization

- 2 utenti, 120 spazi di archiviazione ciascuno
- Monitor: sistole, diastole, polso, data, ora
- Visualizzazione delle aritmie
- Display del livello di carica della batteria
- Calcolo della media degli ultimi 3 valori salvati

- Classificazione dei valori di misurazione secondo il sistema di valutazione dell'Organizzazione mondiale della sanità OMS
- Include: 2 x batterie AAA (1,5 V), scatola di custodia
- Polsino per una circonferenza del polso di 135 - 210 mm
- Area di misurazione: – Pressione: 30 - 280 mmHg
– Polso: 40 - 200 battiti al minuto



Art. 421010 | EAN 40 43641 40041 5

INH-2.1R

Inalatore a ultrasuoni
Trattamento delicato delle
patologie respiratorie

promed

Adatto ai soggetti allergici: 100%
privo di lattice

Pratico starter set per quando si è fuori casa



- Elevata efficacia grazie all'innovativa nebulizzazione con micro-membrana (tecnologia Mesh) con goccioline estremamente piccole
- Tempi d'inalazione rapidi grazie all'altissima velocità di nebulizzazione (0,2 - 1,0 ml/min)
- Particolarmente efficace grazie all'elevato contenuto di aerosol inalabile
- Inalazione con maschera o bocchetta – facile anche per i bambini
- Nebulizzazione silenziosa

- Piccolo e maneggevole (portatile) - ideale per chi viaggia
- Volume di riempimento contenuto: max. 8 ml
- Velocità di nebulizzazione: circa 0,2 - 1,0 ml/min.
- Dimensioni delle particelle: 5,5 µm
- Dimensioni: ca. 42 x 45 x 93 mm
- Include: custodia, boccaglio, maschera
- Per bambini e adulti, connettore, batterie (per gli accessori vedere pagina 94)

ACCESSORI



Art. 432020 | EAN 40 43641 40078 1

IRT-80

Termometro a infrarossi



Misurazione precisa in pochi secondi



- Termometro a infrarossi per la misurazione della febbre senza necessità di contatto
- Misurazione igienica e sicura
- Misurazione della temperatura corporea e di oggetti in pochi secondi
- Allarme in caso di febbre (ottico e acustico)
- 35 posizioni di memoria
- 2 diversi colori del display
- Per temperatura normale e febbre
- Indicatore in °C e °F
- Spegnimento automatico (dopo 10 secondi)
- Area di misurazione corpo: 32,0 - 42,9 °C
- Area di misurazione superfici/oggetti: 0 - 100 °C
- Include custodia a sacchetto e 2 batterie

promed



Visualizzazione della temperatura normale



"Allarme febbre" con visualizzazione cromatica

Art. 431005 | EAN 40 43641 40076 7

PFT-3.7

Termometro digitale per la febbre

Include:
batteria e custodia

- Misurazione precisa della temperatura corporea: per via orale, ascellare, rettale
- Segnale acustico dello stato di pronto per la misurazione
- Allarme in caso di febbre acustico
- Salvataggio automatico dell'ultimo valore di misurazione
- Impermeabile
- Funzione di spegnimento automatico dopo 10 minuti
- Display LCD con visualizzazione digitale
- Sostituzione delle batterie semplice
- Intervallo di misurazione: 32,0 - 42,9 °C

promed



Art. 482020 | EAN 40 43641 40084 2

PM-300 Pro

Pulsossimetro da dito

Misurazione della saturazione di ossigeno nel sangue (SpO₂) e della frequenza cardiaca

NOVITÀ!



- Display OLED: contrasto elevato, facile da leggere, anche in condizioni di scarsa luminosità
- Misurazione SpO₂ e frequenza cardiaca: risultati veloci e precisi
- Display con onda sfigmica: controllo visivo della qualità del battito cardiaco
- Compatto e leggero: solo 35 g ca., ideale da usare fuori casa

- Spegnimento automatico: risparmio energetico dopo 8 secondi senza segnale
- Funzionamento semplice con un solo pulsante: immediatamente pronto all'uso

SPECIFICHE TECNICHE

- Tipo di apparecchio: pulsossimetro da dito PM-300 Pro • Tipo di display: OLED • Alimentazione elettrica: 1,5 V, 2 batterie AAA
- Tensione di esercizio: 2,6-3V DC • Misure (mm): 33 x 36 x 58 • Peso: ca. 35 g (senza batterie)
- Intervallo di misurazione SpO₂: 35-100%; precisione: 70-100% ±2% (al di sotto del 70% nessun requisito); Divergenza: ± 1%
- Intervallo di misurazione frequenza cardiaca: fino a 250 battiti/min; precisione: ±3 battiti/min

promed



Art. 481010 | EAN 40 43641 40082 8

PM-200 Pro

Pulsossimetro da dito

Per la misurazione della saturazione dell'ossigeno nel sangue (SpO₂%) e della frequenza cardiaca (polso)

- Rappresentazione con barre od onde
- 6 diverse modalità di visualizzazione
- 4 livelli di luminosità regolabili
- Display OLED bicolore
- Display del livello di carica della batteria

- Spegnimento automatico dopo 8 secondi
- Incl. cordino e 2x batterie AAA, 1,5V
- Misure: ca. 59,4 x 33 x 31,2 mm
- SpO₂: Intervallo di misurazione: 70% - 100%
- PR: Intervallo di misurazione: 30 battiti/min. - 254 battiti/min.

promed



Visualizzazione display con formattazione verticale e orizzontale

incl. cordino

Art. M79456 | EAN 40 15588 79456 8


PM 100 connect  Bluetooth[®]
SMART

Pulsossimetro

medisana.



- Trasmissione dei dati con Bluetooth[®] Smart (4.0) all'app VitaDock+ per iOS e Android*
- Pulsossimetro per la misurazione della saturazione dell'ossigeno nel sangue ($SpO_2\%$) e della frequenza cardiaca (polso)
- Visualizzazione della misurazione sul display OLED
- Luminosità del display regolabile su 10 livelli
- Semplice funzionamento "one touch": ideale anche fuori casa



- La saturazione dell'ossigeno (SpO_2) e la frequenza del polso possono essere rappresentate sotto forma di barre oppure onde
- 6 diverse rappresentazioni
- Spegnimento automatico dopo 8 secondi
- Display del livello di carica della batteria
- Inclusa cinghia
- Include batterie (2 batterie AAA da 1,5 V)

Art. M79493 | EAN 40 15588 794933

PM 180

Pulsossimetro

medisana.



- La saturazione dell'ossigeno (SpO_2) e la frequenza cardiaca possono essere rappresentate anche sotto forma di barra od onda
- Display ruotabile in 4 posizioni per l'uso sull'indice destro e sinistro
- Spegnimento automatico dopo 8 secondi
- Indicatore di sostituzione della batteria



- Dispositivo medico certificato
- Display del livello di carica della batteria
- Visualizzazione della misurazione sul display OLED illuminato
- Design sottile grazie al funzionamento con una sola batteria
- Include: nastrino, sacchetto e 1 batteria da 1,5 V (AAA)

Art. M79048 | EAN 40 15588 79048 5

Meditouch 2 connect DUAL

Misuratore di glicemia

USB 

medisana.

Incluso "starter set":
10 strisce reattive, aghi pungidito,
10 lancette, cappuccio AST, soluzione di
controllo, astuccio, guida rapida, batterie

Ordinabile solo in Germania!



- Precisione della misurazione secondo la nuova norma ISO 15197: 2013 grazie alla nuova tecnologia delle strisce reattive (GDA-FAD)
- Rilevamento riempimento insufficiente
- Promemoria test acustico
- Memoria per 480 risultati di misurazione



Starter set

- Unità di misura regolabile individualmente: mg/dL e mmol/L
- Trasmissione dei dati Smart (4.0) Bluetooth[®] alla app VitaDock+ per iOS (da 7.0) e Android (da 4.3)
- Starter set, incl. aghi pungidito, cappuccio AST, 10 lancette, 10 strisce reattive, soluzione di controllo, astuccio
- Accessori, ad esempio strisce reattive, vedere pag. 95

Art. M79030 | EAN 40 15588 79030 0 | mg/dL
Art. M79034 | EAN 40 15588 79034 8 | mmol/LMeditouch 2 

Misuratore di glicemia

medisana.

Occorrono solo ca. 5 secondi per la
misurazione

Incluso "starter set":
10 strisce reattive, aghi pungidito,
10 lancette, cappuccio AST, soluzione di
controllo, 5 pad alcol, astuccio, guida
rapida, diario per diabetici, batterie



- Precisione della misurazione secondo la nuova norma ISO 15197: 2013 grazie alla nuova tecnologia delle strisce reattive (GDH-FAD)
- Rilevamento riempimento insufficiente
- Porta USB per la trasmissione dei dati a VitaDock online e all'app VitaDock per iOS (da 7.0) e Android (da 4.3)
- Funzione di marcatura per i valori di misurazione prima e dopo i pasti



Starter set

- Promemoria test acustico
- Visualizzazione media per 7/14/30/90 giorni
- Memoria per 480 risultati di misurazione
- Avviso chetoni automatico
- Starter set, incl. aghi pungidito, cappuccio AST, 10 lancette, 10 strisce reattive, soluzione di controllo, astuccio
- 0,6 µl di sangue
- Display di dimensioni particolarmente grandi e di facile lettura
- Accessori, ad esempio strisce reattive, vedere pag. 95

Art. 352430 | EAN 40 43641 35034 5

Allenatore pelvico IT-6

Dispositivo terapeutico per l'allenamento e il rafforzamento del pavimento pelvico



Incl. 4 elettrodi, 1 sonda vaginale, batterie e una pratica valigetta



- Per la prevenzione e la riduzione dell'incontinenza urinaria
- Trattamento dell'incontinenza dopo il parto
- Allenamento dello sfintere - per il trattamento dell'incontinenza da stress/urgenza/mista e fecale
- Grazie agli elettroimpulsi si riacquista la percezione del pavimento pelvico e si riesce a tendere nuovamente la muscolatura pelvica



- Il dispositivo soddisfa tutte le esigenze trattando contemporaneamente due aree diverse mediante 4 collegamenti di elettrodi; grazie all'uscita doppia è possibile utilizzare contemporaneamente e regolare separatamente due sonde
- Per la stimolazione anale e vaginale, può migliorare la vita sessuale
- Accessori disponibili, vedere pag. 92

Art. 352420 | EAN 40 43641 35030 7

Dispositivo combinato EMT-6

Dispositivo digitale elettrico per la terapia del dolore e la stimolazione muscolare

Utilizzabile anche nello sport



Filmato sul prodotto:



- Dispositivo per il trattamento efficace del dolore e dei muscoli
- Destinato al trattamento di sintomatologie dolorose croniche e acute, problemi di mobilità nonché per la riabilitazione, il mantenimento, lo sviluppo e l'allenamento di muscoli e gruppi muscolari (ad es. durante lo sport)
- È prescrivibile dal medico (rimborso in caso di assicurazione sanitaria)



- Dispositivo a due canali, corrente rettangolare asimmetrica bifasica, CC neutro
- Dotazione: dispositivo combinato per TENS ed EMS in pratica valigetta, 4 elettrodi (40 x 40 mm), 2 cavi per elettrodi, batterie, clip da cintura
- Per elettrodi diversi, vedere Accessori pag. 92

Art. 352410 | EAN 40 43641 35025 3

EMT-4

Elettrostimolatore digitale per la terapia del dolore e la stimolazione dei muscoli



- 11 programmi preimpostati e 2 programmi liberamente impostabili
- Protezione intensità e avviamento accidentale
- Dispositivo combinato per la stimolazione elettronica dei nervi e dei muscoli, per la terapia del dolore e per il benessere
- Funzione orologio, modalità standby
- È prescrivibile dal medico (rimborso in caso di assicurazione sanitaria)



- Dotazione: dispositivo Promed EMT-4, 2 paia di elettrodi autoadesivi (40 x 40 mm), supporto per il dispositivo, batterie, 2 cavi di collegamento per elettrodi, istruzioni per l'uso, pratica valigetta, marsupio
- Per elettrodi diversi, vedere Accessori pag. 92

Art. 352020 | EAN 40 43641 35001 7

Tens 1000 s

Apparecchio per la terapia del dolore analogico, elettronico



- Larghezza di frequenza e di impulso impostabile separatamente, 3 modulazioni di ampiezza a scelta
- Timer: con impostazione continua, a 15 o a 30 min.
- È prescrivibile dal medico (rimborso in caso di assicurazione sanitaria)



- Dotazione: Promed Tens 1000 s, 4 elettrodi autoadesivi (40 x 40 mm), una batteria da 9 Volt, 2 cavi di collegamento, istruzioni per l'uso, pratica valigetta in plastica
- Per elettrodi diversi, vedere Accessori pag. 92





Art. 631010 | EAN 40 43641 60002 0

FB-100

Pediluvio
idromassaggio



Incluse 3 testine per pedicure



- Idromassaggio e massaggio vibrante rilassante
- Campo a infrarossi benefico
- Funzione di mantenimento dell'acqua calda
- Rulli massaggianti per il massaggio sulle zone di riflesso dei piedi
- Suola di sostegno per il massaggio
- Funzione di massaggio a secco


intercam-
biabile

- 3 testine per pedicure intercambiabili:
(1) testina per massaggio, (2) rimuovi calli, (3) spazzola
- Piedi di gomma antiscivolo
- Dimensioni confortevoli (adatto alle misure fino alla 46)
- Alimentazione elettrica: 220- 240 VAC / 50-60 Hz / 80 W

Art. 621010 | EAN 40 43641 60006 8

ITM Pro

Massaggiatore manuale

2 testine per massaggio con dita
e per digitopressione

incl. 2 diverse testine



- Energico massaggio a percussione
- Regolazione continua dell'intensità del massaggio
- Funzione infrarossi o termica attivabile
- Diverse testine massaggianti:
per massaggio mirato e agopuntura

- Utilizzo semplice grazie alla forma ergonomica
- Impugnatura antiscivolo
- Cavo extra lungo
- 230 VAC / 50 Hz / 35 W



Art. 340010 | EAN 40 43641 34001 8

Doccia intima "Orchidee"

Dispositivo per l'igiene intima



GARANZIA
DI ANNI
10
YEARS
WARRANTY

MADE IN GERMANY

- Forma ergonomica, facile da maneggiare
- In acciaio inox
- 7 ugelli sull'estremità superiore della barra
- Incl. 2 riduttori della pressione di condotta, 1 custodia

- Filettatura di raccordo: G ½ pollice
- Sterilizzabile in autoclave e lavabile in lavastoviglie
- Made in Germany
- Garanzia 10 anni

Art. 340020 | EAN 40 43641 34002 5

Doccia intima "Rose"

Dispositivo per l'igiene intima



GARANZIA
DI ANNI
2
YEARS
WARRANTY

MADE IN GERMANY

- Forma ergonomica, facile da maneggiare
- In pregiato acciaio inox
- 10 ugelli sull'estremità superiore della barra
- Incl. riduttore della pressione di condotta e istruzioni

- Sterilizzabile in autoclave e lavabile in lavastoviglie
- Garanzia 2 anni
- Filettatura di raccordo: G ½ pollice
- Peso: ca. 205 g

Eccellenti prodotti termici,
eccellente qualità.



Art. 452120 | EAN 40 43641 400798

KHP-2.3 G

Morbida coperta termica "Sherpa"

promed



ULTRA MORBIDA



- 10 livelli di temperatura
- 9 tempi diversi impostabili (1 - 9 ore)
- Riscaldamento veloce e potente a 150 watt (Turbo Heat)
- Sistema di sicurezza con protezione anti-surriscaldamento
- Spegnimento automatico dopo l'impostazione del tempo selezionata
- Calore perfettamente adattabile su tutta la superficie

- Elemento di comando pratico con display LED illuminato
- Materiale esterno soffice e morbido, su entrambi i lati
- Lavabile a 40 gradi, grazie all'interruttore rimovibile
- Materiale: 100% flanella di poliestere
- Dimensioni: circa 180 x 130 cm
- Potenza: 150 watt

Art. 452125 | EAN 40 43641 40083 5

KHP-2.3S

Coperta termica a maglia

promed



- 6 livelli di temperatura
- Riscaldamento veloce e potente a 160 watt (Turbo Heat)
- Sistema di sicurezza con protezione anti-surriscaldamento
- Spegnimento automatico dopo circa 3 ore
- Calore perfettamente adattabile su tutta la superficie
- Pratico telecomando

- Materiale esterno soffice e morbido, su entrambi i lati con trama a maglia
- Lavabile a 30 gradi grazie all'interruttore rimovibile
- Materiale: 100% poliestere
- Dimensioni: circa 180 x 130 cm
- Potenza: 160 watt

Art. 452110 | EAN 40 43641 40025 5

KHP-2.3

Morbide coperte termiche

promed



- 10 livelli di temperatura
- 9 tempi diversi impostabili (1 - 9 ore)
- Riscaldamento veloce e potente a 150 watt (Turbo Heat)
- Sistema di sicurezza con protezione anti-surriscaldamento
- Spegnimento automatico dopo l'impostazione del tempo selezionata
- Calore perfettamente adattabile su tutta la superficie

- Pratico telecomando
- Materiale esterno morbidissimo
- Lavabile a 40 °C, grazie all'interruttore rimovibile
- Materiale: 100% flanella di poliestere
- Dimensioni: circa 180 x 130 cm
- Potenza: 150 watt

Art. 612020 | EAN 40 43641 60026 6

HKP-1.8 XXL

Cuscino termico

promed



- 6 livelli di temperatura
- Riscaldamento veloce a 100 watt (turbo heat)
- Spegnimento automatico dopo 90 minuti
- Sistema di sicurezza con protezione anti-surriscaldamento
- Facile da maneggiare, comando/interruttore ergonomico
- Comprende elastico in velcro per il corpo e custodia

- Materiale esterno morbidissimo
- Lavabile in lavatrice a 30 °C con ciclo per capi delicati
- Materiale: 100% poliestere
- Dimensioni: ca. 60 x 30 cm
- Potenza: 100 watt

Art. 614020 | EAN 40 43641 60022 8

NRP-2.0

Cuscino termico per spalle e collo

promed



- 6 livelli di temperatura
- Spegnimento automatico dopo 90 minuti
- Riscaldamento veloce a 100 watt (turbo heat)
- Riscalda fino al collo
- Sistema di sicurezza con protezione anti-surriscaldamento
- Materiale esterno morbidissimo e piacevole da indossare

- Facile da maneggiare, comando/interruttore ergonomico
- Lavabile in lavatrice a 30 °C
- Materiale: 100% poliestere
- Dimensioni: ca. 52 x 56 cm
- Potenza: 100 watt



Art. 614010 | EAN 40 43641 600112

NRP-5.4

Cuscino termico per schiena e collo

promed



- 4 livelli di temperatura
- Spegnimento automatico dopo 90 minuti
- Riscalda fino al collo
- Sistema di sicurezza con protezione antisurriscaldamento
- Lavabile in lavatrice a 30 °C
- Materiale esterno morbidissimo e piacevole da indossare

- Facile da maneggiare, comando/interruttore ergonomico
- Dimensioni aperto: ca. 60 x 90 cm
- Materiale: 100% poliestere
- Potenza: 100 watt

Art. 451120 | EAN 40 43641 40028 6

NRP-2.4

Cuscino termico per schiena e collo

promed



- 10 livelli di temperatura
- 9 diversi tempi regolabili (10 - 90 min.)
- Riscaldamento veloce a 100 watt (turbo heat)
- Spegnimento automatico
- Sistema di sicurezza con protezione anti-surriscaldamento
- Federa rimovibile comoda e morbida
- Lavabile in lavatrice a 40 °C



- Cuscino in pile particolarmente morbido
- Sostegno perfetto grazie alla vestibilità adatta a schiena e collo
- Pratico nastro in velcro per un fissaggio personalizzato del cuscino
- Materiale: 95% pile, 5% nylon
- Dimensioni: ca. 39 x 63 cm
- Potenza: 100 watt

Art. 450130 | EAN 40 43641 40027 9

HGP -1.7

Cintura termica

promed



- 10 livelli di temperatura
- 9 diversi tempi regolabili (10 - 90 min.)
- Riscaldamento veloce a 100 Watt (turbo heat)
- Sistema di sicurezza con protezione anti-surriscaldamento
- Sostegno perfetto grazie al nastro in velcro adattabile
- Comando/interruttore ergonomico
- Adatta a una circonferenza della vita fino a ca. 125 cm



- Comfort variabile: intorno alla vita o in diagonale sulla schiena
- Pratico nastro in velcro per un fissaggio personalizzato del cuscino
- Lavabile a 40 °C grazie all'interruttore rimovibile
- Dimensioni: ca. 58 x 30 cm
- Materiale: 90% pile, 10% nylon
- Potenza: 100 watt

Art. 450125 | EAN 40 43641 40062 0

HKP-1.2 H

Morbido cuscino termico

promed



- 3 livelli di temperatura
- Spegnimento automatico dopo 90 minuti
- Federa e cuscino lavabili a 40 °C grazie all'interruttore rimovibile
- Sistema di sicurezza con protezione anti-surriscaldamento
- Facile da maneggiare, comando/interruttore ergonomico
- Riscaldamento veloce a 100 watt (turbo heat)
- Copricuscino incluso (utilizzabile anche senza federa)
- Materiale esterno morbidissimo e federa perfettamente adattabile
- Materiale: 100% poliestere
- Dimensioni: ca. 40 x 30 cm
- Peso: ca. 0,4 kg
- Potenza: 100 watt
- Alimentazione elettrica: 230 V/50 Hz

Art. 612015 | EAN 40 43641 60010 5

HKP-1.6 XL

Morbido cuscino termico

promed



- 6 livelli di temperatura
- Spegnimento automatico dopo 90 minuti
- Riscaldamento veloce a 100 watt (turbo heat)
- Facile da maneggiare, comando/interruttore ergonomico
- Federa reversibile inclusa (utilizzabile anche senza)
- Sistema di sicurezza con protezione anti-surriscaldamento
- Materiale esterno morbidissimo e federa perfettamente adattabile
- Federa lavabile in lavatrice a 30 °C
- Dimensioni: ca. 46 x 35 cm
- Materiale: 100% poliestere
- Potenza: 100 watt

Art. 453010 | EAN 40 43641 40070 5

Scaldapiedi KFS-100

"Mai più piedi freddi"

promed



- 6 livelli di temperatura
- Turbo heat con una potenza di 100 Watt
- Spegnimento automatico dopo 90 minuti
- Sistema di sicurezza con protezione anti-surriscaldamento
- Telecomando ergonomico con display di controllo LED illuminato
- Imbottitura interna morbidissima e rimovibile
- Imbottitura interna lavabile in lavatrice a 30 °C
- Nucleo particolarmente morbido e traspirante
- Grande spazio per i piedi (adatto alle misure fino alla 46)
- Materiale: Microfibra (scaldapiedi), flanella (imbottitura interna)
- Misure: ca. 30 x 30 x 23 cm

Art. 452210 | EAN 40 43641 40058 3

Scaldaletto UBS-2.4

Un calore piacevole e benefico

promed



- 10 livelli di temperatura
- Preriscaldamento breve grazie alla potenza di 120 Watt (turbo heat)
- Sistema di sicurezza con protezione anti-surriscaldamento
- Spegnimento automatico dopo l'impostazione del tempo selezionata (1 - 9 ore)
- Calore piacevole e delicato, distribuito uniformemente per un sonno riposante
- Materiale morbidissimo e traspirante
- Telecomando confortevole con display LED illuminato
- Lavabile in lavatrice a 40 °C grazie all'interruttore rimovibile
- Materiale: 100% cotone (sopra)
- 100% poliestere (sotto)
- Misure: ca. 150 x 70 cm
- Potenza: 120 watt



Art. 651025 | EAN 40 43641 60014 3

AL-1300 WS

Diffusore di aromi con 7 cambi di colore LED



Serbatoio per l'acqua e zona di nebulizzazione in materiale antibatterico: le potenziali emissioni batteriche vengono ridotte efficacemente

Con funzione timer

BPA-free e con tecnologia a ultrasuoni

Misure: ca. 15,8 x 22,4 cm



- Diffusore di aromi con un elegante look in legno dal design intramontabile adatto per qualsiasi arredamento; ideale per oli profumati
- Inumidisce e rinfresca l'aria dell'ambiente per un'atmosfera rilassante e terapeutica
- Grazie alla tecnologia a ultrasuoni produce una leggera nebbia che distribuisce il profumo in tutto l'ambiente
- Elevata efficacia grazie alla vaporizzazione con micro goccioline
- Durata ca. 10 - 14 ore, nebulizzazione intensa
- Adatto per tutti gli ambienti medi e grandi
- Spegnimento automatico a serbatoio vuoto



- Luce benessere con 7 cambi di colore, selezionabili singolarmente
- Silenzioso e a risparmio energetico
- Funzione timer: 1/3/6 ore
- Include: adattatore di rete
- Serbatoio d'acqua molto grande XXL: 1,3 litri
- 100 - 240 VAC / 50 - 60 Hz
- 24 VDC / 500 mA / 12 W
- Aromi, vedere pagina 54/55

promed

Art. 651030 | EAN 40 43641 60021 1

AL-240 FL

Diffusore di aromi con effetto fiamma

Luce LED wellness con effetto fiamma

Misure: ca. 210 x 135 x 81 cm



- Diffusore di aromi con effetto fiamma per oli profumati
- Inumidisce e rinfresca l'aria dell'ambiente per un'atmosfera rilassante e terapeutica
- Grazie alla tecnologia a ultrasuoni produce una leggera nebbia che distribuisce il profumo in tutto l'ambiente
- Elevata efficacia grazie alla vaporizzazione con micro goccioline
- Spegnimento automatico a serbatoio vuoto



- Silenzioso e a risparmio energetico
- Include: adattatore di alimentazione e misurino per l'acqua
- Capiente serbatoio d'acqua da 240 ml
- 100 - 240 VAC / 50 - 60 Hz
- 24 VDC / 500 mA / 12 W
- Aromi, vedere pagina 54/55

promed

Art. 651040 | EAN 40 43641 60023 5

AL-400 CL

Diffusore di aromi con orologio e 7 cambi di colore LED

Con eleganti dettagli in legno

Misure: ca. 210 x 135 x 81 mm



- Inumidisce e rinfresca l'aria ambiente per un'atmosfera rilassante e terapeutica. Ideale per oli profumati
- Grazie alla tecnologia a ultrasuoni produce una leggera nebbia che distribuisce il profumo in tutto l'ambiente
- Luce benessere con 7 cambi di colore automatici (colori: impostabili singolarmente e dimmerabili)
- Funzione intervallo (30 sec.) della nebbia profumata
- Elevata efficacia grazie alla vaporizzazione con micro goccioline



- Spegnimento automatico a serbatoio vuoto
- Silenzioso e a risparmio energetico
- Include: adattatore di alimentazione e misurino per l'acqua
- Capiente serbatoio d'acqua da 400 ml
- 100 - 240 VAC / 50 - 60 Hz
- 24 VDC / 300 mA / 12 W
- Aromi, vedere pagina 54/55

promed

Art. 651015 | EAN 40 43641 60012 9

AL-150 WS

Diffusore di aromi con 7 cambi di colore LED



BPA-free e con tecnologia a ultrasuoni

Misure: ca. Ø 15,5 x 7,0 cm



- Diffusore di aromi con un elegante look in legno per oli profumati
- Inumidisce e rinfresca l'aria dell'ambiente per un'atmosfera rilassante e terapeutica
- Grazie alla tecnologia a ultrasuoni produce una leggera nebbia che distribuisce il profumo in tutto l'ambiente
- Elevata efficacia grazie alla vaporizzazione con micro goccioline
- Spegnimento automatico a serbatoio vuoto
- Luce benessere con 7 cambi di colore
- Silenzioso e a risparmio energetico
- Include: adattatore di rete
- Consumo parsimonioso, grande serbatoio d'acqua da 150 ml
- 100 - 240 VAC / 50 - 60 Hz
- 24 VDC / 500 mA / 7 W
- Aromi, vedere pagina 54/55

Art. 651010 | EAN 40 43641 60003 7

AL-305

Diffusore di aromi con 5 cambi di colore LED



BPA-free e con tecnologia a ultrasuoni

Dimensioni: ca. 15,8 x 22,4 cm



- Diffusore di aromi per oli profumati
- Grazie alla tecnologia ad ultrasuono esso produce una leggera nebbia che distribuisce il profumo in tutto l'ambiente
- Elevata efficacia grazie alla vaporizzazione con micro goccioline
- Spegnimento automatico a serbatoio vuoto
- Timer per programmare la durata di esercizio: 2 e 4 ore
- Luce benessere con 5 cambi di colore
- Silenzioso e a risparmio energetico
- Include: contenitore per il rabbocco, adattatore di rete
- Serbatoio d'acqua 300 ml; durata: ca. 5 - 9 ore
- 100 - 240 VAC / 50 - 60 Hz
- 24 VDC / 500 mA / 12 W
- Aromi, vedere pagina 54/55

Art. vedere Prodotti singoli

Olio profumato / essenze aromatiche
(100% olio eterico / composizione / olio profumato)

promed



Olio profumato Relax (10 ml)

Art. 262010
EAN 40 43641 26005 7



Olio profumato Be Happy (10 ml)

Art. 262011
EAN 40 43641 26006 4



Essenza aromatica lavanda (10 ml)

Art. 262012
EAN 40 43641 26007 1



Essenza aromatica citronella (10 ml)

Art. 262013
EAN 40 43641 26008 8



Essenza aromatica all'arancia (10 ml)

Art. 262015
EAN 40 43641 26010 1



Olio simil-naturale, cannella (10 ml)

Art. 262017
EAN 40 43641 26012 5



Essenza aromatica eucalipto (10 ml)

Art. 262018
EAN 40 43641 26013 2

Art. vedere Prodotti singoli

Olio profumato / essenze aromatiche
(100% olio eterico / composizione / olio profumato)

promed



Essenza aromatica alla cannella e arancia (10 ml)

Art. 262019
EAN 4043641 26015 6



Essenza aromatica al limone (10 ml)

Art. 262020
EAN 4043641 26016 3



Olio profumato alla pesca (10 ml)

Art. 262021
EAN 4043641 26017 0



Olio profumato alla mela e cannella (10 ml)

Art. 262022
EAN 4043641 26018 7



Olio profumato alla ciliegia selvatica (10 ml)

Art. 262023
EAN 4043641 26019 4



Olio profumato alla vaniglia (10 ml)

Art. 262024
EAN 4043641 26020 0



Olio profumato alla rosa (10 ml)

Art. 262025
EAN 4043641 26021 7



Essenza aromatica al pompelmo (10 ml)

Art. 262027
EAN 4043641 26023 1



Essenza aromatica al lime (10 ml)

Art. 262028
EAN 4043641 26024 8

Gli oli profumati Promed vengono prodotti in Germania con i migliori prodotti naturali, vengono trasformati in olio eterico al 100% ed emanano un piacevole e sensuale profumo. Lasciatevi sedurre.

MADE IN GERMANY

- 100% composizione eterica/olio profumato
- Contenuto della bottiglietta: 10 ml
- Imballato in scatola decorativa
- Made in Germany

- 3 lingue (DE, EN, FR)
- 26 x 26 x 72 mm (L x l x A)
- Adatto per lampade per aromi/diffusori di aromi, ad esempio: AL-305, AL-150 WS, AL-1300 WS, AL-400 CL, AL-240 FL

Scarpe speciali, suole e sostegni

EVVIVA LA LIBERTÀ DI MOVIMENTO!

CONCETTO OLISTICO DI CALZATURE DI QUALITÀ

Le calzature speciali per brevi e lunghi periodi di cura sono una componente essenziale dell'offerta Promed.

Grazie alla costante collaborazione con ortopedici, medici specialisti, centri di riabilitazione, infermieri per anziani e specialisti del diabete, è stato possibile sviluppare una delle più ampie collezioni nei settori della terapia, della riabilitazione e dell'assistenza post-operatoria.

Studi medici testimoniano l'elevato standard di ogni modello. Le migliori funzionalità, i materiali di alta qualità e la lavorazione di alta qualità, da un lato, le idee innovative e la tecnologia all'avanguardia, dall'altro, contraddistinguono questo concetto olistico di calzature di qualità.



Sistema di suole soft step per scarpe ortopediche

In genere, la suola esterna di una scarpa ortopedica non ha un aspetto esteticamente gradevole. Nella maggior parte dei casi non è nemmeno voluto, in quanto la priorità è stimolare il processo di guarigione. Proprio per questo Promed, insieme a un team di specialisti, ha ideato una serie di soluzioni intelligenti in grado di fornire sollievo alle persone che ne hanno bisogno e stimolare i processi di guarigione.



Zona anteriore senza profilo

Ciò facilita la deambulazione nella vita quotidiana in caso di neuropatie e andatura strascicata.

Inserto Metashank

La speciale integrazione Metashank nella zona del metatarso allevia il carico delle ossa corrispondenti e facilita il passo.

Cavità cilindriche

Distribuite su tutta la suola, garantiscono il miglior comportamento di attenuazione. In questo modo si ottiene un eccellente scarico di pressione non solo nella zona dei talloni, ma anche in quella del metatarso e dell'avampiede. Inoltre, vengono risparmiate articolazioni e colonna vertebrale.

Suola allargata

Facilita il camminare nella vita quotidiana in caso di neuropatie e andatura trascinata.

Profilo motivo a rombo

Insieme alla bordatura di tipo "U-I" assicura stabilità antiscivolo all'interno e all'esterno nonché una rollata del piede armoniosa.

Area del tallone smussata

La zona del tallone inclinata di 20° garantisce un passo sicuro e una rollata ideale.

Suola esterna con forma ergonomica (forma del piede)


- Levigabile
- Rifinibile a scopo ortopedico
- In poliuretano di alta qualità

IL CONCETTO DI SUOLA PROMED SOFTSTEP UNISCE SICUREZZA E COMFORT IN MODO PARTICOLARMENTE EFFICACE.

Promed - Clima del piede eccezionale

AIRMESH – IL MATERIALE DELLA TOMAIA CLIMATIZZANTE

(meshline materiale esterno)




Interno

AirMesh con imbottitura EasyDry

Il materiale a 3 strati della tomaia (EasyDry, CosyFit, Mesh) assicura soprattutto in estate piedi piacevolmente freschi. La fibra EasyDry proveniente dal settore medico

elimina l'umidità dal piede e si asciuga rapidamente. Adatto particolarmente ai soggetti allergici. Modelli: Theralight 1, Theralight 2-S



Interno

AirMesh + lana tosata Larina

Il materiale a 3 strati della tomaia (lana tosata, CosyFit, Mesh) assicura soprattutto in inverno piedi piacevolmente caldi, che non si surriscaldano.

Modelli: Gentlewalk-Hi, Gentlewalk-Lo




Il Promed "AirMesh" è particolarmente traspirante a causa della struttura della rete e dell'espanso dell'imbottitura CosyFit da 3 mm a pori aperti, che conferisce un effetto climatizzante e assicura un'ottima sensazione di benessere ai piedi.

Proviene dalla medicina ed è privo di componenti tossici. È particolarmente indicato per i soggetti allergici e diabetici.



COSYFIT – IL MATERIALE TRASPIRANTE DELLA TOMAIA

(Masterline suola interna)



Interno

Modelli:

- Tutte le Masterline tranne München
- Tutte le Classicline tranne München
- Classic 1 e 2.



Questo materiale assicura una calzata estremamente confortevole e una migliore attenuazione della pressione nelle zone sensibili.

Il materiale a più strati assorbe bene l'umidità del piede e si asciuga rapidamente dopo l'uso per mantenere un buon clima del piede.



Il callo (anche clavus dal lat. chiodo) è una formazione di duri generalmente dolorosa, dovuta a pressione cronica sulla pelle vicina all'osso, con spore centrali profonde (a forma di chiodo).



I dolori alla parte anteriore del piede possono essere dovuti a diverse cause. I disturbi più frequenti sono quelli causati da infiammazioni, spesso causate da scarpe sbagliate e/o sovraccarico. Spesso si devono anche a deformazioni accidentali del piede.



Nelle diverse forme di infiammazione sono spesso colpiti articolazioni, tendini, fasci muscolari o lo stesso periosio. Nel caso di una fascite plantare, è colpito il tessuto connettivo della pianta del piede.



Il dito a martello è una deformazione del dito caratterizzata da una contrattura in flessione delle articolazioni delle dita dei piedi.



I duri si formano a causa della pressione o dell'attrito. Questo provoca un'infiammazione minima nella pelle. Per proteggere gli strati cellulari sottostanti, la cute è stimolata localmente a ispessire l'epidermide esterna.



La sindrome del piede diabetico, comunemente nota come "piede diabetico", è una sindrome associata al diabete mellito che si verifica più comunemente nei pazienti affetti da diabete di tipo 2 (cosiddetto diabetico).



Il piede artrosico è una forma di protezione antinfiammatoria causata da infiammazioni delle articolazioni del piede e delle dita dei piedi.



Il piede valgo è una divergenza dei fasci ossei del metatarso.



Le deformità delle dita dei piedi sono alterazioni patologiche della forma congenite o acquisite nel corso della vita. L'aumento della pressione meccanica può provocare callosità dolorose e infiammazioni.



In medicina, il termine Hallux Valgus indica una piegatura a forma di X dell'alluce nell'articolazione principale. La malattia si verifica quasi sempre in concomitanza con un piede valgo.



Il **materiale della tomaia** a più strati assorbe bene l'umidità del piede e si asciuga rapidamente dopo l'uso per mantenere un "clima del piede eccezionale".



Particolarmente adatto ai piedi sensibili alla pressione, in particolare per la profilassi per i **soggetti diabetici** e per tutti coloro che vogliono sostenere i processi di guarigione dei loro piedi.



Particolarmente adatto per sintomi reumatici, come ad es. variazioni reumatiche dei piedi, dita ad artiglio e a martello, alluce rigido.



Il **concetto di suola** Softstep con le sue cavità cilindriche e la superficie neuropatica (area delle dita) unisce sicurezza e comfort come mai prima d'ora.



Il materiale della tomaia **AirMesh** è particolarmente traspirante e climatizzante grazie alla struttura a rete e all'espanso dell'imbottitura CosyFit a pori aperti. Particolarmente adatto anche ai soggetti allergici e diabetici.



Con il principio "**Washable-Insole**", la suola può essere cambiata in qualsiasi momento e lavata a 30 gradi. In questo modo si evita la formazione di odori sgradevoli.



La **lana vergine** naturale di pecora garantisce piedi caldi e il massimo del comfort grazie alla morbidezza.



Materiale della tomaia **stretch** (perforato) per una traspirazione particolarmente efficace. Si adatta a quasi tutte le forme dei piedi.



Le calzature sono fabbricate nell'UE sotto controllo di qualità




È una caratteristica di altissima qualità. Le solette sono la base di una scarpa. Essa produce una costruzione durevole e stabile anche senza suola esterna, che può quindi essere dotata di proprietà diverse.



Il materiale resistente, che ricorda visivamente la pelle selvatica, garantisce un clima salutare e traspirante nella scarpa. È resistente all'abrasione e agli strappi ed è facile da pulire.

Indicazioni generali sull'assortimento delle scarpe Promed:



Le scarpe possono essere disinfettate usando qualsiasi disinfettante di uso comune disponibile in commercio o in casa.

Panoramica delle scarpe e indicazioni



Nome scarpa	Gentle Walk-Hi	Gentle Walk-Lo	München 2 LXL	München 3	Wallgau	Grainau	Flex 2
Immagine del prodotto							
Art. n.	510341	510331	510230	521241 (b.) 521242 (s.)	520210	520220	520230
N. dispositivo ausiliario (paio)	31.03.03.4058	31.03.03.4059	31.03.03.4059	31.03.03.4151	31.03.03.4152	31.03.03.4149	31.03.03.4150
Pagina nel catalogo Promed 2026	67	67	68	68	64	64	63
Campi di impiego principali							
Per problemi generali nell'area delle dita e dell'avampiede				✓	✓	✓	✓✓
Ideale per la profilassi del diabete	✓✓	✓✓		✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Ideale per coloro che soffrono di dolori reumatici	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Ideale per neuropatie	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ideale per le persone in sedia a rotelle	✓✓	✓✓	✓	✓✓	✓✓	✓✓	
Per quasi tutte le forme di piede ad es. alluce valgo, dita a martello, artrosi, piedi gonfi			✓✓		✓	✓	✓
Per infiammazioni, gonfiori o piedi fasciati			✓		✓	✓	✓✓
Per deformazioni dei piedi			✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Per l'impiego post-operatorio					✓		
Per piedi reumatici	✓✓	✓✓		✓	✓	✓	✓
Per piedi fortemente sollecitati (ad es. in caso di sovrappeso)							
Ferite nella zona del piede ad es. lesioni traumatiche					✓	✓	✓
In caso di sensibilità alla pressione, infiammazioni, gonfiori e piedi linfatici	✓✓	✓✓			✓		✓
Ferite nella parte anteriore del piede e sulla pianta del piede causate dal diabete mellito							
Ferite nella parte anteriore del piede e sulla pianta del piede causate da altre indicazioni ad es. lesioni traumatiche							
Ferite nella zona del retropiede e sulla pianta del piede causate dal diabete mellito							
Ferite nella zona del retropiede e sulla pianta del piede causate da altre indicazioni ad es. lesioni traumatiche							

Scarpe ortopediche

✓ = adatta; ✓✓ = particolarmente adatta



	Theramed D1	Theramed D3	Pantomobil D	TheraLight 1	Sanicabrio DXL	Sanicabrio	Sanicabrio LXL	Sanisoft D	Sanisoft
	510160	510180	510140	510311	510130	521120	510150	510170	521110
	31.03.03.4042	31.03.03.4041	31.03.03.4043	31.03.03.4059	31.03.03.4045	31.03.03.4020	31.03.03.4046	31.03.03.4047	31.03.03.4022
	69	69	70	70	65	66	65	66	67
	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓	✓	✓	✓
						✓✓			✓✓
	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓✓	✓	✓	✓✓
					✓	✓✓	✓	✓	✓✓
	✓	✓✓	✓	✓	✓✓		✓✓		
	✓✓	✓✓			✓✓		✓✓	✓✓	
	✓✓	✓	✓		✓✓		✓✓	✓✓	✓
	✓	✓			✓		✓	✓	
						✓✓			✓✓
	✓			✓	✓		✓	✓	
	✓	✓	✓		✓✓	✓	✓✓	✓	✓✓
	✓✓	✓✓	✓✓		✓	✓	✓✓	✓✓	✓
	✓✓	✓✓		✓	✓✓		✓✓	✓✓	
					✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
		✓✓	✓✓		✓		✓	✓	
			✓✓		✓✓		✓		

Tabelle delle misure



MISURE SCARPA PROMED MASTERLINE

Modelli			SaniCabrio DXL, LXL, SaniSoft D			Theramed D 1			Theramed D 3, Pantomobil D			München 2 LXL		
Design			close toe / close heel			open toe / close heel			open toe / open heel			closed shoe		
Misure inglesi *)	Misure tedesche / francesi	Lunghezza piede in mm	Suola in mm	Soletta in mm	Misura alluce in mm Misura grande "3"	Suola in mm	Soletta in mm	Misura alluce in mm Misura grande "3"	Suola in mm	Soletta in mm	Misura alluce in mm Misura grande "3"	Suola in mm	Soletta in mm	Misura alluce in mm Misura grande "3"
3½	36	229	253	238	232	249	239	232	243	239	232	243	234	232
4½	37 ⅓	237	256	242	237	253	243	237	249	244	237	253	238	237
5	38	241	264	249	240	260	250	240	253	248	240	256	242	240
6	39 ⅓	250	273	258	245	264	255	245	260	257	245	264	249	245
6½	40	254	277	261	247	269	259	247	264	262	24,7	273	258	247
7½	41 ⅓	262	285	268	252	277	268	252	273	271	252	277	261	252
8	42	267	295	276	255	285	275	255	280	278	255	285	268	255
9	43 ⅓	275	298	280	260	295	283	260	285	281	260	295	276	260
9½	44	279	307	290	262	298	288	262	295	289	262	298	280	262
10½	45 ⅓	288	312	294	267	307	296	267	298	295	267	307	290	267
11	46	292	315	300	270	312	301	270	307	303	270	312	294	270
12	47 ⅓	301	324	311	275	318	310	275	312	307	275	315	300	275

MISURE SCARPA PROMED MASHLINE

Modelli			Gentlewalk Hi SaniCabrio Wallgau, Grainau			Gentlewalk Lo SaniSoft München 3			Theralight I			Flex 2		
Design			close toe, close heel			close toe, close heel			open toe, close heel			close toe, open heel		
Misure inglesi *)	Misure tedesche / francesi	Lunghezza piede in mm	Suola in mm	Soletta in mm	Misura alluce in mm ampiezza comoda "G"	Suola in mm	Soletta in mm	Misura alluce in mm ampiezza comoda "G"	Suola in mm	Soletta in mm	Misura alluce in mm ampiezza comoda "G"	Suola in mm	Soletta in mm	Misura alluce in mm Misura grande "3"
3½	36	229	247	238	222	247	238	222	247	235	222	247	238	222
4½	37 ⅓	237	254	242	227	254	242	227	250	240	227	254	242	227
5	38	241	263	249	230	259	246	230	259	247	230	263	249	230
6	39 ⅓	250	268	254	235	273	258	235	263	249	235	268	254	235
6½	40	254	279	261	237	279	261	237	273	258	237	279	261	237
7½	41 ⅓	262	284	268	242	284	268	242	281	270	242	284	268	242
8	42	267	293	276	245	291	275	245	291	278	245	293	276	245
9	43 ⅓	275	299	280	250	299	280	250	291	278	250	299	280	250
9½	44	279	306	290	252	306	290	252	291	278	252	306	290	252
10½	45 ⅓	288	311	294	257	311	294	257	311	300	257	311	294	257
11	46	292	320	303	260	313	300	260	313	302	260	320	303	260
12	47 ⅓	301	321	311	265	321	311	265	321	312	265	321	311	265

*) 1 punto in inglese = ⅓ pollici, ovvero 0,8466667 cm



Art. 520230 (paio) | N. dispositivo ausiliario: 31.03.03.4145

Flex 2

Scarpa ortopedica unica sotto forma di pantofola



Cinghia al tallone
rimovibile

- Comoda pantofola per interni ed esterni
- Cinghia al tallone regolabile in 3 varianti di calzabilità
- Calzata ottimizzabile grazie alla cinghia su tallone e collo del piede regolabile
- Funzione della cinghia sul tallone: orientabile o rimovibile grazie a due bottoni a pressione, larghezza del tallone regolabile grazie alla chiusura a strappo
- Avampiede più ampio per una calzata comoda e una postura sicura

- Cinghia sul collo del piede con chiusura a strappo per un adattamento perfetto e continuo dell'altezza del collo del piede
- Suola ergonomica ortopedica regolabile con zona di neuropatia nell'avampiede
- Lavabile a 30°
- Misure: 36 - 47, misura comoda J
- Colore: nero


Art. 520210 (paio) | N. dispositivo ausiliario: 31.03.03.4152

Wallgau

Comoda scarpa ortopedica bassa

Comoda scarpa terapeutica

Pregiata doppia
suola interna per
morbidezza
e comfort



Chiusura in velcro nella
zona del collo del piede
per una calzata extra
confortevole



- Punta realizzata in comodo materiale stretch
- Particolarmente adatta ai piedi sensibili alla pressione
- Materiale della tomaia esteticamente gradevole in elastan (stretch) nell'avampiede per una traspirazione particolarmente efficace; pelle sul lato posteriore
- Suola ergonomica ortopedica regolabile con zona di neuropatia nell'avampiede
- Il materiale stretch nella zona dell'avampiede permette un adattamento morbido e flessibile in quasi tutte le forme dei piedi (alluce valgo, dita a martello, artrosi, piedi gonfi ecc.)
- Ideale per i piedi reumatici e per la profilassi dei soggetti diabetici
- Lavabile a 30°
- Misure: 36 - 47, misura comoda G, colore: nero




promed

Art. 520220 (paio) | N. dispositivo ausiliario: 31.03.03.4149

Grainau

Comoda scarpa terapeutica

Pregiata doppia
suola interna per
morbidezza
e comfort



Chiusura in velcro nella
zona del collo del piede
per una calzata extra
confortevole



- Punta realizzata in comodo materiale stretch
- Particolarmente adatta ai piedi sensibili alla pressione
- Materiale della tomaia esteticamente gradevole in elastan (stretch) nell'avampiede per una traspirazione particolarmente efficace; pelle sul lato posteriore
- Suola ergonomica ortopedica regolabile con zona di neuropatia nell'avampiede
- Il materiale stretch nella zona dell'avampiede permette un adattamento morbido e flessibile in quasi tutte le forme dei piedi (alluce valgo, dita a martello, artrosi, piedi gonfi ecc.)
- Ideale per i piedi reumatici e per la profilassi dei soggetti diabetici
- Lavabile a 30°
- Misure: 36 - 47, misura comoda G, colore: nero

Art. 510130 (paio) | N. dispositivo ausiliario: 31.03.03.4045

Sanicabrio DXL

Scarpa speciale extra larga, al di sopra della caviglia



- Con una tecnica di chiusura "Cabrio" ad apertura ampia nell'area dell'avampiede e velcro per il tallone per una calzata semplicissima
- Adattamento morbido e flessibile
- Ideale per piedi gonfi, dita a martello, impiego dopo interventi e ingessature e piedi avvolti in bendaggi
- Misure: 36 - 47; misura grande J
- Colore: blu marino



promed

Art. 510150 (paio) | N. dispositivo ausiliario: 31.03.03.4046

Sanicabrio LXL

Scarpa speciale extra larga, bassa



- Tecnica di chiusura "Cabrio" ad ampia apertura nell'area dell'avampiede
- Il velcro per il tallone permette di indossarla con estrema facilità
- Tomaia bassa alla caviglia
- Ideale per la risoluzione di problemi ai piedi, come per es. piedi fasciati, piedi molto stressati, sensibili alla pressione, alluce e piedi a martello
- Misure: 36 - 47; misura grande J
- Colore: blu marino



Chiusura con apertura ampia "Cabrio"
nella parte anteriore del piede e sul tallone
in velcro per una calzata semplicissima



Art. 521120 (paio) | N. dispositivo ausiliario: 31.03.03.4020

Sanicabrio

Scarpa terapeutica e riabilitativa con velcro per avampiede e tallone



- Possibilità di regolazione personalizzate
- Adatta anche come scarpa di pronto soccorso
- Ideale in caso di estrema sensibilità alla pressione e forte gonfiore
- Bordo infilato nella suola per un supporto stabile ad es. di inserti in schiuma morbida
- Imbottitura in spugna
- Misure: 36 - 47, misura comoda G
- Colore: blu marino



Tecnica di chiusura "Cabrio" con apertura ampia nell'area dell'avampiede e velcro per il tallone per una calzata semplicissima



Imbottitura in spugna



Art. 510170 (paio) | N. dispositivo ausiliario: 31.03.03.4047

Sanisoft D

Scarpa speciale bassa



- Con un grande volume e diverse opzioni di regolazione personalizzate nella zona dell'avampiede e del collo del piede
- Una scarpa per il clima dei piedi di soggetti diabetici e altri piedi problematici
- Facile da indossare e da rimuovere e regolazione ottimale dell'ampiezza
- Particolarmente adatta anche per le persone in sedia a rotelle
- Misure: 36 - 47, misura grande J
- Colore: blu marino



Facile calzata grazie alla chiusura in velcro ad apertura ampia nella zona del collo del piede e del tallone



promed

Art. 521110 (paio) | N. dispositivo ausiliario: 31.03.03.4022

Sanisoft

Scarpa terapeutica e riabilitativa in versione bassa



- 2 chiusure in velcro nell'area dell'avampiede
- Tomaia profonda sotto la caviglia
- Bordo infilato nella suola per un supporto stabile ad es. di inserti in schiuma morbida
- Imbottitura in spugna
- Misure: 36 - 47, misura comoda G
- Colore: blu marino



Chiusura in velcro



Imbottitura in spugna

Suola leggera e ammortizzata, antiscivolo e leggermente allargata nell'area dell'avampiede



Art. 510341 (paio) | N. dispositivo ausiliario: 31.03.03.4.058 (Hi)

Art. 510331 (paio) | N. dispositivo ausiliario: 31.03.03.4.059 (Lo)

GentleWalk-Hi / GentleWalk-Lo

Stivale in pelliccia con materiale della tomaia in Airmesh e imbottitura in lana tosata



- Materiale della tomaia "AirMesh" traspirante con imbottitura di lana Larina per un clima del piede eccezionale
- 2 chiusure in velcro dall'ampia apertura nella parte anteriore del piede per indossarlo con la massima semplicità e garantire stabilità
- Calzata ideale e senza pressione
- Suola esterna "SoftStep" ammortizzata, ideale per camminare per strada
- Adatto a soggetti diabetici e allergici



(Hi)



(Lo)

- Lavabile in lavatrice a 30°
- Misure: 36 - 47, misura comoda G
- Colore: nero

promed

Art. 510230 (paio) | N. dispositivo ausiliario: 31.03.03.4054

München 2 XL

Scarpa bassa stretch in microvelour per la terapia e la riabilitazione

promed



La tomaia in microvelour offre un supporto delicato e personalizzato

Suola di ricambio integrata

Migliore lavorazione

Il volume maggiore nell'avampiede e il materiale 4 volte più elasticizzato nella stessa area consentono un adattamento morbido e flessibile a quasi tutte le forme dei piedi

- Volume dell'avampiede maggiore
- Il materiale 4 volte stretch nella zona dell'avampiede permette un adattamento morbido e flessibile per quasi tutte le forme dei piedi (alluce valgo, dita a martello, artrosi, piedi gonfi e così via)
- Il materiale elastico segue ogni movimento
- Nessun punto di pressione o attrito doloroso
- Modello compatibile con il clima del piede
- Misure: 36 - 47, misura grande J
- Colore: nero



Marrone – Art. 521241 (paio) | N. dispositivo ausiliario: 31.03.03.4151
Nero – Art. 521242 (paio) | N. dispositivo ausiliario: 31.03.03.4151

promed

München 3

Scarpa ortopedica bassa e confortevole

Combinazione di microvelour e materiale stretch



Zona centrale e del tallone in microvelour per una perfetta calzabilità

Chiusura in velcro nella zona del collo del piede per una calzatura extra confortevole

Suola leggera, ammortizzata, antiscivolo

- Chiusura in velcro nella zona del collo del piede per una calzatura extra confortevole
- Materiale della tomaia esteticamente gradevole in dacron stretch perforato per una traspirazione particolarmente efficace
- Suola ergonomica ortopedica regolabile con zona di neuropatia nell'avampiede
- Particolarmente adatta ai piedi sensibili alla pressione
- Il materiale stretch nella zona dell'avampiede permette un adattamento morbido e flessibile in quasi tutte le forme dei piedi (alluce valgo, dita a martello, artrosi, piedi gonfi e così via)

- Ideale per i piedi reumatici e per la profilassi dei soggetti diabetici
- Lavabile a 30°
- Misure: 36 - 47, misura comoda G
- Colore: marrone, nero

Art. 510160 (paio) | N. dispositivo ausiliario: 31.03.03.4042

Theramed D1

Sandali a due strappi multifunzionali con tallone chiuso

promed



Materiale della tomaia traspirante e facile da pulire



Apribili completamente grazie alle due chiusure in velcro

- Con due chiusure in velcro sull'avampiede e sulla zona del collo del piede
- Area delle dita aperta, cinghia sul collo del piede e zona del tallone chiusa
- Consigliato soprattutto in caso di problemi alle dita dei piedi e all'avampiede, infiammazioni, gonfiore e alluce valgo
- Piacevole nella stagione calda grazie al materiale della tomaia traspirante e facile da pulire
- Misure: 36 - 47, misura grande J
- Colore: blu marino



Art. 510180 (paio) | N. dispositivo ausiliario: 31.03.03.4041

Theramed D3

Sandali a due strappi multifunzionali con tallone aperto

promed



Tre chiusure in velcro per regolarli come si preferisce nella zona dell'avampiede, del collo del piede e del tallone



- Con tre chiusure in velcro per regolarli come si preferisce nella zona dell'avampiede, del collo del piede e del tallone. Area tallone aperta
- Consigliati in caso di sensibilità alla pressione nella zona del tallone, ma anche in caso di infiammazione e gonfiore nella zona del tallone e delle dita dei piedi
- Modello rispettoso del clima
- Piacevoli nella stagione calda grazie al materiale della tomaia traspirante
- Misure: 36 - 47, misura grande J
- Colore: blu marino

Art. 510140 (paio) | N. dispositivo ausiliario: 31.03.03.4043

Pantomobil D

Scarpa speciale leggera, multifunzionale, ad apertura ampia realizzata come una pantofola

promed



Con chiusura in velcro larga nell'avampiede per garantire stabilità e indossarla come si preferisce



Materiale della tomaia CosyFit traspirante (a tre strati)

- Consigliata in caso di sensibilità alla pressione, gonfiore o infiammazione dell'avampiede e/o nella zona del tallone
- Modello compatibile con il clima del piede, particolarmente piacevole nella stagione calda grazie al materiale della tomaia CosyFit traspirante (a tre strati)
- Inclusa cinghia al tallone
- Misure: 36 - 47, misura grande J
- Colore: blu marino



Art. 510311 (paio)

N. dispositivo ausiliario: 31.03.03.4047

TheraLight 1

Scarpa comfort, di riabilitazione e comoda con zona delle dita aperta e contrafforte del tallone chiuso

promed



Calzata semplicissima grazie alla chiusura in velcro

Materiale della tomaia AirMesh traspirante con imbottitura EasyDry



- Materiale della tomaia "AirMesh" traspirante con imbottitura EasyDry per un clima del piede eccezionale
- Chiusura in velcro con apertura ampia per una calzata semplicissima
- Calzata ideale e senza pressione
- Suola esterna "SoftStep" ammortizzata, ideale per camminare per strada
- Adatta a soggetti diabetici e allergici
- Lavabile in lavatrice a 30°
- Misure: 36 - 47, misura comoda G
- Colore: nero

Art. vedi sotto (paio)

Suola interna in schiuma morbida di ricambio (doppia suola)

promed



Suola interna di ricambio (doppia suola)

per i modelli Wallgau e Grainau

Misure: 36 - 47, taglia J

Art. 550236

- Suola interna in schiuma morbida 1: tessuto in cotone-EVA (3,6 mm), nero
- Suola interna in schiuma morbida 2: poliestere-EVA (4 mm), nero

Art. vedi sotto (paio)

Suola interna in schiuma morbida di ricambio



Misure: 36 - 47, misura J (rispettivamente al paio)

Colore: nero

Art. 550230 (modello: Sanicabrio/DXL/LXL/DS, Sanisoft/D)

Art. 550231 (modello: TheraMed D1, TheraLight 1)

Art. 550232 (modello: TheraMed D3, Pantomobil D, TheraLight 2-S)

- Suola interna di alta qualità per un morbido comfort
- Rivestimento in spugna
- Suola EVA 4 mm

Art. 550235 (paio)

Suola interna in schiuma morbida di ricambio

promed



- Suola interna di alta qualità per un morbido comfort
- Rivestimento in spugna
- Suola EVA 4 mm
- Adatta a qualsiasi modello della serie Promed
- Misure: 36 - 47, misura comoda G
- Colore: bianco

Art. 550240 (paio)

Suola interna di ricambio foderata in pelliccia



Adatta per il lavaggio a mano

- Suole interne facili da pulire per piedi sensibili
- Suola interna EVA di alta qualità con 100% lana di pecora con spessore di 4 mm per un morbido comfort
- Adatta per i modelli: Gentlewalk-Hi, Gentlewalk-Lo
- Misure: 36 - 47, misura comoda G
- Colore: bianco



HUBER by
Fußtechnologie

promed

CIÒ CHE CONTA È LA BASE GIUSTA

Art. 552055

Alluce valgo

Per prevenire un'ulteriore deviazione dell'alluce



HUBER
Fußtechnologie




Eccellente per i seguenti sintomi:

- Profilassi dell'inclinazione dell'alluce valgo
- Dolore pungente nella fase di srotolamento del piede
- Dolore sordo senza sollecitazione
- Sensibilità alla pressione locale

Particolarmente adatto per:

- Persone con piede valgo e/o deformità dell'alluce
- Persone con problemi di alluce valgo



Caratteristiche:

- Assorbe l'umidità, si asciuga rapidamente, delicato sulla pelle
- Materiale soft in microfibra privo di sostanze inquinanti piacevole da indossare

Misure (1 paio): 35 - 49

Art. 552050

Spina calcaneare

Plantare per tallone con struttura a cuscinetto a forma di U



Eccellente per i seguenti sintomi:

- Dolore pungente nella fase di impatto
- Dolore sordo senza sollecitazione
- Sensibilità alla pressione locale

Particolarmente adatto per:

- Spina calcaneare, sovraccarico della spina calcaneare
- Persone che esercitano professioni che richiedono di camminare o stare in piedi
- Soggetti allergici e diabetici



Caratteristiche:

- Assorbe l'umidità, si asciuga rapidamente, delicato sulla pelle
- Materiale soft in microfibra privo di sostanze inquinanti piacevole da indossare

Misure (1 paio): **XS**/35-37, **S**/38-40, **M**/41-43, **L**/44-46, **XL**/47-49

Art. 552040 suola per sollievo articolare 1 (fino a 80 kg)

Art. 552045 suola per sollievo articolare 2 (da 80 kg)

Sollievo articolare (</> 80 kg)

Per alleviare la pressione in modo mirato, in base al peso



Eccellente per i seguenti sintomi:

- Per dare sollievo a colonna vertebrale e articolazioni
- Dolori alle ossa metatarsali (metatarsalgia)
- Bruciore a pianta/tallone, problemi articolari (caviglie, ginocchia, anche)

Particolarmente adatto per:


- Persone che esercitano professioni che richiedono di camminare o stare in piedi
- Dolore, bruciore, sovraccarico, stanchezza, piedi sensibili alla pressione



HUBER
Fußtechnologie



Ideale per gambe pesanti e stanche



Ideale per i piedi che sudano



Ideale per i piedi che bruciano

Caratteristiche:

- Assorbe l'umidità, si asciuga rapidamente, delicato sulla pelle
- Materiale soft in microfibra privo di sostanze inquinanti piacevole da indossare

Misure (1 paio): **XS**/35-37, **S**/38-40, **M**/41-43, **L**/44-46, **XL**/47-49



Art. 198001

Set di modellazione in ceramica

Set professionale di modellazione in ceramica per rimuovere, rifinire, modellare gel UV e acrilico, abbellire, lucidare. Lavorazione rapida ed efficace. Materiale durevole, basso sviluppo di calore

Contenuto	Art. 198604	Fresa in ceramica, cilindro, grossolana, verde
	Art. 198603	Fresa in ceramica, cono grande, fine, rosso
	Art. 198606	Fresa in ceramica, cono lungo, medio, blu
	Art. 198607	Fresa in ceramica, appuntita, fine, rosso
	Art. 198133	Lucidatore in silicone, appuntito, fine
		Inclusa scatola delle punte, in formato alto




Art. 198002

Set di modellazione blue-mix

Set combinato professionale in ceramica e mole blue-mix. Per opacizzare, accorciare, rimuovere, rifinire, lucidare gel e acrilico. Materiale durevole, basso sviluppo di calore

Contenuto	Art. 198480	Punta HM, cilindro, serie blue-mix
	Art. 198481	Punta HM, cono grande, serie blue-mix
	Art. 198606	Fresa in ceramica, cono lungo, medio, blu
	Art. 198607	Fresa in ceramica, appuntita, fine, rosso
	Art. 198133	Lucidatore in silicone, appuntito, fine
		Inclusa scatola delle punte, in formato alto



Art. 198003

Set di modellazione arcobaleno

Set professionale di punta HM con rivestimento in nitruro di tungsteno. Per rimuovere, modellare, limare, rifinire l'unghia artificiale, lucidare, evita lo sviluppo di calore.

Contenuto	Art. 198491	Punta HM, cono rotondo grande, serie arcobaleno
	Art. 198490	Punta HM, cilindro, serie arcobaleno
	Art. 198492	Punta HM, cono sottile, serie arcobaleno
	Art. 198493	Punta HM, cono rotondo sottile, medio, serie arcobaleno
	Art. 198133	Lucidatore in silicone, appuntito, fine
		Inclusa scatola delle punte, in formato alto



Art. 198008

Set di modellazione set punte HM Pro

Set professionale di modellazione unghie di alta qualità: il "must-have" per ogni estetista. Rimuovere, modellare, abbellire e lavorare velocemente non è più un problema.

Contenuto	Art. 198451	Punta HM, cilindro, dentatura combinata (fine/grossolana)
	Art. 198425	Punta HM, cono sottile, serie viola
	Art. 198442	Punta HM, cono a punta grande, serie rossa
	Art. 198557	Punta in carburo, cilindro, dentatura alternata
	Art. 198556	Punta in titanio, cilindro, arrotondata (testina dorata)



Art. 198006

Set di modellazione Master

L'attrezzatura completa e professionale per ogni tipo di modellazione di unghie artificiali.

Contenuto	Art. 198410	Fresa in metallo duro, serie blu
	Art. 198421	Fresa in metallo duro, gialla
	Art. 198450	Fresa in metallo duro, serie blu
	Art. 198540	Fresa diamantata
	Art. 198031	Punta in zaffiro, rotonda
	Art. 198551/L	Fresa in carburo-titanio, (testa d'oro) lunga
	Art. 198030	Fresa in zaffiro a punta,
	Art. 961910	Design scatola rigida, trasparente



Art. 198005

Set di modellazione Basic

La dotazione di base perfetta per una modellazione completa di unghie artificiali.

Contenuto	Art. 198421	Fresa in metallo duro, gialla
	Art. 198450	Fresa in metallo duro, serie blu
	Art. 198540	Fresa diamantata
	Art. 198551	Fresa in carburo-titanio, (testina dorata) corta
	Art. 961910	Design scatola rigida, trasparente



Art. 198014

Set per la cura personale

Per una manicure completa delle unghie naturali: per accorciare le unghie, rimuovere cuticole, ridurre gli ispessimenti ostinati dell'unghia, eliminare le irregolarità della lamina ungueale.

Contenuto	Art. 190011	Disco abrasivo, zaffiro
	Art. 190067	Levigatore per calli, zaffiro
	Art. 198540	Cono di diamante, piccolo
	Art. 198535	Mola in pietra, standard
	Art. 198541	Punta diamantata, cilindrica
	Art. 198031	Punta in zaffiro, rotonda
	Art. 198030	Punta in zaffiro, appuntita
	Art. 190041	Cono lucidante, feltro



Art. 198016

Set comfort

Per tutte le zone problematiche della pelle, le callosità e le unghie. Rimozione di calli, duroni, cuticole superflue, accorciamento delle unghie, opacizzazione, levigatura, pulizia e lucidatura.

Contenuto	Art. 198535	Mola in pietra, standard
	Art. 198530	Mola in pietra, cilindrica
	Art. 198564	Mandrino per mola, plastica
	Art. 198031	Punta in zaffiro, rotonda
	Art. 198543	Fresa diamantata, piccola appuntita
	Art. 198034	Punta in zaffiro, lunga
	Art. 198540	Fresa diamantata
	Art. 198541	Punta diamantata, cilindrica
	Art. 190086	Spazzola in crini di capra
	Art. 190041	Cono lucidante, feltro
	Art. 190021	Cono abrasivo, zaffiro
	Art. 190011	Disco abrasivo, zaffiro
	Art. 198562	Nastro abrasivo, medio (4 pz.)
	Art. 961910	Design scatola rigida, trasparente

Art. 198009

Set natural

Per una manicure completa delle unghie naturali: Per accorciare le unghie, rimuovere cuticole, ridurre gli ispessimenti ostinati dell'unghia, eliminare le irregolarità della lamina ungueale fino alla perfetta finitura con lucidatura dalla massima lucentezza.

Contenuto	Art. 190011	Disco abrasivo, zaffiro
	Art. 198020	Punta diamantata, cono
	Art. 198540	Cono di diamante, piccolo
	Art. 198535	Mola in pietra, standard
	Art. 198130	Lucidatore in silicone, fine, giallo
	Art. 198131	Lucidatore in silicone, medio, nero
	Art. 198132	Lucidatore in silicone, grossolano, verde
	Art. 190041	Cono lucidante, feltro
	Art. 198571	Lucidatore soft, in tessuto

Art. 198010

Set per calli

Per eliminare calli e duroni spessi da mani, piedi e altre parti del corpo, ad es. i gomiti, e per rimuovere le cuticole.

Contenuto	Art. 190021	Cono abrasivo, zaffiro
	Art. 190067	Levigatore per calli, zaffiro
	Art. 198540	Cono di diamante, piccolo



1 3

1

3

* Adatto all'autoclave (sterilizzazione delle punte a una temperatura compresa tra 121 e 134 °C con una pressione di ca. 2 bar)
1 = per la lavorazione di unghie naturali 2 = per la lavorazione di unghie artificiali 3 = per la lavorazione della pelle
Nota: tutte le mole Promed hanno un diametro del fusto di una misura dentale standard compresa tra 2,332 e 2,350 mm.

Punte in ceramica

Più leggere delle punte HM, durevoli, efficienti

Adatte per rimuovere gel e acrilico, limare, incidere, levigare, lucidare e rimodellare nonché per rimuovere la pelle morta. Possibilità di una lavorazione estremamente buona delle unghie, superfici lisce, sensazione piacevole sull'unghia, gestione rapida e semplice, buone proprietà di funzionamento grazie alle vibrazioni ridotte, ottima resistenza alla corrosione, basso sviluppo di calore.

Art. 198600

Fresa in ceramica, cono grande, fine, rosso *

Adatta alla rifinitura di unghie molto ispessite e callosità nonché unghie artificiali, buone proprietà di funzionamento, estremamente dura, durevole, affilata. Campo del numero di giri: fino a 30.000 giri/min

Art. 198601

Fresa in ceramica, cono grande, medio, blu *

Adatta alla lavorazione di unghie molto dure, ispessite e callosità così come unghie artificiali. Ideale per rimuovere con efficacia gel UV e acrilico. Adatta anche per la rifinitura. Peso basso rispetto alle punte HM, funzionamento silenzioso, estremamente dura, durevole, affilata, campo del numero di giri: fino a 30.000 giri/min

Art. 198602

Fresa in ceramica, cono grande, grossolana, verde *

Adatta alla lavorazione di unghie molto dure, ispessite e callosità così come unghie artificiali. Ideale per rimuovere con efficacia gel UV e acrilico. Peso basso rispetto alle punte HM, funzionamento silenzioso, estremamente dura, durevole, affilata. Campo del numero di giri: fino a 30.000 giri/min

Art. 198604

Fresa in ceramica, cilindro, grossolana, verde *

Opacizzazione delle tip, accorciamento delle unghie artificiali, rimozione di gel e acrilico. Ottima capacità di taglio, piacevole sensazione sull'unghia. Campo del numero di giri: fino a 20.000 giri/min

Art. 198603

Fresa in ceramica, cono grande, fine, rosso *

Un assoluto "tuttofare" nel suo campo. La straordinaria forma conica vi permette di rimuovere gel e acrilico senza rischi (anche gel a 3 fasi). Inoltre lascia una base ottimale per continuare a lavorare alla modellazione delle unghie. Ottima capacità di taglio. Campo del numero di giri: fino a 25.000 giri/min

Art. 198605

Fresa in ceramica, cono lungo, fine, rosso *

Per la rifinitura, la delicata lucidatura e la rimodellazione delle unghie. Campo del numero di giri: fino a 20.000 giri/min

Art. 198606

Fresa in ceramica, cono lungo, medio, blu *

Per la rimozione, la semplice lavorazione superficiale, eventualmente anche per l'accorciamento di unghie non regolari. Campo del numero di giri: fino a 20.000 giri/min

Art. 198607

Fresa in ceramica, appuntita, fine, rossa *

Punta sottile per lavorare alla scanalatura/al bordo dell'unghia, per un taglio semplice oppure per lavorare sotto le unghie. Campo del numero di giri: fino a 35.000 giri/min

Art. 198608

Fresa in ceramica, appuntita, media, blu *

Punta sottile per lavorare in punti piccoli e stretti, facili da raggiungere senza graffiare l'unghia. Per rifinire la modellazione, per rimuovere i residui sotto l'unghia. Campo del numero di giri: fino a 35.000 giri/min

Punte blue-mix

Materiale estremamente durevole, evita lo sviluppo di calore

Serie blue-mix: punte HM con rivestimento in nitruro di alluminio. Lavorazione delle unghie artificiali particolarmente spedita e rapida.



Art. 198480

2

Punta HM (con rivestimento in nitruro di alluminio), cilindro, serie blue-mix *
Opacizzazione delle tip, accorciamento delle unghie artificiali, rimozione di gel e acrilico. Il rivestimento impedisce lo sviluppo di calore, materiale estremamente durevole. Campo del numero di giri: fino a 25.000 giri/min



Art. 198481

2

Punta HM (con rivestimento in nitruro di alluminio), cono grande, serie blue-mix *
Un assoluto "tuttofare" nel suo campo. La straordinaria forma conica permette di rimuovere gel e acrilico senza rischi (anche gel a 3 fasi). Inoltre lascia una base ottimale per continuare a lavorare alla modellazione delle unghie. Il rivestimento impedisce lo sviluppo di calore, materiale estremamente durevole. Campo del numero di giri: fino a 25.000 giri/min

Punte arcobaleno

Materiale estremamente durevole, evita lo sviluppo di calore

Serie arcobaleno: punte HM con rivestimento in nitruro di tungsteno. Lavorazione delle unghie artificiali particolarmente rapida.



Art. 198491

2

Punta HM (con rivestimento in nitruro di tungsteno), grande cono rotondo *
Un assoluto "tuttofare" nel suo campo. La straordinaria forma conica permette di rimuovere gel e acrilico senza rischi (anche gel a 3 fasi). Inoltre lascia una base ottimale per continuare a lavorare alla modellazione delle unghie. Il rivestimento in nitruro di tungsteno impedisce lo sviluppo di calore, materiale estremamente durevole. Campo del numero di giri: fino a 25.000 giri/min



Art. 198490

2

Punta HM (con rivestimento in nitruro di tungsteno), cilindro *
Opacizzazione delle tip, accorciamento delle unghie artificiali, rimozione di gel e acrilico. Il rivestimento in nitruro di tungsteno impedisce lo sviluppo di calore, materiale estremamente durevole. Campo del numero di giri: fino a 25.000 giri/min



Art. 198492

2

Punta HM (con rivestimento in nitruro di tungsteno), cono sottile, fine *
Dà forma all'acrilico e al gel (rinforzante). La sua dimensione è particolarmente adatta per i lavori di rifinitura. Il rivestimento in nitruro di tungsteno impedisce lo sviluppo di calore, materiale estremamente durevole. Campo del numero di giri: fino a 30.000 giri/min



Art. 198493

2

Punta HM (con rivestimento in nitruro di tungsteno), piccolo cono rotondo sottile, fine *
Dà forma all'acrilico e al gel (rinforzante) e li lima in modo ottimale. La sua forma si adatta benissimo a quella dell'unghia e consente un rendimento più elevato. Il rivestimento in nitruro di tungsteno impedisce lo sviluppo del calore, materiale estremamente durevole. Campo del numero di giri: fino a 30.000 giri/min

* Adatto all'autoclave (sterilizzazione delle punte a una temperatura compresa tra 121 e 134 °C con una pressione di ca. 2 bar)

1 = per la lavorazione di unghie naturali 2 = per la lavorazione di unghie artificiali 3 = per la lavorazione della pelle

Nota: tutte le mole Promed hanno un diametro del fusto di una misura dentale standard compresa tra 2,332 e 2,350 mm.

Punte in titanio / Punta in carburo

Per sollecitazioni estreme, lunga durata

Queste punte di alta qualità in lega di titanio-carburo si riscaldano meno rapidamente e sono quindi più piacevoli da utilizzare per la clientela.



Art. 198551

2


Punta in titanio, cilindro, fusto corto (testina dorata) *
Opacizzazione delle tip, accorciamento delle unghie artificiali, rimozione di gel e acrilico, estremamente durevole. Campo del numero di giri: fino a 25.000 giri/min



Art. 198551/L

2


Punta in titanio, cilindro, fusto lungo (testina dorata) *
Opacizzazione delle tip, accorciamento delle unghie artificiali, rimozione di gel e acrilico, estremamente durevole. Campo del numero di giri: fino a 25.000 giri/min



Art. 198556

2

Punta in titanio, cilindro, arrotondata (testina dorata) *
Limatura dell'area che va dalle tip fino all'unghia naturale, sfumatura delle tip, accorciamento delle unghie artificiali, sottile limatura delle unghie all'iponichio, rimozione di gel e acrilico, Campo del numero di giri: fino a 25.000 giri/min



Art. 198557

2

Punta in carburo, cilindro, dentatura alternata *
Punta speciale per entrambe le direzioni di scorrimento; rapida asportazione della modellazione (gel e acrilico), il rivestimento speciale evita lo sviluppo di calore; levigatura molto fine sull'unghia, estremamente durevole, Campo del numero di giri: fino a 25.000 giri/min

Punte in metallo duro (punte HM)

Materiale estremamente durevole

Le punte HM consentono un lavoro particolarmente veloce ed efficace sull'unghia artificiale. Non devono essere utilizzate sulle unghie naturali. Campi di impiego tipici: limatura dell'area che va verso le tip, limatura fine della superficie, limatura della base dell'unghia, accorciamento, applicazione degli strass.

Punte HM, serie viola, dentatura a spirale - fine



Art. 198455

2


Punta HM, goccia *
Levigazione delle unghie e della pelle nonché lavorazione nel campo della nail art. Campo del numero di giri: ottimale con 12.000 giri/min, max. fino a 20.000 giri/min



Art. 198435

2

Punta HM, cono lungo *
La punta HM offre un'ampia gamma di applicazioni: pulizia della parte inferiore delle unghie sull'iponichio. Rimuovere i resti di gel o acrilico ed eseguire i lavori di rifinitura. Campo del numero di giri: fino a 40.000 giri/min



Art. 198425

2


Punta HM, cono sottile *
È particolarmente efficiente nei cosiddetti lifting. Lavori di rifinitura e la rimozione rapida di gel o acrilico sono possibili anche in prossimità del solco ungueale. Campo del numero di giri: fino a 30.000 giri/min



Art. 198445

2

Punta HM, cono grande *
Un assoluto "tuttofare" nel suo campo. La straordinaria forma conica vi permette di rimuovere gel e acrilico senza rischi (anche gel a 3 fasi) senza sviluppo di calore. Inoltre lascia una base ottimale per continuare a lavorare alla modellazione delle unghie. Materiale estremamente durevole. Campo del numero di giri: fino a 20.000 giri/min



Punte HM, serie blu, dentatura alternata - grossolana

Art. 198410 2
Punta HM, rotonda *
Particolarmente adatto per l'immersione di pietre nell'unghia artificiale. Campo del numero di giri: fino a 40.000 giri/min

Art. 198420 2
Punta HM, cono *
Dà forma all'acrilico e al gel (rinforzante) e li lima in modo ottimale. La sua forma si adatta benissimo a quella dell'unghia e consente un rendimento più elevato. Nessuno sviluppo di calore.
Campo del numero di giri: fino a 20.000 giri/min

Art. 198430 2
Punta HM, cono sottile *
Dà forma all'acrilico e al gel (rinforzante). La sua dimensione è particolarmente adatta a lavori di rifinitura.
Campo del numero di giri: fino a 30.000 giri/min

Art. 198450 2
Punta HM, cilindro arrotondato *
Rimozione molto rapida e grossolana della modellazione (acrilico e gel). Sviluppo di calore molto basso.
Campo del numero di giri: fino a 20.000 giri/min

Particolarmente efficace per gel trifase

Punte HM, serie rossa, dentatura alternata - media

Cod. art. 198422 2
Punta HM, cono *
Rimozione ottimale di gel di qualsiasi tipo - particolarmente indicato in caso di refill. La forma conica è particolarmente adatta alla modellazione di finitura, come la sagomatura. Campo del numero di giri: fino a 30.000 giri/min

Art. 198442 2
Punta HM, cono a punta grande *
Grazie alla sua forma, il piccolo cono a punta è eccellente per la rimozione precisa del gel e dell'acrilico anche in punti difficili poco prima del solco ungueale. Campo del numero di giri: fino a 25.000 giri/min

Art. 198443 2
Punta HM, cono a punta piccolo *
Grazie alla sua forma, il piccolo cono a punta è eccellente per la rimozione precisa del gel e dell'acrilico anche in punti difficili poco prima del solco ungueale. Campo del numero di giri: fino a 30.000 giri/min

Art. 198452 2
Punta HM, cilindro arrotondato *
La forma cilindrica arrotondata offre una rimozione sicura e superficiale di gel e acrilico su tutta la lamina ungueale senza sviluppo di calore. Campo del numero di giri: fino a 20.000 giri/min

Solo per la lavorazione di dettagli

Punte HM, serie gialla, dentatura alternata - extra fine

Art. 198434 2
Punta HM, lunga *
Punta HM. La sua finissima struttura superficiale (dentatura alternata) pulisce perfettamente il lato inferiore delle unghie. Rimozione di resti di acrilico o di gel, esecuzione di lavori di rifinitura.
Campo del numero di giri: fino a 40.000 giri/min

Art. 198421 2
Punta HM, cono *
Punta HM. Per la rilavorazione della modellazione e la rimozione dei resti.
Per una perfetta pulizia della base dell'unghia. Campo del numero di giri: fino a 30.000 giri/min

Art. 198461 2
Punta HM, fiamma *
La punta HM fiamma con la sua forma raggiunge qualsiasi punto difficile. Per rimuovere colla o materiale sotto le unghie in acrilico e gel. Può essere utilizzato anche per pulire l'unghia naturale dopo la ricrescita. Campo del numero di giri: fino a 40.000 giri/min



Punte HM, speciali

Art. 198451 2
Punta HM, cilindro, dentatura combinata (fine/grossolana) *
Dentatura combinata (elementi fini + grossolani), materiale estremamente durevole, rimozione rapida senza produzione di calore; struttura superficiale molto liscia sull'unghia.
Campo del numero di giri: fino a 20.000 giri/min

Art. 198453 2
Punta HM, cono sottile, dentatura combinata (fine/grossolana), serie arancione
per rifinire la modellazione e rimuovere i resti, per lavori di rifinitura e la rimozione rapida senza sviluppo di calore di gel o acrilico, struttura superficiale molto liscia sull'unghia, materiale estremamente durevole, utilizzabile anche nella podologia per la rimozione dei calli. Campo del numero di giri: fino a 20.000 giri/min.

Art. 198423 2
Punte HM, per mancini, cono, dentatura alternata, media *
Particolarmente adatto per la rotazione a sinistra; rapida rimozione della modellazione (gel e acrilico) sottile struttura superficiale sull'unghia; materiale estremamente durevole.
Campo del numero di giri: fino a 20.000 giri/min

Art. 198470 2
Fresa speciale, dentatura semplice con taglio trasversale, serie verde, grossolana
Per lavorare unghie e callosità fortemente ispessite, grifotiche.
Campo del numero di giri: ottimale con 12.000 giri/min, max. fino a 20.000 giri/min

Art. 198471 2
Fresa speciale con taglio trasversale, serie arancione, fine
Rimozione di zone a forte cheratinizzazione e asportazione di calli spessi nonché lavorazione nel campo della nail art. Con canali di refrigerazione esterni, per una lavorazione a freddo con tecnica a secco e umido.
Campo del numero di giri: ottimale a 10.000 giri/min, max. fino a 15.000 giri/min

Fresa in acciaio inossidabile

Acciaio inossidabile, igienico, durevole per lavori precisi di pedicure/podologia, ideale per lavorare callosità, duroni e solchi ungueali

Art. 197005 3
Trivella a rosetta con taglio trasversale (2,3 mm), dentatura media *
Per la fresatura di calli e zone a forte cheratinizzazione della pelle. Dentatura adatta al taglio con taglio trasversale. Campo del numero di giri: ottimale a 15.000 giri/min, max. fino a 30.000 giri/min

Art. 197015 1 3
Fresa per solchi (1,2 mm), dentatura media *
Per lavorare al solco ungueale. Con dentatura a taglio trasversale.
Campo del numero di giri: ottimale a 15.000 giri/min, max. fino a 50.000 giri/min

Art. 197021 3
Fresa cava (trapano, 2,3 mm) *
Per la fresatura di solchi di callosità e duroni. Lama con dentatura.
Campo del numero di giri: ottimale a 4.000 giri/min, max. fino a 6.000 giri/min

Art. 197025 3
Coltello circolare, levigato (2,7 mm) *
Per la rimozione delicata di callosità profonde / clavi. Con lama levigata. Campo del numero di giri: ottimale a 4.000 giri/min, max. fino a 6.000 giri/min

Art. 197030 1 2 3
Cleaner per unghie, corto *
Per la rimozione delicata di cuticole in eccesso e di accumuli nel solco ungueale.
Utensile di lavoro esagonale senza lame affilate.
Campo del numero di giri: ottimale a 5.000 giri/min, max. fino a 30.000 giri/min

Art. 197031 1 2 3
Cleaner per unghie, lungo *
Per la rimozione delicata di cuticole in eccesso e di accumuli nel solco ungueale.
Utensile di lavoro esagonale senza lame affilate.
Campo del numero di giri: ottimale a 5.000 giri/min, max. fino a 30.000 giri/min

Punte in diamante

Particelle di diamante fini sulla mola consentono una lavorazione igienica e rapida della pelle e delle unghie. Lunga durata con impiego continuo. Levigatura, pulizia, rimozione di residui di colla anche nel solco ungueale. Sicura lavorazione su aree difficili.

Art. 198505

1 2

Tagliaunghie (soltanto l'estremità superiore è rivestita in diamante) *

Ideale per accorciare le unghie. La pelle adiacente non viene abrasa. Smusso di sicurezza in corrispondenza del bordo anteriore. Campo del numero di giri: ottimale con 15.000 giri/min, max. fino a 20.000 giri/min

Art. 198502

3

Levigatore per calli, cono (super grossolano) *

Rimozione di zone a forte cheratinizzazione e asportazione di duri e spessi. Con canali di refrigerazione esterni, per una lavorazione a freddo con tecnica a secco e umido.

Campo del numero di giri: ottimale a 10.000 giri/min, max. fino a 15.000 giri/min

Art. 198501

3

Levigatore per calli, conico (super grossolano) *

Rimozione di zone a forte cheratinizzazione e asportazione di duri e spessi.

Con canali di refrigerazione esterni, per una lavorazione a freddo con tecnica a secco e umido.

Campo del numero di giri: ottimale a 10.000 giri/min, max. fino a 15.000 giri/min

Art. 198585

3

Punta diamantata, cilindro rotondo, grande, grossolana, mola per callosità (specifico per tecnica a umido) *

Per la cura professionale dei piedi. Nessuno sviluppo di calore. Per il trattamento delle irregolarità della pelle e dei calli. Può essere applicata sia sulla pelle secca che su quella umida. Campo del numero di giri: fino a 20.000 giri/min

Art. 198586

3

Punta diamantata, cilindro rotondo, piccola, grossolana, mola per callosità (strumento specifico per tecnica a umido) *

Per la cura professionale dei piedi. Nessuno sviluppo di calore. Per il trattamento di callosità spesse.

Può essere applicata sia sulla pelle asciutta che bagnata. Campo del numero di giri: fino a 20.000 giri/min

Art. 198020

1 3

Punta diamantata, cono *

Per molare le superfici ungueali irregolari, scanalate. Campo del numero di giri: fino a 20.000 giri/min

Art. 198540

1 3

Punta diamantata, cono piccolo *

Per rimuovere le cuticole, opacizzare le sfumature e l'unghia naturale, lavorare angoli difficili. Campo del numero di giri: fino a 20.000 giri/min

Art. 198541

1 3

Punta diamantata, cilindrica *

Per ridurre gli ispessimenti ostinati dell'unghia e trattare i corni duri.

Campo del numero di giri: fino a 20.000 giri/min

Art. 198542

1 3

Punta diamantata, cono a punta arrotondato *

Per levigare unghie infette; le tracce di onicomicosi possono così essere rimosse facilmente.

Per rimuovere le cuticole. Campo del numero di giri: fino a 20.000 giri/min

Art. 198543

1 3

Punta diamantata, cono a punta piccolo *

Per levigare unghie infette; le tracce di onicomicosi possono così essere rimosse facilmente.

Per rimuovere le cuticole. Campo del numero di giri: fino a 20.000 giri/min

Punte in diamante con canali di raffreddamento e fusto in carbonio

Le punte in diamante con elevata densità di particelle di diamante e canale di raffreddamento integrato consentono prestazioni di alto livello. Il canale di raffreddamento riduce lo sviluppo di calore e, al contempo, aumenta i tempi di impiego grazie alla rimozione continua del materiale eliminato. Adatte per la tecnica a secco e umido.

Art. 198544

1 3

Punta diamantata con canali di raffreddamento, a punta, piccola

Con canali di raffreddamento, ottimali per la rifinitura e la levigatura di duri e unghie in punti sensibili.

Art. 198545

1 3

Punta diamantata con canali di raffreddamento, rotonda

Con canali di raffreddamento, ideali per la rifinitura delicata e la levigatura di zone a forte cheratinizzazione e calli.

Art. 198546

1 3

Punta diamantata con canali di raffreddamento, sottile, arrotondata

Con canali di raffreddamento, ideali per la levigatura e la rifinitura di duri e unghie. Consente di lavorare a temperature più basse.

Art. 198547

1 3

Punta diamantata con canali di raffreddamento, spessore conico

Con canali di raffreddamento, per la riduzione precisa e la rilavorazione di zone a forte cheratinizzazione e unghie. Consente di lavorare a temperature più basse.

Punte in zaffiro

Lo zaffiro è "più morbido" del diamante ed è ideale per la cura e la lavorazione di unghie naturali, per ispessimenti dell'unghia e duri o per altri problemi ai piedi e alle unghie.

Art. 198030

1 3

Punta in zaffiro, appuntita

per trattare angoli e pieghe difficili, rimozione prudente delle cuticole.

Campo del numero di giri: fino a 25.000 giri/min

Art. 198031

1 3

Punta in zaffiro, rotonda

Per la pulizia del solco ungueale e per la rimozione di duri.

Per la rimozione di unghie incarnite. Campo del numero di giri: fino a 25.000 giri/min

Art. 198034

1 3

Punta in zaffiro, lunga

Per la lavorazione della base dell'unghia, ad es. per rimuovere sporcizia o tracce di funghi ungueali.

Campo del numero di giri: fino a 25.000 giri/min

Art. 190011

1

Disco abrasivo, zaffiro

Per accorciare e modellare le unghie di mani e piedi. Campo del numero di giri: fino a 10.000 giri/min

Art. 190027 fine

Art. 190029 medio

Art. 190031 grossolano

1 3

Cono abrasivo, zaffiro piccolo *

Per rimuovere zone spesse o duri dalla pianta del piede. Può essere utilizzato anche per rimuovere i calli. Campo del numero di giri: fino a 20.000 giri/min

*Adatto all'autoclave (sterilizzazione delle punte a una temperatura compresa tra 121 e 134 °C con una pressione di ca. 2 bar)
1 = per la lavorazione di unghie naturali 2 = per la lavorazione di unghie artificiali 3 = per la lavorazione della pelle

Nota: tutte le mole Promed hanno un diametro del fusto di una misura dentale standard compresa tra 2,332 e 2,350 mm.

Punte in zaffiro

Lo zaffiro è “più morbido” del diamante ed è ideale per la cura e la lavorazione di unghie naturali, per ispessimenti dell’unghia e duroni o per altri problemi ai piedi e alle unghie.

Art. 190024 fine

Art. 190026 media

Art. 190028 grossolana

Art. 190021 grossolana (non sterilizzabile in autoclave)

Cono abrasivo, zaffiro *

Per molare duroni, callosità e unghie fortemente lignificate.

Campo del numero di giri: fino a 20.000 giri/min

Art. 190066 fine

Art. 190064 medio

Art. 190063 grossolano

Art. 190067 grossolano (non sterilizzabile in autoclave)

Mola di drenaggio delle callosità, zaffiro *

Particolarmente indicata per rimuovere callosità ostinate e spesse,

ad es. su talloni e piante dei piedi. Campo del numero di giri: fino a 20.000 giri/min

Punte in pietra

Le mole in pietra sono molto adatte per ridurre forti ispessimenti ungueali.

Art. 198530

Mola in pietra, cilindro

Per levigare lamine ungueali antiestetiche, in caso di unghie ispessite, lignificate.

Campo del numero di giri: fino a 12.000 giri/min

Art. 198535

Mola in pietra, standard

Per levigare e opacizzare la lamina ungueale. Per la preparazione dell’applicazione

di unghie artificiali. Campo del numero di giri: fino a 12.000 giri/min

Mandrino - Supporto cappuccio per mola

Per l’applicazione di nastri abrasivi per la lavorazione della modellazione e la rimozione dei duroni. Facile sostituzione dei cappucci per la mola grazie all’azione della molla del supporto cappuccio. La nuova versione di mandrino equilibra efficacemente le tolleranze dei diversi cappucci per mola.

Art. 198583

Mandrino per mola, metallo

Indicato per l’inserimento di nastri abrasivi per la lavorazione della modellazione

su unghie artificiali. Campo del numero di giri: fino a 25.000 giri/min

Art. 198564

Mandrino abrasivo, plastica *

Indicato per l’inserimento di nastri abrasivi per la lavorazione della modellazione

su unghie artificiali. Campo del numero di giri: fino a 25.000 giri/min

Art. 198565/L

Mandrino abrasivo, plastica, fusto lungo

(per 4030/S/SX/SX2, 4040, 5030S, 5040-SX, 5040-SX2) *

Indicato per l’inserimento di nastri abrasivi per la lavorazione della modellazione

su unghie artificiali. Campo del numero di giri: fino a 25.000 giri/min

Punte in carta vetrata

I manicotti di carta vetrata sono disponibili in grane diverse. I manicotti vengono tirati tramite un mandrino, trasformando così la vecchia buona lima manuale in una soluzione a tutto tondo.

Art. 198561 fine

Nastro abrasivo, fine, 100 pz.

Adatto per levigare la superficie delle unghie e per lavori di finitura.

Art. 198562 media

Nastro abrasivo, medio, 100 pz.

Particolarmente adatto per la rimozione del gel.

Art. 198563 grossolana

Nastro abrasivo, grossolano, 100 pezzi

Adatto per rimuovere materiali acrilici.

Art. 198590 fine

Nastro abrasivo ZEBRA, fine, 100 pz.

Con rivestimento “Anti-Dust”. Adatto per levigare la superficie delle unghie e per lavori di finitura.

Art. 198591 media

Nastro abrasivo ZEBRA, medio, 100 pz.

Con rivestimento “Anti-Dust”. Particolarmente adatto per la rimozione del gel.

Art. 198592 grossolana

Nastro abrasivo ZEBRA, ruvido, 100 pz.

Con rivestimento “Anti-Dust”. Adatto per rimuovere materiali acrilici.

Art. 198587

Mascherina in carta vetrata (10 mm), media, 100 pezzi

Mascherina professionale in carta vetrata per la cura dei piedi. Per la rimozione di

callosità forti e spesse, duroni in corrispondenza di piante e talloni.

Art. 198588

Mascherina in carta vetrata (13 mm), media, 100 pezzi

Mascherina professionale in carta vetrata per la cura dei piedi. Per la rimozione di

callosità forti e spesse, duroni in corrispondenza di piante e talloni.

Art. 198581

Mandrino abrasivo, gomma (per mascherina in carta vetrata 10 mm)

Mandrino abrasivo per posizionare cappucci in carta vetrata per la lavorazione delle callosità.

Campo del numero di giri: fino a 15.000 giri/min

Art. 198580

Mandrino abrasivo, gomma (per mascherina in carta vetrata 13 mm)

Mandrino abrasivo per posizionare cappucci in carta vetrata per la lavorazione delle callosità.

Campo del numero di giri: fino a 15.000 giri/min



Punte lucidanti


Lucidatura, rimozione di lucentezza, creazione di lucentezza, opacizzazione, levigatura di irregolarità nell’unghia naturale e molto altro ancora. Le diverse punte per la lucidatura, dal lucidatore in silicone alla punta in feltro fino al lucidatore soft in tessuto, offrono diverse possibilità per la cura delle unghie



Art. 190041 1 2
Cono lucidante, feltro
Per unghie e margini ungueali lisci per concludere in lucentezza la cura.
Campo del numero di giri: fino a 10.000 giri/min




Art. 198133 1 2
Lucidatore in silicone, appuntito, fine
Per lucidare, far risplendere e opacizzare. Campo del numero di giri: fino a 8.000 giri/min



Art. 198130 1 2
Lucidatore in silicone, fine, giallo
Per lucidare, far risplendere e opacizzare.



Art. 198131 1 2
Lucidatore in silicone, medio, nero
Per lucidare, far risplendere e opacizzare.



Art. 198132 1 2
Lucidatore in silicone, grossolano, verde
Per lucidare, far risplendere e opacizzare. Rimozione di lievi irregolarità nelle unghie naturali. **Sostituzione buffer!**


Nota:
Tre grane diverse per la finitura di unghie naturali e artificiali.
Campo del numero di giri: fino a 8.000 giri/min
(Attenzione: a più di 8.000 giri/min le unghie cambiano colore e assumono quello del lucidante al silicone)



Art. 198572 1 2
Lucidatore soft, tessuto, incl. polish
Il tessuto con il polish produce una straordinaria lucentezza sulle unghie naturali in quanto la pasta lucidante è già inserita in questa punta lucidante. Campo del numero di giri: fino a 10.000 giri/min




Art. 198570 1 2
Polish in camoscio, in pelle
Per lucidare le unghie naturali. Insieme a una pasta lucidante anche per unghie artificiali. Il cuoio, grazie alla sua struttura superficiale, genera una splendida lucentezza sulla lamina ungueale delle unghie naturali. Campo del numero di giri: fino a 10.000 giri/min



Art. 198571 1 2
Lucidatore soft, in tessuto
Per lucidare le unghie artificiali e naturali in combinazione con una pasta lucidante. Campo del numero di giri: fino a 10.000 giri/min



Art. 190086 2
Spazzola lucidante, crini di capra
Per pulire unghie e materiali. I resti di polvere delle unghie possono così essere rimossi in luoghi difficilmente accessibili, come intorno alle cuticole. In delicati crini di capra. Campo del numero di giri: fino a 8.000 giri/min



*Adatto all'autoclave (sterilizzazione delle punte a una temperatura compresa tra 121 e 134 °C con una pressione di ca. 2 bar)
1 = per la lavorazione di unghie naturali 2 = per la lavorazione di unghie artificiali 3 = per la lavorazione della pelle
Nota: tutte le mole Promed hanno un diametro del fusto di una misura dentale standard compresa tra 2,332 e 2,350 mm.

Accessori professionali utili

Art. 198915

Supporto mola, plastica

Spazio per 13 mole (consegna senza punte), bianco, 100 x 30 mm

Art. 198900

Supporto punte in acrilico

Spazio per 10 mole (consegna senza punte), trasparente, 95 x 50 mm

Art. 198910

Spazzola per la pulizia di punte, ottone

Per la pulizia delle mole.

Art. 198920

Spazzola per la pulizia di punte, nylon

Per la pulizia delle mole. Con effetto particolarmente delicato sulle lame delle punte.

Art. 198930

Spazzola per la pulizia di punte, nylon

Per la pulizia delle mole. Con effetto particolarmente delicato sulle lame delle punte.

Art. 940602 (10 pz.) / Art. 940601 (1 pz.)

Asciugamano Promed

bianco, piccolo, 30 x 50 cm, volume della fornitura: pacco da 10 o singolarmente

Art. 952010

Manuale per la modellazione professionale delle unghie

Questo piccolo manuale riccamente illustrato mostra le tecniche più importanti nell'uso della lima elettrica e tratta tutti i temi cruciali.

68 pagine, 80 illustrazioni, ISBN 3-9809164-0-5

Art. 190051 - bianca

Pinza di serraggio - bianca (per Pedisenso Duo)

Pinza di serraggio vite fissa

Art. 190052 - gialla

Pinza di serraggio - gialla (per Pedisenso Duo)

con giunto antiscivolo di sicurezza per soggetti diabetici

Manipoli

(Disponibile anche singolarmente)

Art. 200601

Manipolo Promed KR6

separatamente per Promed 620

Art. 292001

Manipolo Promed PS7

solo per Promed 525 / 625 / 725 / 825

con bloccaggio (non per 520 / 620)

Art. 201004

Manipolo Promed MR10

separatamente per Promed 1030 con bloccaggio

Art. 202003

Manipolo Promed MR20

separatamente per Promed 2020 (da 2015) con bloccaggio

Art. 203031

Manipolo Promed The File 3030-X

solo per Promed 3030-X, acciaio inox bianco,

(non venduto separatamente)

Art. 204002

Manipolo Promed POM

solo per Promed 4030-SX2, bianco

Art. 204007

Manipolo Promed 4040

solo per Promed 4040, bianco, con cassetto per sacchetto filtrante (non venduto separatamente)

NOVITÀ

Accessori pedali

Art. 290011

NOVITÀ

Pedale 825

Pedale ON/OFF con alloggiamento in plastica robusto (100 x 70 x 30 mm) e piedi in gomma. Colore: nero, cavo di collegamento con connettore a 5 poli, lunghezza cavo: 150 cm. Collegamento agli apparecchi **825**

Art. 290004

Pedale 1

Pedale ON/OFF con alloggiamento in plastica robusto (100 x 70 x 30 mm) e piedi in gomma. Colore: nero, cavo di collegamento con connettore a 5 poli, lunghezza cavo: 150 cm. Collegamento agli apparecchi **1030, 2020, 2030 e 3020**

Art. 290007

Pedale 5

Come pedale 1, pedale ON/OFF con alloggiamento in plastica, collegamento solo al modello: **4030-SX, 4030-SX2**

Art. 290009

Pedale 6

Come pedale 1, pedale ON/OFF con alloggiamento in plastica (ON con azionamento permanente del pedale). Collegamento solo al modello: **5040-SX / 5040-SX2**

Art. 290010

Pedale 7

Come pedale 1, pedale ON/OFF con alloggiamento in plastica. Collegamento solo al modello: **4040**

Art. 290005

Pedale 3

Pedale digitale con funzione di arresto graduale in plastica robusta e resistente alle fratture, nero, 197 x 120 x 47 mm con piedi in gomma, lunghezza cavo: 165 cm. Collegamento solo ai modelli: **4030, 4030 S, 5030, 5040, 5040-SX e 5040-SX2**

Art. 290008

Pedale 4

Come pedale 3, con funzione di arresto graduale e alloggiamento in plastica. Collegamento solo al modello: **4030-SX, 4030 SX2**

Accessori sacchetto filtrante di ricambio

Sacchetti sostitutivi per il filtro in micro pile per il modello 4030 S, 4030-SX, 4030 SX2, 4040

(Con riserva di modifiche, sia tecniche che cromatiche)

nella confezione da 10

Art. 195870

nella confezione da 20

Art. 195871

nella confezione da 50

Art. 195872

Accessori UVL-36, UVL-36 S

Art. 330904 per UVL-36 S

Tubo per lampada UV
(9 W, λ = 365 nm, base = G23)

1 pezzo

Art. 330905 per UVL-36 S

Tubo per lampada UV
(9 W, λ = 365 nm, base = G23)

SET DA 4 / 4 pezzi

Accessori Nailfan

Art. 230800

Unità filtrante - lavabile

Art. 230803

Poggiabraccio

Art. 230804

Griglia di appoggio

Accessori Nailfan Mini

Art. 295001

Filtro (per la pulizia vedere il manuale Nailfan mini)

Accessori Nailfan Mini-X

Art. 295100

Filtro (per la pulizia vedere il manuale Nailfan Mini-X)

2 pezzi/confezione

Accessori AC-4000

Art. 334001

Set di filtri

Art. 334002

Lampada UVC

Accessori TENS/EMS



Art. 359174
Elettrodo per il collo
autoadesivo, 1 pz./conf.; ca. 13 x 11 cm



Art. 359173
Elettrodo Butterfly
autoadesivo, 2 pz./conf.; 15 x 9,5 cm



Art. 359170
Elettrodo in tessuto
autoadesivo, 4 pz./conf.; 40 x 40 mm



Art. 359171
Elettrodo in tessuto
autoadesivo, 4 pz./conf.; 45 x 45 mm



Art. 359172
Elettrodo in tessuto
autoadesivo, 4 pz./conf.; 45 x 35 mm



Art. 359178
Elettrodo in tessuto
autoadesivo, 4 pz./conf.; 45 x 80 mm



Art. 359177
Elettrodo in tessuto
autoadesivo, 4 pz./conf.; Ø 32 mm



Art. 359070
Elettrodo permanente in carbonio
4 pezzi/confezioni + 4 pad in gel autoadesivi;
40 x 40 mm (riordinazione di singoli pad in gel art. 359280)



Art. 359280
Pad in gel autoadesivi
per la sostituzione dei pad in gel usati degli elettrodi permanenti di carbonio (art. 359070)
40 x 40 mm, 10 pezzi/confezione, autoadesivi



Art. 359910
Gel di contatto TENS
per rinfrescare le superfici di contatto degli elettrodi - tubo da 50 g



Art. 359013
Cavo di contatto
Cavo di contatto per **EMT-4**, a coppia



Art. 359014
Cavo di contatto
Cavi di contatto per **EMT-6**, **T-6** e **IT-6**, a coppia



Art. 359011
Cavo di contatto
Cavo di contatto per **Promed digi 3000 Promed tens 1000 s**, a coppia



Art. 359130
Sonda vaginale
Elettrodo speciale per l'inserimento vaginale per il trattamento dell'incontinenza e l'allenamento della muscolatura del pavimento pelvico (donne).




Art. 359131
Sonda anale
Elettrodo speciale per l'inserimento anale per il trattamento dell'incontinenza e l'allenamento della muscolatura del pavimento pelvico.




Art. 359990
Blocco batteria
Blocco batteria per **Promed tens 1000 s, Promed digi tens 3000**, 8,4 V



Art. 359991
Blocco batteria 9 Volt
Blocco batteria 9 Volt per **Promed tens 1000 s, Promed digi tens 3000**



Art. 359995
Pacchetto batteria da 4
Pacchetto batteria da 4 per Promed **EMT-4**



Art. 359994
Pacchetto batteria da 4
Pacchetto batteria da 4 per **EMT-4, EMT-6, T-6**

Accessori terapia



Art. 270960

Swiss Depil - Dischi sostitutivi
Set di dischi di depilazione di ricambio (6 pezzi)



Art. 402091

Fascia per PBM-3.5, universale (22-42 cm)
Fascia per braccio, universale (22-42 cm), grigio, per sfigmomanometri



Art. 402093

Adattatore di rete
Adattatore di rete da 6 Volt per sfigmomanometro **PBM-3.5**, **PBW-5.2** e **BDS-700**, **PBM-4.2**

Accessori inalatore



Art. 422001

Cappuccio protettivo per INH-2.1 & INH-2.1R



Art. 422007

Contenitore per medicinali INH-2.1R
Contenitore di ricambio per medicinali da ordinare in un secondo momento



Art. 422003

Bocchetta per INH-2.1 & INH-2.1R
100% senza lattice



Art. 422004

Maschera misura S per INH-2.1 & INH-2.1R
adatta per bambini, con raccordo, 100% senza lattice



Art. 422005

Maschera misura L per INH-2.1 & INH-2.1R
adatta per adulti, con raccordo, 100% senza lattice



Art. 422006

Adattatore per INH-2.1 & INH-2.1R
(l'immagine funge solo da esempio)

Accessori igiene orale



Art. 470003 Ugello standard bianco (anello bianco)
4043641400873



Art. 470004 Ugello standard bianco (anello grigio)
4043641400880



Art. 470005 Ugello standard bianco (anello nero)
4043641400897



Art. 470006 Ugello parodontale bianco
4043641400903



Art. 470007 Ugello patina lingua bianco
4043641400910



Art. 470008 Ugello ortodontico mandibolare bianco
4043641400927



Art. 470009 Ugello standard nero (anello nero)
4043641400934



Art. 470010 Ugello standard nero (anello grigio)
4043641400941



Art. 470011 Ugello standard nero (anello bianco)
4043641400958



Art. 470012 Ugello parodontale nero
4043641400965



Art. 470013 Ugello patina lingua nero
4043641400972



Art. 470014 Ugello ortodontico mandibolare nero
4043641400989

Accessori misuratori di glicemia



Art. M79039

Soluzione di controllo per MediTouch 2/MediTouch 2 connect
EAN 40 15588 79039 3



Art. M79038

Strisce reattive per MediTouch 2/MediTouch 2 connect (2 x 25 pezzi)
EAN 40 15588 79038 6



Art. M79002

Aghi pungidito
EAN 40 15588 79002 7



Art. M79028

Lancette per MediTouch 2/MediTouch 2 connect
EAN 40 15588 79028 7

Art. M79049

Cavo USB per MediTouch 2
EAN 40 15588 79049 2

A

Diffusore di aromi:

AL-150 WS diffusore di aromi	pag. 52
AL-240 FL diffusore di aromi	pag. 51
AL-400 CL diffusore di aromi	pag. 51
AL-1300 WS diffusore di aromi	pag. 50
AL-305 diffusore di aromi	pag. 52

Essenze aromatiche/oli profumati:

Mela e cannella (10 ml)	pag. 55
Be Happy (10 ml)	pag. 54
Eucalipto (10 ml)	pag. 54
Pompelmo (10 ml)	pag. 55
Lavanda (10 ml)	pag. 54
Citronella (10 ml)	pag. 54
Limetta (10 ml)	pag. 55
Arancia (10 ml)	pag. 54
Pesca (10 ml)	pag. 55
Relax (10 ml)	pag. 54
Rosa (10 ml)	pag. 55
Vaniglia (10 ml)	pag. 55
Ciliegia selvatica (10 ml)	pag. 55
Cannella (10 ml)	pag. 54
Cannella e arancia (10 ml)	pag. 55
Limone (10 ml)	pag. 55

B

Sfigmomanometri:

PBM-3.5 sfigmomanometro da braccio	pag. 31
HGP-30 sfigmomanometro da polso	pag. 31

Misuratori di glicemia:

Meditouch 2	pag. 37
Meditouch 2 connect DUAL	pag. 37

D

Disinfezione:

UC-50 apparecchio per la pulizia a ultrasuoni	pag. 20
UC-60 apparecchio per la pulizia a ultrasuoni	pag. 20

E

Lime elettriche

Profi e Personal Care:

Emotion	pag. 18
Feeling	pag. 19
Pedimed	pag. 16
Pedisenso Duo	pag. 17
Sensitive	pag. 18
the file - 620	pag. 15
the file - 620 deluxe	pag. 16
the file - 625	pag. 15
the file - 725	pag. 12
the file - 825	pag. 12
the file - 1030	pag. 14
the file - 2020	pag. 14
the file - 3030-X	pag. 13
the file - 4030-SX2	pag. 10
the file - 4040	pag. 8
the file - 5040-SX2	pag. 11
Ultra pro S	pag. 17

I

Inalazione:

INH-2.1 R inalatore a ultrasuoni	pag. 33
----------------------------------	---------

Igiene intima:

Doccia intima "Orchidee"	pag. 42
Doccia intima "Rose"	pag. 42

S

Lampade/luce:

LTL-749 lampada da tavolo	pag. 25
LTM-30 lampada da tavolo con lente di ingrandimento	pag. 25

Purificatore d'aria:

AC-4000	pag. 27
---------	---------

M

Massaggiatori:

ITM Pro, massaggiatore manuale	pag. 40
Idropulsore orale MD-310	pag. 29

P

Pulsossimetro:

PM-200 Pro pulsossimetro da dito	pag. 35
PM-300 OLED pulsossimetro	pag. 35
PM-100 connect	pag. 36
PM-180	pag. 36

S

Set di mole:

Set Comfort	pag. 76
Set per calli	pag. 76
Set di modellazione Basic	pag. 75
Set di modellazione Blue Mix	pag. 74
Set di modellazione set punte HM Pro	pag. 75
Set di modellazione Master	pag. 75
Set di modellazione in ceramica	pag. 74
Set di modellazione arcobaleno	pag. 74
Set natural	pag. 76
Set Personal Care	pag. 75

S

Mole:

Punte blue-mix	pag. 78
Punte in diamante	pag. 82
Punte in diamante con canali di raffreddamento	pag. 83
Punta in metallo duro, serie blu	pag. 80
Punta in metallo duro, serie gialla	pag. 80
Punta in metallo duro, serie rossa	pag. 80
Punta in metallo duro, speciali	pag. 81
Punta in metallo duro, serie viola	pag. 79
Punte in ceramica	pag. 77
Mandrini	pag. 85
Punte lucidanti	pag. 86
Punte arcobaleno	pag. 78
Punte in carta vetrata	pag. 85
Punte in zaffiro	pag. 83
Fresa in acciaio - inossidabile	pag. 81
Punte in pietra	pag. 84
Punte in titanio	pag. 79

Scarpe (scarpe ortopediche):

Flex 2	pag. 63
GentleWalk-Hi	pag. 67
GentleWalk-Lo	pag. 67
Grainau	pag. 64
München 2 LXL	pag. 68
München 3	pag. 68
Pantomobil D	pag. 70
Sanicabrio	pag. 66
Sanicabrio DXL	pag. 65
Sanicabrio LXL	pag. 65
Sanisoft	pag. 67
Sanisoft D	pag. 66
TheraLight 1	pag. 70
Theramed D1	pag. 69
Theramed D3	pag. 69
Wallgau	pag. 64

Suole:

Suole interne di ricambio	pag. 71
Spina calcaneare Huber	pag. 73
Sollievo articolare Huber	pag. 73
Alluce valgo Huber	pag. 72

Pediluvio:

Pediluvio idromassaggio FB-100	pag. 41
--------------------------------	---------

Aspirazione polvere:

Nailfan	pag. 21
Nailfan Mini	pag. 21
Nailfan mini- X	pag. 22

T

Apparecchi TENS/EMS:

EMT-4	pag. 39
Apparecchio combinato EMT-6	pag. 38
IT-6	pag. 38
Tens 1000 s	pag. 39

Termometro:

IRT-80 termometro a infrarossi	pag. 34
PFT-3.7 termometro digitale	pag. 34

U

Lampade UV:

UVL-36 S	pag. 24
UVL-54 "All-In"	pag. 24
UVL-54-X	pag. 23

W

Prodotti termici:

HGP-1.7 Cintura termica	pag. 47
HKP-1.2H Morbido cuscino termico	pag. 48
HKP-1.6 XL Morbido cuscino termico	pag. 48
KFS-100 Scaldapiedi	pag. 49
HKP-1.8 XXL Cuscino termico	pag. 45
KHP-2.3 coperta termica	pag. 44
KHP-2.3G coperta termica	pag. 44
KHP-2.3S Coperta termica a maglia	pag. 45
NRP-2.0 Cuscinotermico per spalle e collo	pag. 46
NRP-2.4 Cuscino termico per schiena e collo	pag. 47
NRP-5.4 Cuscino termico per schiena e collo	pag. 46
UBS-2.4 Materasso sottile	pag. 49

Z

Accessori:

Batterie/Accumulatori	pag. 93
Elettrodi	pag. 92
Sacchetto filtrante di ricambio	pag. 90
Pedali	pag. 90
Manipoli	pag. 89
Inalatore	pag. 94
Gel di contatto	pag. 93
Cavo di contatto	pag. 93
Accessori purificatore d'aria	pag. 91
Manicotti	pag. 94
Accessori Nailfan	pag. 91
Accessori Nailfan Mini	pag. 91
Accessori Nailfan Mini	pag. 91
Accessori per idropulsore orale	pag. 95
Accessori professionali	pag. 88
Accessori UVL-36, UVL-36 S	pag. 91
Sonda vaginale/anale	pag. 93

Accessori Medisana:

pag. 95

Saremo lieti di inviarvi materiale promozionale adeguato:

Rinnoviamo continuamente il nostro assortimento di materiale pubblicitario. Chiedete ai nostri collaboratori.



Flyer:

(DIN lungo - lingue diverse)

Flyer elettroterapia (DE)
Art. 993516

Flyer manicure/pedicure (DE)
Art. 991218

Flyer Medisana (DE)
Art. M99983

Flyer scarpe (DE)
Art. 995114

Flyer scarpe "Pedibelle" (DE, EN)
DE: Art. 995401; EN: Art. 995402

Flyer cuscino termico (DE, EN, FR)
DE: Art. 99977; EN: Art. 994501; FR: Art. 994502

Flyer igiene personale (DE)
Art. 991216

Flyer lime professionali (DE, EN, FR)
DE: Art. 992020; EN: Art. 992021

Flyer accessori (DE, EN)
DE: Art. 991901; EN: Art. 991902

Flyer sfigmomanometri (DE)
DE: Art. 994101

(Cartone)
**Espositore da banco
per volantini lunghi DIN**
Art. 999981



Guida rapida (IT):
(DIN A4, laminato)

**per TENS/EMS
Dispositivo EMT-4**
Art. 983529

**per TENS/EMS
Dispositivo EMT-6**
Art. 983530

**Espositore da terra
verticale per prodotti
Promed**
Art. 999901

**Borsa in tessuto
Promed**
Art. 999986

Penne a sfera
Art. 940655

**Blocco per
appunti A6**
Art. 999980

Il vostro referente

Centrale / Elaborazione ordini:
Tel.: +49 (0)8821 / 9621 - 0
info@promed.de

**Direzione,
marketing e vendite:**
Andreas Schuster
Tel.: +49 (0)8821 / 9621 - 0

Esportazione e vendita per corrispondenza:
Marsha Lo
Tel.: +49 (0)8821 / 9621 - 12

Assistenza / Reso:
Tel.: +49 (0)8821 / 909 65 50

Servizio esterno

Bernd Hegeler
Regione DE CAP: 2, 3, 49
Tel.: 0151 / 174 815 13

Centrale
Regione DE CAP: 4 (senza 49); 5 senza 55
Tel.: +49 (0)8821 / 9621 - 0

Gabriele Zimmer
Regione DE CAP: 55, 6, 7, 88, 89
Tel.: 0171 / 932 18 85

Signora Gedak
Regione DE CAP: 80-87; 90-97
Tel.: +49 (0)8821 / 9621 - 0

Orari di ufficio:

Lunedì - Giovedì:
08:00 - 12:00 e 13:00 - 17:00
Venerdì: 08:00 - 12:00

Indirizzo per i resi
(spedizioni pacchi/resi):

Promed GmbH, Bischofstr. 1, 82490 Farchant, Germania

Colophon

Modifiche / CGC

Ci riserviamo il diritto di modificare dati tecnici, introdurre aggiornamenti o correzioni e di correggere eventuali errori e omissioni, anche senza preavviso. Le nostre CGC attuali sono sempre disponibili sul nostro sito web.

Copyright

Le informazioni pubblicate nel catalogo (testi, immagini, grafici) così come la loro struttura sono soggette al diritto d'autore di Promed GmbH e, in parte, al diritto d'autore di terzi. In assenza del nostro consenso scritto, la duplicazione, la diffusione, la riproduzione e trasmissione, il salvataggio e ogni altro utilizzo sono espressamente vietati.

© Copyright 2026, Promed GmbH, Germania



Promed GmbH
Lindenweg 11
D-82490 Farchant
Germania

Tel. +49 (0)8821 / 9621 - 0
Fax +49 (0)8821 / 9621 - 21

E-mail: info@promed.de
Internet: www.promed.de

Amministratori delegati: Andreas Schuster, Thomas Teckentrup
HRB: 135838
Amtsgericht Monaco di Baviera (tribunale di prima istanza)
Partita IVA: DE 1283/68339



www.promed.de



Certificata ai sensi della norma DIN EN ISO 13485

Valido dal 1° gennaio 2026